



Government of Telangana

313



INTERMEDIATE (TOSS) انٹرمیڈیٹ (ٹی او ایس ایس)

CHEMISTRY LABORATORY MANUAL
کیمسٹری لیباریٹری مینول (313)



تلنگانہ اوپن اسکول سوسائٹی، حیدرآباد

INTERMEDIATE (TOSS) انٹرمیڈیٹ (ٹی او ایس ایس)

کیمسٹری لیباریٹری مینول (313)
CHEMISTRY LABORATORY MANUAL



تلنگانہ اوپن اسکول سوسائٹی، حیدرآباد

313

انٹرمیڈیٹ (ٹی او ایس ایس) کورس
سینٹر سیکنڈری کورس

کیمیا

4

لیبارٹری مینوئل



تلنگانہ اوپن اسکول سوسائٹی (ٹی او ایس ایس)، حیدرآباد

ایس سی ای آر ٹی کیمپس، ایل بی اسٹیڈیم، بشیرباغ، حیدرآباد 500 001،

فون: 23299568 - 040، ویب سائٹ telanganaopenschool.org

ای میل: dirtoshyd@gmail.com

تلنگانہ اوپن اسکول سوسائٹی

پرنٹ: 2023

کاپیوں کی تعداد:

ڈائریکٹر تلنگانہ اوپن اسکول سوسائٹی، حیدرآباد نے این آئی او ایس، نوئیڈا کی کاپی رائٹ اجازت کے ساتھ شائع کیا۔

ہندوستان میں اشاعت

تلنگانہ گورنمنٹ ٹیکسٹ بک پریس، منٹ کمپاؤنڈ، خیرات آباد، حیدرآباد، تلنگانہ کے ڈائریکٹر کے لئے۔

سینئر سیکنڈری کورس
انٹرمیڈیٹ (ٹاس) کورس
کیمیاء - اضافی نصاب

چیف ایڈوائزر

محترمہ واکٹی کرونا، آئی اے ایس
سکریٹریٹ ٹو گورنمنٹ، محکمہ تعلیم، حکومت تلنگانہ، حیدرآباد

ٹیکسٹ بک پرفٹنگ کونسل

محترمہ اے سری دیواسینا، آئی اے ایس
ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن، تلنگانہ، حیدرآباد

سری. پی وی سری ہری
ڈائریکٹر، ٹی او ایس ایس، تلنگانہ، حیدرآباد

سری. ایس سرینواس چاری
ڈائریکٹر، ٹیکسٹ بک پریس، تلنگانہ، حیدرآباد

چیف کوآرڈینیٹر

سری. مارسانی سومی ریڈی
جوائنٹ ڈائریکٹر، ٹی او ایس ایس،
تلنگانہ، حیدرآباد

کوآرڈینیٹرز

محترمہ گنتا سریتا
ریاستی کوآرڈینیٹر، ٹی او ایس ایس، تلنگانہ، حیدرآباد

سری. بی وینکٹیشور رراؤ
ریاستی کوآرڈینیٹر، ٹی او ایس ایس، تلنگانہ، حیدرآباد

تلنگانہ اوپن اسکول سوسائٹی (ٹی او ایس ایس)، حیدرآباد

ایس سی ای آر ٹی کیمپس، ایل بی اسٹیڈیم، بشیرباغ، حیدرآباد 500 001،

فون: 23299568 - 040، ویب سائٹ telanganaopenschool.org

ای میل: dirtoshyd@gmail.com

سینئر سیکنڈری کورس
انٹرمیڈیٹ (ٹاس) کورس
کیمیاء-اضافی نصاب

ایڈیٹر

ڈاکٹر وپلودوتھ شکلا،

کیمیاء کے ایسوسی ایٹ پروفیسر،
شعبہ کیمسٹری، گورنمنٹ سٹی کالج

رائٹرس

ڈاکٹر پی پلوی

اسٹنٹ پروفیسر،
شعبہ کیمیاء، نظام کالج، عثمانیہ یونیورسٹی

ڈاکٹر ایس گروراج

اسٹنٹ پروفیسر،
شعبہ کیمیاء، نظام کالج، عثمانیہ یونیورسٹی

ڈاکٹر وپلودوتھ شکلا،

کیمیاء کے ایسوسی ایٹ پروفیسر،
شعبہ کیمیاء، گورنمنٹ سٹی کالج

سرورق صفحے کی ڈیزائننگ

سری۔ کے سدھا کراچاری

ایم پی یو پی ایس، مارپیڈا، ملگو

لے آؤٹ ڈیزائن

ڈاکٹر ایس گروراج

grsomadi@gmail.comM

آپ کے ساتھ ایک لفظ

پیارے طالب علم،

ہم کیمسٹری لیبارٹری کورس میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہت سے کیمیائی پہلوؤں کو سیکھنے اور سمجھنے کے لئے بہت جوش و خروش کے ساتھ لیبارٹری میں داخل ہوں گے۔

لیبارٹری مینوئل میں تعارف، بنیادی لیبارٹری تکنیک، لیبارٹری حفاظتی اقدامات، 15 تجربات اور آخر میں ضمیمہ شامل ہیں۔ تجربات 1 سے 7 کرنے کے بعد، آپ سیکھیں گے کہ کچھ گیسوں کو کس طرح تیار کیا جائے، مرکز ایسڈ کو پتلا کیا جائے، یا مرکز حل، دھاتوں کی ردعمل کا موازنہ کیا جائے، حل کی پی ایچ قدر کی پیش گوئی کی جائے اور مادوں یا اشیاء کے پگھلنے کے نقطہ کا تعین کیا جائے۔ تجربہ 8 آپ کو ردعمل کی شرح پر ارتکاز اور درجہ حرارت کے اثرات کا پتہ لگانے میں مدد کرے گا۔ ہمیں یقین ہے کہ تجربہ 9 میں سیاہی یا گھاس کے جوس کے رنگ کو الگ کرتے ہوئے آپ واقعی لطف اندوز ہوں گے۔ تجربہ 10 نامیاتی مرکبات میں اضافی عناصر کی نشاندہی سے متعلق ہے جبکہ تجربہ 11 کاربوہائیڈریٹس کے ردعمل سے متعلق ہے جو انجام دینے کے لئے واقعی دلچسپ ہیں۔ تجربات نمبر 12 کرنے کے بعد، آپ ان صابنوں کا موازنہ کر سکتے ہیں جو مارکیٹ میں دستیاب ہیں ان کی فوننگ کی صلاحیت اور صفائی کے اثرات کا موازنہ کر کے۔

تجربہ نمبر 13 مندرجہ ذیل تین اہم پہلوؤں سے متعلق ہے:

(i) تجزیاتی توازن کا مناسب استعمال۔

(ii) بنیادی معیارات کا استعمال کرتے ہوئے معیاری حل کی تیاری، اور (iii) حجم کے طریقہ کار کے ذریعہ کیمیائی مادوں کا تخمینہ۔ تجربہ نمبر 14 آپ کو نامعلوم کیمیکلز کی شناخت کرنے کا خیال دیتا ہے۔ 1 نمک (غیر نامیاتی معیار کا تجربہ) جبکہ تجربہ نمبر 15 نامیاتی مرکبات کے فنکشنل گروپوں (نامیاتی معیار کا تجربہ) کا پتہ لگانے سے متعلق ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس مینوئل میں بیان کردہ تجربات کو مکمل کرنے کے بعد، آپ محفوظ اور موثر طریقے سے کیمیائی ردعمل انجام دینے کے لئے اعتماد حاصل کریں گے۔

لیبارٹری مادے کے طرز عمل کے بارے میں جاننے کے لئے ایک جگہ ہے۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ کیا ہونا چاہئے اس کے بارے میں پہلے سے طے شدہ تصورات کو بھول جائیں، ہدایات پر احتیاط سے عمل کریں، اور دیکھیں کہ اصل میں کیا ہوتا ہے۔ سچے مشاہدات کو ریکارڈ کرنے میں محتاط رہیں اگرچہ آپ "جانتے" ہیں کہ کچھ اور ہونا چاہئے۔ اپنے استاد سے مشورہ لینے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ اس قدیم قول کو یاد کریں کہ "جو کوئی سوال پوچھتا ہے وہ اس وقت کے لئے جاہل نظر آتا ہے، جو ایسا نہیں کرتا وہ ہمیشہ کے لئے جاہل رہتا ہے۔"

ہم امید کرتے ہیں، آپ کو دستی میں بیان کردہ تمام تجربات دلچسپ اور معلوماتی ملیں گے۔ اگر آپ کو تجربات کرتے وقت کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو، آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ تمام کامیابیوں کے لئے اپنے استاد سے مشورہ کریں۔

WRITERS

فہرست

صفحہ نمبر	تجربہ کا نام	سلسلہ نمبر
1-6	تعارف	(A)
7-20	عام حفاظتی اقدامات اور بنیادی لیبارٹری تکنیک کے ساتھ واقفیت	(B)
22-157	تجربات کی فہرست	(C)
22-37	کم از کم تین گیسوں کی کچھ اہم جسمانی اور کیمیائی خصوصیات کی تیاری، جمع اور مطالعہ، مندرجہ ذیل گروپوں میں سے ایک: (a) ہائیڈروجن اور آکسیجن (b) کاربن ڈائی آکسائیڈ اور ہائیڈروجن سلفائیڈ (c) کلورین، ہائیڈروجن کلورائیڈ، اور سلفر ڈائی آکسائیڈ	1
38-40	سلفیورک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ کے دیئے گئے ارتکاز کے پتے محلول کی تیاری۔	2
41-44	نمک کے محلول کے ساتھ دھاتوں (کسی چار) کے تعامل کا مطالعہ اور ان کی سرگرمی کے مطابق ان کو ترتیب دینا (سرگرمی سیریز تشکیل دینے کے لئے)۔ مندرجہ ذیل میں سے دھاتوں اور نمکیات کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔ Mg, Zn, Fe, Sn, Pb, Cu اور Al اور ان کے نمکیات (سلسلہ وارد دھاتوں کی ترتیب کی جانچ پڑتال)	3
45-49	(a) یونیورسل انڈیکسٹر محلول یا pH پیپر کا استعمال کر کے مندرجہ ذیل مادوں کے pH کا تعین۔ (i) نمک کا محلول (ii) تیزاب اور مختلف کمزوریوں کی بنیادیں۔ (3) سبزیوں اور پھلوں کا رس (b) مندرجہ بالا طریقہ کار کے ذریعہ کمزور ایسڈ اور کمزور بیس کی صورت میں عام آئن اثر کے ذریعہ pH کی تبدیلی کا مطالعہ (CH ₃ COOH اور CH ₃ COONa اور NH ₄ Cl) کی مخصوص مثالیں لی جاسکتی ہیں۔	4
50-53	کم پگھلنے والے نقطہ کے ٹھوس مادے کے پگھلنے کے نقطہ کا تعین۔ (100 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے) شیشے کی کپیلری ٹیوب طریقہ کار کے ذریعہ (پیرافین تیل غسل کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے)۔	5
54-58	مختلف درجہ حرارت پر پانی میں ٹھوس مادوں کی حل پذیری کا مطالعہ کرنا اور حل پذیری کے موڈ کو پلاٹ کرنا۔	6
59-63	فیرک آئنز اور تھیوسیائیڈ آئنز کے درمیان توازن میں تبدیلی کا مطالعہ ان کے آئنوں کے ارتکاز کو بڑھا/کم کر کے	7

64-69	اس کا مطالعہ: (a) سوڈیم تھیوسلفیٹ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کے درمیان رد عمل کی شرح پر ارتکاز کا اثر. (b) سوڈیم تھیوسلفیٹ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کے درمیان رد عمل کی شرح پر درجہ حرارت کا اثر	8
70-75	کاغذی کروماٹوگرافی کے ذریعہ رنگین مادوں کی علیحدگی اور ان کے آر کا موازنہ قدروں. (a) سرخ اور نیلی سیاہی یا سیاہ سیاہی کا مرکب - (b) کسی پھول یا گھاس کا رس -	9
76-83	نامیاتی مرکب میں نائٹروجن، سلفر اور ہیلوجن کا پتہ لگانا (ہیلوجن کے امتزاج سے گریز کیا جانا چاہئے)۔ دیئے گئے نامیاتی مرکب میں مندرجہ بالا عناصر میں سے دو سے زیادہ موجود نہیں ہونا چاہئے۔	10
84-94	خالص شکل میں کاربوہائیڈریٹس، چربی اور پروٹین کے سادہ رد عمل کا مطالعہ اور دیئے گئے کھانے کی اشیاء میں ان کی موجودگی کا پتہ لگانا۔	11
95-99	مختلف تیلوں کا استعمال کر کے صابن کی تیاری اور فونگ کی صلاحیت اور صفائی کے اثرات کا تعین کر کے مارکیٹ کے صابن کے ساتھ اس کا موازنہ	12
100-112	(a) وزن (غیر تشخیصی) کے ذریعہ معلوم مولر بیٹی کے آکسیلک ایسڈ اور فیرس امونیم سلفیٹ کے حل کی تیاری۔ (b) مطالعہ برائے (1) ایسڈ بیس اور (2) ریڈوکس ٹائٹریشن (صرف سنگل ٹائٹریشن)۔ دونوں حل فراہم کیے جائیں گے	13
113-143	نمک کا ابتدائی معیاری تجزیہ جس میں مندرجہ ذیل گروہوں سے ایک کیٹیونک اور ایک اینیونک انواع کا پتہ لگانا شامل ہے۔ (ہائیڈروکلورک ایسڈ میں حل نہ ہونے والے نمکیات کو خارج کر دیا گیا ہے)۔ Cations $Pb^{2+}, Cu^{2+}, Fe^{3+}, Ni^{2+}, Zn^{2+}, Mn^{2+}, Ca^{2+}, NH_4^{+}$ Anions $CO_3^{2-}, S^{2-}, Cl^{-}, Br, I, NO_2, NO_3, SO_4^{2-}, PO_4^{3-}$	14
144-157	نامیاتی مرکبات میں فنکشنل گروپ (i) غیر محفوظ ہونے کا ٹیسٹ (ii) کاربوکسیلک، فینولک، الڈیہائیڈک اور کیٹونک گروپوں کے لئے ٹیسٹ	15
158-164	ضمیمہ	
158-161	عام لیبارٹری ریجنٹس اور ان کی تیاری	(1)
162-164	کیمسٹری میں عملی کام کے لئے نصاب	(2)

تعارف

تعارف

کیمیائی سائنس قدرتی واقعات کے مشاہدات کی بنیاد پر تیار ہوتی ہے۔ ان مشاہدات نے ہمیں نئی دریافتوں کا پل فراہم کیا ہے۔ ان دریافتوں کو تجربات کے ذریعے محسوس کیا گیا۔ لہذا، کیمیائی سائنس میں تجربات ضروری ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، عملی کیمیاء کے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں:

1. لیبارٹری کی مہارتوں اور تکنیکوں کو تیار کرنا اور فروغ دینا۔
 2. طالب علموں کو بنیادی کیمیائی تصورات کو سمجھنے کے قابل بنانے کے لئے، اور
 3. کیمیائی مرکبات اور مرکبوں کا تجزیہ اور ترکیب کرنے کی بنیادی صلاحیت کو فروغ دینا۔
- ان مقاصد کو پورا کرنے کے لئے موجودہ عملی کورس میں تین مختلف قسم کے لیبارٹری تجربات فراہم کیے جاتے ہیں۔
- (1) لیبارٹری کی مہارت / تکنیک تیار کرنے کے لئے تجربات۔
 - (2) تصور پر مبنی تجربات
 - (3) مرکبات کی تیاری پر مبنی تجربات

1. مینول کا فارمیٹ

اس مینول کی اہم خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ ایک خود ہدایتی مواد ہے۔ تجربات مندرجہ ذیل عنوانات پر مشتمل ایک معیاری فارمیٹ میں دیئے گئے ہیں:

- 1.1 مقاصد
 - 1.2 آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے
 - 1.3 ضروری مواد: (اے) آلات، اور (ب) کیمیکلز (کیمیائی اشیاء)
 - 1.4 تجربہ کیسے انجام دیں
 - 1.5 احتیاطی تدابیر
 - 1.6 مشاہدات
 - 1.7 نتیجہ
 - 1.8 اپنی تفہیم کی جانچ کریں
 - 1.9 استاد کے لئے نوٹ
 - 1.10 اپنے جوابات کی جانچ کیجئے۔
- آئیے ہم ان کو ایک ایک کر کے سمجھیں۔

1.1 مقاصد: ایک تجربے کے مقاصد آپ کو ان مہارتوں یا علم کے بارے میں ایک خیال دیتے ہیں جو آپ سے تجربہ انجام دیتے

- وقت تیار کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ طریقہ کار سے گزرنے کے بعد بھی کچھ مقاصد حاصل کیے جاسکتے ہیں۔
- 1.2 آپ کو کیا معلوم ہونا چاہئے: تجربہ سے متعلق تھیوری کی مختصر بحث اس عنوان کے تحت دی گئی ہے۔
- 1.3 مطلوبہ سامان ضروری مواد: اس کے تحت تجربہ کے لئے درکار لازمی آلات اور کیمیائی اشیاء کی فہرست فراہم کی گئی ہے۔
- 1.4 تجربہ کیسے انجام دیں: تجربہ کرنے کا طریقہ کار اس سیکشن میں بیان کیا گیا ہے۔
- 1.5 احتیاط تدابیر: تجربہ کرتے وقت جو احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں وہ دی گئی ہیں۔ طالب علموں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ لیبارٹری میں حادثات سے بچنے کے لئے ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔
- 1.6 مشاہدات: اس عنوان کے تحت مناسب طریقے سے مشاہدات ریکارڈ کیا جانا چاہئے۔
- 1.7 نتیجہ: اس حصے میں تجربے میں کیے گئے مشاہدات کی بنیاد پر اخذ کردہ نتیجہ شامل ہے۔
- 1.8 اپنی تفہیم کی جانچ کریں: ہر تجربے کے اختتام پر کچھ سوالات دیئے گئے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یا کام انجام دیا گیا اور اپنی تفہیم کی جانچ کی جاسکے۔
- 1.9 استاد کے لئے نوٹ: جہاں بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے استاد کے لئے ایک نوٹ دیا جاتا ہے۔ یہ تجربے کے بارے میں اہم نکات فراہم کرتا ہے، منتخب کیے جانے والے مرکبات/نمکیات یا تجربہ کرتے وقت طالب علموں کی طرف سے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا۔
- 1.10 اپنے جوابات کی جانچ کیجئے: اس سیکشن میں ان سوالوں کے جوابات دیئے گئے ہیں جو 'اپنی تفہیم کی جانچ کیجئے'، عنوانات کے تحت دیئے گئے ہیں۔ طلباء کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جوابات کا موازنہ کریں۔ جہاں بھی ضرورت ہو اصلاح کی جانی چاہئے۔

2. شیشے کے آلات کی صفائی

- تجربہ کرنے کے لئے صاف شیشے کے برتن کا استعمال کرنا ضروری ہے۔
- (i) شیشے کے آلات سے چپکی ہوئی گندگی کو بوتل برش (خاص طور پر اس کے لئے ڈیزائن کیا گیا) یا شیشے کی چھڑی سے منسلک ربڑ کی نوک سے رگڑ کر ہٹایا جاسکتا ہے۔
- (ii) دھونے کے لئے واشنگ سوڈ ایا کوئی اچھا ڈٹرجنٹ استعمال کیا جاسکتا ہے یا صابن کا پتلا محلول استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- (iii) اختراعی مقاصد کے لئے بہت صاف شیشے کے برتن استعمال کئے جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے شیشے کے برتنوں کو کرومک ایسڈ باتھ کے اندر کچھ دیر کے لیے رکھا جاتا ہے اور پھر پانی سے دھویا جاتا ہے۔
- (iv) تجربہ مکمل کرنے کے بعد، شیشے کے تمام برتنوں کو صاف کریں، اسے خشک کریں اور اسے صحیح جگہ پر رکھیں۔

3. شیشہ کے برتنوں کو استعمال کرنا Handling of Glass apparatus

شیشے کا آلہ فطرت میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ لہذا، آلات کو سنبھالتے وقت ٹوٹ پھوٹ سے بچنے کے لئے مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کی جانی چاہئے۔ یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ ریجنٹ بوتلوں اور کسی بھی دوسری بوتل کو گرم نہ کریں۔

4. ریجنٹ بوتلوں کو استعمال کرنا Handling Reagent Bottles

بوتلوں سے براہ راست رقیق شامل کرتے وقت، آپ کو کچھ بنیادی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہئے۔ سب سے پہلے، لیبل کو ڈبل چیک کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس صحیح ریجنٹ ہے۔ دوسرا، کبھی بھی ریجنٹ بوتل کے اسٹاپر کو ورکنگ ٹیبل پر نہ رکھیں تاکہ اس کی اندرونی سطح کو آلودہ کیا جاسکے۔

5. ایک تجربہ انجام دینا Performing An Experiment

- (1) تجربے کو احتیاط سے پڑھیں اور عمل کرنے کے طریقہ کار کو سمجھیں۔
- (2) اپنے استاد کے ذریعہ دی گئی ہدایات اور احتیاطی تدابیر کو نوٹ کریں۔ (اور مینوئل میں ذکر کیا گیا ہے)۔
- (3) تمام ضروری آلات جمع کریں اور کام کی منصوبہ بندی کریں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔
- (4) اس بات کو یقینی بنائیں کہ شیشے کے تمام آلات صاف ہیں۔
- (5) ہدایات کے مطابق آلات کا انتظام کریں۔
- (6) تجربے کو احتیاط سے انجام دیں جیسا کہ طریقہ کار میں کہا گیا ہے۔ مشاہدات کرتے وقت محتاط اور غیر جانبدار رہیں۔
- (7) کام کے اختتام پر اور لیبارٹری چھوڑنے سے پہلے:
 - i اپنے آلات کو دھوئیں اور صحیح جگہ پر رکھیں۔
 - ii اپنے استاد کی طرف سے دی گئی ہدایات اور احتیاطی تدابیر کو نوٹ کریں۔
 - iii چیک کریں کہ ریجنٹ بوتلیں مناسب ڈھکن کے ساتھ ان کی مناسب جگہوں پر رکھی گئی ہیں۔
 - iv پانی اور گیس بند کر دیں۔
 - v لاکر کو سامان رکھ کر اچھی طرح بند کر دیں۔
- (8) لیبارٹری میں تجربات کرنے کے لئے آتے وقت، ہر طالب علم کو اپنے ساتھ مندرجہ ذیل اشیاء لانا ضروری ہے۔
 - i. مشاورت کے لئے لیبارٹری مینوئل
 - ii. مشاہدات کو ریکارڈ کرنے کے لئے ایک نوٹ بک۔
 - iii. شیشے کے آلات اور اپنے ہاتھوں کو سکھانے کے لئے ایک تولیہ یا نرم کپڑا

6. عملی نوٹ بک Practical Note Book

عملی نوٹ بک اعداد و شمار اور عملی کام کے دوران جمع کیے گئے مشاہدات کا مکمل اصل تحریری ریکارڈ ہوگا۔ اس ریکارڈ کی جانچ پڑتال اور تشخیص آپ کے آخری امتحان کے وقت ممتحن کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ استاد کی سفارش کے مطابق، ہر طالب علم کے پاس اپنی ہارڈ کور بانڈ نوٹ بک ہونی چاہئے۔ لیبارٹری ریکارڈ لکھتے وقت مندرجہ ذیل نکات کو یاد رکھنا چاہئے۔

عملی نوٹ بک کے دوران آپ کو ایک ہی طرز کی پیروی کرنی چاہئے، اور ایک ہی تحریری سیاہی کا استعمال کرنا چاہئے، ترجیحی طور پر ایک اچھا فائوٹنٹین قلم اور ایک تیز سیاہ پنسل۔ یہ سفارش کی جاتی ہے کہ دائیں ہاتھ کے صفحے کو نیلی سیاہی سے اور بائیں ہاتھ کے صفحے کو سیاہ پنسل سے لکھا جائے۔

لکھنے کا تجویز کردہ انداز ذیل میں دکھایا گیا ہے۔

بائیں ہاتھ کا صفحہ	دائیں ہاتھ کا صفحہ
اشکال	تجربے کا عنوان تاریخ تجربہ نمبر مقصد آلات نظریہ عمل احتیاطی تدابیر نتائج
مشاہدات اور تحسیبات	

1. ہر ایک تجربہ کو نئے صفحے سے شروع کیجئے۔
2. استعمال شدہ آلات کا ایک صاف، متناسب اور اچھی طرح سے لیبل والی لائن ڈایا گرام بنائیے۔
3. کیمیائی عملات (اگر ہیں تو) کو ریکارڈ نوٹ بک کے بائیں جانب والے صفحے پر تحریر کیجئے۔
4. ریکارڈ کریں کہ اصل میں کیا کیا گیا تھا اور مشاہدہ کیا گیا تھا۔ تجویز کردہ طریقہ کار کی نقل نہ کریں۔
5. عنوان کے طریقہ کار کے تحت، ماضی میں تجربہ کرنے کے طریقہ کار کا تفصیلی بیان لکھیں۔
6. کیفیت تجزیہ اور فنکشنل گروپ کی شناخت کے تجربے کے لئے، جدول کی شکل میں تجربات، مشاہدات اور تخمینہ لکھیں۔
7. اگر کوئی غلطی ہوگئی ہے تو غلط متن کو ایک لائن کھینچتے ہوئے کاٹ دیجئے تاکہ اسے پرہا جاسکے۔ صحیح بیان کو اس کے آگے لکھیں۔
8. نوٹ بک سے کسی صفحے کو نہ پھاڑیں۔
9. لیبارٹری چھوڑنے سے پہلے، اپنے استاد کے دستخط شدہ ریکارڈ حاصل کریں۔

7. عملی امتحان کے لئے نمبروں کی تقسیم

آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ 20 نمبروں اور 3 گھنٹے کے دورانیے کا عملی امتحان ہوگا۔ نمبروں کی تقسیم مندرجہ ذیل ہے۔

نشانات	تجربہ
	1. نمک
4	(ایک کیٹین + ایک آئن)
6	2. حجم کا تجزیہ
	(i) تحریر جس میں طالب علم کو مختصر طریقہ اشارے، مساوات اور اختتامی نقطہ
2	لکھنے کے لئے کہا جاسکتا ہے۔
2	(2) تجربے کا سیٹ اپ
2	(iii) نتائج
	3. (i) نامیاتی مرکب میں اضافی عناصر کا پتہ لگانا
	(ii) فنکشنل گروپ کا پتہ لگانا
	یا
4	سیریل نمبر 2 سے 10، 12 اور 13 پر تجربات سے ایک تجربہ قائم کرنا
3	4. زبانی سوالات و جوابات
3	5. ریکارڈ بک
20	کل

عام حفاظتی اقدامات اور لیبارٹری کی بنیادی تکنیک سے واقفیت

1. مقاصد

- ☆ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ:
- ☆ شیشے کی سلاخوں/ٹیوبوں کو کاٹیں اور موڑیں۔
- ☆ بورر بڑکارک۔
- ☆ رساؤ کے لئے شیشے کے آلات کو سیل کریں۔
- ☆ کسی دیئے گئے مادے کے حجم، کمیت اور کثافت کی پیمائش کریں۔
- ☆ فلٹریشن، کرسٹلائزیشن اور ڈسٹیلیشن جیسے سادہ لیبارٹری آپریشن انجام دیں۔
- ☆ لیبارٹری میں برز کو مناسب طریقے سے استعمال کریں۔

2. آپ کو کیا معلوم ہونا چاہئے

آپ کسی کار کو صرف اسی وقت صحیح طریقے سے چلا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کی اچھی طرح سے ٹریننگ لی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کام کو انجام دینا ہے تو اس کام کے بارے میں آپ کو پہلے ہی سے معلومات ہونی چاہیے تاکہ آپ اسے کامیابی کے ساتھ انجام دے سکیں۔ اسی طرح اگر آپ کیمسٹری کی تجربہ گاہ میں کسی کام کو شروع کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیمیائی اشیا کا استعمال کس طرح کیا جائے گا، آلات کو کس طرح استعمال کرنا ہے، آلات کو صاف کرنے، استعمال شدہ کیمیائی اشیا کو تلف کرنے، فلٹریشن کو استعمال کرنے کے طریقے کے بارے میں بھی معلومات ضروری ہے۔

تجربات کو انجام دینے کے دوران کئی طرح کی تکنیکیں بروئے کار لائی جاتی ہیں مثلاً شیشہ کی ٹیوب/چھڑ کو کاٹنا/موڑنا، ربر کارک میں سوراخ کرنا، آلات کو سیل کرنا، ترازو جیسے مخصوص آلات کی پیمانہ بندی، وغیرہ۔ مختلف تجربات کی انجام دہی کے لیے تقطیر، کرسٹلائزیشن اور کشید جیسی تکنیکوں کو بھی تجربہ گاہ میں بروئے کار لایا جاتا ہے۔ اس یونٹ میں آپ یہ پڑھیں گے کہ تجربہ گاہ میں مطلوبہ تکنیکوں کو کس طرح بروئے کار لایا جاتا ہے۔

کیمسٹری کی تجربہ گاہ میں ہم مختلف قسم کی کیمیائی اشیا شیشہ کے برتن/آلات، LPG اور دیگر کئی پیمائشی آلات کا استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات تجربہ گاہ میں لاپرواہی اور استعمال کیے جانے والے کیمیکلز اور آلات کے بارے میں ناکافی معلومات کی وجہ سے حادثات بھی رونما ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم خاص طور سے کیمیائی اشیا کو محفوظ طریقے سے استعمال کرنے کے سلسلے میں عام حفاظتی تدابیر پر عمل کریں تو تجربہ گاہ ایک محفوظ جگہ بن جائے گی۔

کیمسٹری کی تجربہ گاہ میں حادثات سے بچنے کے لیے ”کیا کریں اور کیا نہ کریں“ عنوانات کے تحت دی گئی مندرجہ ذیل تدابیر پر عمل کیجیے۔

2.1 کیا کریں

- کام شروع کرنے سے پہلے لیب کوٹ/ ایپرن پہنیں۔
- برنز کو چلانے کے لیے ماچس کی تیلی کا استعمال کیجیے۔ کبھی بھی کاغذ کے ٹکڑے کا استعمال مت کیجیے۔
- ٹیسٹ ٹیوب میں رفیق کو گرم کرتے وقت ٹیسٹ ٹیوب کا منہ اپنے آپ اور اپنے پڑوسی سے دور رکھیے۔
- نقصان دہ اور تامل رفیق اشیا کو ایڈیٹریٹ کا استعمال کر کے (ویکیوم کی تشکیل کر کے رفیق اشیا کو چوسنے کے لیے استعمال ہوتا ہے) جذب کر لیجیے۔
- سوڈیم کے احتراق یا اسی قسم کے دیگر کاموں کو انجام دینے کے لیے حفاظتی چشمہ کا استعمال کیجیے۔
- ہمیشہ کیمیائی اشیا کی بہت تھوڑی مقدار کا ہی استعمال کیجیے۔
- ملاوٹ سے بچنے کے لیے، ریجنٹ کو ملاتے وقت پچکاری کا استعمال کیجیے۔
- جن تعاملات میں بدبودار یا ناگوار دھواں پیدا ہوتا ہے انہیں کسی کھلی جگہ میں یا فیمونگ الماری میں انجام دیجیے۔
- کام مکمل ہو جانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح سے دھوئے۔
- ریجنٹ بوتلوں اور آلات کو ان کی صحیح جگہ پر رکھیے۔ پانی اور گیس کی ٹوٹیاں اگر استعمال میں نہ ہوں تو انہیں ہمیشہ بند رکھیے۔

کیا نہ کریں!

- تجربہ گاہ میں کام کرے تو وقت ڈھیلے ڈھالے یا اور تالیفی کپڑے مت پینے۔
- تجربہ گاہ میں کبھی بھی کیمیائی اشیا کو مت چکھیے خواہ وہ سکروز یا سوڈیم کلورائیڈ ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ آلودہ ہو سکتے ہیں۔
- نامعلوم کیمیائی اشیا کو سونگھنے کی کوشش مت کیجیے۔
- نقصان دہ/ تاملی کیمیائی اشیا کو منہ سے چوس کر جذب کرنے کی کوشش مت کیجیے۔
- تھرمامیٹر یا شیشہ کی چھڑ کو کارک میں زبردستی داخل مت کیجیے۔
- کسی بھی گیس کو براہ راست اور زیادہ شدت سے مت سونگھیے۔ اس سے دم گھٹ سکتا ہے۔ ٹمینٹ ٹیوب کو اپنی ناک سے دور رکھیے اور گیس کو اپنے آپ سے دور کرتے ہوئے سونگھنے کی کوشش کیجیے۔
- نامیاتی محلل جیسی قابل احتراق اشیا کو برز کی لو سے دور رکھیے۔
- سوڈیم کو کھلی جگہ میں مت رکھیے (یعنی کروبا میں کھلا ہوا مت رکھیے)۔
- مختلف قسم کے ریجنٹ کے ڈراپر (پچکاری) کو ایک دوسرے سے مت بدلے اور ڈراپر کو بھی بھی میز پر مت رکھیے۔
- کسی بھی ٹھوس چیز یا تاملی رفیق شے کو کبھی بھی سنگ میں مت ڈالیے۔ تیزابوں کو پھینکنے سے پہلے انہیں پانی کے ذریعے اچھی طرح ڈائی لیوٹ کر لیجیے۔
- ابلتے ہوئے رفیق میں جھانو پتھر مت ڈالیے۔

- بجلی کے سوئچ کو کیلئے ہاتھوں سے نہ چھوئیں۔
 - تجربہ گاہ میں کسی بھی نامعلوم تجربہ کو اپنے استاد کی عدم نگرانی میں انجام مت دیجیے۔
- ان تمام تدابیر پر عمل کرنے کے باوجود بھی حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ ایسی کسی بھی ناگہانی / ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ابتدائی طبی مدد (فرسٹ ایڈ) کا ضروری سامان اور اس کی معلومات بہت ضروری ہے تاکہ چوٹ لگنے پر اس کا علاج کیا جاسکے۔ حادثہ رونما ہوجانے کی صورت میں مندرجہ ذیل تدابیر پر عمل کیجیے۔

(a) جلنے کا سبب بننے والے کیمیکل

دھونے کو بے اثر کرنا	جلنے کے لئے کیمیکلز کی ذمہ داری
1 فیصد سوڈیم بائی کاربونیٹ حل یا 2 ایم امونیم کاربونیٹ کے ساتھ دھوئیں۔ اس کے بعد کافی پانی سے دھولیں۔ کوئی بھی آرام دہ کریم لگائیں۔	ایسڈ جیسے HCl، HNO ₃ ، یا H ₂ SO ₄ الکالائی جیسے، NaOH، KOH وغیرہ۔ سوڈیم
1 ایم ایسٹک ایسڈ سے دھوئیں، اس کے بعد کافی پانی۔ اس کے بعد ویسلین یا آرام دہ کریم لگائیں۔	
ٹھوس ٹکڑے کو فوری طور پر ہٹادیں اور پتلے ایسٹک ایسڈ اور کافی سے دھولیں۔	

(b) خطرناک کیمیکل اور ان کے اثرات

آپ کو مختلف خطرناک کیمیکلز اور ان کے اثرات کو بھی جاننا چاہئے۔ اپنے آپ کو ان کیمیکلز کے زیادہ سامنے نہ لائیں۔ یہ کیمیکلز اور ان کے اثرات ذیل میں دیئے گئے ہیں۔

اثرات	نقصان دہ کیمیائی اشیاء
تقریباً بیچ سی این کی طرح زہریلا۔ نمائش سونگھنے کی حس کو کم کر دیتی ہے۔	H ₂ S
سب خطرناک ہیں۔ جب وہ مرتکز ہوتے ہیں تو وہ جلد کی جلن کا سبب بنتے ہیں۔	HNO ₃ ، I ₂ ، Br ₂ ، Cl ₂ ، NO ₂ ، SO ₂ ، HF، 4H ₂ SO ₄
یہ صرف اس وقت نقصان دہ ہوتے ہیں جب نکل جاتے ہیں	نمکیات کے MnO ₄ اور Ag، Ba، Hg، Ni، Pb CrO ₄ ²⁻
جلد میں سوزش پیدا کر دیتا ہے۔	AgNO ₃
ان میں سے زیادہ تر منشیات ہیں، اور مشتبہ کار سینوجن، کار سینوجن، کینسر کا سبب بن سکتے ہیں۔	کلورینائیڈ الکلیز مثال کے طور پر، CHCl ₃ ، CCl ₄ ، بینزین

(c) کیمسٹری لیبارٹری میں پیش آنے والے عام حادثات

- (i) کٹ جانا: کیمسٹری کی تجربہ گاہ میں ٹوٹے ہوئے شیشے کے برتن / آلے سے کٹ جانا ایک عام حادثہ ہے۔ ایسی صورت میں زخم کو ٹھنڈے پانی سے دھویئے۔ اگر خون بہنا بند نہیں ہوتا ہے تو زخم کی جگہ پر پریشر کا استعمال کیجیے۔ اینٹی سپٹک کریم لگائیے اور پیٹی باندھ دیجیے۔ اگر ضروری ہو تو ڈاکٹر کو دکھائیے۔
- (ii) جل جانا: گرم آلات کو چھونے یا ان کے ربط میں آنے کی وجہ سے اس قسم کے حادثات پیش آسکتے ہیں۔ جلی ہوئی جگہ کو تقریباً 10 منٹ تک ٹھنڈے پانی سے دھویئے (جب تک کہ جلن کا احساس ختم نہ ہو جائے) اور برنول لگائیے۔
- (iii) آگ لگنا: بیکر میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے شیشے کے بیکر کو اونچ گلاس یا دھاتی پلیٹ سے ڈھک دیجیے۔ اگر کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے تو فرش پر لیٹ جائیے اور لڑھکتے یا جسم کو کمبل سے ڈھک دیجیے۔
- (iv) سمیت: اگر غلطی سے کسی نے زہریلی کیمیائی شے کھائی ہے تو اسے بہت سارا صاف پانی پلائیے اگر وہ شخص بے ہوشی کی حالت میں ہے تو فوراً طبی مدد طلب کیجیے۔

3. بنیادی لیبارٹری تکنیک سے واقفیت

تجربہ کیمسٹری سمیت سائنس کے کسی بھی مطالعہ کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم نظریاتی طور پر کیا سیکھتے ہیں۔ اس کورس کے اس حصے میں، ہم آپ کو لیبارٹری اور کچھ بنیادی تکنیکوں سے واقف کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں جیسے:

- شیشے کی ٹیوب کو کاٹنا اور موڑنا، اور کارک کو بور کرنا
- فلٹریشن، کرسٹلائزیشن اور ڈسٹیلیشن
- حجم، کمیت اور کثافت کی پیمائش
- برزکا استعمال اور آلات کی صفائی

مختلف تجربات کرتے وقت، ہمیں آلات کے قیام کے لئے مختلف لمبائی کی شیشے کی ٹیوبوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں شیشے کی ٹیوبوں کو کاٹنا شامل ہے جو عام طور پر قطر میں 4-6 منٹ ہوتے ہیں۔ کسی آلہ کو جمع کرنے میں، موڑے ہوئے شیشے کی ٹیوبوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے گیس کی تیاری اور جمع کرنے کے لئے آلات۔ دستیاب کارک سوراخ / بور کے بغیر ہیں۔ گیس تیار کرنے جیسے آلات میں کارک کا استعمال کرنے کے لئے، کارک کے ذریعے ایک شیشے کی ٹیوب گزرتی ہے، جو شیشے کے برتن میں نصب ہوتی ہے۔ کارک میں شیشے کی ٹیوب کی اس فٹنگ کے لئے مناسب قطر کے سوراخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تجربے کے بعد، شیشے کے آلات کو اچھی طرح سے صاف کیا جانا چاہئے۔


لیبارٹری کی بنیادی تکنیک تجربات کی شکل میں دی جاتی ہے۔

1.3 مطلوبہ لمبائی کی گلاس ٹیوب کاٹنے کے لئے


ضروری مواد: شیشے کی ٹیوب / راڈ، حکمران، چھوٹی سہرنی فائل، گیس برنز / اسپرٹ لیمپ۔

3.1.1 تجربہ کیسے انجام دیا جائے؟

دی گئی شیشے کی ٹیوب لیں اور رولر/پیمائش ٹیپ کی مدد سے مطلوبہ لمبائی کی پیمائش کریں اور سیاہی قلم یا شیشے کی مارکنگ پنسل کی مدد سے اس پر نشان لگائیں۔ اسے ایک ہاتھ سے اس مقام کے قریب پکڑیں جہاں کاٹنا ہے۔ تکیوں کی ریتی کی مدد سے ایک سیدھی خراش (Scratch) بنائیں۔ دیکھیے تصویر (1) ٹیوب کے اوپر بہت زیادہ دباؤ نہ لگائیں ورنہ شیشے کی ٹیوب ٹوٹ جائے گی۔ کپڑے کے ایک ٹکڑے سے پکڑیں اور ٹیوب کو آہستہ سے باہر کی طرف دبائیں۔ ٹیوب دو ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے گی۔ شکل (2)



شکل (1) شیشے کی ٹیوب پر خراش بنانا




شکل (2) شیشے کی ٹوٹی ہوئی ٹیوب کو تھامے ہوئے

اگر ٹیوب نہ ٹوٹے تو اسی مقام پر دوبارہ خراش بنائیے اور اسی طریقے سے اسے توڑنے کی کوشش کریں۔ عام طور سے، نئے کٹے ہوئے کنارے سرے دھاردار ہوتے ہیں اور ان سے ہاتھ کٹ سکتا ہے لہذا ٹیوب کے کناروں/سروں کو لوہے کے نیلے خطہ میں مختصر وقفہ کے لیے گھمایئے جیسا کہ شکل (iii) میں دکھایا گیا ہے۔ اپنی انگلیوں کو لوہے سے ذرا دور رکھیے۔

3.1.2 احتیاط

- 1- ریتی کو ہمیشہ پیچھے کی طرف نیچے کی سمت میں چلانا چاہیے۔
- 2- اگر شیشے کی ٹیوب کو توڑنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے تو اسی نقطہ پر ایک اور خراش بنائیے۔



تصویر (3): ٹوٹے ہوئے کناروں کو گول کرنا


نوٹ: شیشے کی چھڑ کو کاٹنے کے لیے وہی طریقہ استعمال کرنا چاہیے جو شیشے کی ٹیوب میں استعمال کیا گیا ہے۔

3.2 شیشے کی ٹیوب کا موڑنا

مطلوبہ اشیاء: گلاس ٹیوب، برنز، فائل اور ایسبیسٹوس شیٹ۔


3.2.1 تجربہ کیسے انجام دیا جائے؟

شیشہ کی ٹیوب کو لو کے اوپر افقی حالت میں اس طرح پکڑیے کہ جس حصہ کو موڑنا ہے وہ برزکی لو کے نیلے خطہ میں رہے۔ شیشہ کی ٹیوب کے اس حصہ کو برزکی لو کے نیلے خطہ میں گھماتے ہوئے گرم کیجیے جیسا کہ شکل (iv) برزکا نیلا شعلہ، جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ (iv) ٹیوب کو اپنے وزن کے نیچے جھکنے کی اجازت دیں (تصویر 5)۔




تصویر (iv): شیشے کی ٹیوب گرم کرنا

جب ٹیوب نرم ہو جائے تو اسے اس کے سروں سے مطلوبہ زاویہ پر موڑ ہے۔ ٹیوب کو ایک دم مت موڑ ہے۔ شیشہ کی ٹیوب کے سروں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر مطلوبہ زاویہ کو بنائے رکھیے۔ مڑے ہوئے بازوؤں کو ہم مستوی بنانے کے لیے انھیں ایسیسٹوس شیٹ پر رکھ کر دبائیے جیسا کہ شکل (vi) میں دکھایا گیا ہے۔



تصویر (v): شیشے کی ٹیوب کے نیچے جھکنا



تصویر (vi): جھکے ہوئے اعضاء بنانا

3.2.2 احتیاطی تدابیر

ٹیوب کے مڑے ہوئے حصہ کو انگلیوں سے اس وقت تک نہ چھوئیں جب تک کہ وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔

3.3 کارک میں سوراخ کرنا اور اس میں شیشہ کی ٹیوب داخل کرنا


مطلوبہ اشیا: کارک، کارک بورر سیٹ، شیشہ کی ٹیوب۔

3.3.1 تجربہ کیسے انجام دیا جائے؟

ایک ایسی کارک لیجیے جس میں دراریں نہ ہوں۔ اس بات کی جانچ کر لیجیے کہ یہ اس آلے کے منہ میں مناسب انداز میں پھنس جائے جس میں اسے لگانا ہے۔ کارک کو پانی سے گیلا کیجیے اور کارک پر پریس کی مدد سے نرم کیجیے۔ اگر یہ دستیاب نہیں ہے تو آپ اسے اپنے جوتے کے نیچے گھما کر اس کام کو انجام دیے سکتے ہیں جیسا کہ شکل (vii) میں دکھایا گیا ہے۔ ایک کارک بورر کا انتخاب کیجیے جس کا قطر اس شیشہ کی ٹیوب یا چھڑ سے تھوڑا کم ہو جسے اس کارک میں لگانا ہے۔ کارک کو میز پر اس طرح رکھیے کہ اس کا پتلا سرا اوپر کی طرف رہے۔ اب اسے ایک ہاتھ سے پکڑیے اور دوسرے ہاتھ سے بورے کو اندر کی طرف احتیاط کے ساتھ دباتے ہوئے اس کے مرکز میں گول سوراخ بنائیے جیسا کہ شکل (viii) میں دکھایا گیا ہے۔



تصویر (vii): کارک کو جوتے سے دبانا



تصویر (viii): کارک سے بورنگ

3.3.2 احتیاطی تدابیر

1. کارک میں سوراخ کرتے وقت اس بات کو یقینی بنائیے کہ سوراخ سیدھی لائن میں بنایا گیا ہے۔
2. سوراخ میں شیشہ کی ٹیوب داخل کرتے وقت ٹیوب کو گھماتے ہوئے احتیاط کے ساتھ اندر کی طرف دبائیے۔
3. ٹیوب کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اسے پانی یا صابن کے محلول سے چکنا کر لیجیے۔

3.4 تقطیر (Filtration)

تقطیر کے عمل میں آمیز کو فلٹر پیپر سے گزار کر غیر حل پذیر چھوٹے چھوٹے ذرات / گرد / ملاوٹوں وغیرہ کو علیحدہ کیا جاتا ہے۔ فلٹر پیپر کو قیف میں لگا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ فلٹر پیپر میں بہت چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جن سے ہو کر صرف رقیق (یا مخصوص سائز کے ذرات) ہی گزر سکتے ہیں۔

مطلوبہ اشیا: قیف، شیشہ کی چھٹی، بیکر، فلٹر پیپر، شکر کا محلول اور ریت

3.4.1 تجربہ کیسے انجام دیا جائے؟




Fig. (ix): Filtration

تقطیر کے عمل میں دو مرحلے شامل ہیں [شکل (ix)]۔ پہلے مرحلہ میں فلٹر پیپر کو موڑ کر قیف میں لگایا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک فلٹر پیپر لیے اور قینچی کی مدد سے اسے مطلوبہ قطر والے دائرہ کی شکل میں کاٹ لیجیے پہلے اسے نصف دائرہ کی شکل میں موڑیے اور پھر ایک چوتھائی دائرہ کی شکل میں۔ مڑے ہوئے فلٹر پیپر کے ایک سیکشن کو کھولیے تاکہ یہ مخروط کی شکل اختیار کر لے۔ اب فلٹر پیپر کو صاف قیف میں لگائیے۔ فلٹر پیپر کو کشیدہ پانی / آمیزہ کے رقیق سے بھگوئیے۔ قطر کو جمع کرنے کے لیے ایک صاف ستھرے بیکر / مخروطی

فلاسک کو قیف کے نیچے رکھیے۔ آمیزہ کو شیشہ کی چھڑکی کی مدد سے آہستہ آہستہ قیف میں منتقل کیجیے جیسا کہ شکل (ix) میں دکھایا گیا ہے۔ شیشہ کی چھڑکی کو قیف کے اوپر ترچھے انداز میں اس طرح رکھیے کہ چھڑکا نچلا سر فلٹر پیپر کو نہ چھوئے لیکن ٹھیک اس کے اوپر رہے۔ آمیزہ کو چھڑکے کے سہارے اٹھالیے۔ جس آمیزہ کی تقطیر کی جاتی ہے اس کی سطح فلٹر پیپر کی تین چوتھائی اونچائی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ قطر کو بیکریٹیسٹ ٹیوب / مخروطی فلاسک میں جمع کیے کیجیے۔ سہل اور فوری تقطیر کے لیے سب سے پہلے فلٹر پیپر پر آمیزہ کے شفاف رقیق (سطح پر موجود) کو منتقل کیجیے اور اس کے بعد باقی حصہ کو۔

3.4.2 احتیاطی تدابیر

- (i) فلٹر پیپر پر سارے آمیزہ کو ایک ساتھ مت ڈالیے۔
- (ii) فلٹر پیپر کا سائز قیف کے سائز سے کم ہونا چاہیے۔
- (iii) آمیزہ کی سطح فلٹر پیپر کی تین چوتھائی اونچائی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔
- (iv) قیف کا نچلا سرا بیکریٹیسٹ ٹیوب کی اندرونی دیوار سے صرف چھونا چاہیے۔


3.5 کشید (Distillation)

کشید کا استعمال پانی اور نامیاتی محل کی تخلیص اور / یا استعمال شدہ محلولوں کی ری سائیکلنگ کے لیے کیا جاتا ہے۔ کشید ایک ایسا عمل ہے جس میں غیر خالص رقیق کو بند برتن میں اس کے نقطہ جوش تک گرم کیا جاتا ہے۔ نتیجے میں بننے والے اخراجات کو ہوائی یا آبی کنڈینسر میں گزار کر ٹھنڈا کر لیا جاتا ہے اور اس طرح خالص رقیق حاصل ہوتا ہے۔

ضروری مواد:

- (a) آلات: مخروطی فلاسک / گول نیچے والے فلاسک، کنڈینسر، تھرمامیٹر، بیکریٹیسٹ ٹیوب، مینٹل اور آیل باٹھ۔
- (b) کیمیائی اشیا: غیر خالص محلول اور ٹوٹی کا پانی

3.5.1 تجربہ کیسے انجام دیا جائے؟



1 تصویر: (x): واہیمینڈلی

محل کو ایک گول پینڈے والے فلاسک میں لیجیے۔ فلاسک کو آدھا بھر لیجیے۔ اس کے اندر جھانوا پتھر کے کچھ ٹکڑے ڈال دیجیے۔ گول پینڈے والے فلاسک کے منہ میں ایک سوراخ والا کارک لگائے۔ سوراخ میں تھرما میٹر لگا دیجیے جیسا کہ شکل (x) میں دکھایا گیا ہے۔ شکل (x) میں دکھائے گئے طریقے سے لیگ کنڈینسر نصب کر دیجیے۔ اب گول پینڈے والے فلاسک کو ہیٹنگ ہاتھ پر رکھ دیجیے۔

فلاسک میں موجود شے کو گرم کیجیے۔ رقیق اپنے نقطہ جوش

تک گرم ہو کر ابلنا شروع ہو جاتا ہے اور خارج ہونے

والے انحرآت کنڈینسر سے ہو کر گزرتے ہیں اور ان کی رقیق میں تکثیف ہو جاتی ہے۔ رقیق کو کنڈینسر کے اختتامی سرے پر جمع کیجیے۔ خالص رقیق کو مستقل نقطہ جو پر جمع کیجیے۔ تھوڑا سا رقیق فلاسک کے اندر ضرور چھوڑ دیجیے۔

3.5.2 احتیاطی تدابیر

- (i) آہستہ آہستہ گرمی کی شرح میں اضافہ کریں۔
- (ii) گرم کرنے کے دوران گول پینڈے کے فلاسک کو مت کھولیں۔
- (iii) جب فلاسک کے اندر رقیق کی تھوڑی سی مقدار باقی رہ جائے تو کشید کا عمل روک دیجیے۔ سارا رقیق خشک ہونے تک تیخیر مت کیجیے۔
- (iv) جھانوا پتھروں کو شروع میں ہی ڈالنا چاہیے۔
- (v) نامیاتی محلول کے معاملے میں، آپ کو پورے تجربہ کے دوران تھرما میٹر پر نظر رکھنی پڑے گی تاکہ ضرورت سے زیادہ گرم ہونے سے بچایا جاسکے۔

3.6 کرشٹل سازی (Crystallization)

کرشٹل سازی ایسا عمل ہے جس میں غیر خالص محلول سے خالص شے کے کرشٹل حاصل کیے جاتے ہیں۔ غیر خالص شے کا سیر شدہ محلول ایک مناسب محل میں تیار کیا جاتا ہے۔ اس محلول کو چھان لیتے ہیں تاکہ غیر حل پذیر ملاوٹیں علیحدہ ہو جائیں۔ اب اس محلول کو کمرہ کے درجہ حرارت پر آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ٹھنڈا ہونے کے دوران محلول کو ہلانا، ڈلانا نہیں چاہیے۔ رفتہ رفتہ خاص شے کے کرشٹل بننے لگتے ہیں۔ اب ان کرشٹلوں کو چھان لیجیے۔

3.7 حجم، کمیت اور کثافت کی پیمائش


رقتی اشیا کے حجم کی پیمائش کا کام پیمائش سلنڈروں، نشان زدہ میکر، پیٹ، بیوریٹ اور میرنج کی مدد سے انجام دیا جاسکتا ہے۔ ان پیمائش برتنوں کا انتخاب تجربہ کی درستی کے مطابق کیا جاتا ہے۔ سیرنج کو چھوڑ کر باقی سبھی پیمائی برتن برا؟ راست کعب سینٹی میٹر (cc) یا ملی میٹر (یعنی ml) میں نشان زدہ ہوتے ہیں۔ یہ پیمائی برتن بعض اوقات نماطریقے سے نشان زدہ ہوتے ہیں لہذا پیمائشی برتن کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی اچھی طرح سے جانچ کر لینی چاہیے۔

کسی بھی رقتی شے کی پیمائش کا کام شروع کرنے سے پہلے آپ کو مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے:

- ☆ پیمائشی برتن کو صابن اور پانی سے صاف کیجیے اور اس کے بعد ہوا میں سکھائیے۔
- ☆ رقتی شے کی نوعیت معلوم کیجیے۔ اگر یہ تیزابی یا کمی رقتی ہے تو خیال رہے کہ اسے استعمال کرتے وقت آپ کی انگلیاں اس میں ڈوبنی نہیں چاہئیں۔

- ☆ اگر رقتی شے گرم ہے تو اسے کمرہ کے درجہ حرارت تک ٹھنڈا کیجیے۔
- (i) اب دیے ہوئے ہر ایک پیمائشی برتن کا کمترین شمار معلوم کیجیے (یعنی کم سے کم کتنا حجم ناپا جاسکتا ہے)۔ یہ پیمائش پر بنے ہوئے دو متواتر پیمائشی نشانات کے درمیان حجم کی قدر ہے۔

- (ii) ایک چھوٹا پیمائی برتن لیجیے اور دی ہوئی رقتی شے کو آہستہ آہستہ اس میں منتقل سمجھے۔ رقتی شے پر مشتمل برتن کا گھیرا پیمائی برتن کے گھیرے کے تھوڑا اندر ہونا چاہیے۔ پیمائی برتن کو تھوڑا سا جھکا کر رکھیے جیسا کہ شکل (xi) میں دکھایا گیا ہے، تاکہ رقتی شے برتن کی دیوار کے سہارے نیچے گرے۔ اگر یہ جھکا ہوا نہیں ہوگا تو رقتی شے اونچائی سے سیدھے ہی نیچے ٹکرائے گی اور رقتی شے کی کچھ بوندیں چھلک کر پیمائشی برتن سے باہر آسکتی ہیں۔



تصویر (xi): رقتی شے کو پیمائشی برتن میں منتقل کرنا

- (ii) اگر دی ہوئی رقتی شے کا حجم پیمائی برتن کی گنجائش سے کم ہے تو تمام رقتی شے کو منتقل کرنے کے بعد پیمائی برتن کو میز پر رکھ دیجیے اور اس کی سطح کو مستحکم ہونے دیجیے۔ اب برتن میں رقتی شے کی سطح کو نوٹ کیجیے۔ یہ ریڈنگ دی ہوئی رقتی شے کا حجم ہے۔


(iv) اگر دی ہوئی رقیق شے کی مقدار پیمائشی برتن کی گنجائش سے زیادہ ہے تو برتن کو اس کی گنجائش تک بھر دیجیے۔ رقیق کو پیمائشی برتن کی گنجائش تک بھرنے کا طریقہ ذیل میں دیا گیا ہے:

جب پیمائشی برتن میں رقیق شے کو بھرا جائے تو اگر رقیق شے سب سے اوپر والے پیمائشی نشان کے قریب پہنچ جائے تو پیمائشی برتن کو عمودی حالت میں کر لیجیے۔ اب برتن کو اس کے سب سے اوپر والے پیمائشی نشان تک بھرنے کے لیے پچکاری کا استعمال کیجیے۔ اس رقیق شے کو کسی خالی برتن میں منتقل کر دیجیے۔ اب باقی ماندہ رقیق شے کو دوبارہ سے پیمائشی برتن میں بھر لیے اور مذکورہ بالا طریقہ عمل اختیار کیجیے۔

دی ہوئی رقیق شے کا کل حجم مندرجہ ذیل طریقے سے معلوم کیا جائے گا:

آخری مرتبہ منتقل کرنے کے بعد + برتن کی گنجائش x پیمائشی برتن کو جتنی مرتبہ اس کی گنجائش تک بھرا گیا ہے کی گئی ریڈنگ

(v) اگر رقیق شے بہت زیادہ لوجی ہے جیسے گلسرین تو یہ برتن کی دیوار سے چپک جاتی ہے لہذا ایسے معاملوں میں پیمائشی برتن کے رقیق کو ہر مرتبہ دوسرے برتن میں منتقل کرتے وقت آپ کو اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ تمام ازوجی رقیق آہستہ آہستہ برتن میں منتقل نہ ہو جائے اور پیمائشی برتن خالی نہ ہو جائے۔ لیکن یہ کافی دیر طلب کام ہے لہذا آپ کو صلاح دی جاتی ہے کہ ان معاملوں میں ایسے پیمائشی برتن کا استعمال کیجیے جن کی گنجائش دی ہوئی رقیق شے سے زیادہ ہو۔




تصویر (xii): (الف) اندرونی سطح اور (ب) مائع کی اونچی سطح کا مطالعہ

(vi) پیمائشی برتن میں رقیق کی ہلالی سطح محدب یا مقعر ہوتی ہے لہذا مقدر ہلالی سطح کے معاملے میں خمیدہ سطح کے سب سے نیچے والے نقطہ کے مماسی نشان کی ریڈنگ اور محدب ہلالی سطح کے معاملے میں خمیدہ سطح کے سب سے اوپر والے نقطہ کے مماسی نشان کی ریڈنگ لیجیے جیسا کہ شکل (xii) میں دکھایا گیا ہے۔

(vii) اگر رقیق کے شفاف ہے تو اس کی محدب یا مقعر سطح کی ریڈنگ لیتے وقت اسے جانی روشنی کے ذریعے اچھی طرح منور کر لینا چاہیے۔

(viii) پیمائشی برتن میں رقیق شے کی سطح کی ریڈنگ لیتے وقت اپنی آنکھ کو سٹی کے ساتھ افقی مستوی میں رکھیے۔ ریڈنگ لیتے وقت برتن کو صرف میز پر رکھیے بصورت دیگر اختلاف منظر کی وجہ سے غلطی ہو سکتی ہے۔

اگر رقیق پر مشتمل برتن کا گھیرا بیکر کے گھیرے کی طرح نہیں ہے تو اس صورت میں آپ رقیق شے کو منتقل کرنے کے لیے شیشہ کی چھڑکا استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیمائش کی جانے والی رقیق شے دودھ ہے اور یہ گلاس میں بھرا ہوا ہے۔ شیشہ کی چھڑکو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑیے اور اسے پیمائی برتن میں لے جائیے جیسا کہ شکل (xiii) میں دکھایا گیا ہے۔ اب گلاس سے دودھ کو پیمائش برتن میں اس طرح منتقل کیجیے کہ گلاس کا گھیرا شیشہ کی چھڑکو چھوئے۔ اب دودھ شیشہ کی چھڑکے سہارے آسانی سے پیمائی برتن میں بہنے لگے گا اور پیمائی برتن کے باہر گرنے سے بچ جائے گا۔ دی ہوئی رقیق شے کے حجم کی پیمائش نشان زدہ سیلنڈر، پیٹ یا سیرنج کی مدد سے کی جاسکتی ہے۔ اس انتخاب کا اختصار مطلوبہ مقدار اور درستی پر ہے۔ رقیق اشیا کے حجم کی صحیح پیمائش کے لیے مجھی فلاسک (Volumetric flask) کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔



تصویر (xiii): ایک برتن میں مائع کی منتقلی

3.8 نشان زدہ سیلنڈر

نشان زدہ سیلنڈر بہت زیادہ درست پیمائش فراہم نہیں کرتے مگر یہ محلول اور واش رقیق نیز اضافی مقدار میں موجود رقیق متعالموں کی مخصوص مقدار کی پیمائش کے لیے کافی ہیں۔ رقیق شے کی سطح کی ریڈنگ ہمیشہ ہلالی سطح کے نچلے حصے سے نوٹ کی جانی چاہیے۔

Pipettes 3.9

نشان زد یا جچی (والیومیٹرک) پیٹ کا استعمال رقیق شے کی نسبتاً بہت کم مقداروں کی صحیح پیمائش کے لیے کیا جاسکتا ہے۔ پیٹ میں رقیق بھرنے کے لیے اسے منہ سے کھینچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم منہ کے ذریعے رقیق کو کھینچنا دانشمندی نہیں ہے کیونکہ زہریلی یا تاکلی رقیق کے منہ میں داخل ہو سکتی ہے۔ پیٹ میں نقصان دہ تاکلی رقیق اشیا کو کھینچتے وقت ایڈپر کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسے مندرجہ ذیل طریقے سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

- 1- ایڈپیٹر کو پیٹ کے بالائی سرے میں داخل کیجیے۔
- 2- پیٹ کو رقیق شے میں دبائیے۔
- 3- ایڈسپٹر کو دبائیے تاکہ ہوا باہر نکل جائے اور پھر چھوڑ دیجیے جس سے رقیق شے پیٹ میں داخل ہو جائے گی۔
- 4- پیٹ کو پیمائش نشان کے تھوڑا اوپر تک بھرے۔

5- رقیق کو باہر نکالتے ہوئے سطح کو پیدائشی نشان تک لائے۔

6- ایڈپھر کو پیٹ سے الگ کر دیجیے۔

اکثر والیومیٹرک پیٹ کی پیمانہ بندی دیا ہوا حجم بتانے کے لیے کی جاتی ہے یعنی پیمائش شدہ رقیق کو نقل کے زیر اثر باہر نکال دیا جاتا ہے اور اس دوران رقیق شے کی بہت تھوڑی مقدار پیٹ کے نچلے حصہ میں باقی رہ جاتی ہے۔ یہ رقیق شے باہر نہیں نکل پاتی ہے لہذا پیمانہ بندی میں اسے شامل کر لیا جاتا ہے۔ نشان زدہ پیٹ میں رقیق شے کو عام طور پر بالائی پیمائش نشان (صفر) تک بھرا جاتا ہے اور پھر اس رقیق شے کو دوسرے برتن میں اس وقت تک نکالتے رہتے ہیں جب تک کہ مطلوبہ حجم والے پیمائشی نشان تک نہ پہنچ جائیں۔ باقی ماندہ رقیق شے کو یا تو پھینک دیا جاتا ہے یا پھر اسے اصل برتن میں واپس ڈال دیتے ہیں۔ کچھ نشان زدہ پیٹ کی ظاہر کردہ گنجائش ایک دیے ہوئے پیمائشی نشان تک رقیق شے کو باہر نکال کر فراہم کی جاتی ہے جبکہ کچھ پیٹ میں رقیق شے کو مکمل طور پر باہر نکالنا پڑتا ہے۔ ان دونوں معاملوں میں تذبذب کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مکمل طور پر رقیق شے کو باہر نکالنے پر پیٹ کی ظاہر کردہ گنجائش کے مقابلے زیادہ حجم فراہم ہوگا۔

3.10 سرنجیں

سیرنج کا سب سے زیادہ استعمال گیس کرومیٹوگراف تجزیہ جیسے معاملوں میں رقیق شے کے بہت کم مجموعوں کی درست پیمائش کے لیے کیا جاتا ہے۔ سیرنج کو بھرنے کے لیے سوئی کو رقیق شے میں دبایا جاتا ہے اور پانچر کو اس وقت تک آہستہ آہستہ باہر کی طرف کھینچتے ہیں جب تک کہ بیرل میں رقیق شے کے مطلوبہ حجم سے تھوڑا زیادہ رقیق نہیں آجاتا۔ اب سیرنج کو اس طرح پکڑتے ہیں کہ سوئی اوپر کی جانب رہے اور پھر پانچر کو اندر کی طرف دبا دیتے تاکہ اضافی رقیق باہر نکل جائے۔ سوئی پر لگے ہوئے اضافی رقیق کو ٹشو پیپر کی مدد سے صاف کر دیجیے۔

استعمال کے فوراً بعد سیرنج کو طیران پذیر لملل کا استعمال کر کے کئی مرتبہ دھو لینا چاہیے اور اس کے بعد ہی دوبارہ استعمال کرنا چاہیے۔

3.11 کمیت

کیمیائی تجربہ گاہ میں کیمیائی اشیا کی کمیت کا تعین ایک پلڑے والی ترازو یا ریف ترازو یا کیمیائی ترازو کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ عام مقاصد کے پیش نظر محلول تیار کرنے کے لیے عام ترازو کا بھی استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن تعاملات انجام دینے کے لیے درکار کیمیائی اشیا کی کمیت معلوم کرنے کے لیے کیمیائی ترازو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا کیمیائی اشیا کی کمیت کی بہت زیادہ درست پیمائش درکار ہوتی ہے۔ آپ کیمیائی اشیا کی کمیت کی پیمائش کے لیے کیمیائی ترازو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کیمیائی ترازو کو استعمال کرنے سے متعلق تفصیلات تجربہ 15 میں دی گئی ہیں۔

3.12 رقیق شے کی کثافت

رقیق شے کی کثافت کو متعین کرنے کے لیے شے کی کمیت کو اس کے حجم سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ رقیق اشیا کی کثافت مندرجہ ذیل جدول میں دی گئی ہے۔

جدول: کچھ مائع کی کثافت

Liquid	Volume in milliliters (ml)	Mass (g)	Density (g cm ⁻³)
Water	100	100	1.00
Cooking oil	100	92	0.92
Glycerine	100	125	1.25
Whole milk	100	103	1.03

:Precautions

1. گرم ٹیوب، بیکر کو ٹھنڈا کرنے کے لئے پانی کا استعمال نہ کریں
2. کام کرتے وقت اپنے ہاتھ کو خشک اور صاف رکھیں۔
3. ہمیشہ ہر سیکشن میں دی گئی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔

4. اپنی تفہیم کی جانچ کیجئے۔

1. شیشہ کی ٹیوب کو کاٹنے وقت متعدد خراش کیوں نہیں بنانی چاہئیں؟
2. کارک بورر کا صحیح انتخاب کیا ہے؟
3. سوراخ کرنے سے پہلے کارک کو مرطوب اور ملائم کیوں بنانا چاہیے؟
4. شیشہ کی ٹیوب کو کاٹنے کے بعد آپ اس کے کناروں کو کس طرح ہموار کریں گے؟

3. استاد کے لئے نوٹ

شیشہ کی ٹیوب کو کاٹنا، شیشہ کی ٹیوب کو موڑنا وغیرہ جیسی تکنیکیں طلباء کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہیں لہذا استاد کو طلباء کی مدد کرنی چاہیے اور ان کے ذریعے انجام دیے جانے والے کام پر نظر رکھنی چاہیے۔

6. اپنے جوابات چیک کریں

- جواب: 1:** اگر شیشہ کی ٹیوب پر متعدد خراش بنائے جائیں گے تو ٹیوب بے قاعدہ انداز میں کٹے گی۔
- جواب: 2:** بورر کا بیرونی قطر اس شیشہ کی ٹیوب یا چھڑکے قطر سے تھوڑا سا کم ہونا چاہیے جس کے لیے سوراخ درکار ہے۔
- جواب: 3:** کارک کے ٹوٹنے سے بچانے اور ہموار سوراخ کرنے کے لیے اسے پانی سے گیلنا کر لینا چاہیے اور کارک پر پیرکس کے تحت نرم بنا لینا چاہیے۔
- جواب: 4:** کناروں کو لو میں آہستہ آہستہ گھما کر گرم کرنا چاہیے۔

تجربات کی فہرست

تجربہ - 1

مندرجہ ذیل گروپوں میں سے کم از کم ایک تین گیسوں کی کچھ اہم جسمانی اور کیمیائی خصوصیات کی تیاری، جمع اور مطالعہ کرنے کے لئے:

- (a) ہائیڈروجن/آکسیجن
(b) کاربن ڈائی آکسائیڈ/ہائیڈروجن سلفائیڈ
(c) کلورین، ہائیڈروجن کلورائیڈ اور سلفر ڈائی آکسائیڈ

1.1 مقاصد

اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ یہ کر سکیں گے:

- گیسوں کی تیاری کے لئے آلہ قائم کریں، یعنی، Cl_2 ، H_2 ، O_2 ، CO_2 ، H_2S ، SO_2 ، HCl اور
- اوپر بیان کردہ گیسوں کو تیار کریں اور جمع کریں۔
- گیسوں کی جسمانی خصوصیات (مثال کے طور پر رنگ، بدبو) کا مشاہدہ کریں، اور
- مختلف گیسوں کو ان کے مخصوص کیمیائی ٹیسٹوں کے ذریعہ شناخت کریں۔

1.2 آپ کو کیا معلوم ہونا چاہئے

ہائیڈروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ، امونیا، ہائیڈروجن سلفائیڈ، کلورین، ہائیڈروجن کلورائیڈ اور سلفر ڈائی آکسائیڈ جیسی گیسوں کی لیبارٹری میں تیاری کی جاسکتی ہیں اور مناسب ٹیسٹ کے ذریعے ان کی شناخت (خصوصیات) کرنا ممکن ہے۔ گیسوں کی شناخت کیمیائی تجزیہ میں ایک اہم قدم ہے کیونکہ زیادہ تر مادے اکیلے گرم ہونے پر یا کچھ ری ایکشن جیسے ایسڈ، الکلیز وغیرہ کے ساتھ علاج کرنے پر کچھ گیس خارج کرتے ہیں۔ اس تجربے میں، آپ کچھ گیسوں کو تیار کرنا اور ان کی اہم خصوصیات کا مطالعہ کرنا سیکھیں گے۔

1.3 ہائیڈروجن کی تیاری (H_2) گیس

ہائیڈروجن گیس کو لیبارٹری میں زنک دانوں میں پتلا ہائیڈروکلورک ایسڈ شامل کر کے تیار کیا جاسکتا ہے۔ ردعمل یہ ہے




ضروری مواد

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| (1) آلات | (2) کیمیکلز |
| دو لف کی بوتل، ڈیلیوری ٹیوب | (i) زنک دھات کے دانے (Zn) |
| گیس جار، چھال کارک، | (ii) پتلا ہائیڈروکلورک ایسڈ (HCl) |
| تھیسٹل فنل، واٹر ٹرف | (iii) ڈسٹیلڈ واٹر |

1.3.1 طریقہ کار

جیسا کہ تصویر 1.1 میں دکھایا گیا ہے آلات کو ترتیب دیں، دولف کی بوتل میں 2-3 گرام زنک کے دانے لیں۔ جیسا کہ ڈایا گرام میں دکھایا گیا ہے تھیسٹل فنل اور ڈیوری ٹیوب کو ٹھیک کریں۔ دولف کی بوتل کے منہ پر دو سو راخ کارک کو مضبوطی سے ٹھیک کریں اور جوڑوں کو موم سے بند کر کے ہوا دار بنائیں۔
اب آہستہ آہستہ تھیسٹل فنل سے تقریباً 10 ملی لیٹر پتلا ہائیڈروکلورائڈ ایسڈ شامل کریں، تاکہ زنک کے ٹکڑے تیزاب سے ڈھک جائیں۔ جیسے ہی تیزاب زنک کے ٹکڑوں کے رابطے میں آتا ہے، گیس تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔



تصویر 1.1: ہائیڈروجن گیس کی لیبارٹری کی تیاری

چونکہ پانی میں ہائیڈروجن کی حل پذیری بہت کم ہے، لہذا اسے پانی کی نیچے کی طرف منتقلی کے ذریعہ جمع کیا جاسکتا ہے جیسا کہ تصویر 1.1 میں دکھایا گیا ہے۔


گیس H_2 کے ساتھ گیس جار بھریں خصوصاً سیات کی جانچ پڑتال کریں اور ٹیسٹ کریں۔ اپنے مشاہدات درج ذیل ہیں:

- (i) گیس کے رنگ کا مشاہدہ کریں۔ یہ بے رنگ ہے۔
- (ii) احتیاط سے گیس کو سونگھیں۔ یہ بدبودار ہے۔
- (iii) گیس کو ٹیسٹ ٹیوب میں جمع کریں، جس طرح آپ نے اسے جار میں جمع کرنے کے لئے کیا تھا۔ ٹیسٹ ٹیوب کے منہ کے قریب ایک ہلکی ماچس چھڑی لائیں۔ اچانک پاپ کی آواز آتی ہے اور گیس ہلکے نیلے شعلے سے جل جاتی ہے۔

1.4 آکسیجن کی تیاری (O_2) گیس

آکسیجن گیس پوٹاشیم کے مرکب کو گرم کر کے تیاری جاتی ہے 12 ایم کلورائیٹ اور مینگنیو ڈائی آکسائیڈ۔ پوٹاشیم کلورائیٹ گرمی سے سڑ جاتا ہے جبکہ مینگنیو ڈائی آکسائیڈ محرک کے طور پر کام کرتا ہے۔ اگر پوٹاشیم کلورائیٹ کو اکیلے گرم کیا جائے تو، اسے خراب کرنے کے لئے زیادہ درجہ حرارت کی ضرورت ہوگی۔ چونکہ پانی میں گیس کی حل پذیری کم ہوتی ہے، لہذا پانی کی نیچے کی طرف منتقلی کے ذریعہ گیس کو

جمع کریں جیسا کہ تصویر 1.2 میں دکھایا گیا ہے۔




ضروری مواد

(1) آلات	(2) کیمیکلز
راؤنڈ نیچے فلاسک (100 ایم ایل)	(i) پوٹاشیم کلورائیٹ (KClO ₃)
گیس جار، ڈیلیوری ٹیوب، پانی کی گھڑکی	(ii) مینگنیز ڈائی آکسائیڈ (MnO ₂)

1.4.1 طریقہ کار

جیسا کہ تصویر 1.2 میں دکھایا گیا ہے، ایک گھڑی کے گلاس میں تقریباً آدھا اسپٹولا خشک پوٹاشیم کلورائیٹ لیں اور ایک چٹکی مینگنیز ڈائی آکسائیڈ شامل کریں۔ ریجنٹ اور محرک کو مل کر لیں۔ اہلتی ہوئی ٹیوب میں مکسچر لیں اور ڈیلیوری ٹیوب کو اس کے منہ میں ٹھیک کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کارک ٹیوب کے منہ میں نصب ہے۔ اسے موم کے ساتھ مہر لگائیں، مرکب کو آہستہ سے گرم کریں اور شہد کی مکھی کے چھتے کی شیلف پر الٹا رکھے گئے جار میں گیس کو ایک پانی میں جمع کریں جیسا کہ تصویر 1.2 میں دکھایا گیا ہے۔



تصویر 1.2: آکسیجن گیس کی تیاری

ریجنٹس کو گرم کرتے وقت احتیاط برتنی چاہئے، کیونکہ پوٹاشیم کلورائیٹ ایک بہت طاقتور آکسائیڈائزنگ ایجنٹ ہے۔ اگر اسے کاربن یا اسی طرح کے کسی مادے یا دھول کے ساتھ ملانے کی اجازت دی جائے تو، یہ آسانی سے آگ پکڑ سکتا ہے یا پھٹ بھی سکتا ہے۔ دو جار بھریں، خصوصیات کی جانچ پڑتال کریں، ایسے ٹیسٹ کریں جو درج ہیں اور اپنے مشاہدات کو نوٹ کریں۔

(i) گیس کے رنگ کا مشاہدہ کریں۔ یہ بے رنگ ہے۔

(ii) احتیاط سے گیس کو سونگھیں۔ یہ بدبودار ہے۔

(iii) ایک ٹکڑا روشن کریں، اور پھر اسے اڑادیں، جس سے اختتام چمک تا ہے۔ جار کے منہ کے قریب چھرے کے چمکتے ہوئے سرے کو لائیں۔ ٹکڑا شعلے میں پھٹ جاتا ہے۔ یہ ٹیوب کے اندر آکسیجن کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔

1.4.2 جسمانی خصوصیات

- آکسیجن ایک بے رنگ اور بدبودار گیس ہے۔
- یہ ہوا سے بھاری ہے (کثافت 1.428 گرام/سینٹی میٹر³)۔
- یہ پانی میں بہت کم حل پذیر ہے۔

1.4.3 کیمیائی خصوصیات

- (i) آکسیجن ایٹم کی الیکٹرانک ترتیب 2,6 ہے۔ اس کے بیرونی خول میں آٹھ الیکٹران حاصل کرنے کے لئے، اسے دو الیکٹران حاصل کرنے ہوں گے۔ ایسا کرنے میں، یہ واضح آکسائیڈائزنگ خصوصیات ظاہر کرتا ہے۔
- (ii) دھاتوں کے ساتھ رد عمل: سونے، پلاٹینم وغیرہ جیسی عظیم دھاتیں آکسیجن کے خلاف مزاحمت کرتی ہیں۔ لیکن رد عمل کرنے والی دھاتیں (نا، کے وغیرہ) خود بخود رد عمل ظاہر کرتی ہیں اور اپنے آکسائیڈ دیتی ہیں۔



کم رد عمل والی دھاتیں جیسے ایم جی، سی یو گرم ہونے پر آکسیجن کے ساتھ رد عمل کرتے ہیں۔



1.5 کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO₂) گیس کی تیاری

کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس ماربل (کیلشیم کاربونیٹ) پر تپتے ہائیڈروکلورک ایسڈ کے عمل سے لیبارٹری میں تیار کی جاتی ہے۔




مطلوبہ اشیاء

(1) آلات	(2) کیمیکلز
گول نیچے فلاسک، تھیسٹل فنل	(i) کیلشیم کاربونیٹ (CaCO ₃)
گیس جار	(ii) تپتلا ہائیڈروکلورک ایسڈ (HCl)

1.5.1 طریقہ کار

جیسا کہ تصویر 1.3 میں دکھایا گیا ہے آلات کو ترتیب دیں۔ وولف کی بوتل میں سنگ مرمر کے چند چھوٹے ٹکڑے رکھیں۔ کیٹل فنل کو ٹھیک کریں تاکہ اس کا نچلا سرا گول نیچے فلاسک میں موجود پانی میں ڈوب جائے۔ گول نیچے فلاسک کے منہ میں دوسوراخ

کارک کو مضبوطی سے ٹھیک کریں اور جوڑوں کو موم سے سیل کر کے ہوا بند کر دیں۔



تصویر 1.3: کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کی تیاری

تھیسٹل فنل سے 2 سے 3 ملی لیٹر پتلا ہائیڈروکلورک ایسڈ شامل کریں۔ فوری رد عمل ہوتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس پیدا ہوتی ہے۔ کچھ گیس کو باہر نکلنے دیں کیونکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کے ابتدائی اخراج سے گیس جار میں موجود ہوا کو ہٹا دیا جائے گا۔ ہوا کی اوپر کی طرف منتقلی کے ذریعہ گیس کو خشک گیس جار میں جمع کریں۔

یہ چیک کرنے کے لئے کہ آیا گیس جار میں جمع ہوئی ہے یا نہیں، گیس جار کے منہ کے قریب ایک ہلکی ماچس چھڑی لائیں۔ اگر یہ بجھ جاتا ہے تو جار میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس ہوتی ہے۔ ڈیوری ٹیوب پر ایک اور جار رکھیں۔ کچھ گیس جار بھریں۔ خصوصیات کی جانچ پڑتال کرنے کے لئے، مندرجہ ذیل ٹیسٹ کریں اور اپنے مشاہدات کو نوٹ کریں۔

- i. گیس کارنگ نوٹ کریں۔ یہ بے رنگ ہے۔
- ii. احتیاط سے گیس کو سونگھیں۔ یہ بدبودار ہے۔
- iii. ٹیسٹ ٹیوب کے منہ کے قریب ایک ہلکی ماچس چھڑی لائیں، یہ فوری طور پر بجھ جاتی ہے،
- iv. گیس جار میں 2-3 ملی لیٹر لیموں کا پانی شامل کریں۔ لیموں کا پانی دودھیا ہو جاتا ہے۔ یہ ناقابل حل کیمیکل کاربونیٹ کی تشکیل کی وجہ سے ہے۔



1.5.2 جسمانی خصوصیات

- کاربن ڈائی آکسائیڈ ایک بے رنگ اور بدبودار گیس ہے۔
- یہ ہوا سے زیادہ گھنا ہے۔
- یہ پانی میں کافی حل پذیر ہے۔

1.5.3 کیمیائی خصوصیات


(i) کاربن ڈائی آکسائیڈ پانی میں تحلیل ہو کر کاربونک ایسڈ بناتا ہے، جو نیلے رنگ کا ٹمس سرخ ہو جاتا ہے۔



(ii) جب کاربن ڈائی آکسائیڈ چونے کے پانی سے گزرتی ہے تو یہ غیر حل شدہ کمیشن کاربونیٹ کی تشکیل کی وجہ سے دودھیا بن جاتی ہے۔



مزیدی اوپاس کرنے پر 2، حل پذیر کمیشن بائی کاربونیٹ کی تشکیل کی وجہ سے دودھ کی کمی غائب ہو جاتی ہے۔



1.6 ہائیڈروجن سلفائیڈ (H₂) گیس کی تیاری

ہائیڈروجن سلفائیڈ لیبارٹری میں آئرن سلفائیڈ پر پتلا سلفیورک ایسڈ کے عمل سے تیار کیا جاتا ہے۔




ضروری مواد

(1) آلات	(2) کیمیکلز
Round - نیچے فلاسک، تھیسٹل فنل	(i) فیرس سلفائیڈ
گیس جار، ڈیلیوری ٹیوب	(ii) سلفیورک ایسڈ کو پتلا کریں


1.6.1 طریقہ کار

تصویر 1.4 میں دکھائے گئے آلات کو ٹھیک کریں اور لوہے کے سلفائیڈ (فیرس سلفائیڈ) کے چند چھوٹے سائز کے ٹکڑوں کو ایک گول نچلے فلاسک میں لیں۔ انہیں پانی سے نم کریں۔ بوتل میں 23 ملی لیٹر پتلا سلفیورک ایسڈ شامل کریں۔ رد عمل فوری طور پر ہوتا ہے اور ہائیڈروجن سلفائیڈ تیار ہوتا ہے۔ یہ گیس ہوا کی اوپر کی طرف منتقلی سے جمع ہوتی ہے۔ گیس جار میں گیس جمع کریں اور مندرجہ ذیل مشاہدات کریں۔



تصویر 1.4: ہائیڈروجن سلفائیڈ گیس کی تیاری

- (i) گیس کارنگ نوٹ کریں۔ یہ بے رنگ ہے۔
- (ii) احتیاط سے گیس کو سونگھیں۔ بدبو سڑے ہوئے انڈوں کی ہے۔
- (iii) گیس جار میں 2-3 ملی لیٹر لیڈ ایسیٹیٹ محلول شامل کریں۔ پی بی ایس (ایس) کا ایک سیاہ اخراج حاصل کیا جاتا ہے۔



1.6.2 جسمانی خصوصیات



- ہائیڈروجن سلفائیڈ ایک بے رنگ گیس ہے۔
- اس میں سڑے ہوئے انڈوں کی بو آتی ہے۔
- یہ ہوا سے زیادہ بھاری ہے۔ کثافت 1.538 گرام/ سینٹی میٹر ہے 3
- یہ پانی میں بہت کم حل پذیر ہے۔
- ہائیڈروجن سلفائیڈ آتش گیر ہے لیکن دہن کی حمایت نہیں کرتا ہے۔

1.6.3 کیمیائی خصوصیات


- (i) ہائیڈروجن سلفائیڈ نیلے شعلے کے ساتھ ہوا میں جلتا ہے جس سے سلفر کا ذخیرہ نکلتا ہے۔



- (ii) ہائیڈروجن سلفائیڈ پانی میں حل پذیر ہے اور ایک کمزور تیزابی حل دیتا ہے۔



(iii) ہائیڈروجن سلفائیڈ دو قسم کے نمکیات دیتا ہے۔ (ہائیڈروجن سلفائیڈز اور سلفائیڈز)۔ جب این اے او ایچ جیسے الکالی کے ساتھ رد عمل ظاہر کیا جاتا ہے + مندرجہ ذیل رد عمل رونما ہوتے ہیں۔ H_2S کی زیادہ مقدار کے ساتھ، Na_2S اہم مصنوعات ہے۔



(iv) ہائیڈروجن سلفائیڈ سلفر میں مرکب سلیفورک ایسڈ کو کم کرتا ہے۔ رد عمل دو مراحل میں ہوتا ہے۔




(v) ہائیڈروجن سلفائیڈ برومین کے ساتھ رد عمل کر کے ہائیڈروجن برومائڈ بناتا ہے




1.7 کلورین کی تیاری (Cl_2) گیس

کلورین گیس لیبارٹری میں مینگنیز ڈائی آکسائیڈ کے ساتھ مرکوز ہائیڈروکلورک ایسڈ کو گرم کر کے تیاری جاتی ہے۔




ضروری مواد

(1) آلات	(2) کیمیکلز
گول نیچے فلاسک (100 ملی لیٹر)، ڈیلیوری ٹیوب، گیس جار، برنز	(i) کون، ہائیڈروکلورک ایسڈ (ایچ سی ایل) (ii) مینگنیز ڈائی آکسائیڈ (MnO_2)



تصویر 1.5: کلورین گیس کی تیاری

- i. گیس کا رنگ نوٹ کریں۔ اس کا رنگ ہلکا سبز ہے۔
- ii. احتیاط سے گیس کو سونگھیں۔ اس سے تیز بو آتی ہے۔
- iii. جب کلورین ٹھنڈے پتلے سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ محلول میں 1 قطرہ فینوٹھالین انڈیکیٹر پر مشتمل ہوتی ہے تو اس کا گلابی رنگ سوڈیم کلورائیڈ اور سوڈیم ہائیپوکلورائیٹ کی تشکیل کی وجہ سے غائب ہو جاتا ہے۔



iv. یہ ان کے نمک کے حل سے برومین اور آیوڈین کو بے دخل کرتا ہے۔


- a) $2\text{KBr}(\text{aq}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{KCl}(\text{aq}) + \text{Br}_2(\text{g})$ (Brown)
- b) $2\text{KI}(\text{aq}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{KCl}(\text{aq}) + \text{I}_2(\text{g})$ (Violet)

1.7.2 جسمانی خصوصیات


- کلورین ایک سبز پیلے رنگ کی گیس ہے جس کی تیز بو آتی ہے۔
- یہ پانی میں حل پذیر ہے۔ اس کے پانی کے حل کو کلورین پانی کہا جاتا ہے۔
- یہ ہوا سے زیادہ بھاری ہے۔ اس کی کثافت 3.214 گرام/سینٹی میٹر ہے۔

1.7.3 کیمیائی خصوصیات

(i) بہت سی دھاتیں کلورین گیس کے ساتھ رد عمل کرتی ہیں اور متعلقہ دھاتی کلورائیڈ تشکیل دیتی ہیں۔




(ii) کلورین کا پانی سبزیوں کو رنگنے والے مادے کو بے رنگ مادوں میں تبدیل کرتا ہے اور اسے بلیچنگ ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ پانی میں نوزائیدہ آکسیجن




(iii) کلورین میں ہائیڈروجن کے لئے ایک اعلیٰ واہستگی ہے۔

(iv) کلورین فاسفورس کے ساتھ آسانی سے ردعمل کرتا ہے اور فاسفورس پینٹا کلورائیڈ دیتا ہے۔



1.8 ہائیڈروجن کلورائیڈ (HCl) گیس کی تیاری

ہائیڈروجن کلورائیڈ گیس عام نمک (سوڈیم کلورائیڈ) پر سلفیورک ایسڈ کے ردعمل سے تیار کی جاسکتی ہے۔



ضروری مواد

(1) آلات	(2) کیمیکلز
راؤنڈ نیچے فلاسک، تھیسٹل فنل	(i) سوڈیم کلورائیڈ
گیس جار، ڈیلیوری ٹیوب	(ii) سلفرک ایسڈ


1.8.1 طریقہ کار

جیسا کہ تصویر 1.6 میں دکھایا گیا ہے آلات مرتب کریں۔ 250 ملی لیٹر گول نیچے فلاسک میں 2-3 گرام عام نمک لیں۔ تھیسٹل فنل کے ذریعے 5 ملی لیٹر مرکب سلفیورک ایسڈ شامل کریں اور مرکب کو آہستہ سے گرم کریں۔ ہوا کی اوپر کی طرف منتقلی کے ذریعہ گیس کو جمع کریں HCl گیس کے ساتھ کچھ گیس جار بھریں، مندرجہ ذیل ٹیسٹ کریں اور اپنے مشاہدات کو نوٹ کریں۔

(i) گیس کارنگ نوٹ کریں۔ یہ بے رنگ ہے۔

(ii) احتیاط سے گیس کو سونگھیں۔ اس میں تیز دم گھٹنے والی بو ہے۔

(iii) امونیم ہائیڈروآکسائیڈ محلول میں ڈبوئے ہوئے شیشے کی چھڑی کو ٹیسٹ ٹیوب کے منہ کے قریب لائیں۔




تصویر 1.6: ہائیڈروجن کلورائیڈ گیس کی تیاری امونیم کلورائیڈ کی گھنی سفید شہرت تشکیل پاتی ہے

1.8.2 جسمانی خصوصیات

- ہائیڈروجن کلورائیڈ ایک بے رنگ گیس ہے۔
- اس میں تیز اور تیز بو ہے۔
- یہ ہوا سے زیادہ بھاری ہے۔ کثافت 1.639 گرام/ سینٹی میٹر ہے۔ 3
- یہ چھوٹے قطر والے قطروں کی تشکیل کی وجہ سے نم ہوا میں دھواں خارج کرتا ہے۔

1.8.3 کیمیائی خصوصیات


- (i) ہائیڈروجن کلورائیڈ گیس پانی میں تیزابی ہے۔ یہ نیلے رنگ کا لٹمس سرخ ہو جاتا ہے۔ یہ امونیا کے ساتھ رد عمل کرتا ہے اور امونیم کلورائیڈ تشکیل دیتا ہے۔



- (ii) یہ سلورنائٹریٹ کے محلول کے ساتھ رد عمل کرتا ہے اور سلور کلورائیڈ (AgCl) کا ایک سفید کریڈی اخراج تشکیل دیتا ہے۔



- (iii) ہائیڈروجن کلورائیڈ کا مانی کا حل میکینیشیم کے ساتھ رد عمل کرتے ہوئے مائٹروجن گیس کو کم کرتا ہے۔



1.9 سلفر ڈائی آکسائیڈ کی تیاری (SO₂) گیس

سوڈیم سلفیٹ یرتیلے ہائیڈروکلورک ایسڈ کے عمل سے لیبارٹری میں سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس تیاری جاسکتی ہے۔



ضروری مواد


(1) آلات	(2) کیمیکلز
گول نیچے فلاسک (100 ملی لیٹر)،	(i) سوڈیم سلفائیٹ
تھیسٹل ٹنل، گیس جار، ڈیلیوری ٹیوب	(i) سوڈیم سلفائیٹ

1.9.1 طریقہ کار

جیسا کہ تصویر 1.7 میں دکھایا گیا ہے آلات کو ترتیب دیں۔ 100 ملی لیٹر گول نیچے فلاسک میں 1-2 گرام سوڈیم سلفائیٹ لیں اور تھیسٹل فنل ڈراپ واٹرز سے 5 ملی لیٹر ہائیڈروکلورک ایسڈ شامل کریں۔



گیس SO₂ کے ساتھ کچھ گیس جار بھریں / مندرجہ ذیل ٹیسٹ کریں اور اپنے مشاہدات کو نوٹ کریں۔



تصویر 1.7: سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس کی تیاری

- i. گیس کارنگ نوٹ کریں۔ یہ رنگ سے کم ہے،
- ii. احتیاط سے گیس کو سونگھیں۔ اس میں جلنے والے سلفر کی بو ہوتی ہے۔
- iii. فلٹر پیپر کا ایک ٹکڑا تیزابی پوٹاشیم ڈائکرومیٹ محلول میں ڈبو کر جار میں ڈال دیں۔ فلٹر کاغذ آرگن سے سبز ہو جاتا ہے۔



1.9.2 جسمانی خصوصیات

- سلفر ڈائی آکسائیڈ ایک زہریلی، بے رنگ گیس ہے۔
- اس میں جلنے والے سلفر کی ایک خاص دم گھٹنے والی بو ہے۔
- یہ ہوا سے زیادہ گھٹا ہے۔ اس کے بخارات کی کثافت ہوا کے مقابلے میں 32 ہے جو 14.2 یونٹ ہے۔
- یہ پانی میں انتہائی حل پذیر ہے اور تیزابی محلول بناتا ہے۔

1.9.3 کیمیائی خصوصیات


- (i) سلفر ڈائی آکسائیڈ ایک تیزابی آکسائیڈ ہے۔ پانی میں اس کا محلول انتہائی تیزابی نوعیت کا ہوتا ہے۔




Sulphurous acid

- (ii) سلفر ڈائی آکسائیڈ کم کرنے والے ایجنٹ کے ساتھ ساتھ آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔



- (a) سلفر ڈائی آکسائیڈ برومین کو برومائڈ آئن میں کم کرتا ہے




(b) سلفر ڈائی آکسائیڈ آئرن (III) کو آئرن (II) آئنوں میں کم کرتا ہے





(c) سلفر ڈائی آکسائیڈ جامنی پوٹاشیم پرمینگانیٹ (VII) محلول کو تیزابی میڈیم میں خارج کرتا ہے، جس کی وجہ پرمینگانیٹ آئنز، ایم این او کی کمی ہے۔ 4-، مینگنیز (II) آئنوں کے لئے، MnO_4^- مینگنیز ایم این او میں 7+ آکسائیڈیشن حالت میں ہے



مساوات (i) اور (ii) کو شامل کرنے اور دونوں اطراف میں عام پر جاتیوں کو منسوخ کرنے پر، ہم مجموعی مساوات کو مندرجہ ذیل کے طور پر حاصل کرتے ہیں:



(d) جب سلفر ڈائی آکسائیڈ کو ڈائکرومیٹ آئنز کے تیزابی محلول کے ذریعے بلبل کیا جاتا ہے، $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ، کرومیم (III) ions کی تشکیل کی وجہ سے محلول کا رنگ نارنجی سے سبز میں تبدیل ہو جاتا ہے Cr^{3+} ، $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ آکسائیڈیشن کی حالت میں ہے۔



مساوات (iii) اور (iv) کو شامل کرنے اور تیر کے دونوں اطراف میں عام نسل کو منسوخ کرنے پر، مجموعی مساوات کیا ہے؟



(iii) سلفر ڈائی آکسائیڈ کی آکسائیڈ ایزنگ خصوصیات

(a) سلفر ڈائی آکسائیڈ ان مادوں کو خارج کرتا ہے جو کم کرنے والے ایجنٹوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہیں۔ یہ، مثال کے طور پر میگنیشیم کو میگنیشیم آکسائیڈ میں آکسائیڈ ایز کیا جاتا ہے۔



(b) جب سلفر ڈائی آکسائیڈ کے محلول کے ذریعے ہائیڈروجن سلفائیڈ کو بلبل کیا جاتا ہے تو ہائیڈروجن سلفائیڈ کے سلفر میں آکسائیڈیشن کی وجہ سے سلفر کا ہلکا پیلا رنگ بن جاتا ہے۔



1.10 عام احتیاطی تدابیر

- i. جہاں بھی ضرورت ہو، کیمیکلز کو مناسب طریقے سے خشک کیا جانا چاہئے۔
- ii. جہاں کہیں بھی پانی استعمال کرنا ہو وہاں ڈسٹیلڈ واٹر کا استعمال کیا جائے۔
- iii. کچھ ردعمل اپنی نوعیت میں دھماکہ خیز ہیں۔ اس طرح کے ردعمل کو انجام دیتے وقت احتیاط برتنی چاہئے۔
- iv. کیمیکلز کی آلودگی سے بچنا چاہئے۔
- v. تمام ردعمل ایک فیوم الماری میں انجام دیا جانا چاہئے۔
- vi. ہائیڈروجن گیس کی تیاری میں آلہ کے قریب کوئی شعلہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ جب ہوا اور ہائیڈروجن رابلے میں آتے ہیں تو دھماکہ ہوتا ہے۔
- vii. دولف کی بوتل یا گول نچلے فلاسک کے منہ میں کارک کو مضبوطی سے ٹھیک کریں اور جوڑوں کو موم سے سیل کر کے ہوا بند کر دیں۔
- viii. ہاتھ سے پھونک کر گیسوں کو سونگھیں۔
- ix. جہاں بھی ضرورت ہو، ردعمل کے مرکب کو آہستہ آہستہ گرم کریں۔

1.11 اپنی تفہیم کی جانچ پڑتال کریں

س 1. جب سی او ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے 2 کیا چونے کے پانی کے ذریعے بلبلا لگایا جاتا ہے؟

س 2. آپ کیسے ظاہر کریں گے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ فطرت میں تیزابی ہے؟

سوال 3 کلورین گیس کی جسمانی خصوصیات کا نام بتائیں جو اس کی شناخت میں مدد کر سکتے ہیں۔

س 4. MnO_2 کا کردار کیا ہیکلورین گیس کی تیاری میں؟

س 5. ہائیڈروجن گیس کی لیبارٹری تیاری کا کوئی ایک طریقہ بیان کریں؟

س 6. ہائیڈروجن گیس کی کثافت کا ہوا کے ساتھ موازنہ کریں اور بتائیں کہ کون سا بھاری ہے؟

س7. دھات اور ہائیڈروجن گیس کے رد عمل سے بننے والے مرکب کی قسم کا نام بتائیں؟

س8. آکسیجن گیس کی جسمانی خصوصیات کیا ہیں؟

س9. لیبارٹری میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کیسے تیار کی جاتی ہے؟ رد عمل لکھیں؟

س10. کیا ہم H_2SO_4 استعمال کر سکتے ہیں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی تیاری میں dil ایچ سی ایل کی جگہ؟ وجہ بتائیں۔

1.12 استاد کے لئے نوٹ

جب طالب علم یہ تجربات کرتے ہیں تو، استاد کو اس بات کو یقینی بنانا چاہئے کہ طلباء آلات کے مناسب سیٹ اپ کا استعمال کر رہے ہیں۔ انہیں یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ طلباء مطلوبہ پاکیزگی کے کیمیکلز کا استعمال کر رہے ہیں۔ گیس جمع کرتے وقت اسے مناسب طریقے سے جمع کیا جائے جیسا کہ انفرادی گیس کی تیاری کے تحت بتایا گیا ہے اور لیبارٹری میں گیس لیک ہونے کی اجازت نہیں دی جانی چاہئے۔

1.13 اپنے جوابات چیک کریں

جواب:1: $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$ کا تشکک



جواب:2: سی او پر مشتمل جار میں CO_2 گیس، موئس نیلے ٹمس کا ایک ٹکڑا ڈالیں۔ نیلے سے سرخ رنگ میں رنگ کی تبدیلی گیس کے تیزابی کردار کی نشاندہی کرتی ہے۔

جواب:3: (i) سبز۔ پیلا رنگ (ii) تیز دم گھٹنے والی بدبو

جواب:4: یہ ایک محرک کے طور پر کام کرتا ہے۔

جواب:5: ہائیڈروجن گیس لیبارٹری میں اس وقت تیار کی جاتی ہے جب زنک کے دانے ٹھنڈے پتلے سلفیورک ایسڈ کے ساتھ رد عمل کرتے ہیں۔



جواب:6: (1) ہوا ہائیڈروجن گیس سے زیادہ گھنی ہے اور ہوا بھی بھاری ہے۔

جواب:7: دھات اور ہائیڈروجن گیس کا رد عمل دھاتی ہائیڈرائڈ دیتا ہے۔

جواب:8: (i) آکسیجن ایک بے رنگ اور بدبو دار گیس ہے

(ii) یہ ہوا سے بھاری ہے۔

(iii) یہ پانی میں کافی حل پذیر ہے۔

جواب: 9: کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ماربل چپس پر تلے ہائیڈروکلورک ایسڈ کے عمل سے لیبارٹری میں تیار کیا جاتا ہے۔



جواب: 10: نہیں، سلفیورک ایسڈ استعمال نہیں کیا جاسکتا کیونکہ رد عمل نامکمل رہتا ہے کیونکہ سلفیورک ایسڈ اور ماربل چپس کے درمیان رد عمل کیمیشیم سلفیٹ دیتا ہے جو سنگ مرمر کے چپس پر ناقابل حل، جمع ہوتا ہے اور اس وجہ سے رد عمل ادھورا رہ جاتا ہے۔

تجربہ - 2

ان کے اسٹاک حل سے ہائیڈروکلورک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ کے دیئے گئے ارتکاز کے پتلے حل تیار کرنے کے لئے۔

2.1 مقاصد

اس تجربے کو انجام دینے کے بعد، آپ کو اس قابل ہونا چاہئے:

- سچو ریٹڈ حل، معیاری حل اور کمزوری کی اصطلاحات کے معنی کی وضاحت کریں۔
- مختلف کمزوریوں کے حل تیار کرنے کے لئے مناسب گلاس ویئر کا استعمال کریں۔ اور
- نرمی کے ذریعہ دیئے گئے ارتکاز کا حل تیار کریں۔

2.2 آپ کو کیا معلوم ہونا چاہئے

لیبارٹریوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ایسڈ ہائیڈروکلورک، سلفیورک اور نائٹرک ایسڈ ہیں۔ تجارتی طور پر دستیاب ان ایسڈز کا ارتکاز بالترتیب 12 ایم، 18 ایم اور 16 ایم ہے۔ لیکن کچھ معاملات کی توقع ہے۔ ہمیں کم ارتکاز میں ان ایسڈز کی ضرورت ہے۔ ان کے کم ارتکاز میں ایسڈ کو مرکز ایسڈ کی کمی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

مطلوبہ ارتکاز کا حل بنانے کے لئے، ہم معیاری تعلقات کا استعمال کرتے ہیں جہاں، $M =$ مرکز ایسڈ کی مولرٹی، اور $V_1 =$ مرکز ایسڈ کا حجم۔ $M_1 =$ ایسڈ کی مولرٹی کی ضرورت ہے، $V_2 =$ تیزاب کی ضرورت کا حجم۔

2.3 مواد کی ضرورت ہے ضروری مواد

(1) آلات	(2) کیمیکلز
معیاری فلاسک (100 ایم ایل)	ہائیڈروکلورک ایسڈ (12 ایم)
فنل، گلاس راڈ، واش بوتل	سلفیورک ایسڈ (18 ایم)، نائٹرک ایسڈ (16 ایم)
پائپٹ اور برٹ	اور ڈسٹیلڈ واٹر۔

2.4 تجربہ کیسے انجام دیں

- آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے
1. ہائیڈروکلورک ایسڈ کے 1 مولر حل کا 100 ملی لیٹر۔

2. سلیفورک ایسڈ کے 0.5 مولر محلول کا 100 ملی لیٹر اور

3. تجارتی طور پر دستیاب ایسڈ سے نائٹرک ایسڈ کے 100 ملی لیٹر 2 مولر حل۔

1 مولر ہائیڈروکلورک ایسڈ کے 100 ایم ایل کی تیاری کے لئے ہم مساوات کا استعمال کرتے ہیں، $M_1V_1 = M_2V_2$

ہم سب سے پہلے مطلوبہ تیزاب اور پانی کے حجم کا حساب لگاتے ہیں۔

$$M_1 = \text{مرکز ایسڈ کی مولرٹی} = 12 \text{ ایم}$$

$$V_1 = \text{مرکز ایسڈ کا حجم} = ?$$

$$M_2 = \text{ایسڈ کی مولرٹی کی ضرورت} = 100 \text{ ملی لیٹر}$$

$$V_2 = \text{مطلوبہ تیزاب کا حجم} = 100 \text{ ملی لیٹر}$$

$$V_1 = \frac{M_2V_2}{M_1} = \frac{100 \times 12}{12} = 8.33 \text{ ml} \approx 8.3 \text{ ml}$$

100 ایم ایل معیاری فلاسک میں تقریباً 50 ایم ایل ڈسٹیلڈ واٹر لیں۔ 8.3 ملی لیٹر مرکز ایسڈ کو بریٹ سے معیاری فلاسک

میں منتقل کریں۔ مکسچر کو آہستہ سے ہلائیں۔ نشان تک معیاری فلاسک میں تیزاب کا حجم بنانے کے لئے پانی شامل کریں۔ گلاس اسٹاپر

کے ساتھ فلاسک کو بند کریں۔ فلاسک کو الٹا جھکا کر حل کو مکس کریں۔

سلیفورک اور نائٹرک ایسڈ کے پتلے محلول کی تیاری کے لئے، اوپر دیئے گئے طریقہ کار پر عمل کریں۔

2.5 احتیاطی تدابیر

(i) ایسڈ کو انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہئے۔

(ii) تینوں ایسڈ جلد کے لئے نقصان دہ ہیں۔

(iii) مسلسل ہلچل کے ساتھ آہستہ آہستہ پانی میں مرکز ایسڈ شامل کریں۔

2.6 مشاہدات

(i) 1 ایم ایچ سی ایل کی تیاری کے لئے لیا گیا 12 ایم ایچ سی ایل کا حجم، (100 ایم ایل حل = 8.3 ملی لیٹر)

(ii) 18 ایم ایچ سی ایل کا حجم 2، 4، 0.5 ایم، ایچ تیار کرنے کے لئے لیا گیا ہے۔ 2 تو 4 (100 ملی لیٹر حل) =

(iii) 16 ایم ایچ سی ایل اور 3، 2 ایم، ایچ این او کی تیاری کے لئے لیا گیا 3 (100 ملی لیٹر حل) =

2.7 نتیجہ

مطلوبہ ارتکاز کا حل ان کے مرکز حل سے ہلکا کرنے کے طریقہ کار کے ذریعہ تیار کیا جاسکتا ہے۔

2.8 اپنی تفہیم کی جانچ پڑتال کریں

1. حل کے اجزاء کیا ہیں؟

2. کمزوری سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟

3. داڑھاپن کیا ہے؟

4. 12 ایم ہائیڈروکلورک ایسڈ کے 250 ملی لیٹر تیار کرنے کے لئے 18 ایم ایچ سی ایل کے حجم کا حساب لگائیں۔

2.9 استاد کے لئے نوٹ

تینوں مرکز ایسڈ انتہائی نقصان دہ ہیں۔ ان ایسڈز کو سنبھالتے وقت محتاط رہنا چاہئے۔
طلباء کو تجارتی بوتلوں سے تیزاب کو ریجٹ بوتلوں میں منتقل کرنے میں مدد کی ضرورت ہے۔ طلباء کو تجارتی بوتلوں سے تیزاب لینے کی اجازت نہیں دی جانی چاہئے۔

2.10 اپنے جوابات چیک کریں

جواب: 1: ایک حل میں دو اجزاء ہوتے ہیں (الف) محلول، اور (ب) محلول۔

جواب: 2: کمزوری ایک جسمانی عمل ہے جس میں مرکز حل میں محلول کا اضافہ شامل ہوتا ہے۔

جواب: 3: مولرٹی محلول کے 1 لیٹر میں موجود محلول کے تلوں کی تعداد ہے۔

جواب: 4: $M_1 V_1 = M_2 V_2$

$$V_1 = \frac{M_2 V_2}{M_1}$$

$$V_1 = \frac{2 \times 150}{8} = 62.5 \text{ mL.}$$

تجربہ -3

دیگر دھاتوں کے نمک کے حل کے ساتھ دھاتوں کے تعامل کا مطالعہ کرنا اور انہیں ان کی ردعمل کے مطابق ترتیب دینا۔
دھاتوں اور نمکیات کا انتخاب Ag اور Mg, Zn, Fe, Sn, Pb, Cu ان کے نمکیات جیسی دھاتوں سے کیا جاسکتا ہے۔

3.1 مقاصد

- اس تجربے کو انجام دینے کے بعد، آپ کو اس قابل ہونا چاہئے:
- ردعمل کے دوران ہونے والی تبدیلی کی شناخت کریں (رنگ کی تبدیلی، رنگ کی شدت میں تبدیلی، وغیرہ)؛
 - مشاہدات کو ہونے والے کیمیائی ردعمل کے لحاظ سے تشریح کریں۔
 - اس میں شامل ردعمل کے کیمیائی مساوات لکھیں۔
 - کم فعال دھات اور زیادہ فعال دھات کے درمیان فرق کریں۔
 - دی گئی دھاتوں کو ان کی بڑھتی ہوئی سرگرمی کے ترتیب میں درج کریں۔ اور
 - معلوم نمک کے محلول کے ساتھ کسی معلوم دھات پر ردعمل کرنے پر ممکنہ تبدیلیوں کی پیش گوئی کریں۔

3.2 آپ کو کیا معلوم ہونا چاہئے


مرکبات فطرت میں آؤنک یا کوویلینٹ ہوتے ہیں۔ نمکیات آئنک مرکبات ہیں جو پانی میں تحلیل ہو جاتے ہیں تاکہ کیشنز (مثبت چارج شدہ آئن) اور آئن (منفی چارج آئن) دیئے جاسکیں۔ جب کسی دھات کے ٹکڑے کو کسی دوسری دھات کے نمک کے آبی محلول میں ڈبو یا جاتا ہے تو نمک کی کیشن کی جگہ دھات کا کیشن لگایا جاسکتا ہے جو زیادہ فعال ہونے کی صورت میں اس میں ڈبو یا جاتا ہے۔ نقل مکانی کرنے والا کیشن دھاتی ایٹم میں تبدیل ہو جائے گا اور ڈوبی ہوئی دھات پر جمع ہو جائے گا۔

3.3 مواد کی ضرورت ہے

(1) آلات	(2) کیمیکلز
ٹیسٹ ٹیوب اسٹینڈ، ٹیسٹ ٹیوب، برنز اور ان کے پانی میں گھلنے والے نمکیات - MgCl Mg (NO ₃) ₂ , Zn(NO ₃) ₂ , ZnCl ₂ , Pb(NO ₃) ₂ , CuSO ₄ , Cu(NO ₃) ₂	Cu اور Mg, Zn, Fe, Sn, Pb دھاتیں بیکر، ٹرائی پوڈ اسٹینڈ، واٹر گوز

3.4 تجربہ کیسے انجام دیں

پہلی ٹیسٹ ٹیوب میں میگنیشیم ربن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، دوسرے میں زنک کے دانے کی ایک چھوٹی مقدار، تیسرے میں آئرن فائلنگ اور چوتھی ٹیسٹ ٹیوب میں تانبے کی فائلنگ شامل کریں۔
ٹیسٹ ٹیوب کو احتیاط سے دیکھیں اور مشاہدے کو جدول 3.1 میں ریکارڈ کریں۔



تصویر 3.1: مختلف دھاتوں کی سرگرمی کا مطالعہ

اسی تجربے کو بالترتیب سی یو، فی (فیرس) اور زیڈ این کے گڑھوں کے حل کا استعمال کرتے ہوئے چار دھاتوں کے ساتھ دہرائیں جیسا کہ پہلے کیا گیا تھا۔ ہر معاملے میں، احتیاط سے مشاہدہ کریں اور اپنے مشاہدات کو جدول 3.1 میں ریکارڈ کریں۔
مارک ٹک (✓) دھات اور نمک کے محلول کے درمیان ہونے والے ردعمل کے لئے اور حل کی کسی بھی خاصیت میں تبدیلی کا مشاہدہ کر کے نہ ہونے والے ردعمل کے لئے اس (x)۔

3.5 احتیاطی تدابیر

1. دھاتوں کے ٹکڑے صاف ہونا چاہئے۔
2. سوڈیم، پوٹاشیم، پتھیم یا کیلشیم جیسی بہت فعال دھاتیں استعمال نہ کریں۔
3. ایلومینیم سے بچا جاسکتا ہے کیونکہ یہ ایک حفاظتی پرت بناتا ہے جو دھات کو غیر فعال بنا دیتا ہے، جبکہ دھات غیر فعال نہیں ہے۔

3.6 مشاہدات

درج ذیل جدول میں اپنے مشاہدات درج کریں:

Table 3.1

Solid Metal	Metal ions in solution				Remarks if any
	Mg ²⁺	Cu ²⁺	Fe ²⁺	Zn ²⁺	
Mg	-				
Cu		-			
Fe			-		
Zn				-	

3.7 نتیجہ

اگر رد عمل ہوتا ہے تو، یہ اشارہ کرتا ہے کہ شامل دھات حل میں دھات سے زیادہ فعال ہے۔ ہم اسے نشان لگا کر دکھاتے ہیں (v) نشان۔ اگر رد عمل نہیں ہوتا ہے تو، ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ شامل دھات حل میں دھات کے مقابلے میں کم رد عمل ہے۔ ہم اسے جدول میں (x) کو نشان زد کر کے ظاہر کرتے ہیں۔ ایک دھات جس کی زیادہ سے زیادہ تعداد ہے۔ کیوں (v) نشانات سب سے زیادہ فعال ہیں۔ ان کی تعداد (v) نشانات جوش و خروش کی حد کو ظاہر کرتے ہیں۔

اس طرح دھاتوں کی کم ہوتی سرگرمی کی ترتیب سے ان کی ایک فہرست تیار کی جاسکتی ہے۔ دھاتوں کی سرگرمی کا ترتیب



3.8 اپنی تفہیم کی جانچ پڑتال کریں

1. کسی دھات کے نمک کے محلول کے ساتھ دھات کے رد عمل کے لئے ایک ضروری شرط بیان کریں۔
2. نقل مکانی کے رد عمل میں پوٹاشیم جیسی بہت ہی رد عمل والی دھات کے استعمال میں شامل خطرے کو بیان کریں۔
3. ان ممکنہ مشاہدات کی فہرست بنائیں جن سے آپ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ رد عمل ہوا ہے۔
4. جب میگنیشیم ربین کو (1) زنک نائٹریٹ حل (2) کاپر نائٹریٹ حل اور (3) آئرن سلفیٹ حل میں ڈبوایا جاتا ہے تو ہونے والے رد عمل کے لئے کیمیائی مساوات لکھیں۔

-1
-2
-3

اساتذہ کے لئے نوٹ

جہاں تک ممکن ہو چار دھاتوں اور ان کے نمکیات کو سرگرمی میں فرق دکھانے کے لئے احتیاط سے منتخب کیا جانا چاہئے۔ بہت قریبی سرگرمی کرنے والی دھاتیں نہیں دی جانی چاہئے۔ اس تجربے میں انتہائی فعال دھاتیں جیسے سوڈیم کا استعمال نہیں کیا جانا چاہئے۔ اگرچہ طریقہ کار میں سی یو، ایف ای، زیڈ این اور ایم جی دھاتوں کا ذکر ہے، لیکن آپ دی گئی فہرست میں سے کسی بھی چار کا انتخاب کر سکتے ہیں اور طریقہ کار اور مشاہدے کے جدول میں مناسب ترمیم کر سکتے ہیں۔

ریکارڈ شدہ اعداد و شمار کی بنیاد پر نتائج اخذ کرنے میں طلباء کی مدد کی جانی چاہئے۔ روزمرہ کی زندگی میں اس طرح کے رد عمل کے مشاہدات کو ریکارڈ کرنے کے لئے طلباء کو منصوبے تفویض کیے جاسکتے ہیں۔

روزمرہ زندگی میں اس طرح کے رد عمل کی اہمیت کو اجاگر کیا جانا چاہئے۔

3.10 اپنے جوابات کی جانچ کیجئے۔

جواب: 1. ڈوبی ہوئی دھات دونوں کے مقابلے میں زیادہ رد عمل ہونا چاہئے۔


جواب: 2. بہت فعال دھاتیں، جیسے سوڈیم اور پوٹاشیم، پانی کے ساتھ زور سے رد عمل کرتے ہیں اور دھماکے کے ساتھ آگ بھی پکڑ سکتے ہیں۔

جواب: 3. (a) رنگوں کی نشوونما

(b) رنگوں کا غائب ہونا

(c) رنگ کی شدت میں تبدیلی

جواب: 4.



تجربہ - 4

- (a) یونیورسل انڈیکسٹر حل یا پی ایچ کاغذ کا استعمال کر کے مندرجہ ذیل مادوں کے پی ایچ کا تعین کرنا۔
- نمک کا حل
 - تیزاب اور مختلف اجزاء کی بنیادیں
 - سبزیوں اور پھلوں کے رس
- (b) یونیورسل انڈیکسٹر سلوشن یا پی ایچ پیپر کا استعمال کرتے ہوئے کمزور ایسڈ اور کمزور بیس کی صورت میں عام آئن اثر کے ذریعہ پی ایچ کی تبدیلی کا مطالعہ کرنا۔

4.1 مقاصد

- اس تجربے کو انجام دینے کے بعد، آپ کو اس قابل ہونا چاہئے:
- یونیورسل انڈیکسٹر حل یا پی ایچ کاغذ کا استعمال کر کے مختلف مادوں کے حل کا پی ایچ تلاش کریں۔
 - مختلف مادوں کو غیر جانبدار، تیزابی یا الکلائن کے طور پر درجہ بندی کریں۔
 - ان کے پی ایچ اقدار کی بنیاد پر مادوں کی نوعیت کی وضاحت کریں۔
 - ایک کمزور ایسڈ کے پی ایچ میں تبدیلیوں کا مشاہدہ کریں جب کمزور ایسڈ کے ساتھ عام آئن پر مشتمل مرکب اس میں شامل کیا جاتا ہے۔
 - کمزور بنیاد کے PH میں تبدیلی کا مشاہدہ کریں جب اس میں کمزور بنیاد کے ساتھ عام کیشن پر مشتمل مرکب شامل کیا جاتا ہے۔
- اور
- بفر حل کی اہمیت کی وضاحت کریں۔

4.2 آپ کو کیا معلوم ہونا چاہئے

کمزور تیزابوں اور اساسوں کے محلول پانی میں مختلف ارتکازات والے ہائڈرونیئم آئینوں $[H_3O^+]$ اور ہائڈراکسل آئینوں $[OH^-]$ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تیزابی محلول 25^0C پر $10^{-7} mol$ سے زیادہ $[H_3O^+]$ آئینوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور قلوبی محلول میں $[OH^-]$ آئین $10 mol L^{-1}$ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ نیوٹرل محلول یا خالص پانی میں $[H_3O^+] = [OH^-]$ ہوتا ہے۔ محلول میں H_3O^+ کے ارتکاز کو ظاہر کرنے کے لیے 10 کی منفی قوتوں پر مشتمل رقم کے استعمال میں دشواری سے بچنے کے لیے pH اسکیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی محلول کی pH کی تعریف ہائڈرونیئم آئین ارتکاز کے منفی لاگ (اساس 10) کے طور پر کی جاتی ہے۔

$$pH = -\log_{10} [H_3O^+]$$

تیزابی محلول کی pH قدر 7 سے کم، اساسی محلول کی 7 سے زیادہ اور تعدیلی (نیوٹرل) محلول کی pH قدر 7 مساوی ہوتی ہے۔

اساسی محلول کی pH قدر مندرجہ ذیل تعلق کی مدد سے معلوم کی جاسکتی ہے:

$$\text{pH} = 14 - \log_{10} [\text{OH}^-]$$

pH قدر کی بالکل صحیح پیمائش pH میٹر کی مدد سے کی جاسکتی ہے لیکن یونیورسل انڈیکسٹر محلول یا PH پیپر کی مدد سے بھی معقول تخمینہ لگایا جاسکتا ہے۔ یہ کاغذ پیپر محلول کی pH قدر کے اعتبار سے امتیازی رنگ ظاہر کرتے ہیں۔
اب آپ کمزور تیزاب یا کمزور اساس کے محلول کی pH میں تبدیلی کا مشاہدہ کریں گے اگر ان کے نمکوں کو محلول میں ملا دیا جائے تو کمزور تیزاب اور اساس مکمل طور پر تحلیل نہیں ہوتے ہیں۔ تحلیل شدہ اور غیر تحلیل شدہ سالمات کے درمیان توازن بنا رہتا ہے۔
مثال کے طور پر ایک کمزور تیزاب HA کے لیے توازن کو آپ مندرجہ ذیل طریقے سے لکھ سکتے ہیں:



$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$



اس توازن کو ایک مستقلہ K_a سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مشترک آئن پر مشتمل نمک مثلاً NaA کو اس کے محلول میں ملانے پر توازن بائیں جانب منتقل ہو جاتا ہے (لے چیٹلز کا اصول) اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہائیڈروجن آئنوں کا ارتکاز کم ہو جاتا ہے اور pH قدر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ ایسیٹک ایسڈ کو کمزور تیزاب اور ایسیٹیٹ کو اس کے نمک کے طور پر استعمال کر کے اس مظہر (مشترک آئن اثر) کا مطالعہ کریں گے۔ کمزور اساس (مثلاً NH_4OH) کے آئیونائزیشن کے معاملے میں بھی یہی دلیل صادق آتی ہے۔ آپ NH_4OH محلول میں NH_4Cl (کمزور اساس اور اس کا نمک) ملا کر اس بات کی جانچ کر سکتے ہیں۔ اپنے متعلقہ نمکوں کے ساتھ کمزور تیزاب یا کمزور اساس کے آمیزے بفر محلول کہلاتے ہیں۔ تیزابی بفر کی PH قدر کو مندرجہ مساوات کے ذریعہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{Salt}]}{[\text{Acid}]}$$

K_a ایسڈ کی علیحدگی مستقل ہے اور پی کے اے کا منفی لاگورٹھم ہے۔

بنیادی بفر (ایک کمزور بنیاد اور اس کا نمک) کے لئے پی ایچ کا حساب مندرجہ ذیل مساوات کا استعمال کر کے کیا جاسکتا ہے۔

K_b بنیادی علیحدگی مستقل ہے اور پی کے بے کا منفی لاگورٹھم ہے۔

PK ایک 25 پراہیٹک ایسڈ کے لئے $4.76 = 0\text{C}$

امونیم ہائیڈروآکسائیڈ کے لئے پی کے بی 25 پر $4.75 = 0\text{C}$

4.3 مواد کی ضرورت ہے

(1) Apparatus	(2) Chemicals
Test tube - 6, Test tube stand Spatula, Measuring cylinder (25mL) and a Dropper.	Dilute acid and base solutions, Neutral solution (NaCl), Solution of hydrolysable salts like CuSO_4 , NH_4Cl , CH_3COONa , fruit and vegetable juices, pH paper or universal indicator solution with colour chart, Acetic acid (0.1M), and sodium acetate.

4.4 تجربہ کیسے انجام دیں

(a) دیئے گئے حل کے پی ایچ کا تعین کرنے کے لئے مندرجہ ذیل آگے بڑھیں:

چھ ٹیسٹ ٹیوب لیں اور انہیں 1 سے 6 تک لیبل کریں۔ اگر آپ یونیورسل انڈیکیٹر حل استعمال کر رہے ہیں تو، ٹیسٹ حل میں سے ہر ایک (ٹیسٹ ٹیوب کا تقریباً ایک چوتھائی) کو الگ الگ لیبل شدہ ٹیسٹ ٹیوبوں میں 3-4 ملی لیٹر لیں۔ تمام ٹیسٹ ٹیوبوں میں، یونیورسل انڈیکیٹر حل کے 4 سے 5 قطرے شامل کریں اور اگر کوئی ہو تو رنگ کی ظاہری شکل کا مشاہدہ کریں۔ اگر آپ پی ایچ پیپر استعمال کر رہے ہیں تو، پی ایچ کاغذ کی پٹی پر ڈراپر کی مدد سے ٹیسٹ حل میں سے ہر ایک کو 1-2 ڈراپ شامل کریں۔ (متبادل کے طور پر، آپ ٹیسٹ کے ہر حل میں پی ایچ کاغذ کی پٹیوں کو ڈبو سکتے ہیں)۔ رنگ کا مشاہدہ کریں۔ ٹیسٹ ٹیوبز میں یا پی ایچ پیپر پر حل کے رنگ کا موازنہ معیاری رنگ چارٹ کے ساتھ کریں جیسا کہ آپ کو پی ایچ تلاش کرنے کے لئے فراہم کیا گیا ہے۔ سیکشن میں دیئے گئے جدول 4.1 میں اپنے مشاہدات ریکارڈ کریں

(b) عام آئن اثر کی وجہ سے پی ایچ کی تبدیلی کا مطالعہ کرنے کے لئے مندرجہ ذیل آگے بڑھیں:

5 لیبل والے ٹیسٹ ٹیوب لیں اور انہیں ٹیسٹ ٹیوب اسٹینڈ میں رکھیں۔ لیبل شدہ ٹیسٹ ٹیوبوں میں سے ہر ایک میں 5 ایم ایل دیئے گئے ایسٹک ایسڈ حل لیں۔ 0.5 گرام شامل کریں۔ 1.0 گرام اور 2.0 گرام سوڈیم ایسیٹیٹ کو بالترتیب ٹیوب نمبر 3، 2، 4 اور 5 کی جانچ کرنے اور واضح حل حاصل کرنے کے لئے تحلیل کرنے کے لئے۔ ہر ٹیسٹ ٹیوب میں یونیورسل انڈیکیٹر حل کے 4-5 قطرے شامل کریں۔ پی ایچ پیپر کی صورت میں، علیحدہ ڈراپر کی مدد سے پی ایچ پیپر میں حل کے 1-2 قطرے الگ سے شامل کریں۔ (متبادل کے طور پر، آپ ٹیسٹ کے ہر حل میں پی ایچ کاغذ کی پٹیوں کو ڈبو سکتے ہیں)۔ ٹیسٹ حل میں یا پی ایچ پیپر پر رنگوں کا موازنہ کلر چارٹ کے ساتھ کریں اور سیکشن 4.6 کے ٹیبل 4.2 میں متعلقہ پی ایچ اقدار کو ریکارڈ کریں۔ جدول 4.2 میں مناسب مساوات اور فہرست کا استعمال کرتے ہوئے تیار کردہ ہر ہر حل کے پی ایچ کا حساب لگائیں۔

بنیادی بفر کی صورت میں پی ایچ کا مطالعہ کرنے کے لئے آپ اوپر دیئے گئے اسی طریقہ کار کو آزما سکتے ہیں جس میں امونیم ہائیڈروآکسائیڈ کو بنیاد کے طور پر اور امونیم کلورائیڈ کو اس کے نمک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

4.5 احتیاطی تدابیر

1. پی ایچ کاغذ پر ظاہر ہونے والے رنگ کا موازنہ معیاری رنگ چارٹ کے ساتھ احتیاط سے کریں۔
2. اشارے کے حل میں بہت زیادہ اضافہ نہ کریں۔ آپ انڈیکسٹر بوتل کے لیبل پر دی گئی ہدایات پر عمل کر سکتے ہیں۔

4.6 مشاہدات

جدول 4.1: مختلف ٹیسٹ حلوں کی پی ایچ اقدار

شمار	حل	Ph کی قدر
.1		
.2		
.3		
.4		
.5		
.6		

Table 4.2 : pH Values of different combinations of CH₃COOH and CH₃COONa

S.No.	Vol. of acetic acid (mL)	Amount of sodium	pH Observed	Calculated
1.	5.0	0.0		
2.	5.0	0.5		
3.	5.0	1.0		
4.	5.0	1.5		
5.	5.0	2.0		

4.7 نتائج

- (a) محلول 1 کی pH قدر _____ ہے لہذا یہ تیزابی/اساسی/تعدیلی ہے۔
- محلول 2 کی pH قدر _____ ہے لہذا یہ تیزابی/اساسی/تعدیلی ہے۔
- محلول 3 کی pH قدر _____ ہے لہذا یہ تیزابی/اساسی/تعدیلی ہے۔

- محلول 4 کی p11 قدر _____ ہے لہذا یہ تیزابی/اساسی/تعدیلی ہے۔
 محلول 5 کی pH قدر _____ ہے لہذا یہ تیزابی/اساسی/تعدیلی ہے۔
 محلول 6 کی pH قدر _____ ہے لہذا یہ تیزابی/اساسی/تعدیلی ہے۔
 (b) ایسیلک ایسڈ محلول میں سوڈیم ایسیٹیٹ کی بڑھتی ہوئی مقدار کو ملانے پر اس کی pII قدر بڑھتی ہے گھٹتی ہے وہی رہتی ہے۔

4.8 اپنی تفہیم کی جانچ کیجئے۔

1. HCl محلول اور 10 محلول کی pH قدر معلوم کیجئے۔

2. آبی سوڈیم کلورائیڈ محلول کی pH قدر 7 ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ وضاحت کیجئے۔

3. کیا وجہ ہے کہ کاپر سلفیٹ محلول (ایک نمک محلول) کی 111 قدر 7 کے علاوہ ہوتی ہے۔

4.9 اساتذہ کے لئے نوٹ

ایسیلک ایسڈ-سوڈیم ایسیٹیٹ کے تجربہ کے لیے پیدائشی سلنڈر میں 3ml گلیشیل ایسیلک ایسڈ کو پانی سے ڈائی لیوٹ کر کے 100 بنائے۔

4.10 اپنے جوابات چیک کریں

جواب: 1: 10^{-2} M HCl کے لیے pH = 2

جواب: 2: NaCl قوی تیزاب (HCl) اور قوی اساس (NaOH) کا نمک ہے۔ محلول میں سپیکمیل طور پر تحلیل ہو کر سوڈیم اور کلورائیڈ آئین بناتا ہے جو ہائڈرولائز نہیں ہوتے۔ آبی محلولوں میں ہائڈروجن آئین پانی سے حل ہوتے ہیں اور ان کا ارتکاز

10 ہوتا ہے لہذا pH=7

جواب: 3: CuSO_4 کی pH قدر 7 سے کم ہوگی کیونکہ آبی محلول میں CuSO_4 آب پاشیدہ (ہائڈرولائزر) ہو کر قوی تیزاب (H_2SO_4) بناتا ہے جو محلول کو تیزابی کر دیتا ہے۔

تجربہ - 5

کم نقطہ گداخت والی ٹھوس شے کا نقطہ گداخت متعین کرنا۔

5.1 مقاصد

- اس تجربہ کو انجام دینے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ
- ☆ نقطہ گداخت کا تعین کرنے کے لیے آلات کا سیٹ اپ تیار کر سکیں؟
 - ☆ دی ہوئی ٹھوس شے کا نقطہ گداخت متعین کر سکیں؛ اور
 - ☆ شے کے نقطہ گداخت اور اس کے خالص ہونے کے درمیان تعلق قائم کر سکیں۔

5.2 آپ کو کیا معلوم ہونا چاہئے

کسی شے کا نقطہ گداخت وہ مستقل درجہ حرارت ہے جس پر شے کی ٹھوس اور رقیق ہیئتیں ایک دوسرے کے ساتھ توازن کی حالت میں ہوتی ہیں۔

یہ ایک اہم طبعی مستقلہ ہے جس کا استعمال ٹھوس شے کی شناخت اور اس کے خالص ہونے کا تعین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ نقطہ گداخت عموماً شے کے بہت زیادہ خالص ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ملاوٹوں کی موجودگی نقطہ گداخت کو کم کر دیتا ہے۔ لہذا کسی غیر خالص ٹھوس شے کا نقطہ گداخت اس کی خالص شکل کے مقابلے کم ہوتا ہے۔

5.3 مطلوبہ اشیاء

(2) کیمیکلز

(1) آلات

بیکر (100) تھرما میٹر، گلاس کیپری ٹیوب (56cm لمبی)، برنز رقیق پیرافن (0) نفتھیلین، یوریا، آگزیٹک ایسنڈ، بینز ونک ایسنڈ، آرن اسٹینڈ کمپ اور بوس، ٹرائی پوڈ اسٹینڈ، تار کی جالی، گفٹی شیشے کی ٹیوب (25-30)، واچ گلاس، ایک سوراخ والی کاررک

5.4 تجربہ کیسے انجام دیں

1. تقریباً 5-6cm لمبائی کی ایک گلاس کیپری ٹیوب لیجیے اور اس کے ایک سرے کو سیل کر دیجیے۔ سیل کرنے کے لیے ٹیوب کے سرے کو ہنسن برنز کی لو کے ایک طرف گرم کیجیے۔ ٹیوب کا سر پکھل کر خود بخود سیل ہو جائے گا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ سرے پر شیشے کی چھوٹی سی بیڈ (Bead) بن جائے گی۔ (شکل 2.1)

2. ایک واچ گلاس میں ٹھوس شے کی تھوڑی سی مقدار لیجے (تقریباً 50me) اور کچی کی مدد سے اس کا پاؤڈر بنا لیجیے۔
3. اس پاؤڈر کو کیپلری ٹیوب میں تقریباً 10 اونچائی تک بھر دیجیے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے کیپلری ٹیوب کا کھلا ہوا سر اوچ گلاس میں رکھے ہوئے پاؤڈر کے ڈھیر میں گھسائیے۔ اب کیپلری ٹیوب کے سیل بند سرے کو نیچے کی طرف کرتے ہوئے ہموار سطح پر عمودی حالت میں رکھی ہوئی گلاس ٹیوب (25-30 لمبائی والی) میں گرائے تاکہ پاؤڈر کیپلری کے بند سرے تک پہنچ جائے۔

4. 100 گنجائش والا ایک بیکر لیجیے۔ اسے نصف حصہ تک پیرافن تیل سے بھر لیجیے۔ اس بیکر (پیرافن ہاتھ) کو ٹرائی پوڈاسٹینڈ پر رکھے ہوئے واٹر گاز (gauzeWire) کے اوپر رکھ دیجیے۔
5. ایک تھرمامیٹر لیجیے اور اسے پیرافن ہاتھ میں اس طرح دبائیے کہ اس کا نچلا سر ابھیگ جائے۔ کیپلری ٹیوب کو بھیگے ہوئے سرے کے نزدیک لائے اور پیرافن تیل کی پتلی پرت کیپلری ٹیوب کی ایک جانب پھیلا دیجیے۔ کیپلری ٹیوب کی بھیگی ہوئی جانب کو تھرمامیٹر کے تماس میں لائیے۔ کیپلری ٹیوب پیرافن کے سطحی تناؤ کی وجہ سے تھرمامیٹر کے ساتھ چپک جائے گی (شکل 2.2)۔ اب اسے کلیمپ پر اس طرح لٹکائیے کہ بلب پیرافن تیل میں مکمل طور پر ڈوب جائے لیکن کیپلری کا کھلا ہوا سر اس کے اوپر رہے۔



Fig. 5.1 : Sealing of Capillary tube




Fig. 5.2 : Determination of melting point

6. برنز کی مدد سے پیرافن ہاتھ کو آہستہ آہستہ گرم کیجیے اور تیل کو ہلاتے رہے تاکہ یکساں درجہ حرارت بنا رہے۔
7. ٹھوس شے کے پھلنے تک گرم کرنا جاری رکھیے۔ اس درجہ حرارت (1) کو نوٹ کیجیے کہ آیا ٹھوس شے ایک مقررہ درجہ حرارت پر ہی پھلتی ہے یا درجہ حرارت کی ایک رینج میں۔ جب ٹھوس شے / مرکب مقررہ درجہ حرارت پر چھلتا ہے تو اس نقطہ گداخت کو شارپ (Sharp) کہا جاتا ہے۔
8. برنز کو ہٹائیے اور درجہ حرارت کو کم ہونے دیجیے۔ اس درجہ حرارت (2) کو نوٹ کیجیے جس پر ٹھوس دوبارہ نظر آنے لگتا ہے۔
9. ریڈنگ $(t_1 + t_2)$ کا اوسط ہی صحیح نقطہ گداخت ہے۔

5.5 احتیاط (Precautions)

1. جس شے کا نقطہ گداخت متعین کیا جاتا ہے وہ مکمل طور پر خشک ہونی چاہیے۔
2. تھرمامیٹر اور کیپلری کو بیکر کے پینڈے یا اس کی دیواروں سے نہیں چھونا چاہیے۔
3. ہاتھ کو ملکی لو کے ساتھ آہستہ آہستہ گرم کیا جائے تاکہ شے کی حالت میں تبدیلی (ٹھوس سے رقیق) کا واضح طور پر مشاہدہ کیا جاسکے۔
4. ہاتھ کو احتیاط کے ساتھ چلاتے رہنا چاہیے تاکہ یکساں درجہ حرارت بنا رہے۔

5.6 مشاہدات (Observations)

1. وہ درجہ حرارت جس پر شے کچھلنا شروع ہو جاتی ہے $^{\circ}\text{C}$ $(t_1) =$ وہ درجہ حرارت جس پر شے دوبارہ ٹھوس بنے لگتی ہے یا $^{\circ}\text{C}$ $(t_1) =$ نقطہ گداخت: $^{\circ}\text{C}$ $(t_1) =$
- نوٹ: خالص شے کے معاملے میں t_1 اور t_2 کی قدریں تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں یا ان میں بہت معمولی فرق ہوتا ہے۔ غیر خالص شے کے معاملے میں t_1 اور t_2 کی قدریں مختلف ہوتی ہیں اور ان کے درمیان فرق کا انحصار ملاوٹ کی مقدار پر ہوتا ہے۔

5.7 نتیجہ

1. دی ہوئی شے کا نقطہ گداخت C ہے۔
2. شے کا نقطہ گداخت شارپ ہے/شارپ نہیں ہے۔ لہذا دی ہوئی شے خالص ہے خالص نہیں ہے۔

5.8 اپنی تفہیم کی جانچ کیجئے۔

1. شے کے نقطہ گداخت کی تعریف بیان کیجئے۔

2. کسی شے کے نقطہ گداخت پر ملاوٹ کا کیا اثر ہوگا؟

3. آپ گرم کرنے کے دوران ہاتھ کے درجہ حرارت کو یکساں بنائے رکھنے کے لیے کیا کریں گے؟

4. نقطہ گداخت کو متعین کرنے کی افادیت کیا ہے؟

5. شارپ نقطہ گداخت سے کیا مراد ہے؟

6. اگر ہاتھ کے تیل کو باقاعدگی سے چلایا/ ہلایا نہ جائے تو شے کے نقطہ گداخت پر کیا اثر پڑے گا؟

5.9 استاد کے لئے نوٹ

نقطہ گداخت کا تعین کرنے کے لیے طلباء کو مندرجہ ذیل اشیا فراہم کی جاسکتی ہیں:

احاطے	ایم پی۔ (°C)
1. Naphthalene	80
2. سائٹرک ایسڈ	100
3. آگزیلک ایسڈ	101
4. بینزونیٹک ایسڈ	121
5. یوریا	132

5.10 اپنے جوابات چیک کریں

جواب: 1: کسی شے کا نقطہ گداخت وہ درجہ حرارت ہے جس پر کسی شے کی ٹھوس اور رقیق سیٹیوں تو ازن میں ہوتی ہیں۔

جواب: 2: ملاوٹ کی وجہ سے شے کا نقطہ گداخت کم ہو جاتا ہے۔

جواب: 3: پیرافن تیل کو آہستہ آہستہ چلاتے رہنا چاہیے۔

جواب: 4: ٹھوس شے کی شناخت قائم کرنے اور اس کے خالص ہونے کا تعین کرنے کے لیے۔

جواب: 5: وہ درجہ حرارت جس پر کوئی ٹھوس شے مکمل طور پر پگھل جاتی ہے۔

جواب نمبر 6: تیل کے زیریں حصہ کا درجہ حرارت زیادہ اور بالائی حصہ کا درجہ حرارت کم ہوگا لہذا مشاہداتی نقطہ گداخت اصل قدر سے مختلف ہو جائے گا۔

تجربہ - 6

مختلف درجہ حرارت پر پانی میں ٹھوس مادوں یا اشیاء کی حل پذیری کا مطالعہ کرنا اور حل پذیری کے موڈ کو پلاٹ کرنا۔

6.1 مقاصد

- ☆ اس تجربے کو انجام دینے کے بعد، آپ کو اس قابل ہونا چاہئے:
- ☆ مختلف درجہ حرارت پر مختلف مادوں کی حل پذیری کا مطالعہ کرنے کے لئے آلہ قائم کریں۔
- ☆ مختلف درجہ حرارت پر مادوں کی حل پذیری کا تعین کریں
- ☆ ایک حل پذیری کا رخ کھینچیں۔
- ☆ مختلف درجہ حرارت پر وکر سے حل پذیری کی قیمت پڑھیں۔
- ☆ مختلف درجہ حرارت پر مختلف مادوں کی حل پذیری کے موڈ کی تغیر کی تشریح کریں۔ اور
- ☆ جزوی کرسٹلائزیشن کی بنیاد کی وضاحت کریں


6.2 آپ کو کیا معلوم ہونا چاہئے

کسی مادے کی حل پذیری کی تعریف اس مادے کی مقدار کے طور پر کی جاتی ہے جو محلول کے 100 گرام میں تحلیل ہوتا ہے تاکہ کسی مخصوص درجہ حرارت پر ایک سچو ریٹھل حل فراہم کیا جاسکے۔ درجہ حرارت کے ساتھ حل پذیری کی تغیر مختلف مادوں کے لئے کافی مختلف ہے۔ کچھ کے لئے، نمکیات، مثال کے طور پر این اے سی ایل کے لئے، درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ حل پذیری میں شاید ہی کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ کچھ کے لئے، جیسے پوٹاشیم نائٹریٹ، درجہ حرارت کے ساتھ حل پذیری میں تبدیلی بہت تیزی سے ہوتی ہے، جبکہ پوٹاشیم آیوڈائیڈ جیسے دوسروں کے لئے، تبدیلی بہت سست ہے۔ حل پذیری کے طرز عمل میں یہ فرق مادوں کے جزوی کرسٹلائزیشن کی بنیاد بناتا ہے۔ یہ تکنیک کسی بھی مادے میں موجود گندگیوں کو الگ کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔

مختلف درجہ حرارت پر مادوں کی حل پذیری کا اظہار کرنے کے لئے ایک گراف تیار کرنا کافی آسان ہے جسے حل پذیری وکر کہا جاتا ہے۔

جب کوئی ٹھوس مائع میں تحلیل ہوتا ہے تو، یہ عمل یا تو اینڈو تھرملک یا ایکسو تھرملک ہو سکتا ہے۔ بہت سے آئرنک مرکبات کے لئے، یہ عمل اینڈو تھرملک ہے۔ لی چپلینز کے اصول کے مطابق، درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ اس طرح کے نمکیات کی حل پذیری میں اضافہ ہوگا۔ اگر تحلیل کا عمل ایکسو تھرملک ہے، مثال کے طور پر، لیتھیم سلفیٹ (لی) کے لئے 2 تو 4 درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ حل پذیری کم ہو جاتی ہے۔ چند نمک کے درجہ حرارت کے ساتھ حل پذیری کی تغیر کو تصویر 6.1 میں دکھایا گیا ہے۔

Solubility per 100g of water



تصویر 6.1: حل پذیری کے موڑ

6.3 مواد کی ضرورت ہے

- (1) آلات
- اہلتی ہوئی ٹیوب، شیشے کی چھتری، گلاس پانی
 ہاتھ (گلاس بیکر 250 ملی لیٹر)
 تھرمامیٹر، تارگنج، ٹرائی پوڈاسٹینڈ،
 برزکلیمپ اور Boss
 stirrerSpatula,
- (2) کیمیکلز
- پوٹاشیم نائٹریٹ، ڈسٹیلڈ واٹر، سوڈیم نائٹریٹ

6.4 تجربہ کیسے انجام دیں

- (1) جسمانی توازن کا استعمال کرتے ہوئے پاؤڈر سوڈیم نائٹریٹ کے 10.0 گرام وزن کریں اور اسے ابلانے والی ٹیوب میں ڈالیں۔
- (2) برٹ کی مدد سے، اہلتی ٹیوب میں 7-8 ملی لیٹر پانی شامل کریں۔ اس کو ہیلر کی مدد سے اچھی طرح ہلائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ


نمک کی ایک چھوٹی سی مقدار غیر حل شدہ رہتی ہے۔

(3) اب بریٹ سے بہت کم مقدار میں پانی شامل کریں یعنی 0-1 ملی لیٹر، یہاں تک کہ تمام نمک گھل جائے۔ پانی کے ہر اضافے کے بعد اچھی طرح ہلائیں۔

(4) اب، اوپر ابلتی ہوئی ٹیوب میں 1 گرام سوڈیم نائٹریٹ شامل کریں۔

(5) جیسا کہ شکل (6.2) میں دکھایا گیا ہے آلات مرتب کریں۔ نوٹ کریں کہ پانی کے غسل میں پانی کی سطح ابلتی ہوئی ٹیوب میں حل کی سطح سے بہت اوپر ہونا چاہئے۔

(6) پانی کے ہاتھ کو حل کی مسلسل ہلچل کے ساتھ بہت آہستہ آہستہ گرم کریں۔ جیسے ہی نمک تحلیل ہوتا ہے، درجہ حرارت نوٹ کریں۔ آئیے کہتے ہیں، یہ درجہ حرارت ہے، t_1



تصویر 6.2: حل پذیری کا مطالعہ

نمک کی دی گئی کمیت کو صرف تحلیل کرنے کے لئے درکار پانی کے حجم کو نوٹ کریں۔ حل کا درجہ حرارت بھی نوٹ کریں۔ یہ اس خاص درجہ حرارت پر نمک کی حل پذیری ہے۔

(7) اب برنز کو ہٹادیں، اور حل کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ جیسے ہی ابلتی ہوئی ٹیوب کے نچلے حصے میں کچھ ٹھوس دوبارہ ظاہر ہوتا ہے، درجہ حرارت کو دوبارہ نوٹ کریں۔ آئیے کہتے ہیں کہ یہ درجہ حرارت ہے، t_2

(8) درجہ حرارت کا اوسط معلوم کریں t_1 اور t_2 جیسا کہ $\left(\frac{t_1 + t_2}{2}\right)$ بلتی ہوئی ٹیوب میں ایک اور گرام سوڈیم نائٹریٹ شامل

کریں۔ اور مرحلہ نمبر 6 اور 7 کو دوبارہ دہرائیں۔

(9) اسی طرح 5 مختلف درجہ حرارت پر سوڈیم نائٹریٹ کی حل پذیری کا پتہ لگائیں۔

(10) این اے این او کی مقدار کا حساب لگائیں 3 درجہ حرارت سے زیادہ درجہ حرارت پر 100 ایم ایل سالوینٹ میں تحلیل ہوتا ہے۔

(11) ذیل میں دیئے گئے جدول 6.1 میں اپنی تمام ریڈنگز ریکارڈ کریں۔

6.5 احتیاطی تدابیر

- (1) استعمال سے پہلے مادہ پاؤڈر کریں۔
- (2) نمک کو جتنا ممکن ہو درست طریقے سے وزن کریں۔
- (3) گرم کرنے اور ٹھنڈا کرنے کے دوران، جل کو آہستہ سے ہلائیں۔
- (4) درجہ حرارت میں اضافے کو کنٹرول کرنے کے لئے پانی کے غسل کو بہت آہستہ آہستہ گرم کریں۔

6.6 مشاہدات

جدول 6.1: این اے این او کی حل پذیری 3 مختلف درجہ حرارت پر

S. No.	I Quantity of NaNO ₃ (mg)	II Volume of water (mL)	III Amount of NaNO ₃ per 100 mL of water = solubility = (n/v) x 100g	IV Temp. at which salt dissolves t ₁ (°C)	V Temp. at which salt reappears t ₂ (°C)	VI Mean temp. $\left(\frac{t_1 + t_2}{2} \right)$ (°C)
1.						
2.						
3.						
4.						

درجہ حرارت کے مقابلے میں 100 ایم ایل پانی میں تحلیل ہونے والی سوڈیم نائٹریٹ کی مقدار کا ایک گراف تیار کریں یعنی حل پذیری جیسا کہ کالم III میں درج ہے اور درجہ حرارت جیسا کہ کالم VI میں درج کیا گیا ہے، ایکس محور کے ساتھ حل پذیری اور ایکس محور کے ساتھ درجہ حرارت لیتے ہیں۔

6.7 نتیجہ

پانی میں سوڈیم نائٹریٹ کی حل پذیری تیزی سے / آہستہ آہستہ / درجہ حرارت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی ہے۔

6.8 اپنی تفہیم کی جانچ کریں

1. حل پذیری کی اصطلاح کی وضاحت کریں

2. مادوں کو الگ کرنے کے لئے حل پذیر موڑوں کا کیا فائدہ ہے؟

3. آپ پانی کے غسل کو آہستہ آہستہ کیوں گرم کرتے ہیں

6.9 استاد کے لئے نوٹ

(1) آپ طالب علموں کو پوٹاشیم نائٹریٹ (کے این او) کے ساتھ یہ تجربہ کرنے کے لئے کہہ سکتے ہیں (3). وہ وکر کا موازنہ سوڈیم نائٹریٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں یا کچھ طالب علموں کو تجربہ کرنے کے لئے کہہ سکتے ہیں۔ این اے این او کے ساتھ 3 اور کے این او کے ساتھ دوسرے 3 اور ان کے گراف کا موازنہ کریں۔

(2) طلباء کو گراف سے دیئے گئے درجہ حرارت پر مادوں کی حل پذیری کا پتہ لگانے کے لئے کہیں۔

6.10 اپنے جوابات چیک کریں

جواب: 1: کسی مادے کی حل پذیری اس کی مقدار ہے جو 100 گرام سالوینٹ میں تحلیل ہوتی ہے تاکہ ایک مخصوص درجہ حرارت پر ایک سپورٹڈ محلول فراہم کیا جاسکے۔

جواب: 2: حل پذیری کے موڈ ایک خاص درجہ حرارت پر کرسٹلائزیشن پوائنٹ کی نشاندہی کرتے ہیں جسے کرسٹلائزیشن کے عمل کے ذریعہ دو مادوں کو الگ کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

جواب: 3: درجہ حرارت میں تیزی سے اضافہ تھرمامیٹر پر درجہ حرارت کو درست طریقے سے پڑھنے کی اجازت نہیں دے گا۔

تجربہ - 7

فیرک آئینوں اور تھایوسالٹیٹ آئینوں کے ارتکاز کو کم / زیادہ کر کے ان کے توازن میں شفٹ کا مطالعہ کرنا

مقاصد

- ☆ اس تجربہ کو انجام دینے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ
- ☆ پیمائشی سلنڈر کا استعمال کر کے محلولوں کا ڈائی لیوشن کر سکیں؛
- ☆ دو محلولوں کو دیکھ کر ان کے رنگوں کی شدت کا موازنہ کر سکیں؟
- ☆ اس بات کی پیشین گوئی کر سکیں کہ توازن کس سمت میں شفٹ ہوگا اگر کسی متعامل کے ارتکاز کو کم یا زیادہ کر دیا جائے؟
- ☆ اس بات کی پیشین گوئی کر سکیں کہ توازن کس سمت میں شفٹ ہوگا اگر کسی ماحصل کے ارتکاز کو کم یا زیادہ کر دیا جائے۔

7.1 آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے

ایک رجعتی تعامل کبھی بھی تکمیل کو نہیں پہنچتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں ایک ایسی حالت توازن پیدا ہو جاتی ہے جس میں تمام متعاملوں اور ماحصلات کے ارتکاز مستقل رہتے ہیں۔ یہ توازن حرکی نوعیت کا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں دو مقابل تعاملات بہ یک وقت یکساں شرح سے واقع ہوتے رہتے ہیں۔ تاہم نظام میں کوئی خالص تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔

لے شیلٹر کے اصول کے مطابق ”جب ارتکاز، درجہ حرارت یا دباؤ کو تبدیل کر کے کسی نظام کے توازن میں خلل پیدا کیا جاتا ہے تو توازن یا تو آگے کی سمت میں یا پھر پیچھے کی سمت میں شفٹ ہو جاتا ہے اور کوئی خالص تبدیلی واقع نہیں ہوتی کہ خلل پیدا کرنے والے عوامل کے اثر کو کم کیا جائے۔

مندرجہ ذیل توازن پر غور کیجیے:




اس کے لیے توازن مستقلہ مندرجہ ذیل طریقے سے لکھا جائے گا:

$$K = \frac{[C][D]}{[A][B]}$$

جب A یا B کے ارتکاز میں اضافہ کیا جاتا ہے تو توازن آگے کی سمت میں شفٹ ہو جاتا ہے تاکہ A اور B کی کچھ مقدار استعمال ہو جائے اور ماحصلات C اور D کی متعلقہ مقدار میں تشکیل پائیں۔ جب A یا B کے ارتکاز کو کم کیا جاتا ہے تو توازن پیچھے کی سمت میں شفٹ ہو جائے گا۔ اب C اور D کی یکساں مقدار استعمال ہوگی اور متعامل A اور B کی نظیری مقدار میں تشکیل پائیں گی۔ اسی طرح جب ماحصلات C اور D کے ارتکاز میں اضافہ کیا جاتا ہے تو توازن پیچھے کی سمت میں شفٹ ہوگا اور اگر ارتکاز میں کمی واقع ہو جائے تو توازن آگے کی سمت میں شفٹ ہو جائے گا۔

فیرک آئین، تھا یو سائیرٹ آئینوں سے تعامل کر کے خون جیسا لال رنگ کا کالمیکس $Fe(CNS)^{2+}$ بناتے ہیں اور مندرجہ ذیل توازن قائم ہو جاتا ہے:



ہلکا زرد بے رنگ گہرا سرخ رنگ

اس توازن پر Fe یا CNS کے ارتکاز میں تبدیلی کے اثر کا مطالعہ باسانی کیا جاسکتا ہے۔ اگر یہ توازن آگے کی سمت میں شفٹ ہوتا ہے تو کالمیکس زیادہ مقدار میں بنے گا اور محلول کا رنگ زیادہ گہرا ہو جائے گا۔ اسی طرح جب توازن پیچھے کی سمت میں شفٹ ہوتا ہے تو کالمیکس کی کچھ مقدار ٹوٹ جاتی ہے اور محلول کا رنگ ہلکا پڑ جاتا ہے۔

7.2 مطلوبہ اشیا

(2) کیمیائی اشیا	(1) آلات
KONSMS 0.02 CNS محلول	ٹیسٹ ٹیوب اسٹینڈ
0.02 M Fe (NO ₃) ₃ محلول	ٹیسٹ ٹیوب-5
	پیمائشی سلنڈر-10mL
	پیمائشی سلنڈر-50mL
	واش بوتل
	سفید چمکدار (Glazed) یا سفید کاغذ

7.3 تجربہ کو کس طرح انجام دینا ہے۔

1. پانچ عدد صاف اور خشک ٹیسٹ ٹیوب لیجیے انہیں 1 تا 5 نمبروں سے نامزد کیجیے اور ٹیسٹ ٹیوب اسٹینڈ میں لگا دیجیے۔ ٹیسٹ ٹیوب نمبر 3 کو حوالہ جاتی ٹیوب کے طور پر نامزد کیجیے۔
2. ایک صاف ستھرے اور خشک 50 mL پیمائشی سلنڈر میں 10 ملی لیٹر $Fe(NO_3)_3$ محلول (0.02 M) لیجیے۔ اس میں 40mL کے نشان تک کشیدہ پانی بھر دیجیے اور اچھی طرح چلا کر ملا لیجیے۔ اب پانچوں ٹیسٹ ٹیوب میں سے ہر ایک میں اس ڈائی لیوٹ $Fe(NO_3)_3$ (0.005M) محلول کی 5mL مقدار لیجیے۔
3. صاف اور خشک 10mL پیمائشی سلنڈر میں 10 ملی لیٹر KCNS محلول (0.02) لیجیے۔ اس میں سے 5 ml محلول کو ٹیسٹ ٹیوب نمبر 1 میں ملائیے۔
4. اب پیمائشی سلنڈر میں 5 ملی لیٹر 0.02M KCNS محلول ہے۔ اس پیمائشی سلنڈر میں واش بوتل کی مدد سے 10mL کے نشان تک پانی ملائیے اور اچھی طرح ہلائیے۔ اب آپ کے پاس 10.01M ارتکاز کا KCNS محلول ہے۔ M KCNS

- 0.01 محلول کی 5mL مقدار ٹیسٹ ٹیوب نمبر 2 میں ملائیے۔
5. باقی ماندہ محلول میں کشیدہ پانی ملا کر اس کا حجم 10ml کر لیجیے۔ اس طرح محلول کا ارتکاز 0.005M ہو جائے گا۔ اس محلول کی 5ml مقدار کو ٹیسٹ ٹیوب نمبر 3 میں ملائیے۔
6. پیمائشی سلنڈر کے باقی ماندہ محلول میں ایک مرتبہ پھر کشیدہ پانی ملا کر اسے 10mL کر لیجیے۔ اس طرح 0.002 ارتکاز کا KCNS محلول حاصل ہوگا۔ اس میں سے 5ml محلول ٹیسٹ ٹیوب نمبر 4 میں ملا ہے۔
7. اسی طرح پیمائشی سلنڈر کے 0.0025M KCNS محلول میں کشیدہ پانی ملا کر 0.00125 کا 10mL محلول تیار کیجیے۔ اس میں سے 5mL محلول ٹیسٹ ٹیوب نمبر 5 میں منتقل کیجیے۔
8. پانچوں ٹیسٹ ٹیوبوں کو اچھی طرح ہلایئے تاکہ محلولوں کی اچھی طرح آمیزش ہو سکے۔ اب ان ٹیسٹ ٹیوبوں کو واپس ٹیسٹ ٹیوب اسٹینڈ میں لگا دیجیے۔
9. ٹیسٹ ٹیوب نمبر 1 میں سرخ رنگ کی شدت کا موازنہ حوالہ جاتی ٹیوب (نمبر 3) کے رنگ سے کیجیے۔ اس مقصد کے لیے دونوں ٹیسٹ ٹیوبوں کو چمکدار ٹائل یا سفید کاند کے مقابل پکڑیے۔ پتہ لگائیے کہ رنگ کی شدت حوالہ جاتی ٹیوب کے مقابلے زیادہ ہے یا کم۔ اپنے مشاہدہ کو سیکشن 8.6 کے تحت جدول 8.1 میں درج کیجیے۔
10. اسی طرح باقی ٹیسٹ ٹیوبوں (2، 4 اور 5) میں بھی رنگ کی شدت کا موازنہ کیجیے اور مشاہدات کو جدول 8.1 میں نوٹ کیجیے۔
11. اسی طرح ہم توازن پر $[Fe^{3+}]$ کے اثر کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم دوسرا تجربہ انجام دے سکتے ہیں جس میں $[CN S^-]$ کے ارتکاز کو مستقل رکھتے ہوئے Fe^{3+} کے ارتکاز کو تبدیل کیا جائے گا۔ اس کام کے لیے مرحلہ 2 میں KCN S محلول اور مرحلہ 3 تا 8 میں $Fe(NO_3)_3$ محلول کا استعمال کیجیے۔ اپنے مشاہدات کو جدول 8.2 میں نوٹ کیجیے۔

7.4 احتیاط (Precautions)

1. کبھی شیشے کے برتن (ٹیسٹ ٹیوب اور پیمائشی سلنڈر) مکمل طور پر صاف ستھرے ہونے چاہئیں بصورت دیگر محلول ان کی دیواروں سے چپک جائیں گے اور آمیزش نہیں ہو پائے گی۔
2. محلولوں اور کشیدہ پانی کے جموں کی پیمائش احتیاط کے ساتھ کیجیے تاکہ مطلوبہ ارتکاز کا محلول تیار ہو سکے۔
3. پانی اور محلول یا دو محلولوں کی آمیزش انھیں آہستہ آہستہ بلا کر کیجیے اور خیال رہے کہ چھینٹیں نہ اڑیں۔

7.5 مشاہدات (Observations)

جدول 7.1 توازن پر CNS^- آئن کے ارتکاز کا اثر

توازن میں شفٹ آگے کی سمت میں یا پیچھے کی سمت میں	حوالہ جاتی ٹیسٹ ٹیوب کے مقابلے میں سرخ رنگ کی شدت	استعمال ہونے والے KCNS محلول کا ارتکاز (mol^{-1})	استعمال ہونے والے $\text{Fe}(\text{NO}_3)$ محلول کا ارتکاز (mol^{-1})	ٹیسٹ ٹیوب نمبر
_____	_____	0.02	0.005	.1
_____	_____	0.01	0.005	.2
_____	حوالہ	0.005	0.005	.3
_____	_____	0.0025	0.005	.4
_____	_____	0.00125	0.005	.5

جدول 7.2 توازن پر Fe^{3+} آئیوں کے ارتکاز کا اثر

توازن میں شفٹ آگے کی سمت میں یا پیچھے کی سمت میں	حوالہ جاتی ٹیسٹ ٹیوب کے مقابلے میں سرخ رنگ کی شدت	استعمال ہونے والے KCNS محلول کا ارتکاز (mol^{-1})	استعمال ہونے والے $\text{Fe}(\text{NO}_3)$ محلول کا ارتکاز (mol^{-1})	ٹیسٹ ٹیوب نمبر
_____	_____	0.02	0.005	.1
_____	_____	0.01	0.005	.2
_____	حوالہ	0.005	0.005	.3
_____	_____	0.0025	0.005	.4
_____	_____	0.00125	0.005	.5

7.6 نتائج

1. جب کسی بھی متعامل کے ارتکاز میں اضافہ کیا جاتا ہے تو توازن _____ کی سمت شفٹ ہو جاتا ہے۔
2. جب کسی بھی متعامل کے ارتکاز کو کم کیا جاتا ہے تو توازن _____ کی سمت میں شفٹ ہو جاتا ہے۔

7.7 اپنی تفہیم کی جانچ کیجیے

1. لے فیکٹر کے اصول کو بیان کیجیے۔
2. رجعتی تعامل کے توازن کو حرکیاتی توازن کیوں کہا جاتا ہے؟
3. $Fe(NO)_3$ اور $KCNS$ کی آمیزش کرنے پر توازن میں کیا تبدیلی ہوگی اگر اس میں $FeCl_3$ کے چند قطرے ملا دیے جائیں۔
4. اگر مذکورہ بالا توازن میں سے چند $(SCN)Fe$ این نکال لیے جائیں تو کیا ہوگا؟
5. مذکورہ بالا توازن پر کیا اثر پڑے گا اگر ڈائی لیوٹ NH_4OH کے چند قطرے ملا دیے جائیں۔

7.8 استاد کے لیے نوٹ

1. استاد کو چاہیے کہ وہ تجربہ انجام دیتے وقت طلباء کی مدد کریں۔
2. کیمیائی اشیا خالص ہونی چاہئیں۔

7.9 اپنے جوابات کی جانچ کیجیے

1. لے شیبر کے اصول کے مطابق جب ارتکاز، درجہ حرارت یا دباؤ کو تبدیل کر کے کسی نظام کے توازن میں خلل پیدا کیا جاتا ہے تو توازن تو آگے کی سمت میں یا پھر پیچھے کی سمت میں شفٹ ہو جاتا ہے اور کوئی خالص تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔
2. اس کی وجہ یہ ہے کہ توازن قائم ہو جانے پر دو مقابل تعاملات یکساں شرح سے بدستور جاری رہتے ہیں۔
3. توازن آگے کی سمت میں شفٹ ہو جائے گا کیونکہ $FeCl_3$ ملانے پر متعامل Fe^{3+} آئینوں کے ارتکاز میں اضافہ ہو جائے گا۔
4. جب $[Fe(CSN)]^{2+}$ آئنوں (ماحصل) کو ہٹا لیا جاتا ہے تو توازن آگے کی سمت میں شفٹ ہو جائے گا۔
5. توازن پیچھے کی سمت میں شفٹ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ NH_4OH سے OH این Fe^{3+} آئینوں کے ساتھ متحد ہو جاتے ہیں اور $Fe(OH)$ کا بھورا رسوب بن جاتا ہے۔ اس طرح متعامل $(Fe^{3+}ion)$ کا ارتکاز کم ہو جائے گا اور توازن پیچھے کی سمت شفٹ ہو جائے گا۔

تجربہ - 8


- (a) سوڈیم تھائیوسلفیٹ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کے درمیان ہونے والے تعامل کی شرح پر ارتکاز کے اثر کا مطالعہ کرنا۔
 (b) سوڈیم تھائیوسلفیٹ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کے درمیان ہونے والے تعامل کی شرح پر درجہ حرارت کے اثر کا مطالعہ کرنا۔

مقاصد

- اس تجربہ کو انجام دینے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ
- ☆ تعاملات کی شرح پر متغیروں کے ارتکاز کے اثر کا مشاہدہ کر سکیں؟
 - ☆ تعاملات کی شرح پر متغیروں کے اثر کی پیشین گوئی کر سکیں؛
 - ☆ تعاملات کی شرح پر درجہ حرارت کے اثر کا مشاہدہ کر سکیں؛
 - ☆ تعاملات کی شرحوں پر درجہ حرارت کے اثر کی پیشین گوئی کر سکیں۔

8.1 آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے

ارتکاز اور درجہ حرارت دو ایسے اہم عوامل ہیں جو تعامل کی شرح کو متاثر کرتے ہیں۔ شرح تعامل پر ارتکاز کے اثر کو مندرجہ ذیل شرح کے ذریعہ لکھا جاتا ہے۔



یہاں a اور b بالترتیب متعامل A اور B کی مناسبت میں تعامل کے آرڈر ہیں۔ مجموعی آرڈر n کو مندرجہ ذیل طریقے سے لکھا جاتا ہے۔

$$n = a + b$$

اور k با تعامل کا شرح مستقلہ ہے۔


عام طور سے a اور b مثبت صحیح اعداد ہیں۔ تاہم کچھ معاملوں میں یہ کسریا صفر بھی ہو سکتے ہیں۔ عمومی طور پر کہا جائے تو متعامل کے ارتکاز میں اضافہ کرنے پر تعامل کی شرح میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ شرح تعامل کا انحصار درجہ حرارت پر بھی ہوتا ہے۔ آرنہینس مساوات ان دونوں کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔

$$k = A \cdot e^{-E_a/RT}$$

جہاں k درجہ حرارت پر تعامل کا شرح مستقلہ ہے۔ A اور E_a دی ہوئی مساوات کے لیے مستقلہ ہیں۔ A کو آرنہینس فیکٹر اور E_a کو

ایکیویشن توانائی کہتے ہیں۔ ایکٹویشن توانائی وہ کم سے کم توانائی ہے جو متعامل سالمات کی اوسط توانائی سے زائد ہوتی ہے تاکہ وہ کیمیائی تبدیلی کے عمل کو انجام دے سکیں۔ درجہ حرارت میں اضافہ کرنے پر زیادہ متعامل سالمات اتنی توانائی کے حامل ہوتے ہیں جو متعامل کے لیے درکار ہے۔ لہذا شرح تعامل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

سوڈیم تھائیوسلفیٹ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کے درمیان تعامل مندرجہ ذیل مساوات کے مطابق ہوتا ہے:



جیسے جیسے تعامل آگے بڑھتا ہے سلفر کے رسوب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور محلول مزید گدلا ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک خاص مرحلہ پر یہ محلول غیر شفاف ہو جاتا ہے۔ اس مرحلہ کا اندازہ ایک سادہ طریقہ کی مدد سے بالکل صحیح لگایا جاسکتا ہے۔ تعامل آمیزہ پر مشتمل فلاسک کو گند کی ایسی شیٹ پر رکھیے جس پر روشنائی سے کراس کا نشان بنا ہو، جب تعامل آمیزہ غیر شفاف ہو جائے گا تو یہ کراس کا نشان نظر نہیں آئے گا۔ تعامل کی شرح تا عمل کے شروع ہونے اور کراس کا نشان غائب کے درمیان وقفہ کے معکوس تناسب میں ہوتی ہے۔ ہر ایک متعامل کے ارتکاز کے اثر کا مطالعہ کسی ایک متعامل کے ارتکاز کو تبدیل کر کے (جبکہ دوسرے متعامل کا ارتکاز مستقل ہو) کیا جاسکتا ہے۔ کراس کا نشان غائب ہونے کے وقفہ کو ہر ایک معاملے میں نوٹ کیا جائے گا۔ وقفہ کی معکوس قدروں کا موازنہ کیا جائے گا۔ درجہ حرارت کے اثر کا مطالعہ مختلف درجہ حرارت پر دونوں متعاملوں کے یکساں ارتکاز کے ساتھ تعامل کو شروع کر کے کیا جاسکتا ہے۔ کراس کا نشان غائب ہونے کے وقفوں کی معکوس قدروں کا موازنہ کیا جائے گا۔

8.2 مطلوبہ اشیا

(1) آلات	(2) کیمیائی اشیا
150mL والے چارمخرولی فلاسک 50mL پیائشی سلنڈر تھرما میٹر 10 سے 110°C اسٹاپ دارچ بنسن برنز ٹرائی پوڈاسٹینڈ تارکی جالی	ڈائی لیوٹ 1M - HCl سوڈیم تھائیوسلفیٹ محلول 0.1 M

8.3 تجربہ کو کس طرح انجام دینا ہے

(a) ارتکاز کا اثر Effect of Concentration

تین عدد صاف اور خشک مخروطی فلاسک لیجیے اور ان کی 21 اور 3 سے نشانہ ہی کیجیے۔ اگر ضروری ہو تو فلاسک کو ڈائی لیوٹ

نائٹریک ایسڈ سے صاف کیجیے اور پھر پانی سے اچھی طرح دھو لیجیے۔ پیمائشی سلنڈر کی مدد سے مخروطی فلاسک-1 میں 30mL کشیدہ پانی لیجیے جبکہ فلاسک نمبر 2 اور 3 ہر ایک میں 20 کشیدہ پانی لیجیے۔ پیمائشی سلنڈر کو سوڈیم تھا یوسلفیٹ کے محلول سے کھنگالیے اور فلاسک نمبر 1 اور 2 ہر ایک میں 10mL جبکہ فلاسک نمبر 3 میں 20mL سوڈیم تھا یوسلفیٹ محلول ملائیے۔ بال پوائنٹ پین کی مدد سے سفید کاغذ پر ایک کراس کا نشان بنائیے۔ اسے میز پر رکھ دیجیے اور پھر اس کے اوپر فلاسک نمبر 1 کو اس طرح رکھیے کہ یہ کراس کے نشان کو ڈھک لے۔ کاغذ پر فلاسک کو رکھنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیے کہ فلاسک کا پیدا اور باہری حصہ خشک ہو۔ اگر یہ بھیگا ہوا ہے تو فلٹر پیپر کی مدد سے اسے صاف کر لیجیے۔ پیمائشی سلنڈر کو پانی سے دھوئے اور پھر اسے ہائڈروکلورک ایسڈ سے کھنگالیے۔ اب 10mL ہائڈروکلورک ایسڈ کو فلاسک نمبر 1 میں ملائیے۔ محلولوں کو آمیزش کے لیے اسے ہلایئے اور اسی وقت اسٹاپ واچ کو شروع کر دیجیے۔ فلاسک کو سفید کاغذ پر رکھیے اور محلول کے اندر سے جھانکتے ہوئے کراس کے نشان کو دیکھیے جیسے ہی کراس کا نشان غائب ہو جائے اسٹاپ واچ کو بند کر دیجیے۔ وقفہ اور اس کی معکوس مقدار کو جدول 9.1 میں ریکارڈ کیجیے۔ اگلی ریڈنگ کے لیے اسٹاپ واچ کو صفر پر سیٹ کر دیجیے۔ اس طریقہ کو پھر سے دوہرائیے، پہلے فلاسک نمبر 2 میں 20ml ہائڈروکلورک ایسڈ ملائیے اور پھر فلاسک نمبر 3 میں 10mL ہائڈروکلورک ایسڈ ملائیے۔ ریڈنگ کو جدول 8.1 میں درج کیجیے۔

(b) درجہ حرارت کا اثر

تین عدد صاف اور خشک مخروطی فلاسک لیجیے اور ان کی نشاندہی 1، 2 اور 3 کے طور پر کیجیے۔ اگر ضروری ہو تو فلاسک کو ڈائی لیوٹ نائٹریک ایسڈ سے صاف کیجیے اور پھر پانی سے اچھی طرح دھو لیجیے۔ ایک صاف پیمائشی سلنڈر کی مدد سے ہر ایک فلاسک میں 301 کشیدہ پانی ملائیے۔ پیمائشی سلنڈر کو سوڈیم تھا یوسلفیٹ محلول سے کھنگالیے اور پھر ہر ایک مخروطی فلاسک میں 10mL سوڈیم تھا یوسلفیٹ محلول ملائیے۔ بال پوائنٹ پین کا استعمال کر کے سفید کاغذ پر ایک کراس کا نشان بنائے اور اسے میز پر کچھ دیجیے۔ پیمائشی سلنڈر کو پانی سے دھوئے اور پھر ہائڈروکلورک ایسڈ سے کھنگالیے۔ ایک اور مخروطی فلاسک (مذکورہ بالا تینوں فلاسک کے علاوہ) لیجیے اور اس میں پیمائشی سلنڈر کی مدد سے 10ml ہائڈروکلورک ایسڈ ملائیے۔

دونوں فلاسک (فلاسک نمبر 1 جس میں $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ہے اور دوسرا جس میں HCl موجود ہے) کو ٹرائی پوڈ پر رکھی ہوئی تار کی جالی کے اوپر رکھ کر علیحدہ علیحدہ 40°C تک گرم کیجیے۔ فلاسک نمبر 1 کو سفید کاغذ پر اس طرح رکھیے کہ کراس کا نشان ڈھک جائے۔ اب جلدی سے فلاسک نمبر 1 میں HCl محلول ملائیے۔ محلولوں کو اچھی طرح ملائیے اور اسٹاپ واچ کو شروع کیجیے۔ فلاسک کو واپس کاغذ کی شیٹ پر رکھیے۔ محلول کا درجہ حرارت نوٹ کیجیے اور اسے جدول 8.2 میں درج کیجیے۔ محلول کے اندر جھانکتے ہوئے کراس کے نشان کا مشاہدہ کیجیے اور جیسے ہی یہ نشان غائب ہو جائے اسٹاپ واچ کو بند کر دیجیے۔ وقفہ اور اس کی معکوس قدر کو جدول 8.2 میں نوٹ کیجیے۔ اگلی ریڈنگ کے لیے اسٹاپ واچ کو صفر پر سیٹ کر دیجیے اس طریقہ کو دو مرتبہ اور دہرائیے۔ پہلے فلاسک نمبر 2 کا استعمال کیجیے اور محلول کو تقریباً 50°C تک گرم کیجیے، اس کے بعد فلاسک نمبر 3 کا استعمال کیجیے اور محلول کو 6000 تک گرم کیجیے۔ اپنے شہادت کو جدول 8.2 میں درج کیجیے۔

8.4 احتیاط (Precautions)

1. سبھی مخروطی فلاسک ایک ہی گنجائش والے ہونے چاہئیں اور ہر ایک مشاہدہ کے لیے استعمال ہونے والے تعاملی آمیزہ کا کل حجم بھی یکساں ہونا چاہیے۔
2. سبھی مشاہدات کے لیے کراس کے نشان والی ایک ہی شیٹ استعمال کیجیے۔
3. جیسے ہی محلولوں کی آمیزش کی جائے فوراً اسٹاپ واچ شروع کر دیجیے اور جیسے ہی کراس کا نشان غائب ہو جائے فوراً اسٹاپ واچ بند کر دیجیے۔
4. سفید کاغذ پر رکھتے وقت مخروطی فلاسک کا بیرونی حصہ اور پیندہ بالکل خشک ہونا چاہیے بصورت دیگر کاغذ اور کراس کا نشان دونوں خراب ہو جائیں گے۔
5. ریڈنگ لینے کے فوراً بعد مخروطی فلاسک کو پہلے ڈائی لیوٹ HNO_3 سے صاف کیجیے اور پھر پانی سے دھو لیجیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو سلفر فلاسک کی دیواروں پر جمع ہو جائے گا اور فلاسک کو دھونے میں دشواری ہوگی۔

8.5 مشاہدات (Observations)

جدول 8.1 اور $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ کے درمیان ہونے والے تعامل کی شرح پر ارتکاز کا اثر

S.No.	Volume of				Initial Conc. of		Time	Time
	Water 0.1	M $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$	1M HCl	Total	$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$	HCl		inverse
	mL	mL	mL	mL	mol^{-1}	mol^{-1}	s	s^{-1}
1.	30	10	10	50
2.	20	10	20	50
3.	20	20	10	50

جدول 8.2 اور $\text{Na}_3\text{S}_2\text{O}_3$ کے درمیان ہونے والے تعامل کی شرح پر درجہ حرارت کا اثر

S.No.	Volume of				Temperature	Time	Time
	$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$	Water	1M HCl	Total			inverse
	mL	mL	mL	mL	$^{\circ}\text{C}$	s	s^{-1}
1.	10	30	10	50
2.	10	30	10	50
3.	10	30	10	50

8.7 نتائج

- 1- جب سوڈیم تھا یوسلفیٹ یا HCl میں سے ایک متعامل کے ارتکاز کو مستقل رکھتے ہوئے دوسرے متعامل کے ارتکاز کو بڑھایا جاتا ہے تو تعامل کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے/ کمی آجاتی ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔
- 2- جب تعامل کو ارتکاز جیسے دیگر عوامل مستقل رکھتے ہوئے اونچے درجہ حرارت پر انجام دیا جاتا ہے تو تعامل کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے/ کمی آجاتی ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔

8.8 اپنی تفہیم کی جانچ کیجیے

1. $0.1 \text{ M Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ کے 0.110 mL ، 0.110 mL ہائیڈروکلورک ایسڈ کے 20 mL اور 20 mL پانی کو ملا کر بنائے گئے محلول میں سوڈیم تھا یوسلفیٹ اور HCl کے ابتدائی ارتکاز معلوم کیجیے۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ تعامل ابھی شروع نہیں ہوا ہے۔
2. شرح تعامل پر درجہ حرارت کے اثر کا مطالعہ کرتے وقت ہر ایک تجربہ میں سوڈیم تھا یوسلفیٹ اور HCl محلول کے یکساں مجموعوں کا استعمال کیوں ہوتا ہے؟
3. درجہ حرارت میں اضافہ کرنے پر عموماً شرح تعامل میں اضافہ کیوں ہو جاتا ہے؟
4. حیاتیاتی عملوں میں وقوع ہونے والے تعاملات کی شرحوں پر درجہ حرارت میں کمی کا کیا اثر ہوگا؟
5. بعض اوقات سوڈیم تھا یوسلفیٹ محلول HCl ملانے سے پہلے ہی گدلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟

8.8 استاد کے لیے نوٹ

مخروطی فلاسک کو صحیح طریقے سے صاف کرنے پر زور دیجیے خاص طور سے جب فلاسک کو ایک مرتبہ استعمال کر لیا جائے۔ طلباء کو بتایا جائے کہ تعامل میں بننے والا سلفر کارسوب فلاسک کی دیواروں سے چپک جاتا ہے اور اسے ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا ریڈنگ لینے کے فوراً بعد ہی فلاسک کو دھو لینا چاہیے۔ اگر پانی سے دھونے پر سلفر کی پرت نہیں بہتی ہے تو پہلے اسے ڈائی لیوٹ، HNO_3 سے صاف کیجیے اور پھر پانی سے دھو لیجیے۔ پانی سے اچھی طرح دھونا بہت ضروری ہے تاکہ HCl (تجربہ میں استعمال کیا گیا) یا HNO_3 صاف کرنے میں استعمال کیا گیا) صاف ہو جائیں۔ بصورت دیگر یہ اگلی ریڈنگ کے لیے HCl ملانے سے پہلے ہی تعامل کرنا شروع کر دیں گے۔

8.9 اپنے جوابات کی جانچ کیجیے

1. اختتامی ارتکازات کی تحسیب $M_1 V_1 = M_2 V_2$ کے ذریعے کی جاسکتی ہے۔ یہاں M_1 اور V_1 ابتدائی محلول کی مولاریت اور حجم ہیں جبکہ M_2 اور V_2 ڈائی لیوٹ کے بعد محلول کی مولاریت اور حجم میں:
- (a) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ کی مولاریت

$$M_1 = 0.1 \text{ M} \quad V_2 = 10 + 20 + 20 + 50 \text{ mL}$$

$$V_1 = 10 \text{ mL} \quad M_2 = ?$$

$$M_2 = \frac{M_1 V_1}{V_2} = \frac{0.1 \times 10}{50} = 0.02 \text{ M}$$

(b) HCl کی مولاریت

$$M_1 = 1 \text{ M} \quad V_2 = 10 + 20 + 20 = 50 \text{ mL}$$

$$V_1 = 20 \text{ mL} \quad M_2 = ?$$

$$M_2 = \frac{M_1 V_1}{V_2} = \frac{0.1 \times 20}{50} = 0.4 \text{ M}$$

2. اگر درجہ حرارت کے علاوہ سوڈیم تھا یوسلفیٹ یا HCl کے مختلف مجموعوں کا استعمال کیا جائے تو مختلف مشاہدات میں ان کے ارتکاز بھی مختلف ہوں گے۔ اب شرح تعامل کو دونوں عوامل متاثر کریں گے جبکہ ہمارا مقصد صرف درجہ حرارت کے اثر کا مطالعہ کرتا ہے۔

3. درجہ حرارت میں اضافہ ہو جانے پر زیادہ متعامل سالمات اتنی زیادہ توانائی حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ تعامل کی ایکٹیویشن توانائی سے زیادہ ہو جاتی ہے جس سے تعامل کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

4. یہ حیاتیاتی عملوں میں واقع ہونے والے تعاملات کی شرحوں کو کم کر دے گا۔ اس کا استعمال غذائی اشیاء کو لمبے عرصے تک تازہ بنائے رکھنے کے لیے ریفریجیشن یا کولڈ اسٹوریج میں استعمال کیا جاتا ہے جس سے بیکٹریا کی سرگرمی محدود ہو جاتی ہے۔

5. ایسا اس وقت ہوتا ہے جب مخروطی فلاسک کو اچھی طرح سے نہ دھویا جائے کیونکہ اس میں کچھلی ریڈنگ کا تھوڑا بہت HCl یا فلاسک کو دھونے میں استعمال ہونے والا HNO_3 باقی رہ جاتا ہے۔ فلاسک میں موجود یہ ایسڈ سوڈیم تھا یوسلفیٹ کے ساتھ تعامل کرنے لگتا ہے اور سلفر بجنے کی وجہ سے محلول گدلا ہونے لگتا ہے۔

تجربہ - 9

- پہرے کرومیٹوگرافی کے ذریعے مندرجہ ذیل میں رنگین جزء کو علیحدہ کرنا اور ان کی R_f قدروں کا موازنہ کرنا۔
- (a) سیارہ روشنائی یا سرخ اور نیلی روشنائی کا آمیزہ
- (b) پھول یا گھاس کا رس

مقاصد

- اس تجربہ کو انجام دینے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ
- ☆ روشنائی، پھول اور/یا گھاس کے رس میں موجود مختلف اجزاء کو علیحدہ کر سکیں اور
- ☆ آمیزہ کے مختلف اجزاء کی R_f قدروں کا حساب لگا سکیں۔

9.1 آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے

کرومیٹوگرافی ایسی تکنیک ہے جس کی مدد سے کسی آمیزہ کی مختلف اشیاء کو (4) علیحدہ کیا جاسکتا ہے (b) ان کی تخلص کی جاسکتی ہے (c) ان کی شناخت کی جاسکتی ہے۔

کرومیٹوگرافی اصطلاح کا اطلاق کسی نمونے کو دو بیٹوں میں تقسیم کرنے کے اصول پر مبنی علیحدگی کے عملوں پر ہوتا ہے۔

(i) ساکن ہیئت یا مقررہ ہیئت اور

(ii) متحرک ہیئت

کرومیٹوگرافی کی دو اقسام ہیں

(i) رقیق کرومیٹوگرافی

(ii) رقیق-رقیق کرومیٹوگرافی


ٹھوس-رقیق کرومیٹوگرافی میں ٹھوس سطح اس شے کو جذب کر جاتی ہے جو صلح پر لدا ہوا ہے اور مرکبات ٹھوس سطح پر علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی درجہ بندی (1) سطحی انجذاب کرومیٹوگرافی (11) پارمیشن کرومیٹوگرافی اور (ii) آئین اکھینج کرومیٹوگرافی کے تحت کی جاسکتی ہے۔ سطحی انجذاب کرومیٹوگرافی سطحی جاذب کے اوپر اشیاء کے انتخابی سطحی انجذاب پر مبنی ہے۔ کالم کرومیٹوگرافی، پتلی پرت کرومیٹوگرافی وغیرہ سطحی انجذاب کے مظہر پر مبنی ہیں۔ کالم کرومیٹوگرافی میں ساکن ہیئت سطحی جاذب اور متحرک ہیئت منحل ہوتا ہے۔

رقیق-رقیق کرومیٹوگرافی میں شے دو غیر خلط پذیر مخلوں کے درمیان مختلف حد تک تقسیم ہو جاتی ہے۔ پہرے کرومیٹوگرافی رقیق-رقیق کرومیٹوگرافی کی ہی مثال ہے۔ ساکن ہیئت کے فلٹر پیپر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فلٹر پیپر کو کرومیٹوگرافی پیپر کہا جاتا ہے، یہ پانی کو روک لیتا ہے جو ساکن ہیئت کا کام کرتا ہے۔ متحرک ہیئت دوسرا رقیق ہوتا ہے جو اپنے ساتھ کاغذ کے اوپر شے کا حامل ہوتا ہے۔

ہر ایک شے کی دیے ہوئے درجہ حرارت پر دیے ہوئے منحل کے لیے ایک امتیازی R_f قدر ہوتی ہے۔

R_f کا مطلب ہے 'Ratio of Fronts' یا مساک فیکٹر۔ یہ مہدات جزو ترکیبی کے ذریعے طے کیے گئے فاصلہ کی نخل کے ذریعے طے کیے گئے فاصلے سے نسبت ہے (شکل 9.1)۔

$$R_f = \frac{\text{ابتدائی خط سے شے کے ذریعے طے کیا گیا فاصلہ}}{\text{ابتدائی خط سے نخل کے ذریعے طے کیا گیا فاصلہ}}$$



شکل 12.1: R_f قدروں کی پیمانہ


$$\frac{Y}{Z} = R_f \text{ کا } B \text{ اور } \frac{X}{Z} = R_f \text{ کا } A$$

9.2 مطلوبہ اشیا

(1) آلات	(2) کیمیائی اشیا
گیس جار، گیس چارکور، شیشہ کی چھٹر فلٹر پیپر اسٹریپ وہاٹ میں نمبر (1) باریک کیپلری ٹیوب، پیپر کولڈ کانس کے لیے بک یا کلپ، کارک	سرخ اور نیلی روشنائی کا آمیزہ انکل

9.3 تجربہ کو کس طرح انجام دینا ہے

(a) سرخ اور نیلی روشنائی کے آمیزہ تے اجزا کو علیحدہ کرنا اور ان کی R_f قدریں معلوم کرنا ایک وہاٹ میں فلٹر پیپر اسٹریپ (25×2cm) لیجیے۔ اس کے نچلے سرے سے 4cm اوپر پنسل سے ایک لائن کھینچتے جیسا کہ شکل 9.2 میں دکھایا گیا ہے۔



شکل 9.2 کرومینوگرافک پیپر کی اسپونٹنگ

اسپونٹنگ (Sporting) باریک کپلری ٹیوب کی مدد سے سرخ اور نیلی روشنائی کے آمیزہ کی ایک بوند کو فلٹر پیپر کے نقطہ A پر ڈالیے۔ اسے ہوا میں خشک ہونے دیجیے۔ اسی جگہ پر ایک اور بوند ڈالیے اور اسے بھی خشک ہونے دیجیے۔ اس عمل کو 2-3 مرتبہ دہرائیے۔ اس فلٹر پیپر کو مکمل آمیزہ (50% الکحل) پر مشتمل گیس جار میں اس طرح لگائیے کہ دھبہ (آمیزہ) محلل کی سطح سے تقریباً 2cm اوپر رہے۔ متبادل طور پر ہبک کے ساتھ کارک کا بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

جار کو شیشہ کے ڈھکن سے ڈھک دیجیے اور یونہی چھوڑ دیجیے۔ کاغذ پر چڑھتے ہوئے محلل کا مشاہدہ کیجیے۔ جب محلل تقریباً 20cm تک اوپر چڑھ جائے گا تو آپ کو فلٹر پیپر پر سرخ اور نیلے رنگ کے دو مختلف دھبے نظر آئیں گے۔ اب فلٹر پیپر کو جار سے باہر نکال لیجیے اور محلل کے مقام کی پینسل سے نشاندہی کر لیجیے۔ پیپر کو خشک کر لیجیے۔ سرخ اور نیلے دھبوں کے مراکز کی نشاندہی کیجیے۔ ابتدائی مقام سے ان دونوں دھبوں اور محلل کے فاصلے کی پیمائش کیجیے۔ شکل 9.2 اپنے مشاہدات کو جدول 9.1 میں ریکارڈ کیجیے۔ نیز سرخ اور نیلے دھبوں کی R_f قدروں کا حساب لگائیے۔

(b) پیپر کرومیٹوگرافی کے ذریعے گھاس / پھول کے رس میں موجود رنگین اجزاء کو علیحدہ کرنا اور علیحدہ ہونے والے اجزاء کی R_f قدروں کا حساب لگانا

مطلوبہ اشیا

(1) آلات	(2) کیمیائی اشیا
تجربہ (1) میں استعمال ہونے والے آلات	پھول / گھاس کا رس بطور نمونہ محلل آمیزہ (17mL) پیٹرولیم ایٹھر + 3ml ایسٹون

نوٹ: گھاس پھول کا رس حاصل کرنے کے لیے پھول یا گھاس کو موسلی کی مدد سے کھل میں پیس لیجیے۔ اور پھر اس میں تھوڑا سا ایسٹون ملا کر عرق نکال لیجیے۔ تجربہ کو بالکل اسی طرح انجام دیجیے جس طرح (a) 12 انجام دیا ہے۔

9.4 احتیاط (Precautions)

1. اسپونٹنگ کے لیے بہت باریک کپیلری کا استعمال کیجیے بصورت دیگر دھبہ بہت بڑا ہو جائے گا۔
2. دوسرا قطرہ ڈالنے سے پہلے دھبہ کو خشک ہونے دیجیے۔ اچھا دھبہ وہی ہوتا ہے جو چھوٹا ہو اور اس میں بہت زیادہ آمیزہ نہ ہو۔
3. کپیلری ٹیوب کو بہت زور سے نہ بائیں نہیں تو یہ کاغذ کو پھاڑ سکتی ہے۔ اگر کاغذ میں سوراخ ہو جائے گا تو مرکب اوپر نہیں چڑھے گا۔
4. کاغذ کو سروں پر مڑنے نہ دیں۔ یہ جارکی دیواروں کو چھوئے بغیر بالکل سیدھا لاکا ہونا چاہیے۔
5. جار کو ڈھک کر رکھیے۔ فلٹر پیپر کو اگانے کے بعد جار میں اس وقت تک کسی قسم کا خلل مت ڈالیے جب تک کہ محلل مطلوبہ اونچائی تک نہ پہنچ جائے۔
6. دھبہ (Spot) محلل میں ڈوبنا نہیں چاہیے ورنہ مرکب اس میں حل ہو جائے گا۔
7. جار میں محلل آمیزہ کو تیار کرنے کے لیے کشیدہ پانی کا استعمال کیجیے۔

احتیاط برائے 9(b)

وہی احتیاط بروئے کار لائیے جو تجربہ نمبر (120) کے لیے تجویز کی گئی ہیں۔

9.5 مشاہدات (Observations)

تجربہ 9(4) کے مشاہدات

اپنے مشاہدات اور R کو جدول 9.1 میں درج کیجیے۔

جدول 9.1

نمبر شمار	دھبہ کا رنگ	دھبہ کے ذریعے ابتدائی خط سے طے کیا گیا فاصلہ (cm میں)	ابتدائی خط سے محلل کے ذریعے طے کیا گیا فاصلہ (cm)	R_f
-1	سرخ			
-2	نیلا			

تجربہ 9(b) کے مشاہدات

جدول 9.2

نمبر شمار	دھبہ کا رنگ	دھبہ کے ذریعے ابتدائی خط سے طے کیا گیا فاصلہ (cm میں)	ابتدائی خط سے محلل کے ذریعے طے کیا گیا فاصلہ (cm)	R_f
-1	سرخ			
-2	نیلا			

9.6 نتائج

- سرخ روشنائی کی R_f قدر = _____
- نیلی روشنائی کی R_f قدر = _____
- سبز جزو ترکیبی (کلوروفل) کی R_f قدر = _____
- زرد جزو ترکیبی (زینتھ فل) کی R_f قدر = _____
- سرخ جزو ترکیبی (کیروٹین) کی R_f قدر = _____

9.7 اپنی تفہیم کی جانچ کیجیے

1. کرومیٹوگرافی کیا ہے؟
2. کرومیٹوگرافی کا بنیادی اصول کیا ہے؟
3. پیپر کرومیٹوگرافی کیا ہے؟
4. R_f قدر سے کیا مراد ہے؟
5. کرومیٹوگرافی کسے کہتے ہیں؟
6. کرومیٹوگرام پر بے رنگ مرکبات کی نشاندہی کسی طرح کی جاتی ہے؟
7. اگر کاغذ کی پٹی عمودی حالت میں لٹکی ہوئی نہیں ہے اور یہ جارکی دیواروں کو چھو رہی ہے تو کیا ہوگا؟
8. اسپوٹنگ (Spotting) کے دوران اگر کاغذ میں سوراخ ہو جائے تو یہ علیحدگی کے عمل کو کس طرح متاثر کرے گا؟

9.8 استاد کے لیے نوٹ

- (i) محلل آمیزہ (85 اسیلون + 5ml پانی + 10ml مرتکز ہائڈروکلورک ایسڈ) کا استعمال کر کے پیپر کرومیٹوگرافی کی مدد سے N_2Co_2 اور 12 کے آمیزہ کو علیحدہ کرنے کی مشق کرائی جاسکتی ہے۔
- (ii) جب طلبا پھل/گھاس کارس نکالیں تو استاد کو چاہیے کہ وہ استخراج کے طریقے کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔
- (iii) کرہ باد میں بہت زیادہ نمی محل استخراج میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے لہذا استاد کو چاہیے کہ وہ طلبا سے تجربہ کو خشک حالات میں انجام دینے کے لیے کہیں۔
- (iv) استاد کو چاہیے کہ وہ محلوں کو مناسب نسبت میں استعمال کرنے کے سلسلے میں طلبا کی مدد کریں تاکہ مطلوبہ قطبیت برقرار رہے۔

9.9 اپنے جوابات کی جانچ کیجیے

1. کرومیٹوگرافی ایسی تکنیک ہے جس کے ذریعے کسی آمیزہ کی مختلف اشیا کو (a) علیحدہ کیا جاسکتا ہے (b) ان کی تخلیص کی جاسکتی ہے اور (c) ان کی شناخت کی جاسکتی ہے۔

2. کرومیٹوگرافی نمونہ کی دو میٹوں یعنی ساکن ہیٹ اور متحرک ہیٹ کے درمیان تقسیم ہو جانے کے اصول پر بنی ہے۔
3. پیپر کرومیٹوگرافی رقیق رقیق کرومیٹوگرافی کی ہی قسم ہے۔ اس میں کاغذ کے سیلو اوز میں رکا ہوا پانی ساکن ہیٹ کے طور پر اور متحرک مخلل متحرک ہیٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔
4. R_f قدر مبداء سے جزو ترکیبی کے ذریعے طے کیے گئے فاصلہ کی میدا سے محل کے ذریعے طے کیے گئے فاصلے کی نسبت ہے۔ R_f ایک خاص درجہ حرارت پر دی ہوئی شے اور دیے ہوئے محلل کے لیے مستقل رہتی ہے۔
5. کرومیٹوگرافک علیحدگی کا کام مکمل ہو جانے پر رنگین دھبے کاغذ کے اوپر الگ الگ سطحوں پر نظر آئیں گے۔ اسے کرومیٹوگرام کہتے ہیں۔
6. بے رنگ مرکبات کو مرئی بنانے کے لیے کاغذ کے اوپر ریجنٹ کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ علیحدہ ہونے والا جزو ترکیبی کاغذ کے اوپر ریجنٹ کے ساتھ تعامل کر کے رنگین مرکب بناتا ہے جو نظر آنے لگتا ہے۔
7. اگر کاغذ کی پٹی عمودی نہیں ہے اور جار کی دیواروں سے چھو رہی ہے تو محلل کا بہاؤ یکساں نہیں ہوگا اور علیحدگی بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گی۔
8. اگر کاغذ میں سوراخ ہو جاتا ہے تو آمیزہ کے اجزائے ترکیبی اوپر کی طرف نہیں چڑھیں گے بلکہ اصل نقطہ کے آس پاس پھیل جائیں گے۔

تجربہ - 10

نامیاتی مرکب میں اضافی عناصر (نائٹروجن، سلفر اور ہیلوجن) کی موجودگی کی شناخت کرنا


مقاصد

- اس تجربہ کو انجام دینے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ
- ☆ دیے ہوئے نامیاتی مرکب میں نائٹروجن، سلفر اور ہیلوجن (اضافی عناصر) کی موجودگی کی شناخت کر سکیں:
 - ☆ اضافی عناصر کی شناخت کے لیے نامیاتی مرکب کے سوڈیم دھات کے ساتھ گداخت کی ضرورت کی وجہ کو بیان کر سکیں اور
 - ☆ اس تجربہ سے متعلق مختلف تعاملات کی کیمیائی مساوات لکھ سکیں۔

10.1 آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے

ایک نامعلوم نامیاتی مرکب کی ساخت کو متعین کرنے کے لیے اس میں موجود عناصر کی شناخت ضروری ہے۔ عام طور سے کبھی نامیاتی مرکبات کاربن اور ہائڈروجن پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان عناصر کے علاوہ ان میں آکسیجن، نائٹروجن، سلفر اور ہیلوجن بھی موجود ہوتے ہیں۔ نائٹروجن، سلفر اور ہیلوجن جیسے عناصر اضافی عناصر کہلاتے ہیں۔

مرکب میں عناصر کی موجودگی کی شناخت کے لیے انھیں اپنی شکل میں تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ اس کام کے لیے مرکب کا سوڈیم دھات کے ساتھ گداخت کیا جاتا ہے۔ مرکب میں موجود نائٹروجن، سلفر اور ہیلوجن جیسے عناصر مندرجہ ذیل مساوات کے مطابق حل پذیر سوڈیم نمکوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔




(جہاں X ہے Br، Cl یا I)

اگر مرکب میں نائٹروجن اور سلفر دونوں موجود ہیں تو سوڈیم کے ساتھ گداخت کے نتیجے میں سوڈیم تھائیوسائیٹ بنتا ہے۔ حل پذیر سوڈیم نمکوں کا استخراج پانی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس مقطر (Extract) کو عام طور سے گداخت مقطر (Fusion Extract) کہتے ہیں۔

10.1 نائٹروجن کی جانچ


نائٹروجن، سوڈیم گداخت مقطر سوڈیم سائٹرائڈ کی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ سوڈیم سائٹرائڈ کو فیوس سلفیٹ کے ساتھ گرم کر کے سوڈیم فیوس سائٹرائڈ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا فیورک کلورائیڈ (پرشین بلو کا مپلیکس) کے ساتھ تعامل کرایا جاتا ہے

جس کے نتیجے میں فیرک فیرو سائنائڈ بنتا ہے۔




10.1.2 سلفر کی جانچ


(i) سلفر، سوڈیم مقطر میں سوڈیم سلفائیڈ کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ یہ سوڈیم نائٹرو پروسائیڈ کے ساتھ سوڈیم تھائیو نائٹرو پروسائیڈ بناتا ہے جس کی وجہ سے کاسنی/جامنی رنگ حاصل ہوتا ہے۔



(ii) سلفائیڈ، لیڈ ایسیٹیٹ کے ساتھ تعامل کر کے لیڈ سلفائیڈ بناتا ہے جو سیاہ رسوب کی شکل میں حاصل ہوتا ہے۔




(iii) سلفائیڈ، سلور نائٹریٹ کے ساتھ تعامل کر کے سلور سلفائیڈ بناتا ہے جو سیاہ کا نظر آتا ہے۔



10.1.3 نائٹروجن اور سلفر کی جانچ جبکہ وہ ایک ساتھ موجود ہوں


جب نائٹروجن اور سلفر کسی نامیاتی مرکب میں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں تو سوڈیم گداخت کے دوران سوڈیم تھائیو سائٹ بناتا ہے۔ سوڈیم تھائیو سائٹ، فیرک کلورائیڈ کے ساتھ خون جیسا سرخ رنگ دیتا ہے۔



10.1.4 ہیلوجن کی جانچ

ہیلوجن، سوڈیم مقطر میں ہیلائائیڈ کی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ اس کی جانچ مندرجہ ذیل طریقے سے کی جاتی ہے۔

(i) سلورنائٹریٹ ٹیسٹ: کلورائڈ، سلورنائٹریٹ کے ساتھ سلورکلورائڈ کا سفید رسوب بنتا ہے۔ یہ رسوب امونیم ہائڈروکسائیڈ میں حل پذیر ہے۔



برومائڈ زرد رسوب بناتے ہیں جو امونیم ہائڈروکسائیڈ میں بہت کم حل پذیر ہے۔ آیوڈائڈ گہرے زرد رنگ کا رسوب بناتے ہیں جو امونیم ہائڈروکسائیڈ میں حل پذیر نہیں ہے۔

(ii) برومائڈ یا آیوڈائڈ پر مشتمل محلول کا جب کلورین واٹر کے ساتھ تعامل کرایا جاتا ہے تو برومائڈ اور آیوڈائڈ کی نظیری ہیلوجن میں تکسید ہو جاتی ہے۔ شریک گرفت ہونے کی وجہ سے یہ ہیلوجن کاربن ٹیٹراکلورائڈ (CCl₄) میں حل ہو جاتے ہیں۔ برومین CC پرت میں زرد سے بھورا رنگ پیدا کرتا ہے جبکہ آیوڈین کا سنی جامنی رنگ پیدا کرتا ہے۔



زیادہ برقی منفی ہونے کی وجہ سے کلورین محلول میں سے برومائڈ اور آیوڈائڈ کو ہٹا دیتی ہے۔

10.2 مطلوبہ اشیاء

(1) آلات	(2) کیمیائی اشیاء
ٹیسٹ ٹیوب (6)، ٹیسٹ ٹیوب اسٹینڈ، ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر، اشتعالی ٹیوب 3 کفٹی، واچ گلاس، فلٹر پیپر، چھٹا، پورسلین ڈش، قیف، شیشہ کی چھٹڑ، پچکاری، تار کی جالی	سوڈیم دھات، فیری سلفیٹ، فیرک کلورائڈ، سلورنائٹریٹ، امونیم ہائڈروکسائیڈ، کلورین واٹر، کاربن نیزا کلورائڈ، نائٹریک ایسڈ

10.3 تجربہ کو کس طرح انجام دینا ہے

یہ تجربہ دو مرحلوں پر مشتمل ہے (i) سوڈیم گداخت مقطر کی تیاری اور (ii) انفرادی عناصر کی جانچ

(1) سوڈیم گداخت مقطر تیاری کرنا

چمٹے کا استعمال کر کے پیٹری ڈش سے سوڈیم دھات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیجیے۔ فلٹر پیپر میں رکھ کر سوڈیم کے ٹکڑے کو خشک کر لیجیے۔ سوڈیم دھات کے ٹکڑے کو صاف اور خشک اشتعالی ٹیوب میں ڈالیے۔ ٹیوب کو چمٹے کی مدد سے لو کے اوپر اس طرح پکڑ لیں کہ سوڈیم دھات ایک گرم گیند کی شکل اختیار کر لے۔ اب اشتعالی ٹیوب کو لو سے الگ کیجیے اور اس میں فوراً ہی نامیاتی مرکب کی تھوڑی سے مقدار ملا دیجیے۔ ٹیوب کو سرخ ہو جانے تک گرم کیجیے۔ ایک مرتبہ پھر نیلی میں مرکب ملائیے اور دوبارہ سرخ ہو جانے تک گرم کیجیے۔ سرخ گرم

اشتعالی علی کوپور سلین ڈش میں موجود تقریباً 10 کشیدہ پانی میں ڈباہیے اور پور سلین ڈش کو فوراً تار کی جالی سے ڈھک دیجیے تاکہ غیر تعامل شدہ سوڈیم کائیکلر اچھل کر باہر نہ آسکے۔ سوڈیم گداخت کے عمل کو مزید دواشتعالی نلیوں کے ساتھ دہرائیے۔ ایک صاف شیشہ کی چھڑکی مدد سے ان نلیوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیجیے۔ آمیزہ کو تقریباً 3-2 منٹ تک ابالیے اور چھان لیجیے۔

رفیق مرکبات کے معاملے میں پچھلے ہوئے سوڈیم کو سوڈیم کاربونیٹ سے ڈھک دیجیے اور پھر پچھکاری کی مدد سے مرکب کو ملائیے (اب منظم طریقے سے آگے بڑھیے اور دیے ہوئے نامیاتی مرکبات کے نمونہ کے ساتھ مندرجہ ذیل ٹیسٹ انجام دیجیے اور ان میں موجود اضافی عناصر کی شناخت کیجئے۔ اپنے مشاہدات اور نتائج کو جدول 10.1 میں درج کیجئے۔

نمبر شمار	تجربہ	مشاہدات	نتیجہ
1.	نائٹروجن کی جانچ ایک ٹیسٹ ٹیوب میں IML سوڈیم فیورن ایکسٹریکٹ لیجیے اور اس میں ایک چنگی فیرس سلفیٹ ملائیے۔ مواد کو ہلائیے اور اسے ڈائی لیوٹ HCl کی مدد سے تیزابی بنائیے۔ مواد کو ابالیے اور چند قطرے فیرک کلورائیڈ محلول کے ملائیے۔	پرشیاہی نیلے رنگ یا سبز رنگ کارسوب بنتا ہے	نائٹروجن موجود ہے۔
2.	سلفر کی جانچ (i) ایک ٹیسٹ ٹیوب میں IML سوڈیم فیورن ایکسٹریکٹ لیجیے اور اس میں سوڈیم نائٹرو پر وسائل کے چند قطرے ملائیے اور آمیزہ کو اچھی طرح ہلائیے۔ (ii) ایک ٹیسٹ ٹیوب میں 11 سوڈیم فیورن ایکسٹریکٹ لیجیے اور اس میں ایسیٹک ایسڈ ملائیے۔ اب اس میں لیڈ ایسک محلول کے 4-5 قطرے ڈالیے۔	اودی/بینگنی رنگ سیاہ رسوب	سلفر موجود ہے سلفر موجود ہے

<p>ناٹروجن اور سلفر موجود ہیں</p>	<p>گہرا سرخ رنگ نظر آتا ہے</p>	<p>3. ناٹروجن اور سلفر ایک ساتھ موجود ہیں ایک ٹیسٹ ٹیوب میں 11 سوڈیم فیوژن ایکسٹریکٹ لیجیے اور اسے ڈائی لیوٹ HCl سے تیزابی بنائیے۔ اب اس میں فیرک کلورائیڈ محلول کے چند قطرے ملائیے۔</p>	<p>3.</p>
<p>کلورین موجود ہے برومین موجود ہے آیوڈین موجود ہے</p>	<p>(a) دہی جیسا سفید رسوب بنتا ہے جو NH_4OH میں حل پذیر ہے۔ (b) ہلکے زرد رنگ کا رسوب بنتا ہے جو NH_4OH میں جزوی طور پر حل پذیر ہے۔ (c) ہلکا زرد رسوب جو NH_4OH میں غیر حل پذیر ہے۔</p>	<p>4. ہیلوجن کی جانچ (i) ایک ٹیسٹ ٹیوب میں 1mL سوڈیم فیوژن ایکسٹریکٹ لیجیے اور اسے ڈائی لیوٹ ناٹریک ایسڈ سے تیزابی بنائیے۔ اب اس میں 2mL سلور ناٹریٹ محلول ملائیے۔ کسی بھی قسم کے رسوب کے ظاہر ہونے اور اس کے رنگ کا مشاہدہ کیجیے۔ رسوب میں 2-3 ml امونیم ہائیڈروکسائیڈ ملائیے اور مواد کو اچھی طرح بلائیے۔ رسوب کی حل پذیری کا مشاہدہ کیجیے۔</p>	<p>4.</p>
<p>برومین موجود ہے آیوڈین موجود ہے</p>	<p>(a) نارنجی رنگ (b) بنفشی رنگ</p>	<p>5. (ii) اگر کلورین موجود نہیں ہے تو برو مائیڈ اور آیوڈائیڈ کے لیے مندرجہ ذیل ٹیسٹ انجام دیجیے۔ ایک ٹیسٹ ٹیوب میں 2mL سوڈیم فیوژن ایکسٹریکٹ لیجیے اور اسے ڈائی لیوٹ HCl سے تیزابی بنائیے۔ اب اس میں 1mL کاربن ٹیٹراکلورائیڈ ملائیے۔ کثیف ہونے کی وجہ سے CCl_4 نیچے بیٹھ جائے گا۔ اس میں کلورین واٹر کی وافر مقدار ملائیے اور آمیزہ کو اچھی طرح ملائیے۔ CCl_4 کی پرت میں کسی رنگ کے ظاہر ہونے کا مشاہدہ کیجیے۔</p>	<p>5.</p>

10.4 احتیاط (Precautions)

1. سوڈیم دھات بہت زیادہ تعامل پذیر ہوتی ہے۔ جب اسے ہوا میں کھلا رکھا جاتا ہے تو یہ فضا میں موجود نمی کے ساتھ تعامل کر لیتی ہے۔ یہ ہاتھوں کے پینے میں بھی تعامل کر لیتی ہے لہذا اسے ہاتھوں میں مت پکڑ لیے۔ سوڈیم کو پکڑنے کے لیے ہمیشہ چھٹی کا استعمال کیجیے۔
2. سوڈیم دھات کو استعمال کرنے سے پہلے اس کا تیل ہٹانے کے لیے اسے فلٹر پیپر کے اندر رکھ کر دبا لیے۔
3. سوڈیم فیورن کے لیے خشک اشتعالی نلیوں کا استعمال کیجیے۔ سوڈیم پانی کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ تعامل کرتی ہے۔
4. غیر استعمال شدہ سوڈیم کو واپس بوتل میں رکھ دیجیے۔ اسے کبھی بھی سنگ میں مت پھینکیے۔
5. سوڈیم فیورن کے عمل کو تین اشتعالی تلیوں کے ساتھ دہرائیے۔ یہ فیورن کے واقع ہونے کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔
6. سرخ گرم اشتعالی علی کو پانی میں ڈبانے کے بعد اسے شیشہ کی چھڑ سے احتیاط کے ساتھ توزیے۔ مواد کو 2-3 منٹ تک ابا لیے تاکہ پانی میں حل پذیر سوڈیم کا استخراج ہو سکے۔

10.5 مشاہدات (Observations)

جدول 10.1

نمبر شمار	تجربہ	مشاہدات	نتیجہ

دیا ہوا نمونہ مثبت طور پر _____، اور ٹیسٹ دیتا ہے لہذا نمونے میں موجود اضافی عناصر ہیں _____

10.6 نتائج

دیا ہوا نامیاتی مرکب _____ عناصر پر مشتمل ہے۔

10.7 اپنی تفہیم کی جانچ کیجیے

1. نامیاتی مرکب کے فیوژن کے لیے صرف تازہ کئی ہوئی سوڈیم دھات کا ہی استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟
2. سوڈیم کے ساتھ نامیاتی مرکب کے فیوژن کو ایک سے زیادہ مختلف اشتعال نلیوں کے ساتھ انجام دینا کیوں ضروری ہے؟
3. نائٹروجن کی جانچ کے دوران سوڈیم ایکسٹریکٹ کو تیزاب کے ساتھ مکمل طور پر تعدیل کرنا کیوں ضروری ہے؟
4. نامیاتی مرکب میں اضافی عناصر کی موجودگی کی جانچ کے لیے مرکب کا سوڈیم کے ساتھ گداخت (فیوژن) کیوں ضروری ہے؟
5. کلورین واٹر برومائڈ اور آیوڈائیڈ کو محلول میں ان کے نمکوں سے کیوں ہٹا دیتا ہے؟
6. ہیلوجن کے لیے سلور نائٹریٹ ٹھیٹ کو انجام دینے سے پہلے اگر سوڈیم ایکسٹریکٹ کو مکمل طور پر تعدیل نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟
7. سوڈیم ایکسٹریکٹ تیار کرنے کے لیے کشیدہ پانی کا استعمال کیوں ضروری ہے؟

10.8 استاد کے لیے نوٹ

سوڈیم دھات بہت زیادہ تعامل پذیر ہوتی ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیے کہ طلباء اسے احتیاط کے ساتھ استعمال کریں اور کبھی احتیاطی تدابیر بروئے کار لائیں۔

سوڈیم فیوژن ایکسٹریکٹ کے دوران محلول میں آئینوں کا کم ارتکاز بہت ہلکا رنگ یا رسوب بنائے گا۔ یہ صلاح دی جاتی ہے کہ سوڈیم فیوژن کے دوران 3-12 اشتعال نلیوں کا استعمال کیجیے۔ رقیق مرکبات کے معاملے میں پچھلی ہوئی سوڈیم دھات کو پہلے سوڈیم کاربونیٹ سے ڈھک دیجیے اور رقیق مرکب کو اس کے اوپر ڈالیے تاکہ یہ سوڈیم کاربونیٹ میں جذب ہو سکے۔ کم نقطہ؟ جوش والا رقیق سوڈیم کے ساتھ تعامل کیے بغیر باہر نکل جاتا ہے جب طلباء بھی اضافی عناصر کے لیے ٹیسٹ مکمل کر لیں تو ان سے کہا جائے کہ وہ دیے ہوئے مرکب

میں اضافی عناصر کی شناخت کریں اور تجربہ شیٹ پر مکمل تفصیلات لکھیں۔

10.9 اپنے جوابات کی جانچ کیجیے

1. سوڈیم بہت زیادہ تعامل پذیر دھات ہے۔ اس کی سطح پر آکسائیڈ کی پرت بن جاتی ہے کیونکہ یہ فضائی آکسیجن کے ساتھ تعامل کر لیتی ہے۔ تازہ کئی ہوئی سوڈیم دھات آکسائیڈ کی پرت سے مبرا ہوتی ہے۔
2. زیادہ تر نامیاتی مرکبات کے نقطہ جوش کم ہوتے ہیں اور یہ طیران پذیر ہوتے ہیں۔ گرم کرنے پر یہ اشتعالی ٹلی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ٹیسٹ محلول میں اضافی عناصر پر مشتمل آئینوں کے مناسب ارتکاز کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سوڈیم فیوژن کو 2-3 مرتبہ انجام دیا جائے۔
3. سوڈیم ایکسٹریکٹ میں فیئرس سلفیٹ ملانے پر فیئرس ہائیڈروآکسائیڈ گروڈ لود سبز رسوب بناتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیت محلول کو مکمل طور پر تعدیل کر لینا چاہیے۔
4. اضافی عناصر نامیاتی مرکبات میں ایسے ایٹموں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو شریک گرفت بوٹڈ کے ذریعے جڑے رہتے ہیں۔ محلول میں ان کی جانچ کے لیے مرکب کو سوڈیم کے ساتھ گداخت کر کے آئینی شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔
5. زیادہ برق منفی ہونے کی وجہ سے کلورین محلول میں برومائڈ اور آیوڈائیڈ کو ہٹا دیتی ہے۔
6. سلور آکسائیڈ کا سلیٹی سیاہ رسوب بنتا ہے۔ اس کی وجہ سے سلور ہیلائیڈ کے رنگ کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے۔
7. عام پانی میں کلورائیڈ آئین ہوتے ہیں۔ یہ نامیاتی مرکب میں موجود ہیلوجن سے بننے والے ہیلائیڈ آئینوں میں مداخلت کرتے ہیں۔

تجربہ - 11

کاربوہائیڈریٹ، فیٹ (چربی) اور پروٹین کے ساتھ تعاملات کا مطالعہ کرنا اور غذائی اشیاء میں ان کی موجودگی کی شناخت کرنا۔

مقاصد

- اس تجربہ کو انجام دینے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ
- ☆ دیے ہوئے غذائی نمونوں میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور چربی کی موجودگی کی جانچ کر سکیں؟
 - ☆ یہ بتا سکیں کہ دیا ہوا کاربوہائیڈریٹ تھوٹلی ہے یا غیر تھوٹلی؟
 - ☆ سیر شدہ اور غیر سیر شدہ چربیوں کے درمیان فرق کر سکیں۔

11.1 آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے۔

11.1.1 کاربوہائیڈریٹ (Carbohydrates)

کاربوہائیڈریٹ پانی ہائیڈرکسی ایلڈیہائیڈ یا کیٹون یا ایسی اشیاء ہیں جو آب پاشیدگی کے نتیجے میں اس قسم کے سالمات پیدا کرتی ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ کی درجہ بندی مندرجہ ذیل طریقے سے کی جاتی ہے۔

(i) مونوسیکرائڈ - گلوکوز، فکٹوز (C₆H₁₂O₆)

(ii) ڈائی سیکرائڈ - سکروز، مالتوز (C₁₂H₂₂O₁₁)

(iii) پالی سیکرائڈ - اسٹارچ، سیلیوز، گلائی کوجن

سیلیوز کے علاوہ یہ بھی کاربوہائیڈریٹ ہمارے جسم میں ہائیڈرولائز ہو کر گلوکوز بناتے ہیں جو آکسیجن کی موجودگی میں سست رو تکسید کے ذریعے بڑی مقدار میں توانائی فراہم کرتا ہے۔ گلوکوز کی تکسید کو مندرجہ ذیل طریقے سے ظاہر کیا جاسکتا ہے:

Respiration



Glucose


لہذا کاربوہائیڈریٹ (شکر اور اسٹارچ) ہمارے جسم میں توانائی کا اہم ذریعہ ہیں۔ سیلولوز رتج (Roughage) کے طور پر کام کرتا ہے۔ وہ کاربوہائیڈریٹ جو فیبلنگ محلول اور ٹالنس ریجنٹ کی تھوٹلی کرتے ہیں تھوٹلی شکر کہلاتے ہیں۔ سبھی مونوسیکرائڈ اور زیادہ تر ڈائی سیکرائڈ تھوٹلی شکر ہیں۔ سکروز (گنے کی شکر) ایک غیر تھوٹلی شکر ہے اس لیے فیبلنگ محلول کی تھوٹلی نہیں کرتی ہے۔

کاربوہائیڈریٹ کے لیے ٹیسٹ


1. مولش کا ٹیسٹ (Moliseh's test) (کبھی کاربوہائیڈریٹ کے لیے): جب کاربوہائیڈریٹ پر مشتمل نمونہ کے آبی محلول یا معلقہ کا بیٹھال (مولش کاربیجنٹ) کے ساتھ تعامل کرانے کے بعد ٹیسٹ ٹیوب کی دیواروں کے سہارے مرکب سلفیورک ایسڈ

- کے چند قطرے ملائے جاتے ہیں تو دونوں پرتوں کے جنکشن پر سرخ بنفشی حلقہ بن جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مرکز سیلفورک ایسڈ کاربوہائیڈریٹ کو فرنیورل (Furfural) یا اس کے مشتقوں میں تبدیل کر دیتا ہے جو الفانی تھال سے تعامل کر کے رنگین (سرخ بنفشی) ما حاصل بناتا ہے۔

2- ٹالسن ٹیسٹ (Tollen's Test) (تحویلی شکر کے لیے): آزاد کاربوئل گروپوں پر مشتمل کوئی بھی ایڈوز یا کیٹوز ٹالسن ریجنٹ کو دھاتی سلور میں تحویل کر دیتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کو عام طور پر سلور مرٹیسٹ کہا جاتا ہے کیونکہ ٹیسٹ ٹیوب کی دیواروں پر آئینہ جیسا ما حاصل بنتا ہے۔ اس ٹیسٹ سے متعلق تعاملات ذیل میں دیے گئے ہیں۔



3- فیلنگ ٹیسٹ (Fehling's Test) جب فیلنگ محلول A اور B کی مساوی مقداروں کو تحویلی شکر کے آبی محلولوں میں ملا کر بوائنگ واٹر ہاتھ پر گرم کیا جاتا ہے تو کیو پرس آکسائیڈ کا سرخ رسوب بنتا ہے۔ اس ٹیسٹ سے متعلق تعاملات مندرجہ ذیل ہیں:



4- اسٹارچ کے لیے آیوڈین ٹیسٹ اسٹارچ جب آیوڈین کے ساتھ تعامل کرتے ہیں تو بینگنی نیلا رنگ ظاہر ہوتا ہے۔ اسٹارچ کی سطح پر آیوڈین کے انجذاب کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ گرم کرنے پر یہ رنگ غائب ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا کرنے پر دوبارہ سے ظاہر ہو جاتا ہے۔


11.1.2 چربیوں (Fats)

چربیوں (چکنائیاں) لمبی زنجیر والے فیٹی ایسڈ اور گلسرال کی ٹرائی ایسٹریں ہیں۔ چربیوں جسم میں توانائی فراہم کرتی ہیں۔ چربیوں اسی مقدار کے کاربوہائیڈریٹ کے مقابلے میں دوگنی توانائی فراہم کرتی ہیں۔ چھریوں پانی میں غیر حل پذیر ہیں۔ عمل ہضم کے

دوران چربیوں کی فیٹی ایسڈ اور گلسرال جیسی اشیا میں ہائڈرولائز ہو جاتی ہیں جو مزید نسبتاً سادہ اشیا میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہماری غذا میں مکھن، گھی، پنیر، دودھ، انڈے کی زردی، گوشت، میوے، مونگ پھلی اور سویا بین وغیرہ چربیوں کے ذرائع ہیں۔


چربیوں کے لیے ٹیسٹ (Tests for Fats)

1. اسپاٹ ٹیسٹ (Spot Test): جب چربیوں پر مشتمل کسی نمونہ کو سفید کاغذ کی شیٹ پر دباتے یا رگڑتے ہیں تو گریس جیسا دھبہ (نیم شفاف دھبہ) نظر آتا ہے۔
2. حل پذیری ٹیسٹ (Solubility Test): یہ ٹیسٹ اس حقیقت بنی ہے کہ چربیوں کلوروفارم الکل وغیرہ جیسے نامیاتی محلولوں میں حل پذیر ہیں۔ نمونہ کی تھوڑی سی مقدار کو الگ الگ ٹیسٹ ٹیوبوں میں لیے گئے پانی، کلوروفارم اور الکل میں ملاتے ہیں اور پانی یا نامیاتی محلولوں میں نمونہ کی حل پذیری یا غیر حل پذیری کی بنیاد پر نتائج اخذ کیجئے۔
3. ایکرو لین ٹیسٹ (Acroline Test): جب چربیوں پر مشتمل کسی نمونہ کو ٹیسٹ ٹیوب میں ٹھوس پوٹاشیم بائی سلفیٹ ($KHSO_4$) کے ساتھ گرم کرتے ہیں تو ایکرو لین کی ناگوار بو پیدا ہوتی ہے۔ اس ٹیسٹ سے متعلق تعاملات مندرجہ ذیل ہیں:



4. ہبل کا ٹیسٹ (Huble's Test) (چربیوں میں ناسیر شدگی کا تعین کرنے کے لیے): یہ ٹیسٹ اس حقیقت پر بنی ہے کہ کسی چربی یا تیل میں ناسیر شدگی کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی مستقل بنفشی رنگ پیدا کرنے کے لیے ہبل کے محلول کی اتنی ہی زیادہ مقدار درکار ہوگی۔

اس ٹیسٹ کے لیے سیر شدہ چربی (نبولے کا تیل) اور غیر سیر شدہ چربی یا تیل (السی کا تیل) کی مساوی مقدار کو دو الگ الگ ٹیسٹ ٹیوبوں میں لیجئے اور دونوں ٹیسٹ ٹیوبوں میں ہبل کا محلول بوند بوند کر کے ملائیے۔ ہر ایک معاملے میں مستقل رنگ حاصل کرنے کے لیے درکار ہبل کے محلول کے قطروں کو شمار کیجئے۔ ہبل کے محلول کے قطروں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی نامیاتی مرکب میں سیر شدگی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔



11.1.3 پروٹین (Proteins)

پروٹین بہت زیادہ سالماتی کمیت والے پیچیدہ نائٹروجن مرکبات ہیں۔ یہ جاندار اجسام کی نشوونما اور رکھ رکھاؤ نیز جین ایک انفارمیشن کی ترسیل میں مدد کرتی ہیں۔ پروٹین، امینو ایسڈوں پر مشتمل ہوتی ہیں جو بنیادی بلڈنگ بلاک کے طور پر کام کرتے ہیں۔ جسم کو 20 مختلف امینو ایسڈوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے کچھ لازمی امینو ایسڈ کہلاتے ہیں کیونکہ جسم میں ان کی تالیف نہیں کی جاسکتی ہے۔ انھیں غذا سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

پروٹین کے لیے ٹیسٹ

1. **بائی یورین ٹیسٹ (Biuret Test):** جب پروٹین کے نمونہ کا قلعوی میڈیم میں کاپرسلفیٹ کے ساتھ تعامل کرایا جاتا ہے تو بنفشی رنگ ظاہر ہوجاتا ہے۔ رنگ کی شدت مختلف نمونوں میں پروٹین کی نسبتی مقدار کو بھی ظاہر کرتی ہے۔
2. **نن ہائڈرین ٹیسٹ (Ninhydrin Test):** جب بن ہائڈرین کے 0.1% الکحل محلول کے چند قطرے پروٹین کے بہت زیادہ ڈائی لیوٹ محلول/معلقہ میں ملا کر اسے 1-2 منٹ تک ابالتے ہیں تو سرخ بینگنی رنگ ظاہر ہوجاتا ہے۔
3. **زینٹھو پروٹین ٹیسٹ (Xanthoprotein Test):** جب پروٹین کے آبی محلول کا نائٹرک ایسڈ کے چند قطروں کے ساتھ تعامل کراتے ہیں اور پھر اسے کچھ دیر کے لیے یونہی چھوڑ دیتے ہیں تو گہرا زرد رنگ ظاہر ہوجاتا ہے۔
4. **ملین کا ٹیسٹ (Million's Test):** دودھ کے چند قطروں کو ڈائی لیوٹ سلفیورک ایسڈ کی موجودگی میں مرکبورک نائٹریٹ کے ساتھ گرم کر کے ٹھنڈا کر لیا جاتا ہے۔ اس میں سوڈیم نائٹریٹ محلول کا ایک قطرہ ڈال کر آمیزہ کو دوبارہ گرم کرتے ہیں۔ سرخ رنگ کا ظاہر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ دودھ میں پروٹین موجود ہے۔

11.2 مطلوبہ اشیا

(1) آلات	(2) کیمیائی اشیا
ٹیسٹ ٹیوب مع اسٹینڈ، برنز	فیبلنگ کا محلول - A اور B، مولش ریجنٹ (α) لپیفٹھال، سلور نائٹریٹ، امونیم ہائڈ، راکسائڈ، آیوڈین محلول، ا۔تھائل الکوحل، سیل کا محلول، پوٹاشیم ہائی سلفیٹ، ڈائی لیوٹ سلفیورک ایسڈ، مرکبورک نائٹریٹ، سوڈیم نائٹریٹ، نائٹرک ایسڈ، نن ہائڈرین محلول (الکوحل میں 0.1%) سوڈیم ہائڈ راکسائڈ کاپرسلفیٹ اور کچھ غذائی اشیا کے نمونے مثلاً دودھ، سکروز، گلوکوز، گہوں کا آنا، خوردنی تیل بھی مکھن، پنیر، آلو کے ٹکڑے، نیبو، انگور، کیلا، انڈے، انڈے کی سفیدی کا 5% محلول

11.3 تجربہ کو کس طرح انجام دینا ہے

11.3.1 ورک شیٹ نمبر 1: کاربوہائڈریٹ کے لیے ٹیسٹ

نتیجہ	مشاہدہ	تجربہ
		<p>کاربوہائیڈریٹ کے لیے</p> <p>(1) مولش کا ٹیسٹ:</p> <p>نمونہ کے آبی محلول یا معلقہ کی 2-3 mL مقدار لیجیے اور اس میں موش ریجنٹ کے چند قطرے ملا کر اچھی طرح ہلایئے۔ اب ٹیسٹ ٹیوب کی دیواروں کے سہارے مرکب H_2SO_4 کے 5-6 قطرے ملائے۔</p>
		<p>(ii) ٹالن کا ٹیسٹ:</p> <p>ایک ٹیسٹ ٹیوب لیجیے اور اسے NaOH محلول سے اچھی طرح دھو لیجیے۔ اب اسے پانی سے دھویئے تاکہ NaOH صاف ہو جائے۔ اس ٹیسٹ ٹیوب میں 2-3 کا ابوہائیڈریٹ کا آبی محلول کیجیے اور 2-3 ملی لیٹر تازہ تیار کیا ہوا ٹالن کاربجٹ اس میں ملا دیجیے۔ ٹیسٹ ٹیوب کو تقریباً 10 منٹ کے لیے ہوائنگ واٹر ہاتھ میں رکھ دیجیے۔</p>
		<p>(iii) فیہلنگ ٹیسٹ:</p> <p>تقریباً 18 غذائی شے (کچلی ہوئی) یا نمونہ کے آبی محلول (5%) کی 2-3 مقدار لیجیے۔ فیہلنگ محلول A اور B ہر ایک کی 2ml مقدار ملائیے اور ٹیسٹ ٹیوب کو ہوائنگ واٹر ہاتھ میں رکھ دیجیے۔</p>
		<p>(iv) اسٹارچ کے لیے آیوڈین ٹیسٹ</p> <p>ایک ٹیسٹ ٹیوب میں غذائی نمونے کی 1-2g مقدار لیجیے اور اس میں ڈائی لیوٹ آیوڈین محلول کے چند قطرے ملائیے۔</p>

11.3.2 ورک شیٹ نمبر 2: چربیوں کے لیے ٹیسٹ

نتیجہ	مشاہدہ	تجربہ
		<p>چربیوں کے لیے</p> <p>(1) اسپاٹ ٹیسٹ</p> <p>غذائی اشیا کی تھوڑی سی مقدار لے کر اسے سفید کاغذ پر دبائیے یا رگڑیے۔ کاغذ کو روشنی کے سامنے لائیے۔</p>

		(ii) حل پذیری نیست دیے ہوئے نمونہ کی تھوڑی سی مقدار (50g) ایک ٹیسٹ ٹیوب میں لیجیے۔ اس میں 3-2mL پانی ملائیے اور اچھی طرح ہلایئے۔ مشاہدہ کیجیے کہ آیا یہ نمونہ اس میں حل پذیر ہے یا نہیں۔ اسی طرح مرکب کی حل پذیری کی جانچ CCl_4 اور الکحل کے ساتھ الگ الگ کیجیے۔
		(iii) ایکرو لین نیست: نمونہ کی تھوڑی سی مقدار (2-3g) کو ایک ٹیسٹ ٹیوب میں 2-3g ٹھوس $KHSO_4$ کے ساتھ گرم کیجیے۔ ٹیسٹ ٹیوب کے منہ کو اپنی ناک کے پاس لائے اور خارج ہونے والی گیس کی بوسونگھیے (صرنی سطحی طور پر)
		(iv) غیر سیر شدگی کے لیے روبل کا ٹیسٹ: دو ٹیسٹ ٹیوب لیجیے اور ان کی A اور B کے طور پر نشان دہی کیجیے۔ ہر ایک ٹیسٹ ٹیوب میں 3-4mL کلوروفارم ملائیے۔ ٹیسٹ ٹیوب A میں غیر سیر شدہ چربی والا نمونہ (اسی کا تیل) (2-3g) لیجیے اور ٹیسٹ ٹیوب B میں سیر شدہ چربی پر مشتمل نمونہ لیجیے (بنولے کا تیل)۔ ہر ایک ٹیسٹ ٹیوب میں روبل کا محلول بوند بوند کر کے ملائیے اور اس وقت تک قطروں کی تعداد شمار کرتے رہے جب تک کہ ہر ایک ٹیسٹ ٹیوب میں مستقل طور پر نقشہ رنگ طارو نہیں ہو جاتا۔

11.3.3 ورک شیٹ نمبر 3: پروٹین کے لیے ٹیسٹ

نتیجہ	مشاہدہ	تجربہ
		پروٹین کے لیے (i) بائی یوریت ٹیسٹ ایک ٹیسٹ ٹیوب میں دودھ یا پروٹین پر مشتمل کسی دوسرے نمونہ کی 1mL مقدار لیجیے۔ اس میں NaOH محلول کے چند قطرے (4-5) ملا کر اسے قلمی بنا لیجیے اس کے بعد اس میں ڈائی لیوٹ $CuSO_4$ محلول کے 4-5 قطرے ملائیے۔

		(ii) ن ہائڈرین ٹیسٹ ایک ٹیسٹ ٹیوب میں انڈے کی سفیدی کے 5 محلول کی 1 ml مقدار لیجیے۔ اب اس میں 0.1% ن ہائڈرین محلول کے 4-5 قطرے ملائیے۔ ٹیسٹ ٹیوب کے مواد کو تقریباً ایک منٹ تک ابالیے اور پھر اسے ٹھنڈا کیجیے۔
		(iii) زینتھو پروٹین ٹیسٹ ایک ٹیسٹ ٹیوب میں 2-3 گرام گیہوں کا ست لیجیے۔ اس میں 2-3 mL مرتکز HNO ₃ ملائیے اور آمیزہ کو اچھی طرح ہلا کر ایک طرف رکھ دیجیے۔
		(iv) ملٹن کا ٹیسٹ ایک ٹیسٹ ٹیوب میں 1 mL دودھ لیجیے۔ اس میں 1-2 قطرے مرکیورک نائٹریٹ محلول کے اور ایک قطرہ ڈائی لیوٹ H ₂ SO ₄ کا ملائیے۔ مواد کو ابالیے اور ٹھنڈا کیجیے۔ اب اس میں NaNO ₃ محلول کا ایک قطرہ ملائیے۔ آمیزہ کو گرم کیجیے اور ٹھنڈا ہونے دیجیے۔

11.4 احتیاط (Precautions)

1. تعاملات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گیسوں کو احتیاط کے ساتھ سونگھیے۔
2. کچھ مرکبات بہت زیادہ تا کلی ہوتے ہیں۔ مثالی فینول آپ کی جلد کو جلا سکتا ہے اور اس پر چھالے پڑ سکتے ہیں۔ ایسا ہونے پر فوراً فرسٹ ایڈ لیجیے۔
3. مواد کو گرم کرنے کے لیے واٹر ہاٹھ کا استعمال کیجیے۔ نامیاتی مرکبات کو براہ راست اوپر مت گرم کیجیے۔ کیونکہ یہ آسانی سے آگ پکڑ لیتے ہیں۔
4. نیوٹرل فیئرک کلورائیڈ کو تازہ تیار کرنا چاہیے (بنانے کا طریقہ ضمیمہ میں دیا گیا ہے)۔
5. ٹالینس ریجنٹ تازہ تیار کیا ہوا ہونا چاہیے (بنانے کا طریقہ ضمیمہ میں دیا گیا ہے)۔
6. فیہلنگ محلول تیار کرنے کے لیے فیہلنگ محلول A اور فیہلنگ محلول 13 کی مساوی مقدار کو ملائیے۔

11.5 مشاہدات (Observations)

اپنے مشاہدات کو خالی ورک شیٹ میں بھر لیے۔

جدول 11.1

اسٹارچ	سکروز	گلوکوز	ٹیسٹ
غیر حل پذیر	حل پذیر	حل پذیر	1. پانی میں حل پذیری
			2. فیہلنگ ٹیسٹ
			3. ٹالنس ٹیسٹ
			4. مولش کا ٹیسٹ
			5. بیڈکٹ کا ٹیسٹ
			6. آیوڈین ٹیسٹ

جدول 11.2

چربی (غیر سیر شدہ)	چربی (سیر شدہ)		ٹیسٹ	نمبر شمار
	نباتی	حیوانی		
			اسپاٹ ٹیسٹ	-1
			حل پذیری ٹیسٹ (نامیاتی محلل میں)	-2
			ایکرو لین ٹیسٹ	-3
			روبل کا ٹیسٹ	-4

11.6 نتائج (Conclusions)

کاربوہائیڈریٹ کے لیے کی گئی جانچ پر بنی مندرجہ ذیل نتائج اخذ کیے گئے:

(i) دیے گئے نمونہ میں کاربوہائیڈریٹ موجود ہے/موجود نہیں ہے۔

(ii) دیے ہوئے نمونہ میں تجویلی/غیر تجویلی شکر موجود ہے۔

چربیوں کے لیے:

(1) نمونے میں چربی موجود نہیں ہے۔

(ii) نمونے میں سیر شدہ / غیر سیر شدہ چربی موجود ہے۔

پروٹین کے لیے:

(i) دیے ہوئے نمونے میں پروٹین موجود ہے۔

(ii) دیے ہوئے نمونے میں پروٹین نہیں ہے۔

مشترک

(i) دیے ہوئے نمونے میں چربی اور پروٹین موجود ہیں۔

(ii) دیے ہوئے نمونے میں کاربوہائڈریٹ اور پروٹین موجود ہیں۔

(iii) دیے ہوئے نمونے میں کاربوہائڈریٹ، چربی اور پروٹین موجود ہیں۔

11.7 اپنی تفہیم کی جانچ کیجیے

1. کاربوہائڈریٹس کو کاربن کے ہائڈرٹس، کیوں کہتے ہیں؟

2. کاربوہائڈریٹ کی تعریف بیان کیجیے۔

3. پالی سیکرانڈ کا جنرل فارمولا بتائیے۔

4. تحویلی شکر سے کیا مراد ہے؟

5. جب کاربوہائڈریٹ فیبلنگ محلول سے تعامل کرتا ہے تو سرخ رسوب کی شکل میں بننے والے مرکب کا نام بتائیے۔

6. اس کاربوہائڈریٹ کا نام بتائیے جو ہمارے جسم میں ہضم نہیں ہوتا۔

7. کون سا کاربوہائڈریٹ آئیوڈین سے تعامل کر کے رنگین ماحصل بناتا ہے۔

8. چربیاں کیا ہیں؟

9. چربیوں کی آب پاشیدگی کے نتیجے میں بننے والے ماحصلات کے نام بتائیے۔

10. ایکرو لین کا ساختی فارمولا لکھیے۔

11. چربیوں کے چار ذرائع بتائیے۔

12. کمرہ کے درجہ حرارت پر سیر شدہ اور غیر سیر شدہ چربیوں کی طبیعی حالت میں کیا فرق ہوتا ہے؟

13. چربی پر مشتمل ایک آمیزہ میں مستقل بنفشی رنگ حاصل کرنے کے لیے نسبتاً زیادہ مہبل محلول کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس مشاہدہ سے آپ کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟

14. پروٹین کی تعریف بیان کیجیے۔

15. ہمارے جسم میں پروٹین کا اہم کام کیا ہے؟

16. اس بانڈنگ کا نام بتائیے جس کے ذریعے امینو ایسڈ پروٹین کی تشکیل کرتے ہیں؟

11.8 استاد کے لیے نوٹ

1. اس بات کو یقینی بنائیے کہ طلبا کاربوہائڈریٹ (گلوکوز، سکروز اور اسٹارچ) ، سیر شدہ اور غیر سیر شدہ چربیوں میں سے ہر ایک کے کم از کم ایک نمونہ پر خود کام کریں۔

2. جب طلبا کبھی نمونوں کی جانچ کا کام مکمل کر لیں تو ان سے نامعلوم شے کی شناخت کرنے اور اس کی تفصیل تجربہ شیٹ میں لکھنے کے لیے کہا جائے۔

3. سبھی تجربات میں بہت سادہ تعاملات واقع ہوتے ہیں۔ طلبا سے کہا جائے کہ وہ کیمیائی اشیا کو آہستہ آہستہ ملائیں اور غور سے مشاہدہ کریں۔

11.9 اپنے جوابات کی جانچ کیجیے

1. کاربوہائیڈریٹس کو کاربن کے ہائیڈروجن میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کا تناسب پانی کے جیسا ہی ہوتا ہے۔
2. کاربوہائیڈریٹ پالی ہائیڈروکسی ایلٹیڈ یہائیڈیا کیٹون ہیں۔
3. $(C_6H_{14}O_3)$
4. وہ شکر جن میں آزاد کاربوٹل گروپ ہوتا ہے نان ریجنٹ، فیبلنگ محلول کی تحویل کر کے بالترتیب دھاتی سلور اور Cu_2O بناتی ہیں۔ اس قسم کے شکر کو تخویلی شکر کہتے ہیں۔
5. Cu_2O (کیوپرس آکسائیڈ)
6. سیلولوز
7. اشاریچ
8. چربیاں لمبی زنجیر والے فیٹی ایسڈ اور گلسرال کی برائی ایسٹریں
9. فیٹی ایسڈ اور گلسرال
10.
$$\begin{array}{c} CH_2 \\ || \\ CH \\ | \\ CHO \end{array}$$
11. بنولے کاتیل، ناریل کاتیل، دودھ کبھی
12. کمرہ کے درجہ حرارت پر سیر شدہ چربیاں ٹھوس اور غیر سیر شدہ چربیاں رقیق حالت میں پائی جاتی ہیں۔
13. دی ہوئی چربی میں غیر سیر شدگی زیادہ ہے۔
14. پروٹین پیچیدہ نائٹروجنی نامیاتی مرکبات ہیں۔
15. پروٹین ہمارے جسم کے بافتوں کی نشوونما اور ان کے رکھ رکھاؤ (مرمت) میں مدد کرتی ہیں علاوہ ازیں یہ مختلف عضویاتی /
16. فعلیاتی سرگرمیوں میں باقاعدگی پیدا کرتی ہیں۔
16. امینو ایسڈ پیپٹائیڈ بونڈ کے ذریعے منسلک ہو کر پولی پیپٹائیڈ زنجیر (پروٹین) بناتے ہیں۔

تجربہ - 12

مختلف تیلوں کا استعمال کر کے صابن تیار کرنا اور فوننگ کی صلاحیت اور صفائی کے اثرات کا تعین کر کے مارکیٹ کے صابن کے ساتھ اس کا موازنہ کرنا۔

12.1 مقاصد

اس تجربے کو انجام دینے کے بعد، آپ کو اس قابل ہونا چاہئے:

- ☆ مختلف سبزیوں کے تیل کا استعمال کرتے ہوئے صابن تیار کریں۔
- ☆ صابن کے مختلف برانڈز کی فوننگ صلاحیت کا موازنہ کریں۔
- ☆ صابن کے مختلف برانڈز کی صفائی کے اثرات کا موازنہ کریں۔

12.2 آپ کو کیا معلوم ہونا چاہئے

عام صابن فیٹی ایسڈ کے سوڈیم نمکیات ہیں۔ وہ سبزیوں کے تیل، جانوروں کی چربی کو مرکنز سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ حل کے ساتھ گرم کر کے بنائے جاتے ہیں۔ سبزیوں کے تیل گلیسرول کے ایسٹر ہیں جن میں بڑی حد تک لمبی زنجیر ہوتی ہے، غیر متعلقہ کاربوکیلیک ایسڈ جیسے اولیک ایسڈ ($C_{13}H_{31}COOH$) یا لینولک ایسڈ ($C_{13}H_{33}COOH$)۔ چربی گلیسرول کے ایسٹر ہیں، جن میں طویل زنجیر والے کاربوکیلیک ایسڈ جیسے سٹیئرک ایسڈ ($C_{13}H_{35}COOH$)۔ جب سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے تو تیل اور چربی ہائیڈرولائٹس (سپونٹیفیکیشن) سے گزرتے ہیں۔ کاربوکیلیک ایسڈ (صابن) اور گلیسرول کا سوڈیم نمک رد عمل کی مصنوعات کے طور پر حاصل کیا جاتا ہے۔

صابن کی صفائی کا عمل: صابن مختلف طریقوں سے صفائی کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ صابن کا مالیکول دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ہائیڈروکاربن حصہ (R^-) اور آئنک حصہ ($COONa^+$)۔ ہائیڈروکاربن کا حصہ تیل میں حل پذیر ہے اور آئنک حصہ پانی میں حل پذیر ہے۔ جب صابن کا محلول پانی میں شامل کیا جاتا ہے تو، یہ ایک کولائیڈل معطلی اور صابن کے مالیکولز کو ایک ساتھ جوڑتا ہے۔ ان کلسٹروں کو مائکلز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مائل پانی میں معطل رہتے ہیں کیونکہ اسی طرح کے چارج مالیکول کا اختتام ہیں۔

جب چکنائی یا تیل والے پانی میں صابن کا محلول شامل کیا جاتا ہے تو، مائل ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہائیڈروکاربن کا حصہ چکنائی میں سرایت کر جاتا ہے۔ تحریک اب منفی چارج شدہ کاربوکیلیٹ گروپوں کے ذریعہ ڈھکی ہوئی سطحوں کے ساتھ مائکلز میں چکنائی کو توڑ دیتی ہے۔ منفی چارجز کی کونٹنگ کے ساتھ ہر مائل کی پوری سطح کو ڈھانپ لیا جاتا ہے، چکنائی کے قطرے ایک دوسرے کو پسپا کرتے ہیں اور دھونے والے پانی میں معطل رہتے ہیں۔ آخر میں، معطل قطرے نیچے چلے جاتے ہیں اور بہہ جاتے ہیں۔ اس طرح، صابن تیل یا چکنائی کے پھیلاؤ کو لانے کے لئے ایک ایمولسیفنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔

12.3 مطلوبہ اشیاء

- (1) آلات
- بیکر (250 ملی لیٹر)، گلاس ٹیوب-2،
پیمائش سلنڈر (10mL)
گلاس روڈ، ابلتی ٹیوب-2،
اسکیل (30 سینٹی میٹر)؛ فنل، فلٹر کاغذ، اسپٹولا، گلاس اسٹر
- (2) کیمیکل
- سزئیوں کا تیل یا چربی (کیسٹر، زیتون وغیرہ)،
سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ، عام نمک، انڈیگو

12.4 تجربہ کیسے انجام دیں

ایک 250 ملی لیٹر بیکر میں 50 ملی لیٹر پانی لیں اور اس میں تقریباً 10 گرام سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ تحلیل ہو جائے۔ سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کے وزن کے لئے ایک عام توازن استعمال کریں۔ ایک ٹیسٹ ٹیوب میں 10 ملی لیٹر کیسٹر آئل (ٹیسٹ ٹیوب کے آدھے سے تھوڑا سا زیادہ) لیں اور اسے آہستہ آہستہ سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ محلول میں مسلسل پلچل کے ساتھ منتقل کریں۔ مکسچر کو آئینچ پر آہستہ آہستہ گرم کریں جب تک کہ یہ ابل نہ جائے۔ مکسچر کو گرم کرتے وقت ہلاتے رہیں۔ مرکب کو 2-3 منٹ کے لئے ابالیں اور پھر اسے کمرے کے درجہ حرارت پر ٹھنڈا ہونے دیں۔ ٹھوس کے بڑے ٹکڑوں کو توڑ دیں، اگر کوئی ہو۔ مرکب کو فلٹر کریں اور فنل میں ٹھوس باقیات کو تھوڑا سا پانی سے دھولیں اور اسے خشک ہونے دیں۔

فوننگ کی صلاحیت کا موازنہ: مارکیٹ سے مختلف برانڈز کے لیبارٹری میں تیار کردہ صابن اور 2-3 صابن کا نمونہ لیں۔ ہر صابن کے نمونے کا ایک گرام وزن کریں اور اسے 100 گرام پانی میں تحلیل کریں۔ ابلتی ہوئی ٹیوب میں 10 ملی لیٹر صابن کا محلول لیں اور حل کو بلا کر بیس باقاعدگی سے اسٹروک بنائیں، تاکہ فوم یکساں طور پر بڑھ جائے۔ اس طرح پیدا ہونے والے فوم کی اونچائی کو پیمانے کے ساتھ پیمائش کریں۔ اس تجربے کو ہر برانڈ کے صابن کے ساتھ دہرائیں۔ اپنے مشاہدے کو جدول 12.1 میں ریکارڈ کریں

پھیلاؤ کی طاقت: ابلتی ہوئی ٹیوب میں تقریباً 0.5 گرام نیل لیں اور اس میں 5 ملی لیٹر صابن کا محلول شامل کریں جیسا کہ اوپر تیار کیا گیا ہے۔ ہلائیں اور 20 ملی لیٹر سٹیلڈ واٹر شامل کریں۔ تھوڑی دیر کے لئے کھڑے ہونے کی اجازت دیں اور نیل کے ذرات کی کسی بھی علیحدگی کا مشاہدہ کریں۔ صابن کے مختلف برانڈز کا استعمال کرتے ہوئے تجربہ دہرائیں۔ صابن کی پھیلنے کی طاقت کا موازنہ کریں اور اسے ایک گریڈیفیکیشن کریں۔ اسے جدول 12.2 میں ریکارڈ کریں۔

12.5 احتیاطی تدابیر

1. رد عمل کے مرکب کو لگاتار ہلائیں تاکہ سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ محلول کے ساتھ تیل کی مکمل آمیزش کو یقینی بنایا جاسکے۔
2. ابلتی ہوئی ٹیوب میں صابن کے محلول کو ہلاتے وقت، فالج یکساں ہونا چاہئے اور صابن کے تمام نمونوں کے لئے تعداد میں یکساں ہونا چاہئے۔

3. کمرے کے درجہ حرارت پر تمام صابن کے نمونوں کی فومنگ کی صلاحیت کا موازنہ کریں کیونکہ فومنگ کی صلاحیت درجہ حرارت کے ساتھ مختلف ہوتی ہے۔

4. سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اسے احتیاط سے استعمال کریں

12.6 مشاہدات

جدول 12.1: مختلف صابن کے نمونوں کی فومنگ صلاحیت کا موازنہ

شمار	صابن برانڈ کا نام	فوم کی اونچائی سینٹی میٹر میں پیدا ہوتی ہے
1.	لیب بنائی گئی	
2.	بازار کا صابن	
(a)	نمونہ-1	
(b)	نمونہ-2	
(c)	نمونہ-3	

جدول 12.2: مختلف صابن کے نمونوں کی فومنگ صلاحیت کا موازنہ

شمار	صابن برانڈ کا نام	پھیلاؤ کی طاقت کے لئے درجہ بندی
1.	لیب بنائی گئی	
2.	بازار کا صابن	
(a)	نمونہ-1	
(b)	نمونہ-2	
(c)	نمونہ-3	

12.7 نتیجہ

صابن کی فومنگ صلاحیت کی درجہ بندی مندرجہ ذیل ترتیب میں ہے جیسا کہ جدول 12.3 میں دیا گیا ہے۔

جدول 12.3

صابن بنانا	درجہ بندی (اے/بی/سی/ڈی)
1. لیب بنائی گئی
2. بازار کا صابن
(a)
(b)
(c)

پھیلاؤ کی طاقت کی درجہ بندی جدول 12.3 کی طرف اشارہ کیا گیا ہے
پھیلنے کی طاقت کی بنیاد پر، صابن کی صفائی کی طاقت مندرجہ ذیل ترتیب میں ہے جیسا کہ جدول 12.3 میں دیا گیا ہے:

جدول 12.4

صابن بنائیں	پھیلاؤ کی درجہ بندی کی کم ہوتی ترتیب
	A
	B
	C
	D

12.8 اپنی تفہیم کی جانچ کریں

1. صابن تیار کرتے وقت، این اے او ایچ حل میں تیل / چربی شامل کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے اور اس کے برعکس نہیں۔ وجوہات بتانے کی وضاحت کریں۔

.....

2. صابن کی کیمیائی نوعیت کیا ہے؟

.....

3. صابن تیار کرتے وقت رد عمل کے مرکب کو مسلسل ہلانا کیوں ضروری ہے؟

.....

4. لیبارٹری میں تیار صابن کو پانی سے کیوں دھونا چاہئے؟

.....

12.9 استاد کے لئے نوٹ

12.1 اور 12.2 میں، مارکیٹ صابن کے تجارتی نام طلباء کی طرف سے نہیں دیئے جانے چاہئیں۔ انہیں صرف نمونہ نمبر 1، 2، 3 وغیرہ کی نشاندہی کرنی چاہئے۔

12.10 اپنی تفہیم کی جانچ کیجئے۔

جواب: 1. سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ تیل / چربی کو گلیسرول اور کاربوکسیلک ایسڈ میں توڑ دیتا ہے۔ ردعمل بہت تیز ہے۔ جب سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ میں تیل / چربی شامل کی جاتی ہے تو بڑی مقدار میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ زیادہ ہوتا ہے جبکہ جب سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کو تیل میں شامل کیا جاتا ہے تو تیل زیادہ ہوتا ہے۔

جواب: 2. صابن طویل زنجیر فیٹی ایسڈ کے سوڈیم یا پوٹاشیم نمکیات ہیں۔

جواب: 3. صابن کی تیاری کے لئے ضروری دور یا یکٹھٹ (سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کا تیل اور آبی محلول) ناقابل تسخیر ہیں۔ دونوں ری ایکٹنٹس کے مالیکولز کو ایک دوسرے کے رابطے میں لانا ضروری ہے۔

جواب: 4. صابن کی تیاری میں حاصل ہونے والے ردعمل کے مرکب میں غیر فعال سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ ہوتا ہے۔ اسے پانی سے صابن دھونے سے دور کیا جاتا ہے۔

تجربہ - 13

- (a) معلوم مولار ریت والے آگزیٹک ایسڈ اور فیرس امونیم سلفیٹ کا محلول تیار کرنا۔ کیمیائی ترازو کے استعمال کا مظاہرہ کرنا۔
- (b) تیزاب - اساس ٹائٹریشن (معاثرہ) کا مطالعہ (واحد ٹائٹریشن)
- (i) معیاری آگزیٹک ایسڈ محلول کے مقابل ٹائٹریٹنگ کے ذریعے دیے ہوئے NaOH محلول کی مولار ریت معلوم کرنا۔ دونوں محلول فراہم کیے گئے ہیں۔
- (c) ریڈاکس ٹائٹریشن کا مطالعہ (صرف واحد معاشرہ)
- (i) M/50 موہر سالت (فیرس امونیم سلفیٹ) محلول کے مقابلے ٹائٹریٹنگ کے ذریعے دیے ہوئے پوٹاشیم پرمینگنیٹ محلول کی مولار ریت معلوم کرنا۔ دونوں محلول دیے گئے ہیں۔

مقاصد

- اس تجربہ کو انجام دینے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ
- ☆ کیمیائی ترازو کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں؟
 - ☆ کیمیائی ترازو کا استعمال کر کے کیمیائی اشیا کا صحیح طریقے سے وزن کر سکیں؟
 - ☆ بیوریٹ اور پریٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں؟
 - ☆ پیٹ کی مدد سے دیے ہوئے محلول کو صحیح طریقے سے بروئے کار لاسکیں؟
 - ☆ آگزیٹک ایسڈ اور فیرس امونیم سلفیٹ کے معیاری محلول تیار کر سکیں؟
 - ☆ حتمی نقطہ کی شناخت کر سکیں:
 - ☆ تیزاب اساس (آگزیٹک ایسڈ اور سوڈیم ہائڈروکسائیڈ) اور ریڈاکس (فیرس امونیم سلفیٹ اور پوٹاشیم پرمینگنیٹ ٹائٹریشن) انجام دے سکیں؟
 - ☆ مناسب فارمولے کا استعمال کر کے دیے ہوئے محلول کی مولار ریت کا حساب لگا سکیں۔


13.1 آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے

تجزیہ ایک مقداری تجزیہ ہے جس میں نتائج کو مخصوص متعینہ تم میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں کم از کم ایک محلول ایسا استعمال کیا جاتا ہے جس کا ارتکاز معلوم ہو۔ اس محلول کو تیار کرنے کے لیے منحل کی متعینہ مقدار کو محل میں گھولا جاتا ہے تاکہ معلوم حجم کا محلول حاصل ہو سکے۔ اس محلول کے اس حجم کو متعین کیا جائے گا جو دوسری شے کے نامعلوم ارتکاز والے محلول کے حجم سے تعامل کرتا ہے۔ اس عمل کو معاثرہ (ٹائٹریشن) کہتے ہیں۔

15.1.1 آلات کو استعمال کرنا

تجزیہ میں ہمارا واسطہ محلول کے جموں سے پڑتا ہے۔ لہذا ان کی درست پیمائش بہت ضروری ہے۔ شیشہ کے آلات بالکل صاف ہونے چاہئیں اور چکنائی آمیز گندگی سے مبرا ہونے چاہئیں۔ بیوریٹ، پیٹ اور نجی فلاسک میں محلول کی سطح کی ریڈنگ میں اختلاف

منظر کی وجہ سے ہونے والی غلطیوں سے گریز کیا جائے۔ (شکل 15.1) میں دکھائے گئے برتن میں حجم کی ریڈنگ کے لیے، تیر کا نشان آنکھ کی صحیح پوزیشن کو دکھاتا ہے۔



شکل 15.1 بیوریٹ ریڈنگ کو نوٹ کرنے کا صحیح طریقہ

13.1.2 پیپٹ (Pipette)

پیپٹ مختلف حجموں میں دستیاب ہیں اور ٹائٹریشن کے دوران پیپٹ کے ذریعے رقیق شے کو نکالنے کے لیے مطلوبہ حجم والے پیپٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسے عمودی حالت میں اس طرح رکھنا چاہیے کہ اس کا نچلا سر برتن کی دیوار کے تماس میں رہے۔ جب رقیق کو پیپٹ سے باہر نکالا جاتا ہے تو محلول کی بہت تھوڑی سی مقدار پیپٹ کے نچلے حصے میں ہی رہ جاتی ہے۔ یہ باہر نہیں نکل پاتی ہے۔ اس کے لیے پیپٹ کے بلب کو بائیں ہاتھ میں پکڑیے اور بالائی سرے کو انگلی کی مدد سے بند کر لیجیے۔ پیپٹ کے نچلے سرے کو برتن کی دیوار سے مس کیجیے۔ پیپٹ کو استعمال کرنے اور محلول کو باہر نکالنے کا صحیح طریقہ شکل 15.2(a) اور 15.2(b) میں دکھایا گیا ہے۔




Fig. 13.2: (a) Pipette (b) Handling of a pipette (c) Correct way to drain out the solution




Fig. 13.3 : Correct way to note down the pipette readings

13.1.3 کیمیائی ترازو تعارف

کیمیائی ترازو کا استعمال عام طور سے کیمیائی تجربہ گاہوں میں کیمیائی اشیاء کی صحیح مقدار کو تولنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیمیائی تعاملات اسی وقت مکمل ہوتے ہیں جب اشیاء (متعاملوں) کی بالکل صحیح صحیح مقدار لی جائے۔ شے کے ہر ایک سالمہ یا ایٹم کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ لہذا ہر ایک تجربہ میں اشیاء کی بالکل درست کمیت کا ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ لہذا پڑے والی ترازو ان کاموں کے لیے مفید نہیں ہے۔ اشیاء کی بالکل صحیح کمیت کو تولنے کے لیے کیمیائی ترازو کا ہی استعمال ہوتا ہے۔




Fig. 13.4 : Single Pan Balance




Fig. 13.5 : Rough Balance




Fig. 13.6 : Analytical Balance

تجزیاتی ترازو ایک ایسا آلہ ہے جس کی مدد سے کسی شے کی کمیت کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ترازو کے مرکزی فلکرم پر ٹکی ہوئی ڈنڈی (bar) کے دونوں مقابل سروں پر معادل وزن لڑکائے جاتے ہیں۔ اسے ایک ایسے استوار ہیم کے طور پر تصور کیا جاسکتا ہے جس کے مرکز میں ایک فلکرم ہوتا ہے اور مساوی لمبائی کے دو بازو ہوتے ہیں۔ کیمیائی ترازو کو شکل (15.7) میں دکھایا گیا ہے۔ ایک کیمیائی ترازو کے ہلکے وزن کے ہیم (Beam) پر مشتمل ہوتی ہے جس کے مرکز پر دھار دار چاقو جیسی ساخت لگی ہوتی ہے۔ یہ خالص کورنڈم سے بنی پلیٹ پر لڑکا ہوتا ہے اور پلیٹ ستون سے منسلک رہتی ہے۔ ہیم کے دونوں سروں پر دو Knifedgedges لگے ہوتے ہیں اور یہ مرکزی Knifedge سے مساوی فاصلے پر ہوتے ہیں۔ ہیم کے دونوں سروں پر صفر تطبیق کے لیے دو تطبیقی پینچ لگے ہوتے ہیں۔ ہیم کا مرکز ایک پوائنٹر سے منسلک رہتا ہے اور پوائنٹر ستون کے پایہ سے منسلک اسکیل پر گھوم سکتا ہے۔ ترازو کے اساس پر دو سطحی پینچ لگے ہوتے ہیں اور ستون سے ایک line-Pumb لٹکی رہتی ہے۔ ہیم 100 خانوں میں منقسم رہتا ہے یعنی فلکرم کے ایک جانب 50 خانے ہوتے ہیں۔

اس پورے انتظام کو ایک ایسے لکڑی کے بکس میں رکھ دیا جاتا ہے جس کے چاروں طرف شیشے لگے رہتے ہیں۔




Fig. 13.7 : A chemical Balance

باٹوں کا ڈبہ (Wieght Box)

باٹوں کا ڈبہ لکڑی کا بنا ہوتا ہے جس میں مختلف سائز کے کھانچے بنے ہوتے ہیں ان کھانچوں میں اسے لے کر 1008 تک بانٹ رکھے جاتے ہیں۔ جیسا کہ شکل 15.81 میں دکھایا گیا ہے۔ یہ بانٹ پیتل کے بنے ہوتے ہیں جن پر نکل کی پرت چڑھی ہوتی ہے۔ ہر ایک بات استوانی شکل کا ہوتا ہے اور اس کے ایک سرے پر ناب (گھنڈی) لگی ہوتی ہے۔ بات کو چھٹی کی مدد سے اسی ناب کے ذریعے پکڑا جاتا ہے۔ باتوں کے ڈبے میں بات مندرجہ ذیل ترتیب میں رکھے ہوتے ہیں:

100g, 50g, 20g, 20g

10g, 5g, 2g, 2g, 1g

کسری بات

کسری بات ایلوینیم یا پیتل کے بنے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کرومیم یا نکل کی پرت چڑھی ہوتی ہے۔ یہ بات 1mg سے لے کر 500mg تک ہوتے ہیں جیسا کہ شکل (15.86) میں دکھایا گیا ہے۔ 10mg سے کم کسری باتوں کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ ان باتوں کی جگہ رائڈر (Rider) کا استعمال کیا جاتا ہے۔





Fig. 13.8 : (a) A weight box (b) Fractional weights

ابتدائی معیار

کچھ اشیاء کے معیاری محلولوں کو براہ راست تول کر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ اشیاء خالص شکل میں دستیاب رہتی ہیں اور ذخیرہ کرنے پر ان میں کیمیائی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ انھیں ابتدائی معیار کہا جاتا ہے۔
ابتدائی معیار کی اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:

- (i) یہ خالص اور خشک حالات میں آسانی سے دستیاب رہتے ہیں۔
- (ii) یہ ہوا، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے ساتھ کیمیائی تعامل نہیں کرتیں۔
- (iii) ان میں نمکیر (پانی جذب کر کے بھینچنے) ہونے اور قلماد کا پانی ضائع کر کے سفوف بن جانے کی خاصیت نہیں ہوتی۔
- (iv) محلل (عام طور سے پانی) میں آسانی سے حل ہو جاتی ہیں۔
- (v) عام طور سے ان کی سالماتی کمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا اتولنے کے دوران غلطی سرزد ہونے کا امکان کم ہی رہتا ہے۔

- (vi) ان اشیاء کے معیاری محلول تجزی ٹائٹریشن کے ساتھ تناسب پیمائی تناسب میں تعامل کرتے ہیں۔
 (vii) یہ معیارہ پذیر محلول میں موجود ملاوٹوں کے ساتھ تعامل نہیں کرتے۔
 ابتدائی معیار اشیاء کی مثالیں:




ثانوی معیار

بہت کی کیمیائی اشیاء میں وہ خصوصیات نہیں ہوتیں جو ابتدائی معیار میں پائی جاتی ہیں (جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے) لہذا ان اشیاء کا استعمال معیاری محلول بنانے میں نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم اس قسم کی اشیاء کے محلول کو پہلے تخمینی یا تقریبی ارتکاز کا بنایا جاتا ہے اور پھر ابتدائی معیار والے محلول کے ساتھ اس کی ٹائٹریشن کر کے اسے معیاری بنایا جاتا ہے۔
 ثانوی معیاری اشیاء کی مثال

سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ (NaOH)، پوٹاشیم پرمینگنیٹ (KMnO)

13.2.4 معلوم مولاریت والا آگزیڈک ایسڈ اور امونیم سلفیٹ کا محلول تیار کرنا (تول کر)


فرض کیجیے آپ آگزیڈک ایسڈ کا 100 100 محلول تیار کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو 100 محلول تیار کرنے کے لیے درکار آگزیڈک ایسڈ کمیت کا حساب لگانا ہوگا۔



1M کا 1 lit محلول تیار کرنے کے لیے 126g آگزیڈک ایسڈ کی ضرورت ہوگی۔
 0.1M کا 100mL محلول تیار کرنے کے لیے آپ کو بے 1.26g آگزیڈک ایسڈ کو کشیدہ پانی میں گھول کر اسے (100mL بنانا ہے۔
 اسی طرح فیروز امونیم سلفیٹ کا 0.1M محلول تیار کرنے کے لیے 3.92g فیروز امونیم سلفیٹ کو کشیدہ پانی میں گھول کر اسے 100mL بنانا ہے۔

(a) سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کے مقابل آگزیڈک ایسڈ محلول کی ٹائٹریشن

اس تیزاب اساسی ٹائٹریشن میں آگزیڈک ایسڈ مندرجہ ذیل تعامل کے مطابق اساس (NaOH) کے ذریعے مکمل طور پر تعدیل ہو جاتا ہے۔



اس تعامل کے مطابق مکمل تعدیل کے لیے سوڈیم ہائڈروکسائیڈ کے دو مول ایسڈ کے ایک مول کو تعدیل کرتے ہیں۔ حتیٰ نقطہ کی نشاندہی فینائلمین انڈیکیٹر کے ذریعے کی جاتی ہے۔ یہ تیزابی میڈیم میں رنگین مگر اساسی میڈیم میں گلابی ہوتا ہے۔
تجزیاتی تعلق کا استعمال کر کے آپ سوڈیم ہائڈروکسائیڈ کا ارتکاز معلوم کر سکتے ہیں۔

$$a_1 M_1 V_1 = a_2 M_2 V_2$$

جہاں a_1 = سوڈیم ہائڈروکسائیڈ کی تیزابیت ہے = 1

M_1 = سوڈیم ہائڈروکسائیڈ کی مولاریت ہے۔

V_1 = استعمال ہونے والے سوڈیم ہائڈروکسائیڈ کا حجم ہے (بیوریٹ ویڈنگ)

a_2 = آگزیٹک ایسڈ کی اساسیت = 2

M_2 = آگزیٹک ایسڈ کی مولاریت = 0.0 (پہلے ہی معلوم ہے)

V_2 = ٹائٹریشن کے لیے استعمال ہونے والے آگزیٹک ایسڈ کا حجم

پہلے ہی معلوم ہیں لہذا مذکورہ بالا تعلق کی مدد سے آپ M_1 کی تحسیب کر سکتے ہیں۔

$$M_1 = \frac{a_2 M_2 V_2}{a_1 V_1}$$

(b) پوٹاشیم پرمینگنیٹ محلول کے مقابل فیرس امونیم سلفیٹ محلول کا ٹائٹریشن

پوٹاشیم پرمینگنیٹ قوی اور تیزابی دونوں میڈیم میں ایک تکسیدی ایجنٹ ہے۔ تکسید کے ساتھ ساتھ تعینہ تحویل کا عمل بھی واقع ہوتا ہے۔


اس ٹائٹریشن میں پرمینگنیٹ آئین (VII (Mn) فیری آئینوں کی فیرک آئینوں میں تکسید کر دیتا ہے اور اسی وقت پرمینگنیٹ آئین کی

مینگیٹیز (II (Mn) میں تحویل ہو جاتی ہے۔

مندرجہ ذیل تعامل واقع ہوتا ہے۔



مجموعی تعامل اس طرح ہے:



تناسب پیمائی تعلق کے مطابق تکسیدی ایجنٹ (پوٹاشیم پرمینگنیٹ) کا ایک مول تحویلی ایجنٹ (فیرس امونیم سلفیٹ) کے 5 مولوں کی تحویل کرتا ہے۔

پوٹاشیم پرمینگنیٹ خود ایک انڈیکسٹر ہے۔ گلابی رنگ ظاہر ہوگا جو حتمی نقطہ پر مستقل طور پر نظر آئے گا۔ ارتکاز معلوم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل تعلق کا استعمال کیا جائے گا۔

$$a_2 M_1 V_1 = a_1 M_2 V_2$$

یہاں a_1 اور a_2 بالترتیب تکسیدی عامل (Oxidant) اور تحویلی عامل (Reductant) کے تکسیدی عدد میں تبدیلی ہے۔ پرمینگنیٹ محلول کے لیے $a_1 = 5$ ، M_1 مولاریت اور V_1 حجم ہے۔ فیرس امونیم سلفیٹ کے لیے $a_2 = 1$ ، M_2 مولاریت اور V_2 حجم ہے۔

13.3 مطلوبہ اشیاء

(1) آلات	(2) کیمیائی اشیاء
تجزیاتی ترازو، باٹ بکس، پیمائشی فلاسک، بیکر، شیشہ کی چھڑی، مخروطی فلاسک، قیف، بیوریٹ اسٹینڈ، تار کی جالی، بیوریٹ اور پیپٹ	آگزینک ایسڈ، سوڈیم ہائڈروکسائیڈ، فیرس امونیم سلفیٹ (موہر سالٹ)، فینا لتھلین، کشیدہ پانی، پوٹاشیم پرمینگنیٹ، سلفیورک ایسڈ (ڈائی لیوٹ)

13.4 تجربہ کو کس طرح انجام دینا ہے؟

آگزینک ایسڈ اور فیرس امونیم سلفیٹ کا معیاری محلول تیار کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات پر عمل کیجیے۔ تجزیاتی ترازو کا استعمال کر کے شے کی مطلوبہ مقدار تو لیے (سیکشن 15.2)۔ شے کا وزن تولنے والی بوتل میں کیجیے۔ تولی گئی شے کو معیاری فلاسک (100) میں منتقل کیجیے اور کشیدہ پانی کم سے کم مقدار میں گھولنے کے لیے محلول کا حجم معیاری فلاسک کے اوپر والے نشان تک کر لیجیے۔ فلاسک کو اوپر نیچے کر کے محلول کو ہلایئے۔ فیرس سلفیٹ محلول کے معاملے میں، محلول کو نشان تک تیار کرنے سے پہلے اس میں ڈائی لیوٹ سلفیورک ایسڈ (15mL) ملا لیجیے تاکہ ہائڈرولس نہ ہونے پائے۔

13.4.1 ایسڈ بیسڈ ٹرائیشن

ایک صاف بیوریٹ لیجیے، اسے دیے ہوئے سوڈیم ہائڈروکسائیڈ محلول سے کھنگالیے اور بیوریٹ اسٹینڈ میں عمودی طور پر کیمپ کر دیجیے۔ بیوریٹ کو سوڈیم ہائڈروکسائیڈ محلول سے بھر لیجیے۔ خیال رہے کہ اسٹاپ کوک میں ہوا کا بلبہ نہ رہے۔ ابتدائی ریڈنگ (V_1) نوٹ کیجیے۔ ایک صاف 20ml پیپٹ لے کر اسے $M/10$ آگزینک ایسڈ محلول سے کھنگالیے اور پھر اس کی مدد سے 20mL معیاری آگزینک ایسڈ محلول کو ایک صاف مخروطی فلاسک میں منتقل کیجیے۔ اس میں فینا لتھلین انڈیکسٹر کے چند قطرے ملائیے۔ فلاسک کو بیوریٹ کی نوزل کے ٹھیک نیچے پکڑیے (جیسا کہ شکل 13.9 میں دکھایا گیا ہے) اور بائیں ہاتھ سے سوڈیم ہائڈروکسائیڈ محلول کو مخروطی فلاسک میں بوند بوند کر کے ملائیے۔ مخروطی فلاسک کے مواد کو مسلسل طور پر گھماتے رہیے اور NaOH محلول کو بوند بوند کر کے اس وقت

تک ملاتے رہیے جب تک کہ گلابی رنگ نہ نظر آجائے۔ NaOH محلول کے نچلے ہلالی سطح کی ریڈنگ (V_2) نوٹ کیجیے۔ ٹائٹریشن کے عمل کو دہراتے ہوئے کم از کم تین موافق ریڈنگ لیجیے۔




Fig. 13.9 : Carrying out a titration

حتمی نقطہ: بے رنگ سے گلابی رنگ

13.4.2 فیرس امونیم سلفیٹ اور پوٹاشیم پرمینگانیٹ کی ٹائٹریشن

ایک صاف اور خشک بریٹ لیں اور دیئے گئے پوٹاشیم پرمینگانیٹ محلول سے دھولیں۔ برٹ کو اسٹینڈ پرفٹ کریں۔ پوٹاشیم پرمینگانیٹ محلول سے بھریں اور ہوا کے بلبلوں کو ہٹادیں۔ مہر کے نمک کے محلول سے ایک صاف، خشک پاپیٹ کو دھولیں۔ اس کے بعد 20 ایم ایل موہر کے محلول کو نکالیں اور ایک صاف 250 ملی لیٹر مخروطی فلاسک میں منتقل کریں۔ تقریباً 20 ملی لیٹر پتلا سلیفورک ایسڈ شامل کریں۔ مخروطی فلاسک کو آہستہ آہستہ گھما کر اسے ٹائٹ کریں۔ (تصویر 13.9 ملاحظہ کریں) اختتامی مقام پر ایک مستقل گلابی رنگ ظاہر ہوتا ہے۔ کم از کم دو موافق ریڈنگ حاصل کرنے کے لئے ٹائٹریشن کو دہرائیں۔

13.5 احتیاط (Precautions)

- (i) کیمیائی ترازو کو احتیاط کے ساتھ استعمال کیجیے۔
- (ii) معیاری محلول بناتے وقت فلاسک میں کشیدہ پانی کو آہستہ آہستہ ملائیے۔
- (iii) کیمیائی اشیاء خالص ہونی چاہئیں (AR یا LR)۔
- (iv) استعمال کیے جانے والے آلات صاف اور خشک ہونے چاہئیں۔
- (v) انڈیکسٹر کی صرف 2 سے 3 بوندیں ہی استعمال کیجیے۔

- (vi) تحسیات کے لیے کم از کم دو موافق ریڈنگ ضرور لیجیے۔
 (vii) ٹائٹریشن کے دوران محلول کو گھماتے رہیے تاکہ تعامل ادھورا نہ رہے۔

13.6 مشاہدہ

- (i) آگزیلیک ایسڈ
 تولنے والی خالی ٹیوب کی کمیت =
 تولنے والی ٹیوب + شے کی کمیت =
 شے کو تجھی فلاسک میں منتقل کرنے کے بعد تولنے والی ٹیوب کی کمیت -
 شے کی کمیت =
- (ii) فیرس امونیم سلفیٹ
 تولنے والی خالی ٹیوب کی کمیت =
 تولنے والی ٹیوب شے کی کمیت -
 شے کو تجھی فلاسک میں منتقل کرنے کے بعد تولنے والی ٹیوب کی کمیت =
 شے کی کمیت =


TITRATION

- (i) آگزیلیک ایسڈ بمقابلہ سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ
 Burette Solution : سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ
 اختتامی نقطہ : گلابی رنگ سے بے رنگ.
 بریٹ ریڈنگ :

سلسلہ نمبر	ابتدائی ریڈنگ	حتمی ریڈنگ	استعمال شدہ این اے او ایچ کا حجم
1			
2			
3			
4			

- ہر ایک ٹائٹریشن میں لیے گئے آگزیلیک ایسڈ کا حجم $V=20\text{mL}$
 آگزیلیک ایسڈ کی مولاریت $M_1=$
 استعمال شدہ NaOH کا حجم $V_2=$

سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کی مولاریت $M_2 = ?$
 کیمیائی مساوات سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ NaOH کے دو مول آگزیڈک ایسڈ کے ایک مول سے تعامل کرتے ہیں۔



$$M_2 = \frac{a_2 M_1 V_1}{a_1 V_2}$$

نتیجہ

دیے ہوئے سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کی مولاریت..... مول فی لیٹر ہے۔

(i) فیرس امونیم سلفیٹ بمقابلہ پوٹاشیم پرمانگنیٹ

Burette Solution: پوٹاشیم میگنیٹ

اختتامی نقطہ: گلابی رنگ سے بے رنگ۔

بریٹ ریڈنگ:

استعمال شدہ $KMnO_3$ کا حجم mL	حتمی ریڈنگ	ابتدائی ریڈنگ	سلسلہ نمبر
			1
			2
			3

حجم اور مورالٹی کے درمیان رشتہ

$$a_2 M_1 V_2 = a_1 M_2 V_2$$

کہاں a_1 اور ایک a_2 آکسائیڈیشن حالت میں تبدیلیاں (آکسائیڈیشن نمبر)، متعلقہ انواع کے ساتھ موہر کے نمک کے محلول کا حجم

$$V_1 = 20 \text{ mL}$$

(پائپٹ ریڈنگز)

معیاری مہر کے نمک کے محلول کی مولرم M_1 ہے

$5 =$ MnO_4 میں Mn کی آکسائیڈیشن حالت میں تبدیلی a_2 ہے

$V =$ $KMnO_4$ کا حجم استعمال کرتا ہے

؟=

$KMnO_4$ کی مولرٹی M_2

ایک کی جگہ لے کر V_1, M_2, a_2, a_1 اور V_2, M_2 حساب لگایا جاسکتا ہے۔

دیئے گئے پوٹاشیم پرمینگانیٹ محلول کا ارتکاز = مول l^{-1} ۔

13.7 نتیجہ

(1) سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ اور پوٹاشیم پرمینگانیٹ کی طاقت کا تعین بالترتیب آکسیک ایسڈ اور فیروز امونیم سلفیٹ حل کے ساتھ ٹائٹ کر کے کیا جاتا ہے۔ ان کے متعلقہ واڑھوں کو _____ اور _____ کیا جاتا ہے۔

13.8 اپنی تفہیم کی جانچ کیجیے

1. بیوریٹ اور پیٹ کوٹائٹریشن میں استعمال ہونے والے متعلقہ محلولوں کو کھگانے کی ضرورت کیوں ہے؟

2. معیاری محلول تیار کرنے کے لیے خالص کیمیائی اشیا کا استعمال کیوں کرنا چاہیے؟

3. محلول کی سطح کی ریڈنگ لیتے وقت چلی ہائی سطح کو ہی کیوں ملحوظ رکھا جاتا ہے؟

4. پیٹ میں موجود محلول کے آخری قطرہ کو کس طرح باہر نکالا جاتا ہے؟

5. معیاری محلول تیار کرنے کے لیے ثانوی معیار کا استعمال کیوں نہیں کیا جاسکتا؟

13.9 استاد کے لیے تو

- (i) استاد کو چاہیے کہ وہ تجزیاتی ترازو کو استعمال کرنے کا طریقہ طلباء کو دکھائیں۔
- (ii) استاد کے لیے اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ ٹائٹریشن میں استعمال کیے جانے والی کیمیائی اشیا خالص ہوں اور محلول کشیدہ پانی میں ہی تیار کیا جائے۔
- (iii) ٹائٹریشن میں واقع ہونے والے تعامل کے بارے میں طلباء کو تفصیل سے بتایا جائے۔

13.10 اپنے جوابات کی جانچ کیجیے

- جواب 1. تحسیات میں غلطیوں سے بچنے کے لیے
جواب 2. ملاوٹیں تعامل کر سکتی ہیں اور تعامل میں خلل پیدا کر سکتی ہیں۔ وزن میں تبدیلی تحسیات میں غلطی کا سبب بن سکتی ہے۔
جواب 3. پیوریٹ میں محلول کی سطح ہمیشہ ہی معنی انداز میں ہوتی ہے لہذا اگر ہم اوپری ہلانی سطح کو نوٹ کریں گے تو محلول کے حجم میں کمی آجائے گی۔

جواب 4 تمام محلول کو باہر نکالنے کے بعد پیٹ کے کنارے کو مخروطی فلاسک کی دیوارے چھو کر۔

- جواب 5: (a) ثانوی معیار خالص اور خشک حالتوں میں دستیاب نہیں ہوتے۔
(b) یہ محلول کے ساتھ تعامل کر سکتے ہیں۔
(c) ان کا ہائڈریشن ہو سکتا ہے اور عمل کے دوران خود اپنے وزن کو تبدیل کر سکتے ہیں۔
(d) یہ ہوایا آکسیجن یا کاربن ڈائی آکسائیڈ سے تعامل کر سکتے ہیں۔

تجربہ -14

مندرجہ ذیل این آئین اور کیٹ آئین میں سے ایک این آئین اور ایک کیٹ آئین کی شناخت کرنے سے متعلق نمک کا کیفیتی تجزیہ

این آئین: (Anions) CO_3^{2-} , S^{2-} , NO_2^- , Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^- , SO_4^{2-} , PO_4^{3-}

کیٹ آئین (Cations) NH_4^+ , Pb^{2+} , Cu^{2+} , Fe^{3+} , Ni^{2+} , Zn^{2+} , Mn^{2+} , Ca^{2+}

14.1 مقاصد

- ☆ اس تجربہ کو انجام دینے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ
- ☆ کیفیتی تجزیہ کے مفہوم کی وضاحت کر سکیں؟
- ☆ کیمسٹری تجربہ گاہ میں کیمیائی اشیا اور ریجنٹ بوتلوں کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں؟
- ☆ تجربات سے متعلق سادہ عملوں کو انجام دے سکیں مثلاً گرم کرنا، خراج ہونے والی گیس کی جانچ کرنا، تقطیر اور تلچھٹ کی داشتنگ وغیرہ۔
- ☆ تعاملی آمیزہ میں رنگ کے ظاہر ہونے غائب ہونے، رسوب کے بننے، گدلا پن وغیرہ کا مشاہدہ کر سکیں؛
- ☆ خشک جانچ (test Dry) کے ذریعے نمک میں موجود این آئین اور کیٹ آئین کی موجودگی سے متعلق بنیادی فہم حاصل کر سکیں؛
- ☆ این آئینوں اور کیٹ آئینوں کی ابتدائی اور توثیقی جانچ کا کام انجام دے سکیں اور دیے ہوئے نمک کا تجزیہ کر سکیں۔

16.1 مطلوبہ اشیا (Required Materials)

(1) آلات

ٹیسٹ ٹیوب، ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر، بانڈ رو جن سلفاٹڈ گیس، محلول، تیف، شیشہ کی چھڑ

(2) کیمیائی اشیا

ہائیڈروجن سلفاٹڈ گیس

محلول

چونے کا پانی	سلور نائٹریٹ AgNO_3 (aq)	ایڈ ایسٹ (آبی)
اشارچ محلول	سوڈیم نائٹرو پراسائیڈ (aq)	پوٹاشیم آپوڈاٹڈ (aq)
امونیم ہائیڈروآکسائیڈ	پیریم کلورائیڈ (aq)	پوٹاشیم کرومیٹ (aq)
پوٹاشیم سلھو سائٹاٹڈ	پوٹاشیم فیرو سائٹاٹڈ (aq)	امونیم مالیدین (aq)
ایسٹیک اسید (ڈلیوٹ)	نیسلر ریجنٹ	نیلا تمس محلول
سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ	نائٹرک ایسڈ	سلفرک ایسڈ
(ڈائی لیوٹ اور مرکنز)	(ڈائی کیوٹ اور مرکنز)	(ڈائی کیوٹ اور مرکنز)
ہائیڈروکلورک ایسڈ	ڈائی میتھائل گلائی آکسیمی تقول	
(ڈائی لیوٹ اور مرکنز)		

ٹھوس کیمیائی اشیاء

امونیم کلورائیڈ	امونیم کاربونیٹ	امونیم مولبڈیٹ
پوٹاشیم ڈائکرومیٹ	فیرس سلفیٹ	

14.2 آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے

نامعلوم نمک کے کیفیتی تجزیہ میں اجزائے ترکیبی آئینوں کا سراغ اور ان کی شناخت شامل ہے۔ غیر نامیاتی نمک پانی میں حل ہو کر مکمل طور پر منفی اور مثبت چارج والے آئینوں میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ مثبت چارج والا آئن کیٹ آئن یا بیک ریڈیکل کہلاتا ہے جبکہ منفی چارج والا آئن آئن یا ایسڈ ریڈیکل کہلاتا ہے۔ آئینوں کی شناخت کے لیے متعدد ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔

کیفیت تجزیہ کے لیے دو قسم کے ٹیسٹ سرانجام دیے جاتے ہیں:

(1) خشک جانچ اور (ii) مرطوب جانچ (test Wet)

خشک جانچ کا کام ٹھوس غیر نامیاتی اشیاء کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ، مرطوب ٹیسٹ سے پہلے ہی انجام دیے جانے چاہئیں۔

1- خشک ٹیسٹ کے دوران ہم مندرجہ ذیل باتیں نوٹ کرتے ہیں:

- (i) نمک کی طبعی جانچ مثلاً رنگ، بو اور کثافت کچھ تیزابی اور اساسی ریڈیکل کے حوالے سے اہم سراغ فراہم کرتے ہیں۔
- (ii) خشک نمک پر حرارت کا اثر

II مرطوب ٹیسٹ محلول کے اندر انجام دیے جاتے ہیں۔ مرطوب ٹیسٹ میں ہم مندرجہ ذیل چیزیں نوٹ کرتے ہیں:

- (1) خارج ہونے والی گیس کا رنگ اور بو
- (ii) محلول کے رنگ کی تشکیل یا اس کا غائب ہونا اور
- (iii) رسوب کی تشکیل یا اس کا غائب ہو جانا

کوئی بھی ٹیسٹ منفی یا مثبت ہو سکتا ہے۔ مثبت ٹیسٹ وہ ہے جو تصویر میں دیے ہوئے نتائج کو ظاہر کرتا ہے اور منفی ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہے جس کے نتائج تصویر میں بتائے گئے نتائج سے میل نہیں کھاتے۔

مثال کے طور پر، کاربونیٹ آئین کی جانچ کے لیے آپ شے میں ڈائی لیون سلفیور کالیسڈ ملاتے ہیں۔ خارج ہونے والی بے رنگ گیس کو جب چونے کے پانی سے گزارا جاتا ہے تو چونے کا پانی دودھیہ ہو جاتا ہے (مثبت ٹیسٹ)۔ اگر چونے کا پانی دودھیہ نہیں ہوتا ہے تو یہ منفی ٹیسٹ ہے۔

نمک میں آئن آئن اور کیٹ آئن کا سراغ لگانے کے لیے مخصوص کیمیائی اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کیمیائی اشیاء کو ریجنٹ (Reagent) کہتے ہیں۔ جب ریجنٹ نمکوں سے تعامل کرتے ہیں تو نئے مرکبات کی تشکیل ہوتی ہے جن میں قابل مشاہدہ خصوصیات موجود ہوتی ہیں مثلاً رنگ، بو اور رسوب کا بنا۔ منتظم تجزیہ انجام دینے سے پہلے کچھ اہم لیباریٹری تکنیکوں کی معلومات ضروری ہے۔

14.2.1 لیباریٹری تکنیکیں (Laboratory Techniques)

نمک میں این آئین اور کیٹ آئین کی شناخت کے لیے کچھ تکنیکیں استعمال کی جاتی ہیں۔ پیکٹیکیں مندرجہ ذیل ہیں:

1 نمک یا محلول کو ٹیسٹ ٹیوب میں گرم کرنا

- (i) ٹیسٹ ٹیوب میں نمک یا محلول کو گرم کرتے وقت ٹیسٹ ٹیوب کو اس طرح پکڑنا چاہیے کہ ٹیسٹ ٹیوب کا منہ آپ یا آپ کے نزدیک کھڑے ہوئے دوسرے شخص سے دور ہو۔
- (ii) ٹیسٹ ٹیوب کے ایک پہلو کو لو کے سب سے باہر والے خطہ میں آہستہ آہستہ گرم کیجیے۔ گرم کرنے کے دوران ٹیسٹ ٹیوب کو وقتاً فوقتاً ہلاتے رہے تاکہ یہ پھٹنے نہ پائے۔
- (iii) ٹیسٹ ٹیوب میں ہمیشہ رقیق کی بالائی پرت کو گرم کیجیے تاکہ یہ فوراً ابلنے لگے۔ کبھی بھی ٹیسٹ ٹیوب کے پینڈے کو لو پر مت رکھیے نہیں تو پیمپنگ شروع ہو جائے گی۔
- (iv) زیادہ دیر تک گرم کرنے کے لیے ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر کا استعمال کیجیے۔ اگر ٹیسٹ ٹیوب کا حجم آدھے سے کم ہے اور آپ مواد کو معمولی سا گرم کرنا چاہتے ہیں تو اسے اپنے انگوٹھے اور انگلیوں کے درمیان پکڑ لیے۔

2 ریجنٹ بوتل کا استعمال

الماری سے مطلوبہ ریجنٹ بوتل اٹھائیے۔ اس کے اسٹاپر ہٹائیے اور اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیے۔ ٹیسٹ ٹیوب کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور انگلیوں کے درمیان پکڑ لیے۔ اب ٹیسٹ ٹیوب کی دیوار کے سہارے ریجنٹ کی مطلوبہ مقدار کو ملائیے۔ بوتل کو واپس الماری میں رکھیے اور فوراً اس پر اسٹاپر لگا دیجیے۔ اسٹاپر کو بھی میز پر مت رکھیے۔

3 خارج ہونے والی گیس کی جانچ

- (i) نمک میں ریجنٹ ملانے پر اگر ٹھنڈے محلول میں یا اسے گرم کرنے پر بلبلے نکلنے لگتے ہیں تو یہ گیس خارج ہونے کی علامت ہے۔
- (ii) خارج ہونے والی گیس کی بوسونگھیے کبھی بھی اپنی ناک کو براہ راست گیس کے تماس میں مت لائے۔
- (iii) فلٹر پیپر کی پیٹی یا ٹیسٹنگ ریجنٹ میں ڈوبی ہوئی شیشہ کی چھڑکے سرے کو ٹیسٹ ٹیوب کے منہ کے نزدیک لا کر۔
- (iv) خارج ہونے والی گیس کو ریجنٹ پر مشتمل ٹیسٹ ٹیوب میں کچھ سیکنڈ تک گزار کر۔

4 ترسیب (Precipitation) زیر جانچ محلول میں ریجنٹ ملانے یا کوئی گیس گزارنے پر بننے والا غیر حل پذیر مرکب رسوب

کہلاتا ہے اور یہ عمل ترسیب کہلاتا ہے۔ جیسے ہی شفاف محلول گدلا ہونے لگے تو یہ رسوب بننے کی علامت ہے۔ کچھ معاملوں میں رسوب ترکیبی ایجنٹ کی زیادتی کی وجہ سے حل ہو سکتا ہے، اس صورت میں دو مشاہدات کیے جانے چاہئیں۔ ایک مشاہدہ ترسیبی ریجنٹ کو بوند بوند کر کے ملانے پر اور دوسرا ترسیبی ریجنٹ کو زیادہ مقدار میں ملانے پر کیا جائے۔

5- **تقطیر (Filtration):** اس طریقے کے ذریعے کسی غیر حل پذیر مرکب کو تعاملی آمیزہ سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ تقطیر کا عمل انجام دینے کے لیے سب سے پہلے فلٹر پیپر کو مخروطی شکل میں موڑا جاتا ہے۔ پھر اسے اس طرح کھولا جاتا ہے کہ کاغذ کی تین پر تیں ایک جانب اور چوتھی پر ت دوسری جانب ہو۔ اس طرح سے فلٹر پیپر کا ایک کھوکھلا مخروط حاصل ہوگا۔ اب اس مخروط کو قیف میں رکھ کر پانی سے بھگو تے ہیں تاکہ یہ قیف میں صحیح طریقے سے بیٹھ جائے۔ رقیق آمیزہ کو ایک شیشہ کی چھر کے سہارے قیف میں لگے مخروط میں انڈیلے۔ فلٹر پیپر مخروط کو بھی بھی دو تہائی سے زیادہ مت بھر ہے۔ خیال رہے کہ فلٹر پیپر اور قیف کے درمیان بالکل بھی جگہ باقی نہ رہے۔ اس سے تقطیر کی شرح کم ہو جاتی ہے۔ رقیق فلٹر پیپر کے سوراخوں سے گزرتا ہوا قیف کے نیچے رکھے ہو سکے برتن میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ اس شفاف رقیق کو مقطر کہتے ہیں۔ غیر حل پذیر مرکب یا رسوب جو فلٹر پیپر کے اوپر رہ جاتا ہے تلچھٹ (Residue) کہلاتا ہے۔

6- **رسوب کو دھونا اور جمع کرنا:** رسوب کے ساتھ کسی بھی ٹیسٹ کو انجام دینے سے پہلے اس واش کرنا (دھونا) بہت ضروری ہے۔ دھونے کا کام اس طرح کیا جاتا ہے کہ جب رسوب قیف کے اندر ہو تو اس کے اوپر کشیدہ پانی ڈالتے ہیں۔ دھلائی کے بعد فلٹر پیپر کو احتیاط کے ساتھ قیف سے الگ کیجیے اور کھول کر خشک فلٹر پیپر پر پھیلا دیجیے۔ املی کی مدد سے رسوب کو احتیاط کے ساتھ واچ گلاس میں منتقل کر دیجیے۔ ٹیسٹ انجام دینے کے لیے ہر مرتبہ رسوب کی تھوڑی سی مقدار کا استعمال کیجیے۔

7- **خشک جانی (Dry test):** ایسے بہت سے ٹیسٹ ہیں جنہیں پاؤڈر نمک کا استعمال کر کے انجام دیا جاتا ہے۔ ان ٹیسٹ کی بنیاد پر حاصل ہونے والی معلومات عام طور سے مخصوص ریڈیکل کی موجودگی یا عدم موجودگی کا سراغ فراہم کرتی ہے۔ اس معلومات کی بنیاد پر ویٹ ٹیسٹ کو مختصر کیا جاسکتا ہے یا اس میں اصلاح کی جاسکتی ہے۔ چند اہم ڈرائی ٹیسٹ ذیل میں دیے گئے ہیں۔

(i) طبعی جانچ نمک کے رنگ، بو اور کثافت کا معائنہ کیجیے۔

نمبر شمار	مشاہدہ	نتائج
1.	ٹھوس شے کا رنگ	
	(i) نیلا	کا پر سالٹ موجود ہو سکتا ہے
	(ii) سبز (ہلکا یا گہرا)	کا پر نکل اور فیروسی سالٹ موجود ہو سکتا ہے
	(m) زرد	فیروسی سالٹ موجود ہو سکتا ہے
	(iv) گلابی	مینکیز نمک موجود ہو سکتا ہے
	(v) برف	مینکیز نمک موجود ہو سکتا ہے
	(vi) سفید	باقی ماندہ کیٹ آئین پر مشتمل سالٹ موجود ہو سکتے ہیں
		(Ca ²⁺ , NH ₄ ⁺ , Pb ²⁺ , Zn ²⁺)

2.	بو: کپچی کی مدد سے ایک چمکی نمک واج گلاس میں رگڑیے۔ امونیا کی بو سڑے ہوئے انڈے جیسی ہو	امونیم نمک موجود ہو سکتا ہے سلفائڈ نمک موجود ہو سکتا ہے
3.	کثافت نمک ہلکا ہے	زنک اور کیلشیم کے کاربونیٹ موجود ہو سکتے ہیں۔

(ii) خشک گرم جانچ: نمک (سالت) کو صاف اور خشک ٹیسٹ ٹیوب میں پہلے دھیمی آنچ پر اور پھر تیزی سے گرم کیا جاتا ہے۔

نمبر شمار	مشاہدہ	نتائج
1.	ٹھوس شے پکھل جاتی ہے اور دوبارہ سے ٹھوس شکل اختیار کر لیتی ہے۔	کیلشیم سالت موجود ہو سکتا ہے۔
2.	ٹھوس شے پھول جاتی ہے	فاسفیٹ موجود ہو سکتا ہے۔
3.	ٹھوس شے سے چرچراہٹ کی آواز آتی ہے	لیڈ نائٹریٹ موجود ہو سکتا ہے۔
4.	ٹھوس شے کی تصعید ہو جاتی ہے اور سفید انخزات بنتے ہیں۔	امونیم کلورائیڈ کی موجودگی کا امکان ہے۔

14.2.2 احتیاط (Precautions)

- اس ٹیسٹ کو انجام دینے کے لیے مکمل طور پر خشک ٹیسٹ ٹیوب کا استعمال کیجیے۔
- ٹیسٹ ٹیوب کے منہ کو اپنے آپ سے اور اپنے نزدیک کھڑے دوسرے طالب علم سے دور رکھیے۔
- گرم کرنے کے دوران، ٹیسٹ ٹیوب کو ایک ہی جگہ سے گرم مت کیجیے بلکہ اسے گھماتے رہیے نہیں تو ٹیوب چٹھکتی ہے۔
- خارج ہونے والی گیس کو سونگھنے کے لیے کبھی بھی اپنی ناک کو براہ راست ٹیسٹ ٹیوب کے منہ پر مت رکھیے۔ گیس کو ہمیشہ اپنے ہاتھوں کے پف کے ذریعے سونگھیے۔

14.3 این آئینوں کا سراغ اور ان کی شناخت

این آئینوں کی فہرست: SO_4^{2-} , NO_3^- , I^- , Br^- , Cl^- , NO_2^- , S^{2-} , SO_3^{2-} , CO_3^{2-} , CH_3COO^- , $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, PO_4^{3-}

14.3.1 ابتدائی جانچ (Preliminary Test)

این آئینوں کی سراغ رسانی کا طریقہ اتنا منظم نہیں ہے جتنا کہ اساسی ریڈیکل کا ہے۔ تیزابی ریڈیکل (این آئن) کو کیٹ آئینوں (اساسی ریڈیکل) کی طرح میزگروپوں میں شامل کرنا ممکن نہیں ہے۔

(A) ایسڈ کے ساتھ تعامل کرانے پر پیدا ہونے والے طیران پذیر ماحصلات کی شناخت پر مبنی:

(i) ڈائی لیوٹ سلفیورک ایسڈ کا اثر

(ii) مرتکز سلفیورک ایسڈ کا اثر

(B) محلول میں تعامل پر مبنی

محلول میں توشیقی جانچ کا کام انجام دینے کے لیے آبی محلول یا نمک کا سوڈیم کاربونیٹ مقطر تیار کرنا ضروری ہے۔

(i) این آئن تجزیہ کے لیے آبی محلول تیار کرنا: ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ایک چٹکی دیا ہوا نمک لیجیے۔ اس میں 2-3 پانی ملا کر اچھی طرح ہلایئے۔

(ii) سوڈیم کاربونیٹ مقطر (ایکسٹریکٹ تیار کرنا اگر نمک پانی میں غیر حل پذیر ہے تو سوڈیم کاربونیٹ ایکسٹریکٹ تیار کرنا ضروری ہے۔

اسے مندرجہ ذیل طریقے سے تیار کیا جاسکتا ہے:


نمک کو تقریباً اس کے دو گنے وزن کے ساتھ سوڈیم کاربونیٹ ملائیئے۔ ڈش میں مناسب مقدار میں پانی ملائیئے، ابا لیے اور چھان لیجیے۔ مقطر کو سوڈیم ایکسٹریکٹ کہتے ہیں۔

سوڈیم کاربونیٹ کو کس طرح استعمال کرنا ہے: سوڈیم کاربونیٹ ایکسٹریکٹ میں ہمیشہ ہی غیر تعامل شرح سوڈیم کاربونیٹ کی اضافی مقدار موجود ہوتی ہے جو ایسڈ ریڈیکل کے ٹیسٹ میں خلل پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا سوڈیم کاربونیٹ کی اضافی مقدار کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا کرنے کے لیے سوڈیم کاربونیٹ ایکسٹریکٹ کو کسی مناسب تیزاب (جس ایسڈ ریڈیکل جانچ کی جاتی ہے اس کی نوعیت کے اعتبار سے) کے ذریعے تیزابی بنا لیا جاتا ہے۔

(A) تیزابوں کا اثر

(I) ڈائی لیوٹ سلفیورک ایسڈ کے ساتھ ٹیسٹ: سالت (نمک) کا ڈائی لیوٹ سلفیورک ایسڈ کے ساتھ تعامل کے ذریعے جن

این آئینوں کا سراغ لگایا جاتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں:




سالت میں H_2SO_4 ملانے پر گیس خارج ہوتی ہے۔ مشاہدات اور تشریح کے لیے مندرجہ ذیل جدول ملاحظہ کیجئے۔

نتائج	تشریح	مشاہدہ	این آئن
CO_3^{2-}	$\text{MCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4$ $\rightarrow \text{M SO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ کاربن ڈائی آکسائیڈ (بے رنگ)	تیز بدباہت ایک بے رنگ اور بغیر بو والی گیس خارج ہوتی ہے	CO_3^{2-}
S^{2-} موجود ہو سکتا ہے	$\text{MS} + \text{H}_2\text{SO}_4$ $\rightarrow \text{M SO}_4 + \text{H}_2\text{S}$ ہائیڈروجن سلفائیڈ (بے رنگ)	بے رنگ کیس جس میں سے سڑے انڈے جیسی بو آتی ہے۔	S^{2-}
NO_2^- موجود ہو سکتا ہوتی ہے	$2 \text{M NO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4$ $\rightarrow \text{M}_2\text{SO}_4 + 2\text{HNO}_2$ نائٹریس ایسڈ (بے رنگ) $3\text{MNO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{HNO}_3 + \text{NO}$ $\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$ نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ (ال بھورا رنگ)	بھورے رنگ کی گیس خارج	NO_2^-

ٹیسٹ ٹیوب کے مواد کو ابالنا نہیں چاہیے۔ بہت زیادہ گرم کرنے کی وجہ سے H_2SO_4 تحلیل ہونے لگتا ہے اور سلفر ڈائی آکسائیڈ پیدا ہوتی ہے۔

Confirmatory tests of CO_3^{2-} , S^{2-} اور NO_2^- آئن (II)

(1) کاربونیٹ آئن CO_3^{2-} چونے کے پانی میں گیس گزرانے پر یہ کیلشیم کاربونیٹ بننے کی وجہ سے دودھیہ ہو جاتا ہے۔



CO_2^{+} کو زیادہ مقدار میں ملانے پر دودھیہ پن ختم ہو جاتا ہے اور شفاف محلول حاصل ہوتا ہے۔




(2) سلفائیڈ آئن S^{2-}

(a) لیڈ ایسیٹیٹ میں بھیگے ہوئے فلٹ پیپر کو جب لیس کے تماس میں لایا جاتا ہے تو یہ سیاہ ہو جاتا ہے۔



Black lead Sulphide


(b) سوڈیم نائٹروپروسائیڈ: سوڈیم نائٹروپروسائیڈ کے تازہ تیار کیے گئے محلول کو نمک محلول میں ملانے پر بنفشی رنگ حاصل ہوتا ہے۔



Sodium Nitroprusside

Violet colouration

(3) **نائٹرائٹ آئن NO_2^- : KI** اور اسٹارچ محلول کے آمیزہ میں بھیگا ہوا فلرٹ پیپر گیس کے تماس میں لاتے ہیں تو یہ نیلے یا بنفشی رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔



اسٹارچ آیوڈائیڈ کا مائیکس → اسٹارچ + I_2
(گہرا نیلا یا بنفشی رنگ)

(III) **مرکنز سلفیورک ایسڈ کے ساتھ ٹیسٹ:** اس ٹیسٹ کو ڈائی لیوٹ H_2SO_4 کے ساتھ ٹیسٹ انجام دینے کے بعد انجام دیا جاتا ہے۔ وہ آئن آئین جو ڈائی لیوٹ H_2SO_4 کے ساتھ مثبت ٹیسٹ دیتے ہیں، مرکنز H_2SO_4 کے ساتھ بھی تعامل کریں گے۔ نمک میں H_2SO_4 ملانے پر اگر کوئی گیس خارج ہوتی ہے تو مندرجہ ذیل جدول کی مدد سے نتائج اخذ کیجیے۔

آئن	مشاہدہ	تشریح	نتائج
Cl^-	تیکھی بو والی بیرنگ گیس خارج ہوتی ہے۔	$\text{MCl} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{MHSO}_4 + \text{HCl}$ ہائڈروجن کلورائیڈ (بے رنگ گیس)	Cl^- موجود ہو سکتی ہے۔
Br^-	تیکھی بو والی بھورے رنگ کی گیس خارج ہوتی ہے۔ ٹیسٹ محلول کا مواد لال بھورا ہو جاتا ہے۔	$\text{MBr} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{MHSO}_4 + \text{HBr}$ $2\text{HBr} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{SO}_4 + \text{Br}_2$	Br^- موجود ہو سکتی ہے۔
I^-	تیکھی بو والی بنفشی دھواں خارج ہوتا ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب کی دیواروں پر سیاہ دھبے نظر آتے ہیں۔	$\text{MI} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{MHSO}_4 + \text{HI}$ $\text{HI} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2 + \text{I}_2$ (آیوڈین بنفشی)	I^- موجود ہو سکتی ہے۔

NO_3^- موجود ہو سکتی ہے۔	$2MNO_3 + H_2SO_4 \rightarrow M_2SO_4 + 2HNO_3$ $4HNO_3 \rightarrow 2H_2O + O_2 + 4NO_2$ $3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 2Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$ $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$	تیکھی بو والی بھورے رنگ کی گیس خارج ہوتی ہے۔ تانیہ کی چھیلین ملانے پر گیس شدت اختیار کر لیتی ہے۔	NO_3^-
----------------------------	---	--	----------

احتیاط

1. ٹیسٹ ٹیوب کے مواد کو بالنا نہیں چاہیے۔
2. ٹیسٹ کا کام مکمل ہو جانے کے بعد ٹیسٹ ٹیوب کے مواد کو فوراً ہی سنگ میں مت پھینکیے۔ مرکنز H_2SO_4 کا پانی کے ساتھ تعامل بہت زیادہ حرارت زا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔
3. ٹیسٹ کے دوران خارج ہونے والی گیس کو سانس کے ذریعے اندر مت کھنچے کیونکہ یہ تا کی نوعیت کی ہوتی ہے۔
4. مرکنز H_2SO_4 کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔

(IV) NO_2^- اور I^- , Br^- , Cl^- کی توثیق جانچ

(a) کلورائیڈ آئن (Cl^-)

(i) سلورنائٹریٹ ٹیسٹ: آبی محلول میں سلورنائٹریٹ ملانے پر (سوڈیم کاربونیٹ ایکسٹریکٹ استعمال کرنے کی صورت میں $AgNO_3$ ملانے سے پہلے: HNO_3 کے ساتھ تیزابی بنایا جاتا ہے) وہی جیسا سفید رسوب حاصل ہوتا ہے جو مرکنز HNO_3 میں غیر حل پذیر ہے۔




وہی جیسا سفید رسوب امونیم ہائیڈروکسائیڈ میں حل پذیر ہے۔




ڈائل ائین سلور کلورائیڈ (بے رنگ)

(ii) کروئل کلورائیڈ ٹیسٹ:


خشک ٹیسٹ ٹیوب میں نمک اور ٹھوس $K_2Cr_2O_7$ کے آمیزہ کو مرکنز H_2SO_4 کے ساتھ گرم کرنے پر کروئل کلورائیڈ کا سفید دھواں حاصل ہوتا ہے۔



کرول کلورائیڈ کا دھواں ڈائی لیوٹ INO کوزرو بنا دیتا ہے۔




زرد محلول کو CH_3COOH کے ساتھ تیزابی بنا کر جب اس میں لیڈ ایسیٹ ملاتے ہیں تو لیڈ کرومیٹ (PbCrO_4) کا زرد محلول حاصل ہوتا ہے۔




(b) برومائڈ این Br^-

(i) سلورنائٹ ٹیسٹ: آبی محلول میں سلورنائٹ ٹیسٹ ملانے پر (سوڈیم کاربونیٹ ایکسٹریکٹ کو ڈائی لیوٹ HNO_3 کے ساتھ تیزابی بنانے کے بعد ہلکا زرد رسوب حاصل ہوتا ہے۔ رسوب امونیم ہائیڈروکسائیڈ میں جزوی طور پر حل پذیر ہے۔



Silver bromide (light yellow)




(ii) نامیاتی پرت جانچ: برومائڈ پر مشتمل آبی محلول میں کلورین واٹر ملانے پر آزاد برومین پیدا ہوتی ہے جو ٹیسٹ محلول کو نارنجی لال رنگ موطا کرتی ہے۔ کاربن ٹیٹراکلورائیڈ (CCl_4) کے ساتھ ہلانے پر (CCl_4) پرت میں لال بھورا رنگ نظر آتا ہے۔ CCl_4 کی نامیاتی پرت بے رنگ آبی پرت کے نیچے حاصل ہوتی ہے۔



Bromine, reddish brown in CCl_4

(c) آیوڈین این-1

(i) سلورنائٹ ٹیسٹ: آبی محلول کو ڈائی لیوٹ HNO_3 کے ساتھ تیزابی بنا کر جب اس میں AgNO_3 محلول ملایا جاتا ہے تو زرد رسوب حاصل ہوتا ہے جو NH_4OH میں غیر حل پذیر ہے۔



Silver iodide, yellow precipitate


(ii) نامیاتی پرت جانچ: ٹیسٹ محلول میں کلورین واٹر ملانے پر آزاد آیوڈین حاصل ہوتی ہے جو محلول کو بنفشی رنگ عطا کرتی ہے۔ کاربن ٹیٹراکلورائیڈ کے ساتھ ہلانے پر نامیاتی پرت کارنگ بنفشی ہو جاتا ہے۔




Iodine (Violet Colour in CCl₄)

(d) نائٹریٹ آئین (NO₃⁻)

رنگ ٹیسٹ: نمک کے آبی محلول یا اس کے سوڈیم کاربونیٹ ایکسٹریکٹ (ڈائی لیون: HNO₃ کے ذریعے تیزابی بنا کر) اور تازہ تیار کیے گئے فیری سلفیٹ محلول میں مرکنز ISO کوٹمیٹ ٹیوب کی دیواروں کے سہارے جب آہستہ آہستہ ملایا جاتا ہے تو دونوں پرتوں کے جنکشن پر بھورے رنگ کا چھلا/حلقہ نظر آتا ہے۔




Nitrosoferrous sulphate, (browning)




(B) انفرادی ٹیسٹ (Individual Tests)

(a) سلفیٹ آئن SO₄²⁻: تیزائی ڈائی لیوٹ (BaCl₂) نمک محلول یا اس کے ڈائی لیوٹ (HCl) نمک محلول یا اس کے سوڈیم کاربونیٹ ایکسٹریکٹ میں BaCl₂ محلول ملانے پر سفید رسوب حاصل ہوتا ہے جو مرکنز HCl یا HNO₃ میں غیر حل پذیر ہے۔



Barium chloride white precipitate

(b) فاسفیٹ آئن (PO₄³⁻): نمک یا اس کے آبی محلول یا اس کے سوڈیم کاربونیٹ ایکسٹریکٹ کو مرکنز HNO₃ کے ساتھ اس وقت تک گرم کرتے ہیں جب تک کہ دھوئیں کا نکالنا بند نہیں ہو جاتا۔ ٹیسٹ ٹیوب کے مواد کو پانی کے ذریعے ڈائی لیوٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس نیسٹ محلول کو امونیم مالڈیٹ کے ساتھ گرم کرنے پر امونیم فاسفو مالڈیٹ کا چمکیلا زرد رسوب حاصل ہوتا ہے۔



Ammonium phosphomolybdate
canary yellow precipitate

احتیاط

1- بعض اوقات BaCl₂ محلول ملانے پر پتلا سفید رسوب حاصل ہوتا ہے۔ ایسا پیریم فاسفیٹ بننے کی وجہ سے ہوتا ہے جو مرکنز HCl میں حل ہو جاتا ہے۔

2 فاسفیٹ آئن کے ٹیسٹ کے دوران نمک یا اس کے آبی محلول کو مرکنز (IIN) کے ساتھ گرم کرتے وقت اس میں پورسلین کا چھوٹا ٹکڑا یا جھانوا پتھر ملا لینا چاہیے تاکہ ٹیسٹ ٹیوب کے مواد کو جھلکنے سے روکا جاسکے۔

3. مرکنز HNO₃ کو احتیاط کے ساتھ استعمال کیجیے۔

14.5 کیٹ آئینوں کی شناخت

کیٹ آئینوں کی شناخت کے لیے (NH_4^+ آئین کے علاوہ جو صفر گروپ سے تعلق رکھتا ہے) انھیں کلورائیڈوں، سلفائیڈوں، ہائیڈروکسائیڈوں اور کاربونیوں کی حل پذیری میں فرق کی بنیاد پر چھ گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان آئینوں میں سے کیٹ آئینوں کی کچھ ریجنٹ (جنہیں گروپ ریجنٹ کہتے ہیں) کے ذریعے ترتیب کر لیتے ہیں۔ مندرجہ ذیل جدول میں بیک ریڈیکل (کیٹ آئین) کی گروپوں میں درجہ بندی گروپ ریجنٹ اور جس شکل میں ان کی ترتیب ہوتی ہے اسے مختصراً پیش کیا گیا ہے۔

گروپ	کیٹ آئین	گروپ ریجنٹ	جس شکل میں کیٹ آئین کی ترتیب ہوتی ہے
O	NH_4^+	مرکنز NaOH	کوئی رسوب نہیں بنتا گرم کرنے پر ایک بے رنگ گیس (امونیا) خارج ہوتی ہے جس میں تیکھی بو آتی ہے۔
I	Pb^{2+}	ڈائی لیوٹ HCl	کلورائیڈ
II	AS^{3+} , Cu^{2+}	ڈائی لوٹ HCl کی موجودگی میں H_2S گیس	سلفائیڈ
III	Al^{3+} , Fe^{3+}	NHCl کی زیادہ مقدار کے ساتھ NH_4OH کی اضافی مقدار	ہائیڈروآکسائیڈ
IV	Zn^{2+} , CO^{2+} Ni^{2+} , Mn^{2+}	NH_4OH اور $\text{NH}_4\text{Cl(s)}$ کی وافر مقدار کے ساتھ $\text{H}_2\text{S(g)}$	سلفائیڈ
V	Ca^{2+} , Sr^{2+} , Be^{2+}	NH_4OH اور NH_4Cl کی موجودگی میں $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$	کاربونیٹ
VI	Mg^{2+}	$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$	فاسفیٹ

کیٹ آئینوں کی شناخت کا کام شروع کرنے سے پہلے نمک کا محلول بنا لینا چاہیے۔

اصل محلول کی تشکیل/ تیاری: ایک صاف نمیسٹ ٹیوب میں ایک چنگی نمک لیجیے۔ اس میں 23 کشیدہ پانی ملا کر اچھی طرح ہلایئے۔ اگر نمک ٹھنڈے پانی میں حل نہیں ہوتا ہے تو مواد کو گرم کیجیے۔ اگر یہ گرم پانی میں بھی حل پذیر نہیں ہے تو اس میں مرکنز 1101 کے چند قطرے ملائیئے۔

احتیاط (Precautions): مرکنز HCl کو زیادہ مقدار میں مت ملائیے کیونکہ یہ کیٹ آئین تجزیہ کے دوران مشکل پیدا کر سکتا ہے۔
 (a) اگر مرکنز ICl ملانے پر گیس خارج ہوتی ہے تو بلبلے یا بدہمت ختم ہونے تک انتظار کیجیے اور اس کے بعد مرکنز HCl کے مزید 2-3 قطرے ملائیے۔

(b) اصل محلول تیار کرنے کے لیے صرف کشیدہ پانی کا استعمال کیجیے۔

کیٹ آئینوں (بیسک ریڈیکل) کے تجزیہ کے لیے عمومی قاعدے

(1) گروپ ریجنٹ کو باقاعدہ ترتیب میں ملانا چاہیے۔

(2) اعلیٰ گروپ والے ریڈیکل کے لیے ٹیسٹ اسی وقت انجام دینا چاہیے جب پچھلے گروپ کے ریڈیکل موجود نہ ہوں۔

(3) گروپ ریڈیکل کی مکمل ترسیب کو یقینی بنانے کے لیے گروپ ریجنٹ کی تھوڑی سی اضافی مقدار ملائیے۔

(4) جب کسی مخصوص گروپ کے لیے رسوب حاصل ہو جائے تو اسے چھان لیجیے اور تلچھٹ کو اس گروپ کے ریڈیکل کے تجزیہ کے لیے استعمال کیجیے۔ تجزیہ کرنے سے پہلے تلچھٹ کو کشیدہ پانی سے دو مرتبہ دھویئے۔

(5) کسی مخصوص گروپ میں کیٹ آئین کا پتہ لگانے کے لیے محلول کی تھوڑی سی مقدار کا استعمال کیا جاتا ہے جسے ٹیسٹ محلول کہتے ہیں۔

14.4.1 کیٹ آئین تجزیہ (Cation Analysis)

(1) صفر گروپ، امونیم آئن NH_4^+

امونیم آئن (NH_4^+) : NaOH محلول کے ساتھ گرم کرنے پر ایک تیکھی بو والی ہے رنگ گیس (امونیا) خارج ہوتی ہے۔



(امونیا) (بے رنگ)

توثیقی جانچ


گیس کو فیسلر ریجنٹ سے گزارنے پر سرخ بھورے رنگ کا رسوب حاصل ہوتا ہے۔



فیسلر ریجنٹ



(امینومرکیورک آیوڈائیڈ)



(b) گروپ-1 (Pb^{2+})

اگر نمک کے آبی محلول میں ڈائی لیوٹ HCl ملانے یا ڈائی لیوٹ HCl میں اصل محلول بنانے کے دوران سفید رسوب حاصل ہوتا ہے تو اس سے (Pb^{2+}) آئینوں کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے۔ گرم کرنے پر سفید رسوب دوبارہ چل ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا کرنے پر اس کی باز ترسیب ہو جاتی ہے۔



لیڈ کلورائیڈ (سفید رسوب)

نوٹ: اگر ڈائی لیوٹ HCl میں اصل محلول بنایا جاتا ہے اور گروپ-1 موجود نہیں ہے۔

(1) KI ٹیسٹ لیڈ کلورائیڈ کے گرم محلول میں KI ملانے پر زرد رسوب حاصل ہوتا ہے۔



لیڈ آئیوڈائیڈ (زرد رسوب)


(2) پوٹاشیم کرومیٹ ٹیسٹ لیڈ کلورائیڈ کے گرم محلول میں K₂CrO₄ ملانے پر زرد رسوب حاصل ہوتا ہے۔



لیڈ کرومیٹ (زرد رسوب)

(C) گروپ-II: AS^{3+} , Cu^{2+}

تیزابی اصل محلول سے ہائیڈروجن سلفائیڈ کیسے گزارنے پر رسوب حاصل ہوتا ہے۔ اس سے Cut آئینوں کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے۔




دھاتی سلفائیڈ

(1) اگر ٹیسٹ محلول کو ڈائی لیوٹ کرنے کے باوجود بھی کوئی رسوب نہیں بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گروپ-II موجود نہیں ہے۔

(2) دانے دار رسوب حاصل کرنے کے لیے گرم محلول سے 2-3 منٹ تک H_2S گزارے۔

Cu^{2+} این کی توشیحی جانچ: CuS کے سیاہ رسوب کو ڈائی لیوٹ: HNO_3 کے ساتھ گرم کرنے پر نیلے رنگ کا محلول حاصل ہوتا ہے۔



کا پرائیمریٹ (نیلے رنگ)

(1) امونیم ہائیڈروکسائیڈ ملانے پر رسوب حاصل ہوتا ہے جو اضافی ریجنٹ ملانے پر حل ہو جاتا ہے اور گہرے نیلے رنگ کا محلول حاصل ہوتا ہے۔



کا پر ہائڈراکسائیڈ (نیلا رسوب)



ٹیٹرا امین کیو پرک سلفیٹ (گہرا نیلا رنگ)

(2) خیلے محلول میں پہلے ایسیک ایسڈ اور اس کے بعد پوٹاشیم فیرو سائنائڈ ملانے پر چاکلیٹی بھورے رنگ کا رسوب حاصل ہوتا ہے۔




کا پر فیرو سائنائڈ

(چاکلیٹی بھورا رسوب)

آرسینک آئن As^{3+} کی توثیقی جانچ

نمک محلول میں H_2S گزارنے پر زرد رسوب حاصل ہوتا ہے۔ یہ رسوب زرد امونیم سلفائیڈ میں حل ہو کر امونیم تھائیو آرسینیٹ بناتا ہے۔




محلول میں ڈائی لیوٹ HCl ملانے پر زرد رسوب حاصل ہوتا ہے۔



زرد رسوب

اس رسوب کو مرکب HNO_3 میں حل کیجیے اور پھر امونیم مالڈیٹ ملائیے۔ پچھلے زرد رسوب حاصل ہوتا ہے جو آئنوں کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔



+ 12H₂O زرد رسوب

(d) گروپ III (Fe^{3+} آئن)

ابتدائی ٹیسٹ: اصل محلول میں تھوڑا سا مرکب HNO_3 ملائیے اور Fe^{2+} کی Fe^{3+} میں تکسید ہونے تک اہالیے۔ آپ اس میں تھوس NH_4Cl کی اضافی مقدار ملائیے اور پھر اس کے بعد امونیم ہائڈراکسائیڈ کی اضافی مقدار ملائیے۔ سفید یا سرخ بھورے رنگ کا

رسوب حاصل ہوتا ہے۔ یہ رسوب Fe^{3+} آئینوں کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔
نوٹ: NH_4OH کو بہت زیادہ مقدار میں ملانے سے گروپ III سے تعلق رکھنے والے رسوب حل ہونے لگیں گے لہذا اس سے گریز کیا جائے۔

Fe^{3+} آئینوں کی توثیقی جانچ $Fe(OH)_3$ کے لال بھورے رسوب کو ڈائی لیوٹ HCl میں حل کرنے پر زرد رنگ کا محلول حاصل ہوتا ہے۔



زرد محلول

(1) زرد محلول میں $K_4[Fe(CN)_6]$ ملانے پر پریشیائی نیلا رسوب حاصل ہوتا ہے۔



پریشیائی نیلا

(2) زرد محلول میں $KSCN$ ملانے پر سرخ رنگ کا محلول حاصل ہوتا ہے۔



فیرک تھائیوسائیٹ

(سرخ رنگ)

(e) گروپ IV کا تجزیہ (Zn^{2+} , Mn^{2+} & Ni^{2+} ions)

ابتدائی جانچ: اصل محلول لیجیے اور اسے قلوئی بنانے کے لیے محلول میں ہائیڈروجن سلفائیڈ گیس (H_2S) کو گزارے، ایک رسوب حاصل ہوتا ہے۔

سفید رسوب کا بنا Zn^{2+} آئینوں کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔

بف (گوشت کے رنگ جیسا) رسوب کی تشکیل Mn^{2+} آئینوں کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے۔

سیاہ رنگ کے رسوب کا بنا Ni^{2+} کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔



دھاتی سلفائیڈ


نوٹ: (1) ہائیڈروجن سلفائیڈ گیس کو ہمیشہ آہستہ آہستہ گزارنا چاہیے۔ بصورت دیگر کپس اپریٹس سے Fes کی تلچھٹ ٹیسٹ

محلول میں داخل ہو جائے گی اور ابہام پیدا ہوگا۔

(2) محلول H_2S گزرنے سے پہلے امونیا کی بو آجانی چاہیے۔

Co²⁺ آئینوں کی توثیقی جانچ

نمک کے اصل محلول میں NH₄Cl اور NH₄OH ملائیے۔ اب CH₃COOH کے ساتھ تیزابی بنائے گئے KNO₂ کو اس میں ملائیے۔ زرد رسوب Co²⁺ آئینوں کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔



یا محلول میں H₂S گزارنے پر سیاہ رسوب بنتا ہے۔ اس رسوب کو ایکوار جیا (HCl: HNO₃ 3:1) میں حل کیجیے۔ آبی NH₃ کے ذریعے تعدیلی بنائیے۔ اب اس میں NH₄SCN ملائیے۔ نیلا رنگ ظاہر ہو جائے گا جو Co²⁺ آئینوں کی موجودگی کی علامت ہے۔

Zn²⁺ آئین کی توثیقی جانچ


ZnS کے سفید رسوب کو ڈائلیوٹ HCl میں حل کرنے پر ایک بے رنگ محلول حاصل ہوتا ہے جس سے H₂S گیس خارج ہوتی ہے۔



(1) NaOH کی تھوڑی سی مقدار ملانے پر سفید رسوب حاصل ہوتا ہے جو اضافی NaOH میں حل پذیر ہے۔



زنک ہائیڈروکسائیڈ (سفید رسوب)



ٹیزا ہائیڈروکسوزنکلیٹ (II) آئین

(2) ZnS اور HCl کے محلول میں پوٹاشیم فیروسیانائیڈ ملانے پر خاکستری سفید رسوب حاصل ہوتا ہے۔





خاکستری سفید رسوب

Mn²⁺ آئین کی توثیقی جانچ

MnS کے رسوب کو ڈائلیوٹ HCl میں حمل کیجیے۔





ہائیڈروجن سلفائیڈ گیس کو ابال کر بنا دیجیے۔ حاصل محلول میں NaOH ملانے پر Mn(OH)₂ کا سفید رسوب حاصل ہوتا ہے۔ رسوب کو جب ہوا میں رکھتے ہیں تو یہ بہت تیزی سے تکسید ہو کر بھورا رنگ ظاہر کرتا ہے۔



Ni²⁺ آئین کی توثیقی جانچ:


NiS کا سیاہ رسوب گرم مرکب (INC) میں حل ہو کر ہلکے سبز رنگ کا محلول بناتا ہے اس محلول میں ONH اور ڈائی میتھائل گلائو آکسیم ریجنٹ ملانے پر نکل ڈائی میتھائل گلائو آکسیم کا سرخ رسوب بنتا ہے۔



Nickel dimethylglyoxime Cherry red precipitate

(Ca²⁺ion) V گروپ (b)

ابتدائی جانچ: اصل محلول میں ایک چمکی NH₄Cl ملاتے ہیں۔ محلول کو قلعوی بنانے کے لیے NH₄OH کو زیادہ مقدار میں ملائے اور پھر اس میں تازہ تیار کیا گیا (NH₄)₂CO₃ محلول ملائے۔ سفید رسوب حاصل ہوتا ہے۔




Metal carbonate (white precipitate)

سفید رسوب ایسیٹک ایسڈ میں حل پذیر ہے۔



Metal acetate (Colourless)

اس محلول میں امونیم آگزالیٹ ملانے پر کیلیشیم آگزالیٹ کا سفید رسوب حاصل ہوتا ہے۔



14.6 تجربہ کو کس طرح انجام دینا ہے

کیفیتی جانچ کا جدولی اظہار

14.6.1 ایسڈ ریڈیکل (Acid Radicals)

(1) ورک شیٹ نمبر 1: کاربونیٹ آئین (CO_3^{2-})

سلفائیڈ آئین (S^{2-}) اور

نائٹرائٹ آئین (NO_2^-)

نتیجہ	مشاہدہ	تجربہ	
کاربونیٹ (CO) موجود ہو سکتا ہے۔ (CO_3^{2-}) موجود ہے۔	تیزی کے ساتھ گیس خارج ہوتی ہے۔ چونے کا پانی دودھیہ ہو جاتا ہے۔	کاربونیٹ آئین ایک صاف ستھری نمٹ ٹیوب میں دیے ہوئے نمک کی تھوڑی سی مقدار ہے اور اس میں 1mL ڈائی لیوٹ H_2SO_4 ملائیے۔ لائم واٹرنیسٹ: خارج ہونے والی نہیں کو 2-3 چونے کے پانی سے گزارا ہے	(1)
سلفائیڈ (S^{2-}) موجود ہو سکتا ہے۔ سلفائیڈ (S^{2-}) موجود ہے۔	بے رنگ گیس خارج ہوتی ہے جس میں سڑے ہوئے انڈے جیسی بو آتی ہے۔ فلٹر پیپر سیاہ ہو جاتا ہے	سلفائیڈ آئین (S^{2-}) دیے ہوئے نمک کی تھوڑی سی مقدار ایک صاف ٹیسٹ ٹیوب میں لے کر اس میں 1mL ڈائی لیوٹ H_2SO_4 ملائیے۔ (1) توشیقی جانچ ایڈارٹیٹ میں بھیگے ہوئے فلٹر پیپر کے ٹکڑے کو نمیت ٹیوب کے منہ کے پاس لائیے۔	(2)
سلفائیڈ (S^{2-}) آئین موجود ہے۔	سرخ رنگ حاصل ہوتا ہے۔	(11) سوڈیم نائٹرو پروسائیڈ ٹیسٹ نمک کے آبی محلول کی 2ml مقدار میں 1ml تازہ تیار کیا ہوا سوڈیم نائٹرو پروسائیڈ محلول ملائیے اور آمیزہ کو اچھی طرح ہلائیے۔	

<p>ناٹرائٹ (NO_2^-) آئین موجود ہو سکتا ہے۔</p> <p>ناٹرائٹ (NO_2^-) آئین موجود ہے۔</p>	<p>تیکھی بو والی بھورے رنگ کی گیس خارج ہوتی ہے۔</p> <p>نیلا کالا بنفشی رنگ حاصل ہوتا ہے۔</p>	<p>ناٹرائٹ آئین (NO_2^-) آئین دیے ہوئے نمک کی تھوڑی سی مقدار ایک صاف ستھری ٹیسٹ ٹیوب میں لیجیے اور اس میں 1ml ڈائی لیوٹ H_2SO_4 ملائیے۔ KI اور اسٹارچ کے آمیزہ میں بھیکے ہوئے فلٹر پپر کے ذریعے ابتدائی ٹیسٹ میں خارج ہونے والی گیس کی جانچ کیجیے۔</p>	<p>(3)</p>
---	--	---	------------

ورک شیٹ نمبر 2 کلورائیڈ آئین (Cl^-)، برومائڈ آئین (Br^-)، آیوڈائیڈ آئین (I^-) اور ناٹرائٹ آئین (NO_3^-)

<p>نتیجہ کلورائیڈ آئین (Cl^-) موجود ہو سکتا ہے۔</p>	<p>مشاہدہ تیکھی بو والی بے رنگ گیس خارج ہوتی</p>	<p>تجربہ (A) کلورائیڈ آئین (Cl^-) دیا ہوئے نمک کی تھوڑی سی مقدار ایک صاف اور خشک ٹیسٹ ٹیوب میں لیجیے۔ اس میں مرکز کی 2-3 بوندیں احتیاط سے ملائیے۔ ٹیسٹ ٹیوب کو گرم کیجیے۔</p>
---	--	---

<p>نارنجی زرد دھواں خارج ہوتا</p>	<p>زرد رنگ کا محلول حاصل ہوتا</p>	<p>(1) کرومائل کلورائیڈ ٹیسٹ : (1) ایک خشک اور صاف ٹیسٹ ٹیوب میں نمک اور ٹھوس ہے پوتا شیم وائی کرومیت کو 3:1 کی نسبت میں لیجیے۔ اس میں مرکز H_2SO_4 کے 3-4 قطرے ملائیے اور تیزی سے گرم کیجیے۔ (ii) خارج ہونے والی گیس کو NaOH محلول سے گزاریے اور اچھی طرح ہلائیے۔</p>
<p>(Cl^-) موجود ہے۔</p>	<p>زرد رسوب بنتا ہے</p>	<p>(iii) مذکورہ بالا محلول کو ایسیٹک ایسڈ کے ذریعے تیزابی بنائیے اور NaOH کی مدد سے تعدیل کر لیجیے۔ اب اس میں لیڈ ایسیڈیٹ محلول ملائیے اور اچھی طرح ہلائیے۔</p>
<p>(Cl^-) موجود ہو سکتا ہے۔</p>	<p>وہی جیسا سفید رسوب بنتا ہے۔ بے رنگ رسوب حل پذیر ہے۔</p>	<p>(2) سلورنا کثرت نیست : (i) 5ml اصل محلول میں ڈائی لیوٹ HNO_3 ملا کر اسے تیزابی بنائیے۔ اب اس میں AgNO_3 کا 1ml محلول ملا کر اچھی طرح ہلائیے۔ (ii) رسوب کو چھان لیجیے۔ رسوب کو دھونے کے بعد اس میں 2-3 امونیم ہائیڈروکسائیڈ ملائیے اور اچھی طرح ہلائیے۔</p>

<p>(Br⁻) آئن موجود ہو سکتا ہے</p> <p>برومائڈ آئن (Br⁻) موجود ہے۔</p> <p>برومائڈ آئن (Br⁻) موجود ہے۔</p>	<p>تیکھی بو والی بھورے رنگ کی گیس خارج ہوتی ہے۔</p> <p>ٹیسٹ ٹیوب کا مواد نارنجی سرخ رنگ اختیار کرتا ہے۔</p> <p>سرخ بھورے رنگ کی آرسینک لیٹرنٹی ہے۔</p>	<p>(B) برومائڈ آئن (Br⁻) دیئے ہوئے نمک کی تھوڑی سی مقدار کو ایک صاف نمیٹ ٹیوب میں لیجیے اور اس میں مرتکز H₂SO₄ کے 2-3 قطرے ملائیے۔ ٹیسٹ ٹیوب کو احتیاط کے ساتھ گرم کیجیے۔</p> <p>(i) AgNO₃ ٹیسٹ: اصل محلول کی 2ml مقدار کو ڈائی لیوٹ HNO₃ کے ذریعے تیزابی بنائیے۔</p> <p>(ii) آریگنک لیٹریسٹ 2ml آبی محلول میں CCl₄ کی 2ml/1 مقدار اور 3ml کلورین واٹر ملائیے۔ اسے اچھی طرح ہلائیے۔</p>
<p>آیوڈین آئن (I⁻) موجود ہو سکتا ہے۔</p>	<p>تیکھی بو والا نقشہ دھواں خارج ہوتا ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب کی دیواروں پر سیاہ دھبے/چھینٹے نظر آتے ہیں</p>	<p>آیوڈائڈ آئن (I⁻) دیئے ہوئے نمک کی تھوڑی سی مقدار کو ایک صاف اور خشک ٹیسٹ ٹیوب میں لیجیے۔ اس میں مرتکز H₂SO₄ کے 23 قطرے احتیاط کے ساتھ ملائیے۔ ٹیسٹ ٹیوب کو آہستہ آہستہ گرم کیجیے۔</p>
	<p>زر در سوب بنتا ہے</p>	<p>(i) AgNO₃ ٹیسٹ: 2ml آبی محلول میں ڈائی لیوٹ HNO₃ ملا کر اسے تیزابی بنائیے۔ اب اس میں AgNO₃ کی 1ml مقدار ملائیے۔</p>
<p>(I⁻) موجود ہے</p> <p>(I⁻) موجود ہے</p>	<p>رسوب غیر حل پذیر ہے۔</p> <p>بنفشی نارنجی پرت حاصل ہوتی ہے</p>	<p>(ii) مذکورہ بالا رسوب میں 2-3 مونیم ہائڈراکسائیڈ محلول ملا کر اچھی طرح ہلائیے۔</p> <p>2ml آبی محلول لیجیے۔ اس میں CCl₄ کی 2ml/1 مقدار ملا ہے۔ اب اس میں 3-4ml کلورین واٹر ملا کر اچھی طرح ہلائیے۔</p>

<p>ناٹریٹ آئین (NO_3^-) موجود ہے۔</p>	<p>تیکھی بو والی بھورے رنگ کی گیس خارج ہوتی ہے جو تانیہ کی تھیلین ملانے پر زیادہ شدت اختیار کر لیتی ہے، محلول کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ رقیق سطحیں جہاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں وہاں بھورے رنگ کا حلقہ (Ring) بنتا ہے۔</p>	<p>(D) ناٹریٹ آئین (NO_3) ایک صاف اور خشک ٹیوب میں دیے ہوئے نمک کے تھوڑی سی مقدار لے کر اس میں مرکنز H_2SO_4 کے 2-3 قطرے احتیاط کے ساتھ ملائیے۔</p> <p>ٹیوب میں 1-2 ml آبی محلول میچے اور اس میں تازہ تیار کیا ہوا 2ml فیرس سلفیٹ محلول ملائیے۔ آمیزہ کو اچھی طرح ہلایئے۔</p> <p>اس محلول میں ٹیوب کی دیواروں کے سہارے مرکنز H_2SO_4 کے چند قطرے بتدریج ملائے بشرطیکہ ٹیوب میں کسی قسم کا خلل نہ پیدا ہو۔</p>
---	--	---

(iii) ورک شیٹ نمبر 3: سلفیٹ آئین (SO_4^{2-}) اور فاسفیٹ آئین (PO_4^{3-}) کا کیفیتی تجزیہ

نتیجہ	مشاہدہ	تجربہ
	<p>سفید رسوب بنتا ہے جو مرکنز HCl میں غیر حل پذیر ہے۔</p>	<p>سلفیٹ آئین (SO_4^{2-})</p> <p>Na_2CO_3 ایکسٹریکٹ یا نمک کے آبی محلول کو ڈائی لیوٹ HCl کے ذریعے تیزابی بنائیے اور پھر BaCl_2 محلول ملائیے۔</p>
<p>فاسفیٹ این (PO_4^{3-}) موود ہے۔</p>	<p>چمکدار زرد رسوب یا رنگ حاصل ہوتا ہے۔</p>	<p>(B) فاسفیٹ آئین (PO_4^{3-})</p> <p>Na_2CO_3 ایکسٹریکٹ کو ڈائی لیوٹ کے ذریعے تیزابی بنائیے اور پھر اس میں ٹھوس امونیم مالٹیڈیٹ ملائیے۔</p> <p>ٹیوب کو آہستہ آہستہ گرم کیجیے۔</p>

14.5.2 بیک ریڈیکل (Basic Radicals)

(i) ورک شیٹ نمبر 1: امونیم آئن (NH_4^+)

نتیجہ	مشاہدہ	تجربہ
(NH_4^+) امونیم آئن موجود ہو سکتا ہے۔	تیکھی بو والی ہے رنگ گیس خارج ہوتی ہے۔	ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ایک چٹکی نمک لیتے۔ اس میں 2-3 ملی لیٹر NaOH ملائیے۔ پہلے ٹیسٹ ٹیوب کو آہستہ اور پھر تیزی سے گرم کیجئے اگر ضروری ہو تو گیس کی بوسونگیے۔
(NH_4^+) امونیم آئن موجود ہو سکتا ہے۔	سرخ بھورا رسوب حاصل ہوتا	مذکورہ بالا گیس کو کم از کم 1 منٹ تک فیسلر ریجنٹ سے گزارے اور اچھی طرح ہلائے۔

(ii) ورک شیٹ نمبر 2: گروپ I لیڈ (II) آئن (Pb^{2+})

نتیجہ	مشاہدہ	تجربہ
(Pb^{2+}) لیڈ (II) آئن موجود ہو سکتا ہے۔	سفید رسوب حاصل ہوتا ہے۔	پانی میں حل پذیری ایک صاف ستھری ٹیسٹ ٹیوب میں ایک چٹکی نمک لیجیے۔ اس میں 2-3 ملی لیٹر پانی ملائیے اور پھر ہے۔ HCl کے چند قطرے ملا کر اچھی طرح ہلائیے۔ مذکورہ بالا رسوب کے ساتھ مندرجہ ذیل ٹیسٹ انجام دیے۔
	شفاف محلول حاصل	رسوب کو دھوئے اور اس کی تھوڑی سی مقدار کو 5-6ml گرم پانی میں گھولے۔ محلول کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجیے۔
(Pb^{2+}) لیڈ (II) آئن موجود ہے۔	زر در رسوب (PbI_2) حاصل ہوتا ہے۔	(a) پوٹاشیم آیوڈائیڈ ٹیسٹ: گرم محلول کے ایک حصہ میں 1ml پوٹاشیم آیوڈائیڈ محلول ملائیے۔ اسے اچھی طرح ہلائیے۔
(Pb^{2+}) لیڈ (H) آئن موجود ہے۔	زر در رسوب (PbCrO_4) حاصل ہوتا ہے۔	(b) پوٹاشیم کرومیٹ ٹیسٹ: گرم محلول کے دوسرے حصہ میں 1 ملی لیٹر K_2CrO_4 محلول ملا کر اچھی طرح ہلائیے۔

(iii) ورک شیٹ نمبر 3: گروپ II کا پر (II) آئین (Cu^{2+})

نتیجہ	مشاہدہ	تجربہ
(Cu^{2+}) موجود ہو سکتا ہے۔	سیال رسوب حاصل ہوتا ہے۔	ایک ٹیسٹ ٹیوب میں 2ml اصل محلول لیجیے اس میں چند قطرے ڈائی لیوٹ HCl محلول کے ملائیے
(Cu^{2+}) موجود ہو سکتا ہے۔	نیلے رنگ کا محلول حاصل ہوتا ہے۔	اس محلول میں H_2S گیس گزارے رسوب کی تھوڑی سی مقدار کو 1-2 ڈائی لیوٹ INO_3 میں گرم کیجیے اور محلول کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجیے۔
(Cu^{2+}) موجود ہے۔	چاکلیٹی بھورا رسوب حاصل ہوتا ہے	(1) دوسرے حصہ میں 2mL ایسٹک ایسڈ ملا کر اسے تیزابی بنائیے اور پھر اس میں 1mL پوٹاشیم فیرو سائٹرائڈ ملائیے۔

(iv) ورک شیٹ نمبر 4: گروپ III فیرک آئین یا آئرن (III) آئین (Fe^{3+})

نتیجہ	مشاہدہ	تجربہ
(Fe^{3+}) این موجود ہو سکتا ہے۔	سرخ بھورا رسوب حاصل ہوتا ہے۔	ایک صاف ستھری ٹیسٹ ٹیوب میں 2mL اصل محلول لیجیے۔ اس میں ٹھوس NH_4Cl کو اضافی مقدار میں ملائیے۔ اچھی طرح ہلائیے اور اگر ضروری ہو تو گرم کیجیے
		ٹھنڈے محلول میں NH_4OH کو بوند بوند کر کے اضافی مقدار میں ملائیے۔ اگر سرخ بھورا رسوب حاصل ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ Fe^{3+} این موجود ہیں۔
(Fe^{3+}) موجود ہے	پرشین بلورنگ حاصل ہوتا ہے۔	(1) محلول کے دوسرے حصہ میں 1mL پوٹاشیم فیرو سائٹرائڈ ملا کر اچھی طرح ہلائیے۔
(Fe^{3+}) موجود ہے	خون جیسا لال رنگ حاصل ہوتا ہے۔	(ii) محلول کے دوسرے حصہ میں 1mL پوٹاشیم سلفوسا نچا نڈ ملائیے۔

(v) ورک شیٹ نمبر 5: گروپ IV: زنک (11) آئین (Zn^{2+}) مینگنیز (II) آئین (Mn^{2+}) اور نکل (11) آئین (Ni^{2+})

نتیجہ	مشاہدہ	تجربہ
		ایک ٹیسٹ ٹیوبس 3-2 اصل محلول لیجیے۔ محلول میں NHOH کی اضافی مقدار ملا کر اسے قلعوی بنائیے۔ ٹیسٹ ٹیوب کو گرم کیجیے۔ اس میں 1/2 منٹ تک 1145 گیس گزارے
(Zn ²⁺) موجود ہو سکتے ہیں۔	سفید رسوب حاصل ہوتا ہے۔	(A) زنگ (II) آئین (Zn ²⁺) سفید یا گدلا سفید رسوب بنتا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ (Zn ²⁺) این موجود ہیں۔
	شفاف محلول حاصل ہوتا ہے۔	رسوب کو دھویئے اور ات 1ml ڈائی لیوٹ HCl میں حل کیجیے۔ اس میں 3ml-2 پانی ملا کر ڈائی لیوٹ کیجیے۔ محلول کو دو حصوں میں تقسیم کیجیے
(Zn ²⁺) این موجود ہے۔	سفید رسوب حاصل ہوتا ہے جو اضافی NaOH میں حل ہو کر بے رنگ محلول بناتا ہے۔	محلول کے ایک حصہ میں ڈائی لیوٹ NaOH محلول بوند بوند کر کے اضافی مقدار میں ملائیے۔
(Zn ²⁺) موجود ہے۔	زنگ (II) آئین خاکستری سفید رسوب حاصل ہوتا ہے۔	محلول کے دوسرے حصہ میں 1ml پوٹاشیم فیرو سائٹاڈ ملائیے اور اسے اچھی طرح بلا ہے۔
مینگنیز (II) آئین (Mn ²⁺) موجود ہو سکتے	بف رسوب حاصل ہوتا ہے۔	(B) مینگنیز (II) آئین: (Mn ²⁺) بف زنگ کے رسوب کا بنا (Mn ²⁺) آئینوں کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔
	شفاف محلول حاصل ہوتا ہے۔	بف رنگ کے رسوب کو 100 ڈائی لیوٹ 1101 محلول میں حل کیجیے۔ اس محلول میں 101-3-2 پانی ملا کر اسے ڈائی لیوٹ کیجیے۔
(Mn ²⁺) موجود ہو سکتے	سفید رسوب حاصل ہوتا ہے جو ہوائی تکسید کی وجہ سے بھورے رنگ کا ہو جاتا ہے۔	اس محلول میں ڈائی لیوٹ NaOH محلول بوند بوند کر کے اضافی مقدار میں ملائیے۔

(C) کل (II) آئین (N12): سیاہ رسوب کا بنتا Ni آئینوں کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔	سیاہ رسوب حاصل ہوتا ہے۔	(Ni ²⁺) آئین موجود ہو سکتے ہیں۔
رسوب کو دھو لیجیے اور اس کی تھوڑی سی مقدار کو ایک چائنا ڈش میں لے کر اس میں 1-2 مرتکز HNO ₃ ملائیے۔ اسے ابالیے اور چائنا ڈش کے مواد کی تبخیر کر کے خشک کر لیجیے۔	زرد مائل سبز تلچھٹ حاصل ہوتی ہے	
چائنا ڈش کو ٹھنڈا کر لیجیے۔ اس میں 2-3 ملی لیٹر پانی ملائیے۔ آمیزہ کو اچھی طرح ہلایے۔ اسی محلول کو ایک صاف ٹیسٹ ٹیوب میں منتقل کیجیے۔	ہلکے سبز رنگ کا محلول حاصل ہوتا ہے۔	
NH ₄ OH کی اضافی مقدار ملائیے اور پھر 1ml ڈائی میتھائل گلائی آکسیم ملا کر اچھی طرح ہلایے۔	گہرے سرخ رنگ کا محلول حاصل ہوتا ہے۔	(Ni ²⁺) آئین موجود ہیں۔

(vi) ورک شیٹ نمبر 6: گروپ V کیمیشیم (II) آئین

نتیجہ	مشاہدہ	تجربہ
نیمیشیم (II) آئین Ca ²⁺ موجود ہو سکتے ہیں۔	سفید رسوب حاصل ہوتا ہے۔	ایک صاف ستھری ٹیسٹ ٹیوب میں 2ml اصل محلول لیجیے۔ اس میں ایک چٹکی ٹھوس NH ₄ Cl اور Na ₄ OH کی اضافی مقدار ملائیے۔ اب تازہ تیار کیا ہوا 2ml NH ₄ CO محلول ملائیے۔ آمیزہ کو اچھی طرح ہلایے۔
	شفاف محلول حاصل ہوتا ہے	سفید رسوب کی تھوڑی سی مقدار لے کر اس میں 1ml ایسیٹک ایسڈ ملائیے
نیمیشیم (II) آئین Ca ²⁺ موجود ہیں۔	سفید رسوب حاصل ہوتا ہے۔	مذکورہ بالا محلول میں 2ml امونیم آگزیلیٹ محلول ملا کر اچھی طرح ہلایے۔

نمک کے دیے ہوئے نمونے میں کیٹ آئین اور این این کی شناخت مقصد: دیے ہوئے نمک میں این این اور کیٹ آئین کی موجودگی کا پتہ لگانا۔

نتیجہ	مشاہدہ	تجربہ
نمک میں Pb^{2+} ، NH_4^+ ، Ca^{2+} ، Zn^{2+} آئین موجود ہو سکتے ہیں	سفید	1- طبعی جانچ (1) نمک کا رنگ
NH_4^+ این موجود ہو سکتے ہیں۔	نمک کی تصعید ہو جاتی ہے۔	(ii) نمک کی تھوڑی سی مقدار کو ایک صاف اور خشک ٹیسٹ ٹیوب میں لے کر گرم کیجیے۔
کسی قسم کی تبدیلی کا مشاہدہ نہیں ہوتا NO_2^- اور S^{2-} ، CO_3^{2-} کی عدم موجودگی	کسی قسم کی تبدیلی کا مشاہدہ نہیں ہوتا ہے۔	(a) این این تجربہ 2- ایک صاف ٹیسٹ ٹیوب میں ایک چمکی نمک لے کر اس میں 2ml ڈائی لیوٹ H_2SO_4 ملائیے۔ آمیزہ کو پہلے آہستہ اور پھر تیزی سے گرم کیجیے۔
نائٹریٹ آئین (NO_3^-) موجود ہو سکتا ہے۔	تیکھی بو والی بھورے رنگ کی گیس خارج ہوتی ہے۔ اور محلول کا رنگ بھورا ہو جاتا ہے۔	3- ایک صاف اور خشک ٹیسٹ ٹیوب میں ایک چمکی نمک لیجیے۔ اس میں مرکنز: H_2SO_4 کے چند قطرے ملائیے۔ اسے آہستہ آہستہ گرم کیے۔ اب اس میں تانبہ کی چھین ملا کر دوبارہ سے گرم کیجیے۔
NO_3^- موجود ہے۔	H_2SO_4 کے چمکش پر بھورے رنگ کا حلقہ (Ring) بنتا ہے	4- NO_3^- کی توثیقی جانچ ایک ٹیسٹ ٹیوب میں 2ml اصل محلول لیجیے۔ اس میں تازہ تیار کیا ہوا 2ml آبی $FeSO$ محلول ملائیے۔ آمیزہ کو اچھی طرح ہلایئے اور اس میں مرکنز 11280 کے چند قطرے ٹیسٹ ٹیوب کی دیوار کے سہارے ملائیے اور ٹیسٹ ٹیوب میں کسی قسم کا خلل پیدا مت کیجیے۔

گروپ I کی عدم موجودگی	شفاف محلول	(b) کیٹ آئن تجزیہ 5- ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ایک چمکی نمک لے کر اس میں 2-3 ملی لیٹر پانی ملائیے اس کے بعد اس میں 34 قطرے ڈائی لیوٹ HCl کے ملائیے اور آمیزہ کو اچھی طرح ملائیے اور آمیزہ کو اچھی طرح ہلایئے۔
		6- مذکورہ بالا محلول میں H_2S گیس گزارے
گروپ 11 کی عدم موجودگی گروپ I1 ^o کی عدم موجودگی	کوئی رسوب نہیں بنتا	7- ٹیسٹ ٹیوب میں 2ml اصل محلول لے کر اس میں ٹھوس NH_4Cl کی اضافی مقدار ملائیے اور پھر NH_4OH کو اضافی مقدار میں ملائیے۔ آمیزہ کو آہستہ آہستہ گرم کیجیے
		8- گروپ 11 محلول میں H_2S گیس گزارے۔
گروپ v موجود ہے	سفید رسوب بنتا ہے۔	9- ایک ٹیسٹ ٹیوب میں 211 اصل محلول لیجیے اور اس میں ایک چمکی ٹھوس NH_4Cl ملائیے۔ NH_4OH محلول کو اضافی مقدار میں ملانے کے بعد 2ml تازہ تیار کیا ہو $(NH_4)_4CO_3$ محلول ملائیے اور اچھی طرح ہلایئے۔
Ca^{2+} موجود ہو سکتا ہے۔	رسوب حل ہو جاتا ہے	کیٹ آئین کی توثیق جانچ 10- رسوب کو چھاننے اور دھونے کے بعد اس میں 2ml ایسٹیک ایسڈ ملائیے۔
Ca^{2+} موجود ہے۔	سفید رسوب حاصل ہوتا ہے	11- مذکورہ بالا محلول میں 2 ملی لیٹر $(NH_4)_2CO_3$ محلول ملائیے
		نتیجہ: دیے ہوئے نمک میں موجود ہے۔ این آئن NO_3^- کیٹ آئن Ca^{2+}

احتیاط

- 1- تیز ابوں کا استعمال احتیاط کے ساتھ کیجیے۔
- 2- تیز ابوں اور نمک کی بہت زیادہ مقدار کا استعمال مت کیجیے۔
- 3- خارج ہونے والی گیس کی جانچ کے لیے اشیا کو پہلے سے تیار رکھیے۔
- 4- خارج ہونے والی گیس کی جانچ کا کام فوراً انجام دیجیے۔ اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا نمک ملائیے اور گیس کی جانچ فوراً کیجیے۔
- 5- گروپ ریجنٹ کو صحیح ترتیب میں ملائیے۔
- 6- این این تجزیہ کا کام کیٹ این تجزیہ سے پہلے انجام دیجیے۔
- 7- H_2S گیس کو گرم محلول سے گزار ہے۔
- 8- گروپ v میں ہمیشہ ایک چٹکی NH_4Cl کا استعمال کیجیے۔

مشاہدات

طلبا کو چاہیے کہ وہ دیے ہوئے نمک کے تجزیہ کے دوران کیے جانے والے مشاہدات اور حاصل نتائج کو درج کریں۔

14.7 خلاصہ

دیے ہوئے نمک میں موجود ہے:

- (i) تیز ابی ریڈیکل
- (ii) اساسی ریڈیکل
- (iii) دیا ہوا نمک ہے۔

14.8 اپنی تقسیم کی جانچ کیجیے

- 1- کیفیت تجزیہ سے کیا مراد ہے؟
.....
- 2- اصطلاح "مثبت جانی اور منفی جانچ" سے کیا مراد ہے؟
.....
- 3- جب کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کیشیم ہائیڈروکسائیڈ محلول کے بجائے $Ba(OH)_2$ محلول سے گزارا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟
.....

- 4- جب ایسڈ کو زیادہ ابال لیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟
- 5- کرومائل کلورائیڈ ٹیسٹ کے دوران ٹیسٹ ٹیوب کو خشک رکھنا کیوں ضروری ہے؟
- 6- برومین (Br_2)، آیوڈین (I_2) پانی کے مقابلے میں زیادہ حل پذیر کیوں ہے؟
- 7- کیفیتی تجزیہ میں آپ Br اور NO کے درمیان کس طرح فرق کریں گے؟
- 8- نمک کا اصل محلول بنانے کے لیے $TiNO$ کو کیوں نہیں استعمال کیا جاسکتا؟
- 9- گروپ ریجنٹ کیا ہے؟
- 10- ہائیڈروجن سلفائیڈ گیس تیار کرنے کے لیے کپس اپریٹس میں کون کون سی کیمیائی اشیا استعمال کیا جاتا ہے؟
- 11- گروپ ریجنٹ کیا ہے؟
- 12- NO آئین کے رنگ ٹیسٹ کو انجام دیتے وقت مرکنز H_2O_3 کو ٹیسٹ ٹیوب دیواروں کے سہارے کیوں ملانا چاہیے۔
- 13- کیا گروپ v کا رسوب ایسک ایسڈ کے بجائے ڈائی لیوٹ 111 میں حل ہو جاتا ہے؟

14.9 استاد کے لیے نوٹ

- 1- استاد کو چاہیے کہ وہ تجربہ کے دوران استعمال ہونے والی اہم اصطلاحات کی وضاحت کریں۔
- 2- استاد کو تجربہ سے متعلق بھی تکنیکوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
- 3- کیفیتی تجزیہ میں طلباء تینز ابوں، القلیوں اور دیگر لیبارمیٹری ریجنٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ استاد کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور انہیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ سبھی طلباء تمام احتیاطی تدابیر کو بروئے کار لائیں۔
- 4- $FeSO_4$ (a) سوڈیم نائٹرو پروسائیڈ اور $(NH_4)_2 CO_3$ (c) کا تازہ تیار کیا ہوا محلول ہی استعمال کرنا چاہیے۔
- 5- مندرجہ ذیل این آئین اور کیٹ آئین کا مجموعہ نہیں دینا چاہیے۔

- (i) جیلائڈ آئین اور P62
- (ii) SO₂ آئین اور Ca²⁺, Pb²⁺
- (iii) PO₄²⁻ آئین اور گروپ IIIIV
- (iv) S²⁻ اور گروپ 11 اور گروپ VI کیٹ آئین
- 6- استاد اس بات کو یقینی بنائیں کہ طلبانے دیے ہوئے نمک کا تجزیہ منظم طور پر کیا ہے۔
- 7- اس تجربہ میں دی ہوئی احتیاطی تدابیر اور کیمسٹری لیباریٹری کی عام احتیاطی تدابیر پر عمل کیجیے۔
- 8- نمکوں کے تجزیہ کی بھرپور مشق کیجیے۔ طلباء پر کیٹیکل کوریکارڈ کرنے کے لیے اپنی نوٹ بک کا استعمال کر سکتے ہیں۔

14.10 اپنے جوابات کی جانچ کیجیے

- 1- کیفیت تجزیہ نامعلوم نمک کے اجزائے ترکیبی آئینوں کا سراغ کھانے اور ان کی شناخت کرنے کا طریقہ ہے۔
- 2- مثبت جانچ اس جانچ کو کہتے ہیں جس کے مشاہدات ریڈیکل کے عین مطابق ہوتے ہی جبکہ منفی جانچ ٹیسٹ کے لیے مطلوبہ مشاہدات فراہم نہیں کرتی۔
- 3-
$$\text{Ba(OH)}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{BaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$$
- 4-
$$2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{SO}_2 + \text{O}_2$$
- 5- اگر ٹیسٹ ٹیوب خشک نہیں ہے تو مرکز (H₂SO₄) ڈائی لیوٹ ہو جائے گا اور کرومائل کلورائیڈ ٹیسٹ کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا جاسکے گا۔
- 6- شریک گرفت نوعیت کی حامل ہونے کی وجہ سے Br₂ اور 12 غیر قطبی محل مثلاً CCl₄ میں زیادہ عمل پذیر ہیں۔
- 7- برومائڈ آئین (Br) برومین کے سرخ بھورے اجزات پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے محلول سرخ رنگ اختیار کر لیتا ہے اور H₂SO₄ سے تعامل کرنے پر NO₃ آئین NO₂ کے بھورے اجزات پیدا کرتے ہیں جو کاپر کی چھین کے ساتھ گرم کرنے پر زیادہ شدت اختیار کر لیتے ہیں۔
- 8- HNO₃ ایک تکسیدی ایجنٹ ہے۔ یہ H₂S کی سلفر (S) میں تکسید کر دیتا ہے
- 9- کیٹ آئین اپنے متعلقہ گروپ میں تیزابی یا قلویت کے متعین حالات میں مخصوص کیمیکلز ملانے پر رسوب بنا لیتے ہیں۔ ان کیمیکلز کو گروپ ریجنٹ کہتے ہیں۔
- 10- FeS اور ڈائی لیوٹ H₂SO₄
- 11- گروپ V ریجنٹ NH₄OH اور NH₄Cl کی موجودگی میں (NH₄)₂CO₃ محلول
- 12- اگر مرکز سلفیورک ایسڈ کو براہ راست ملا دیا جائے تو محلول کا رنگ سرخ بھورا ہو جائے گا۔
- 13- مونیم آگزائیڈ (NH₄)₂C₂O₄ ملانے پر Ca²⁺ آئین کیلشیم آگزائیڈ (CaC₂O₄) کی شکل میں رسوب بنا لیتے ہیں۔ یہ رسوب ڈائی لیوٹ HCl میں بہت زیادہ حل پذیر ہے لہذا کیلشیم (11) آئین ڈائی لیوٹ HCl کی موجودگی میں رسوب نہیں بنائیں گے۔

تجربہ - 15

دیے ہوئے نامیاتی مرکبات میں تقابلی گروپ (فنکشنل گروپ) کی شناخت کرنا اور

- (1) غیر سیرشدگی کی جانچ کرنا
- (ii) کاربوکسلک، فینولک، ایلڈیہائیڈ اور کیٹونی گروپوں کے لیے ٹیسٹ انجام دینا۔

مقاصد

- اس تجربہ کو انجام دینے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ
- ☆ سادہ جانچ کے ذریعے دیے ہوئے نامیاتی مرکب میں غیر سیرشدگی کی موجودگی کی شناخت کر سکیں؟
 - ☆ سیرشدہ اور غیر سیرشدہ مرکبات کے درمیان فرق کر سکیں؟
 - ☆ دیے ہوئے نامیاتی مرکب میں مندرجہ ذیل فنکشنل گروپوں کاربوکسلک، فینولک، ایلڈیہائیڈ اور کیٹونی گروپ کی موجودگی کا سراغ لگا سکیں؟
 - ☆ (a) کاربوکسلک اور فینولک (b) ایلڈیہائیڈ اور کیٹونی گروپوں پر مشتمل مرکبات کے جوڑوں کے درمیان فرق کر سکیں:
 - ☆ کاربوکسلک اور فینولک گروپوں کی تیزابی نوعیت کی وضاحت کر سکیں:
 - ☆ مختلف ٹیسٹوں سے متعلق تعاملات کو لکھ سکیں۔


15.1 آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے۔

کسی نامیاتی مرکب کے سیرشدہ ہونے کا سبب اس کے سالمہ میں ڈیل بونڈ ($>C=C<$) یا ٹریپل بونڈ ($-C\equiv C-$) کی موجودگی ہے۔ غیر سیرشدگی کی موجودگی کی جانچ مندرجہ ذیل دو طریقوں سے کی جاتی ہے۔


(1) برومین واٹر ٹیسٹ

(11) بیئر کا ٹیسٹ (1% قلوئی پوٹاشیم پرومیکائٹنیت محلول کا استعمال کر کے)

(i) برومین واٹر ٹیسٹ: نامیاتی مرکب میں برومین واٹر کو بوند بوند کر کے ملا یا جاتا ہے۔ برومین واٹر کا بے رنگ ہو جانا نامیاتی مرکب میں غیر سیرشدگی کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔



(ii) بیئر کا ٹیسٹ (Baeyer's Test): نامیاتی مرکب کا قلوئی پوٹاشیم پرمینگنیت کے آبی محلول کے ساتھ تعامل کرایا جاتا ہے پوٹاشیم پرمینگنیت کا گلابی رنگ غائب ہو جاتا ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مرکب غیر سیرشدہ ہے۔








احتیاط

- 1- برومین واثر یا برومین کو کاربن ٹیٹراکلورائیڈ میں مست ملائیے۔
- 2- اگر مرکب پانی میں حل پذیر ہے تو ٹیسٹ کے لیے برومین واٹر کا استعمال کیجیے اور اگر مرکب پانی میں حل پذیر نہیں ہے تو رقیق مرکب کی Snil مقدار یا ٹھوس مرکب کی ایک چمکی مقدار کو 1mL کاربن ٹیٹراکلورائیڈ میں حل کیجیے اور پھر کاربن ٹیٹراکلورائیڈ محلول میں برومین کے ساتھ اس کی جانچ کیجیے۔
- 3- ریجنٹ کو بوند بوند کر کے ملائیے۔

15.1.1 تفاعلی گروپ (Functional Group)

فنکشنل گروپ مرکب کا وہ حصہ ہے جو ایٹم یا اینٹوں کے مجموعہ پر مشتمل ہوتا ہے اور مخصوص تعاملات کا اظہار کرتا ہے۔ یہ دیے ہوئے مرکب کا تعامل پذیر حصہ ہے جبکہ ہائیڈروکاربن والا حصہ غیر تعامل پذیر ہوتا ہے۔ مثلاً $CH_3-CH_2-CH_2-COOH$ میں $CH_3-CH_2-CH_2$ غیر تعامل پذیر ہائیڈروکاربن زنجیر ہے جبکہ $COOH$ فنکشنل گروپ ہے جسے کاربوکسلک ایسڈ گروپ کہتے ہیں۔ $CH_3-CH_2-CH_2-COOH$ میں تمام تعاملات کا سبب $COOH$ گروپ کی موجودگی ہے۔ مندرجہ ذیل سیکشن میں ہم چار فنکشنل گروپوں یعنی فینول، کاربوکسلک (COOH) اینڈ ہائیڈ (CHO) اور کیٹون $>C=O$ کی کیمسٹری سے بحث کریں گے۔ ان گروپوں پر مشتمل مرکبات کی مثالیں مندرجہ ذیل جدول میں دی ہوتی ہیں۔

Functional Group	Class of the Compound	Specific Example
$C_6H_5 - OH$ Phenolic	Phenols	$C_6H_5 - OH$  cresol CH_3COOH
$\begin{array}{c} O \\ \\ -C- OH \end{array}$ Ethanoic acid Carboxylic acid group	Carboxylic	CH_3COOH  Benzoic Acid  Salicylic Acid  Phthalic Acid
$\begin{array}{c} H \\ \\ -C- O \end{array}$ Aldehydic	Aldehydes	CH_3CHO Ethanal C_6H_5CHO Benzaldehyde

> C = O Ketonic	Ketones	COCH_3 CH_3COCH_3 Propanone 
--------------------	---------	--

(A) کاربوکسلیک گروپ کے لیے ٹیسٹ


کاربوکسلیک گروپ کی شناخت مندرجہ ذیل ٹیسٹوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔

(1) لٹمس ٹیسٹ: مرکب کے آبی محلول کے ایک قطرہ کو نیلے لٹمس پیپر پر رکھے اگر نیلا لٹمس لال ہو جاتا ہے تو یہ مرکب کی تیزابی نوعیت کو ظاہر کرتا ہے۔

(ii) سوڈیم ہائیڈرو کاربونیٹ ٹیسٹ: سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ کے سیر شدہ محلول کو مرکب کے آبی محلول میں ملائیے اگر CO_2 گیس کے اخراج کی وجہ سے بہت زیادہ بد بواہت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کاربوکسلیک گروپ موجود ہے۔





(iii) ایسٹریفیکیشن ٹیسٹ: دیے ہوئے نامیاتی مرکب کو مساوی مقدار میں مطلق اس تھال کے ساتھ ملاتے ہیں اور پھر اس میں مرکنز سلفیورک ایسڈ کے چند قطرے ڈالے جاتے ہیں۔ آمیزہ کو واٹر ہاتھ پر گرم کرتے ہیں۔ اگر پھولوں جیسی ہو (میٹھی ہو محسوس ہوتی ہے تو یہ کاربوکسلیک گروپ کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے۔



(B) فینولی گروپ کے لیے ٹیسٹ

(i) فیرک کلورائیڈ ٹیسٹ: ایک چٹکی نامیاتی مرکب کو پانی یا الکل میں ملائیے۔ اب اس محلول کے چند قطرے تعدیلی فیرک کلورائیڈ محلول میں ملائیے۔ اگر سرخ نیلا یا بنفشی رنگ ظاہر ہوتا ہے تو اس سے فینولی گروپ کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر سرخ رنگ ظاہر ہوتا ہے تو یہ فینول ہے جبکہ بنفشی رنگ، اورم کریول کو ظاہر کرتا ہے۔ ریسوکرینول (Resocriinol) کے ساتھ نیلا رنگ اور کیلکول (Catechol) کے ساتھ ہر رنگ ظاہر ہوتا ہے۔

(ii) لبراین کا ٹیسٹ: نامیاتی مرکب کو ٹھوس سوڈیم نائٹریٹ (2-3) کرٹل کے ساتھ ملائیے اور چند سیکنڈ تک آہستہ آہستہ گرم کیجیے۔ آمیزہ کو ٹھنڈا کر کے اس میں مرکنز سلفیورک ایسڈ ملائیے۔ پانی سے ڈائی لیوٹ کرنے پر محلول کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے اور سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کے ساتھ تعامل کرانے پر رنگ تبدیل ہو کر نیلا سبز ہو جاتا ہے مذکورہ بالا مشاہدہ دیے ہوئے مرکب میں فینولی گروپ کی موجودگی کو تصدیق کرتا ہے۔





(C) ایڈیہائڈ اور کیٹون کے لیے ٹیسٹ

ایڈیہائڈ اور کیٹون دونوں ہی کاربوئل گروپ ($>\text{C}=\text{O}$) پر مشتمل ہوتے ہیں۔ کاربوئل گروپ کی تصدیق مندرجہ ذیل کے ذریعے کی جاسکتی ہے۔



(1) 2,4 ڈائی نائٹروفینائل ہائڈرازین (2,4-DNP)

(ii) سوڈیم ہائی سلفائیٹ

(i) 2,4-DNP ٹیسٹ: نامیاتی مرکب میں 2,4-DNP ریجنٹ ملا کر واٹر ہاتھ میں گرم کرتے ہیں۔ زرد یا نارنجی کرسٹلوں کا بننا کاربوئل گروپ (ایڈیہائڈ یا کیٹون) کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔




(ii) سوڈیم ہائی سلفائیٹ ٹیسٹ: نامیاتی مرکب کا سوڈیم ہائی سلفائیٹ کے ساتھ تعامل کرایا جاتا ہے۔ آمیزہ کو اچھی طرح ہلاتے ہیں اور 15 منٹ کے لیے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں کرسٹلی رسوب کا بننا کاربوئل گروپ کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔




(A) ایڈیہائڈوں کے لیے ٹیسٹ

(1) **فیہنگ ٹیسٹ:** نامیاتی محلول میں فیہنگ محلول ملا کر واٹر ہاتھ میں گرم کرتے ہیں۔ سرخ یا نارنجی رسوب ایڈیہائڈ گروپ کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔



ایڈیہائڈ کیو پرک آئینوں (u) کی کیو پرس آکسائیڈ (CuO) میں تحویل کر دیتا ہے۔
ٹالنس ریجینٹ ٹیسٹ: نامیاتی مرکب میں مساوی مقدار میں ٹالنس ریجینٹ ملا کر آمیزہ کو واٹر ہاتھ میں گرم کرتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب کی اندرونی دیواروں پر چمکدار سلور مرر (Mirror Silver) کی موجودگی ایڈیہائڈ گروپ کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے۔



ٹالنس ریجینٹ (امونیکل سلور نائٹریٹ محلول) سلور آئینوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ آئین ایڈیہائڈوں کے ذریعہ دھاتی سلور میں تحویل ہو جاتے ہیں۔

(B) کیٹون کے لیے ٹیسٹ

- کیٹون، فیہنگ اور ٹالنس ٹیسٹ نہیں دیتے۔ کیٹون مندرجہ ذیل دو ٹیسٹ دیتے ہیں جو ایڈیہائڈ نہیں دیتے۔
1. **دائی نائٹرو بیٹریٹ ٹیسٹ:** m نائٹرو بیٹریٹ کے باریک پاؤڈر میں نامیاتی ڈائی مرکب کی اتنی ہی مقدار ملائے اور اس میں ڈائی لیوٹ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ محلول ملائے سرخ رنگ کا ظاہر ہونا کیٹونی گروپ کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔
 2. **سوڈیم نائٹرو پروسائیڈ ٹیسٹ:** دیے ہوئے نامیاتی مرکب میں سوڈیم نائٹرو پروسائیڈ محلول اور تھوڑی سی مقدار میں سوڈیم

ہائڈروکسائیڈ محلول ملائے سرخ بنفشی رنگ کا ظاہر ہونا کیٹونی گروپ کی موجودگی کی تصدیق کرتا ہے۔

15.2 مطلوبہ اشیا

(1) آلات	(2) کیمیائی اشیا
ٹیسٹ ٹیوب، ٹیسٹ ٹیوب اسٹینڈ، ہولڈر واٹر باٹ، ٹرائی پوڈاسٹینڈ	نامیاتی مرکبات کے نمونے، برومین واٹر، قلعوی پوٹاشیم پرومینگنیٹ محلول، تعدیلی فیرک کلورائیڈ محلول، سوڈیم نائٹرائٹ (ٹھوس) (المس پیپر، سوڈیم ہائڈروجن کاربونیٹ الکفل مرتکز سلفیورک ایسڈ 2.4DNP محلول سوڈیم ہائی سلفائیڈ محلول - وائی نائٹرو و بینزین ٹھوس، سوڈیم نائٹرو پر و سائیڈ سوڈیم ہائڈروکسائیڈ (10% محلول) فیبلنگ ریجنٹ شفٹس ریجنٹ اور ٹائلس ریجنٹ

15.3 تجربہ کو کس طرح انجام دینا ہے

ٹیسٹ منظم انداز میں انجام دیے جانے چاہئیں جیسا کہ مندرجہ ذیل جدول میں بیان کیا گیا ہے۔ سبھی فنکشنل گروپوں کی جانچ کی جانی چاہیے۔ انجام دیے گئے تجربات کو مندرجہ ذیل طریقے سے درج کیجیے۔

جدول 1: غیر سیرشدگی کے لیے نیست

نتیجہ	مشاہدہ	تجربہ
غیر سیرشدگی کی موجودگی یا غیر سیرشدگی کی عدم موجودگی	برومین کا رنگ غائب ہو جاتا ہے۔ یا برومین کا رنگ غائب نہیں ہوتا	(a) پانی یا CCl_4 میں 0.2g نامیاتی مرکب کا محلول بنائیے اور اس میں برومین واٹر یا CCl_4 میں برومین کا محلول بوند بوند کر کے ملائیے آمیزہ کو اچھی طرح ہلائیے۔ آمیزہ کو اچھی طرح ہلائیے
غیر سیرشدگی کی موجودگی یا غیر سیرشدگی کی عدم موجودگی	$KMnO_4$ کا رنگ غائب ہو جاتا ہے یا $KMnO_4$ کا رنگ غائب نہیں ہوتا ہے	(b) نامیاتی مرکب (0.5g) میں 0.5 کا $KMnO_4$ آبی محلول بوند بوند کر کے ملائیے۔

جدول 2 فینولی، ہاندر و کنسل گروپ کے لیے نیست

مرکب تیزابی نوعیت کا ہے فینولی گروپ یا کار بوکسلک گروپ موجود ہو سکتا ہے فینولی یا کار بوکسیلک گروپ کی عدم موجودگی فینول گروپ موجود ہے۔	نیلا، سبز چاشنی یا گلابی رنگ ظاہر ہوتا ہے یا کوئی مخصوص رنگ ظاہر نہیں ہوتا	(a) 50 mg نامیاتی مرکب کو 1-2 mL پانی یا الکل میں حل کیسے محلول کا ایک قطرہ نیلے نمس پیپر پر ڈالے
فینولی گروپ موجود نہیں ہے	نیلا، سبز، بنفشی یا گلابی رنگ ظاہر ہوتا ہے یا کوئی مخصوص رنگ ظاہر نہیں ہوتا	(b) پانی یا الکل میں مرکب کا محلول بتائیے اور اس میں تازہ تیار کیا ہوا تعدیلی فیرک کلورائڈ کا ایک قطرہ ملائیے۔
فینولی گروپ موجود ہے فینولی گروپ موجود ہے	گہرا نیلا یا سبز رنگ ظاہر ہوتا ہے۔ رنگ تبدیل ہو کر سرخ ہو جاتا ہے	(c) ایک خشک ٹیسٹ ٹیوب میں تقریباً 50 mg نامیاتی مرکب کو سوڈیم نائٹریٹ (2-3) کے ساتھ 30 سیکنڈ تک آہستہ آہستہ گرم کیجیے۔ آمیزہ کو ٹھنڈا کیجیے اور اس میں 1 mL مرکنز H_2SO_4 ملائیے۔
		(ii) مذکورہ بالا آمیزہ میں 2-3 ml پانی ملائیے۔
فینولی گروپ موجود نہیں ہے۔	نیلا یا سبز رنگ یا منفی ٹیسٹ	(iii) مذکورہ بالا آمیزہ میں NaOH محلول ملائیے

احتیاط

- 1- فینول بہت زیادہ تاکلی ہوتا ہے۔ اس سے جلد پر چھالے (پھچھولے) پڑ سکتے ہیں لہذا اسے احتیاط کے ساتھ استعمال کیجیے۔
- 2- تعدیلی فیرک کلورائڈ کو تازہ تیار کیجیے۔ تفصیل کے لیے ضمیمہ دیکھیے۔
- 3- فینول، نیلے نمس کو لال کر دیتا ہے۔ کار بوکسلک ایسڈ بھی یہی ٹیسٹ دیتا ہے مگر فینول، سوڈیم ہائڈروجن کاربونیٹ کو تحلیل نہیں کرتا ہے۔
- 4- فینولی گروپ کے ٹیسٹ کے لیے فینول کے بجائے پھول بھی دیا جاسکتا ہے۔

جدول 3 کاربوکسلیک ایسڈ کے لیے ٹیسٹ

نتیجہ	مشاہدہ	تجربہ
COOH- گروپ موجود ہو سکتا ہے	نیلا شمس لال ہو جاتا ہے	(a) نامیاتی مرکب کے آبی محلول کو نیلے شمس پیپر پر ڈالیے۔
COOH- گروپ کی عدم موجودگی	کوئی تبدیلی نہیں	
COOH- گروپ موجود ہے	بدبواہت کے ساتھ گیس نکلتی ہے	(b) 0.2g نامیاتی مرکب میں سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ کا سیر شدہ محلول ملائیے۔
COOH- گروپ کی عدم موجودگی	کوئی گیس خارج نہیں ہوتی	
COOH- گروپ موجود ہے۔	پھلوں جیسی بو آتی ہے	(c) ایسٹریزاسی
COOH- گروپ موجود نہیں ہے۔	پھلوں جیسی بو نہیں آتی	0.2 g نامیاتی مرکب میں اتنی ہی یا مقدار اسٹھائل الکل ملائیے اور پھر ایک قطرہ مرکب H ₂ SO ₄ ملا کر آمیزہ کو واٹر ہاتھ میں گرم کیجیے۔

جدول 4: ایلڈ، بھانڈا اور کیلون کے لیے ٹیسٹ

نتیجہ	مشاہدہ	تجربہ
کاربوئل گروپ موجود (>CH یا CO) >C=O	زرد یا نارنجی رسوب	(a) نامیاتی مرکب کے 1mL محلول میں 5 ملی 2,4DNP ریجنٹ ملائیے۔ محلول کو واٹر ہاتھ میں گرم کیجیے۔
>C=O, -CHO موجود ہے	سفید رسوب	(b) 0.5g نامیاتی مرکب کو 2011 سیر شدہ سوڈیم ہائی سلفائیٹ محلول کے ساتھ ہلائے۔
ایلڈ بھانڈا (-CHO) گروپ موجود ہے۔	Cu ₂ O کا سرخ رسوب	(c) فیہلنگ محلول A اور B کی مساوی مقدار لے کر اس میں 0.2g نامیاتی مرکب ملائیے اور آمیزہ کو واٹر ہاتھ میں 5 منٹ تک گرم کیجیے۔

ایلد ہیپانڈ (-CHO) گروپ موجود ہے۔	ٹیسٹ ٹیوب کے اندر کی طرف سلور میر رہتا ہے	(d) 1 ملی لیٹر $AgNO_3$ محلول میں ڈائی لیوٹ $NaOH$ محلول کا ایک قطرہ ملائیے۔ اب اس میں امونیم ہائڈروکسائیڈ کو بوند بوند کر کے اس وقت تک ملائیے جب تک کہ رسوب حل نہیں ہو جاتا۔ اس محلول میں 0.12 نامیاتی مرکب ملا کر واٹر ہاتھ میں 5 منٹ تک گرم کیجیے۔
کیٹون ($C=O$) گروپ موجود ہے۔	سرخ رنگ	(e) 0.58 نامیاتی مرکب میں 1mL سوڈیم نائٹرو پروسائیڈ محلول ملائیے۔ آمیزہ کو ہالا پیئے اور اس میں $NaOH$ محلول کو بوند بوند کر کے ملائیے۔
کیٹون ($C=O$) گروپ موجود ہے۔	بہنی رنگ آہستہ آہستہ پھیکا پڑنے لگتا ہے۔	(f) 0.1g نامیاتی مرکب میں 0.1 گرام m -ڈائی نائٹرو بینزین ملائیے۔ 1mL ڈائی وٹ $NaOH$ محلول ملا کر اچھی طرح ہلائے۔

احتیاط

- 1- ٹائلس ریجنٹ تازہ تیار کیا ہوا ہونا چاہیے۔
- 2- پیزل ڈیہائیڈ بہت آہستہ آہستہ تعامل کرتا ہے اور عام طور سے سلیٹی/ خاکستری رنگ کا رسوب بنتا ہے۔ ٹیوب کو وقتاً فوقتاً زور سے ہلاتے رہیے تاکہ تیل کے بلبلے ختم ہو جائیں۔
- 3- ٹیسٹ ٹیوب کو گرم سوڈیم ہائڈروکسائیڈ محلول سے اچھی طرح دھوئیے اور اس کے بعد اسے پانی سے دھو ڈالیے۔

مخصوص مثالیں

یہ تجربہ کا حصہ نہیں ہے)

مثال 1:

کیمسٹری لیباریٹری مینول

تجربہ کا مقصد: کیمیائی جانچ کے ذریعے اس بات کی شناخت کرنا کہ نمونہ A اور B میں سے کون بینزل ڈیہائیڈ ہے اور کون ایسیون آلات: ٹیسٹ ٹیوب۔

کیمیائی اشیا: سلور نائٹریٹ محلول، امونیم ہائڈروکسائیڈ، آیوڈین محلول اور سوڈیم ہائڈروکسائیڈ
مشا؟ دات: مرکبات ۸ اور B کے ساتھ مندرجہ ذیل کیمیکل ٹیسٹ انجام دیجیے۔

		تجربہ
مرکب B	مرکب A	
بے رنگ رقیق	بے رنگ رقیق رکھنے پر زرد ہو جاتا ہے)	1- رنگ اور طبعی حالت
پسندیدہ بو	کڑوے بادام جیسی بو	2- بو
حل پذیر غیر حل پذیر غیر حل پذیر غیر حل پذیر	غیر حل پذیر غیر حل پذیر غیر حل پذیر غیر حل پذیر	3- حل پذیری (i) پانی میں (ii) NaOH محلول میں (iii) NaHCO ₃ کا 5% محلول (iv) مرکنز HCl
	چمکدار سلور مر رہتا ہے	4- کیمیائی جانچ (کیمیکل ٹیسٹ) (i) ٹائلس ٹیسٹ: 1mL(a) سلور نائٹریٹ محلول کو ایک صاف ستھری ٹیسٹ ٹیوب میں لے کر اس میں ایک بوند ڈائی لیوٹ NaOH محلول کی ملائیے۔ بھورے رنگ کا رسوب بنتا ہے۔ امونیا محلول کو بوند بوند کر کے اس وقت تک ملائیے جب تک کہ رسوب حل نہیں ہو جاتا۔ اب اس میں 0.5mL رقیق A ملائیے اور ٹیسٹ ٹیوب کو ایلٹے ہوئے پانی کے بیکر میں 5 منٹ تک گرم کیجیے۔ (b) اس ٹیسٹ کو رقیق B کے ساتھ دہرائیے
سلور مرد یا سرخ رنگ ظاہر نہیں ہوتا	کوئی امتیازی رنگ نہیں ظاہر ہوتا ہے	(ii) سوڈیم نائٹرو پروسائڈ 1mL سوڈیم نائٹرو پروسائڈ کو 0.5ml رقیق A اور B میں الگ الگ ٹیسٹ ٹیوب میں ملائیے۔ دونوں ٹیسٹ ٹیوب میں NaOH محلول ملائیے اور اچھی طرح ہلایئے۔
	بخشی رنگ ظاہر ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ کوئی امتیازی رنگ نہیں ظاہر ہوتا ہے۔	(iii) (a) رقیق B 1 کی 0.5ml مقدار کو 1.50 ٹھوس ڈائی نائٹرو بیزین میں ملائیے اور پھر NaOH ملا کر مواد کو اچھی طرح ہلایئے۔ (b) اس تجربہ کو رقیق A کے ساتھ دہرائیے

نتیجہ: :مرکب A بینزل ڈیہائڈ اور مرکب B ایسٹون ہے۔

مثال 2:

تجربہ کا مقصد: کیمیائی جانچ کے ذریعے اس بات کی شناخت کرنا کہ نمونہ C اور D میں سے کون فینول اور کون بینز ونگ ایسڈ ہے۔

آلات: ٹیسٹ ٹیوب

کیمیائی اشیا: سوڈیم نائٹرائٹ، سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ


مشاہدات

تجربہ		
مرکب B	مرکب A	
	بے رنگ یا گلابی کر سکی ٹھوس	1- رنگ اور طبعی حالت
بغیر بو والا	کار بولک	2 بو
بہت کم حل پذیر حل پذیر حل پذیر حل پذیر	بہت کم حل پذیر، ایملشن بنتا ہے غیر حل پذیر غیر حل پذیر غیر حل پذیر	3- حل پذیری (i) پانی میں (ii) ڈائی لیوٹ NaOH محلول (iii) NaHCO ₃ کا 5% محلول (vi) مرتکز HCl
لال ہو جاتا ہے	لال ہو جاتا ہے	4- نیلا ٹیسٹ
	گہرا نیلا یا سبز رنگ	5- کیمیائی جانچ (i) لبرامین ٹیسٹ: (a) مرکب C کی تھوڑی سی مقدار لے کر لبرامین ٹیسٹ انجام دیجیے۔ طریقہ کے لیے جدول میں تجربہ ملاحظہ کیجیے۔ (b) اس تجربہ کو مرکب D کی تھوڑی سی مقدار کے ساتھ دہرائیے۔
کوئی رنگ ظاہر نہیں ہوتا	کوئی بد بواہت نہیں	(ii) سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ ٹیسٹ: (a) ایک صاف ستھری ٹیسٹ ٹیوب میں NaHCO ₃ کے 10% محلول کی 3mL مقدار لیجیے اور اس میں مرکب C کا کچھ حصہ ملائیے اور گرم کیجیے۔ (b) اس تجربہ کو مرکب D کی تھوڑی سی مقدار کے ساتھ دہرائیے۔

نتیجہ: دیے ہوئے نامیاتی مرکب _____ فنکشنل گروپ پر مشتمل ہے۔

15.4 اپنی تفہیم کی جانچ کیجیے۔

- 1- مندرجہ ذیل مرکبات میں موجود فنکشنل گروپ کا نام بتائیے۔ فینول، بینز وٹک ایسڈ، سیلیسائٹک ایسڈ اور ایسٹون۔
- 2- مندرجہ ذیل مرکبات کے جوڑوں کے درمیان آپ کسی طرح فرق کریں گے؟
 - (a) ایسیٹک ایسڈ اور ایسیٹیل ڈیہائڈ
 - (b) ایسیٹک ایسڈ اور فینول
- 3- $C_6H_5 - CH = CH_2$ پر بردمین واٹرٹھیٹ کا تعامل لکھیے۔
- 4- مندرجہ ذیل مرکب کون سا ٹیسٹ دے گا؟



- 5- بیئر ریجنٹ کیا ہے۔
- 6- ٹالنس ریجنٹ کو تازہ تیار کرنا چاہیے۔ کیوں؟
- 7- فینول اور بینز وٹک ایک میں سے کون سا مرکب تیزابی ہے؟
- 8- آپ فینول اور کریونس کے درمیان کسی طرح فرق کریں گے؟
- 9- آپ مرکب میں کاربوٹیل گروپ کی موجودگی کا پتہ کس طرح لگائیں گے؟
- 10- ایرومیٹک مرکب کی ایک مثال دیجیے جسے میتھائل کیٹون کے نام سے جانا جاتا ہے۔

15.5 استاد کے لیے نوٹ

- 1- طلبا کو مشتق کے لیے ایک ہی فنکشنل گروپ کے متعدد نمونے دیے جائیں۔
- 2- فینول بہت زیادہ تاکلی ہوتا ہے۔ فینولی گروپ کے ٹیسٹ کے لیے طلبا کو پھول یاں، p-m-no، کریسول وغیرہ دیے جاسکتے ہیں۔ طلبا کو اس وقت تک فینول براہ راست مت دیجیے جب تک کہ وہ اسے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کے اہل نہ ہوں۔
- 3- تاکلی اشیا کو استعمال کرتے وقت طلبا سے لیب کوٹ پہننے اور دستاں پہننے کے لیے کہا جائے۔
- 4- طلبا اور اسٹنٹ کو یہ ہدایت دیجیے کہ اشتعال پذیر اشیا کو برتر سے دور رکھا جائے۔
- 5- اس سیکشن میں ایک نمونہ ورک شیٹ دی گئی ہے۔ طلبا سے کہیے کہ وہ تجربات کا اندراج اسی شکل میں کریں۔

15.6- اپنے جوابات کی جانچ کیجیے

1- مندرجہ ذیل مرکبات میں موجود نکلشنل گروپ ہیں

فینول- فینولی گروپ

بیزونک ایسڈ- کاربوکسلک ایسڈ

سیلیسائٹک ایسڈ- فینولی گروپ اور کاربوکسلک گروپ

ایسٹون- کیٹونی گروپ

2- ایسٹون اور ایسیل ڈیہائیڈ کے درمیان فرق کرنے کے لیے مندرجہ ذیل ٹیسٹ انجام دیے جاسکتے ہیں:

(i) فیہلنگ ٹیسٹ


(ii) ٹالنس ٹیسٹ

(ii) سوڈیم نائٹروپروسائیڈ ٹیسٹ

(iv) m ڈائی نائٹرو بیزین ٹیسٹ

جن تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا جائے گا وہ مندرجہ ذیل جدول میں دی گئی ہیں

ایسٹون	ایڈیہائیڈ	ٹیسٹ	نمبر شمار
x	لال رنگ نظر آتا ہے	فیہلنگ ٹیسٹ	(a)
x	سلور میں رہتا ہے	ٹالنس ٹیسٹ	(b)
بنفشی رنگ		سوڈیم نائٹروپروسائیڈ ٹیسٹ	(c)
لال رنگ		m- ڈائی نائٹرو بیزین ٹیسٹ	(d)



مندرجہ ذیل ٹیسٹ دے گا



(i) ڈیل بوٹڈ کی وجہ سے سیرشدگی کے لیے مثبت نیٹ

(ii) کاربوکسلک گروپ کے لیے مثبت ٹیسٹ

لہذا مرکب برومین واٹر کے ساتھ مثبت ٹیسٹ دے گا اور سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ کے ساتھ مثبت ٹیسٹ دے گا۔

- 5- بیئر ریجنٹ پوٹاشیم پرمینگنیٹ کا قلوبی محلول ہے (تفصیل کے لیے ضمیمہ دیکھیں)۔
- 6- ٹالنس ریجنٹ امونیکل سلور نائٹریٹ کا محلول ہے۔ اسے تازہ تیار کرنا چاہیے کیونکہ یہ غیر مستحکم ہوتا ہے اور آسانی سے Ag_2O میں اور پھر سلور میں تحلیل ہو جاتا ہے۔
- 7- بیئرونگ ایسڈ فینول کے مقابلے قومی تیزاب ہے۔ جیزونک ایسڈ سوڈیم ہائڈروجن کاربونیٹ محلول کے ساتھ تیزی سے بد بدابھٹ پیدا کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس پیدا ہوتی ہے۔ فینول، سوڈیم ہائڈروجن کاربونیٹ کے ساتھ مثبت ٹیسٹ نہیں دیتا ہے کیونکہ یہ کمزور تیزاب ہے۔
- 8- فینول اور کریسول کے درمیان فرق کرنے کے لیے تعدیلی فیرک کلورائیڈ میٹ انجام دیا جاتا ہے۔ فینول لال رنگ دیتا ہے اور۔ اور۔ کریسول بنفشی رنگ دیتا ہے۔
- 9- کاربوتل مرکبات 42 ڈائی نائٹرو فینائل ہائڈرازین ٹیسٹ اور سوڈیم ہائی سلفیٹ ٹیسٹ دیتا ہے۔ دونوں ہی معاملوں میں کرسٹلی رسوب بنتے ہیں۔
- 10- میتھائل کیٹون کی مثال ایسیو فینون ہے۔ اس کا فارمولا ہے:



ضمیمہ

عام لیباریٹری ریجنٹ کی تیاری

1. **برومین واٹر:** 5ml رقیق برومین کو ایک مخروطی فلاسک میں 100 کشیدہ پانی میں ملا کر ہلایئے۔ شفاف محلول کو بوتل میں منتھار لیجیے اور اسے اسٹاپر سے ڈھک دیجیے۔
2. **CCl₄ میں برومین:** 4mL رقیق برومین کو 100 کاربن ٹیٹراکلورائیڈ میں ملا کر ہلایئے اور بوتل پر اسٹاپر لگا دیجیے۔
3. **قلوی پوٹاشیم پرمینگنیٹ محلول (کبیر ریجنٹ):** 1g ٹھوس پوٹاشیم پرمینگنیٹ کو 100mL کشیدہ پانی میں حل کیجیے۔ اب اس میں 1g این ہائیڈروکسائیڈ (ناہیدہ) سوڈیم کاربونیٹ ملائیے۔ آمیزہ کو حل کرنے کے لیے اچھی طرح ہلایئے اور بوتل پر اسٹاپر لگائیے۔
4. **تعدیلی فیرک کلورائیڈ:** 2ml فیرک کلورائیڈ محلول کو ایک صاف ستھری ٹیسٹ ٹیوب میں لیجیے۔ اس میں امونیم ہائیڈروکسائیڈ کو اس وقت تک ملائیے جب تک کہ بھورے رنگ کا رسوب نہیں بن جاتا۔ اب اس میں اصل فیرک کلورائیڈ محلول کو رسوب کے غائب ہوجانے تک ملائیے۔
5. **4'2 ڈائی نائٹرو فینا کہا کڈ رازین (2,4-DP):** 2 گرام 2,4-DNP کو 100 میتھنل میں ملا کر اس میں 4mL مرکنز سلفیورک ایسڈ ملائیے۔ اگر ضروری ہو تو اسے چھان لیجیے۔
6. **سوڈیم ہائی سلفائیٹ محلول:** 30g سوڈیم ہائی سلفائیٹ کو 100mL کشیدہ پانی میں ملائیے۔
7. **شفس ریجنٹ:** 0.1g نشان (p-rosaniline hydro chloride) کو 100mL پانی میں ملائیے۔ اس میں سلفر ڈائی آکسائیڈ کو اس وقت تک ملائیے جب تک اس کا سرخ رنگ ڈسچارج نہیں ہو جاتا۔ چھان لیجیے اور مقطر کو استعمال کیجیے۔
8. (a) **فیہلنگ محلول:** 35g کرٹلی کا پرسلفیٹ کو 500 ml پانی میں حل کیجیے۔ اب اس میں 3 mL سلفیورک ایسڈ ملائیے۔
- (b) **فیہلنگ محلول B:** 173g روٹیل نمک (سوڈیم پوٹاشیم ٹائیٹریٹ) اور 8 (61) سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کو 500 پانی میں حل کیجیے۔
- (i) نوٹ: (i) فیہلنگ محلول A اور فیہلنگ محلول 13 بازار میں بھی دستیاب ہیں۔ (ii) ٹیسٹ کو انجام دینے سے ٹھیک پہلے فیہلنگ محلول A اور فیہلنگ محلول B کو مساوی مقدار میں ملائیے۔
9. **ٹائلس ریجنٹ:** 2mL سلور نائٹریٹ محلول کو ایک صاف ستھری ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالیے۔ اس میں سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ محلول (10%) کے دو قطرے ملائیے۔ بھورے رنگ کا رسوب بن جاتا ہے۔ اب اس میں ڈائی لیوٹ امونیم ہائیڈروکسائیڈ محلول کو بوند بوند کر کے اس وقت تک ملائیے جب تک سلور آکسائیڈ کا بھورا رسوب دوبارہ ہی مل نہیں ہو جاتا۔
10. **مرکنز سلفیورک ایسڈ:** 18 M محلول کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
11. **مرکنز ہائیڈروکلورک ایسڈ:** 12M محلول کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

12. مرتکز نائٹرک ایسڈ: 16M محلول کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
13. ایسیٹک ایسڈ (گلیشیل): 11M محلول کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
14. ڈائی لیوٹ سلفیورک ایسڈ 12M: 111mL مرتکز سلفیورک ایسڈ کو آہستہ آہستہ 500mL کشیدہ پانی میں ملائے اور آمیزہ کو مسلسل طور پر چلاتے رہے۔ ٹھنڈا کیجیے اور حجم کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
15. ڈائی لیوٹ ہائڈروکلورک ایسڈ 4M: 333.3mL مرتکز HCl کو کشیدہ پانی میں ملائے اور حجم کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
16. ڈائی لیوٹ نائٹرک ایسڈ 4M: 200 mL مرتکز نائٹرک ایسڈ کو کشیدہ پانی میں ملائے اور حجم کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
17. ڈائی لیوٹ ایسیٹک ایسڈ 2M: 182mL گلیشیل ایسیٹک ایسڈ کو کشیدہ پانی میں ملائے اور حجم کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
18. امونیا محلول: 15M محلول کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
19. ڈائی لیوٹ امونیا محلول 4M: 266.6mL مرتکز امونیا محلول کو کشیدہ پانی میں ملائے اور حجم کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
20. امونیم کلورائیڈ 4M: 214g نمک کو ایک لیٹر کشیدہ پانی میں حل کیجیے۔
21. امونیم کاربونیٹ 2M: 192g امونیم کاربونیٹ کو ایک لیٹر کشیدہ پانی میں حل کیجیے۔
22. امونیم ایسیٹیٹ 3M: 231g نمک کو ایک لیٹر کشیدہ پانی میں حل کیجیے۔
23. امونیم سلفیٹ 1M: 132g نمک کو ایک لیٹر کشیدہ پانی میں حل کیجیے۔
24. امونیم آگزیڈائیٹ 0.5M: 71g نمک کو ایک لیٹر کشیدہ پانی میں حل کیجیے۔
25. امونیم مالڈیٹ 0.5M: 88g نمک کو 120mL مرتکز امونیا محلول اور 80mL کشیدہ پانی کے آمیزہ میں حل کیجیے۔ اس میں 1240g امونیم نائٹریٹ ملائے اور اسے ڈائی لیوٹ کر کے ایک لیٹر بنا لیجیے۔
26. پیریم کلورائیڈ 0.2M: 48.8g نمک کو کشیدہ پانی میں ملائے اور حجم کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
27. کلورین واٹر: ایک لیٹر کشیدہ پانی لیجیے اور اسے کلورین گیس کے ساتھ سیر شدہ بنا لیجیے اور محلول کو گہرے رنگ کی بوتل میں رکھیے۔
28. کیلشیم کلورائیڈ 0.2M: 43.8g نمک کو کشیدہ پانی میں ملائے اور حجم کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
29. کارپرفیٹ 0.5M: 124.75g نمک کو کشیدہ پانی میں حل کیجیے اور اس میں ڈائی لیوٹ ایسیٹک ایسڈ کے چند قطرے ملائے اور حجم کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
30. کوبالٹ نائٹریٹ 0.15M: 43.8g نمک کو کشیدہ پانی میں ملائے اور حجم کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
31. ڈائی میتھائل گلائو آکسیم 1%: ٹھوس کی 10g مقدار کو اس تھائل الکحل میں حل کیجیے اور کشیدہ پانی ملا کر حجم کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
32. فیرک کلورائیڈ 0.5M: 135g نمک کو کشیدہ پانی میں ملائے۔ اس میں 20mL مرتکز ہائڈروکلورک ایسڈ ملا کر محلول کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
33. فیرس سلفیٹ 0.5M: 138.5g نمک کو کشیدہ پانی میں حل کیجیے۔ اس میں 10mL مرتکز سلفیورک ایسڈ ملا کر محلول کو ایک لیٹر کر لیجیے۔

34. **آیوڈین محلول 0.05M:** 12.7g آیوڈین کرشلوں کو کشیدہ پانی میں حل کیجیے۔ اس میں 20 کا پوٹاشیم آیوڈائیڈ ملا کر محلول کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
35. **چونے کا پانی:** چونے کی کسی مقدار کو کشیدہ پانی میں حل کیجیے۔ کچھ دیر کے بعد محلول کو چھان لیجیے اور مقطر کو ریجنٹ بوتل میں بھر لیجیے۔
36. **ٹمس محلول (نیلا):** 10g نمس کو کشیدہ پانی میں حل کیجیے اور محلول کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
37. **ٹمس محلول (لال):** خیلی ٹمس محلول میں ہائڈروکلورک ایسڈ کے 10 قطرے ملائیے۔
38. لیڈ ایسیٹیٹ 0.1M: 37.9g نمک کو 500mL کشیدہ پانی میں حل کیجیے۔ اب اس میں تھوڑا سا ایسیٹک ایسڈ ملا کر حجم کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
39. **میتھائل اورنج:** 1g ٹھوس کو کشیدہ پانی میں حل کیجیے اور محلول کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
40. **مرکیورک کلورائیڈ 10.1M:** 27.2g نمک کو کشیدہ پانی میں حل کیجیے اور محلول کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
41. نیسلر ریجنٹ: 23g مرکیورک آیوڈائیڈ اور 16g پوٹاشیم آیوڈائیڈ کو کشیدہ پانی میں حل کیجیے اور حجم کو 100mL کر لیجیے۔ اب اس میں 150 ملی لیٹر NaOH محلول ملائیے۔ اسے 24 گھنٹے کے لیے یونہی چھوڑ دیجیے اور پھر محلول کو نتھار کر گہرے رنگ کی بوتلوں میں بھر لیجیے۔
42. **پوٹاشیم کرومیٹ 0.2M:** 38.8g نمک کو کشیدہ پانی میں حل کیجیے اور محلول کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
43. **پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ 0.1M:** 29.4g نمک کو کشیدہ پانی میں حل کیجیے اور محلول کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
44. **پوٹاشیم آیوڈائیڈ 0.2M:** 33.2g نمک کو کشیدہ پانی میں حل کیجیے اور محلول کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
45. **پوٹاشیم تھائیوسائیٹ 0.2M:** 19.4g نمک کو کشیدہ پانی میں حل کیجیے اور محلول کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
46. **پوٹاشیم پرمینگنیٹ 0.2M:** 6.32g نمک کو کشیدہ پانی میں حل کیجیے اور محلول کو ایک لیٹر کر لیجیے۔ محلول کو گرم کیجیے اور چھان لیجیے۔
47. **پوٹاشیم فیروسیانائیڈ 0.1M:** 42.2g نمک کو کشیدہ پانی میں حل سمجھ کر اور محلول کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
48. **پوٹاشیم فیرویسیانائیڈ 0.2M:** 65.8g نمک کو کشیدہ پانی میں حل کیجیے اور محلول کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
49. **فینالفتھلین 0.1%:** 0.25g ٹھوس کو 125mL میتھائل الکل میں حل کیجیے اور پھر اس میں 125mL کشیدہ پانی ملائیے۔
50. **سوڈیم ہائڈروکسائیڈ 4M:** 160g سوڈیم ہائڈروکسائیڈ پیلیٹ کو کشیدہ پانی میں حل کیجیے اور محلول کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
51. **سلورنائٹریٹ 0.1M:** 17g نمک کو کشیدہ پانی میں حل کیجیے اور محلول کو ایک لیٹر کر لیجیے۔ اسے بھورے رنگ کی بوتل میں بھر لیجیے۔
52. **اسٹارچ:** 1g اسٹارچ کا ٹھنڈے پانی میں پیسٹ کیجیے اور پھر اس میں 100mL ابلتا ہوا پانی ملائیے۔ محلول کو مسلسل چلاتے رہیے۔ اب محلول کو ٹھنڈا ہونے دیجیے۔

53. سوڈیم ہائیڈروجن فاسفیٹ $0.1M:35.8g$ نمک کو کشیدہ پانی میں حل کیجیے اور محلول کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
54. سوڈیم نائٹرو پروسائیڈ $0.03M:1g$ ٹھوس کو $100mL$ کشیدہ پانی میں حل کیجیے۔
55. سوڈیم کوبالٹ نائٹریٹ $0.16M:64.64g$ نمک کو کشیدہ پانی میں حل کیجیے اور محلول کو ایک لیٹر کر لیجیے۔
56. اسٹینس کلورائیڈ $0.5M:13g$ نمک کو $200mL$ مرتکز ہائیڈروکلورک ایسڈ میں حل کیجیے (اگر ضروری ہو تو گرم کیجیے) اس میں دھاتی جن کے کچھ ٹکڑے ملائیے اور محلول کو ایک لیٹر بنا لیجیے۔
57. زرد امونیم سلفائیڈ: ایک بوتل میں تقریباً 200 مرتکز امونیا محلول لیجیے اور اسے H_2S گیس کے ساتھ سیر شدہ بنائیے۔ اب اس میں 108 سلفر کے پھول ملائیے اور محلول کو اس وقت تک ہلاتے رہیے جب تک کہ سلفر مکمل طور پر حل نہیں ہو جاتا محلول میں کشیدہ پانی ملا کر اسے ایک لیٹر کر لیجیے۔

کیمسٹری میں عملی کام کے لئے نصاب

عملی کام میں موجودہ کورس کے مقاصد درج ذیل ہیں:

1. لیبارٹری کی مہارتوں اور تکنیکوں کو فروغ دینا اور فروغ دینا
 2. طالب علم کو بنیادی کیمیائی تصورات کو سمجھنے کے قابل بنانے کے لئے.
 3. کیمیائی مرکب اور مرکب کا تجزیہ اور تجزیہ کرنے کی بنیادی صلاحیت کو فروغ دینا.
- ان مقاصد کو پورا کرنے کے لئے موجودہ عملی کورس میں تین مختلف قسم کے لیبارٹری تجربات فراہم کیے جاتے ہیں۔

1. لیبارٹری کی مہارت/تکنیک تیار کرنے کے لئے تجربہ
2. تصور پر مبنی تجربات
3. روایتی تجربات (کیمیائی مادوں کا تجزیہ اور تجزیہ کرنے کے لئے)

عملیات کی فہرست

I- دیئے گئے نمک میں موجود آئن اور کیشن کی نشاندہی کریں اور صحیح نمک کی اطلاع دیں اور نمک کا تجزیہ کرنے میں اپنائے گئے منظم طریقہ کار کو ریکارڈ کریں۔

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a) $(NH_4)_2CO_3$ | g) $CaCl_2$ |
| b) NH_4Cl | h) $Pb(NO_3)_2$ |
| c) $(NH_4)_2SO_4$ | i) $CuSO_4$ |
| d) NH_4Br | j) $MnCl_2$ |
| e) $Al_2(SO_4)_3$ | k) $FeSO_4$ |
| f) $Al(NO_3)_3$ | l) $ZnSO_4$ |

II. دیئے گئے محلول میں موجود محلول کی مقدار کا تخمینہ لگائیں۔

سیکشن-اے

1. دیئے گئے محلول کے 250 ملی لیٹر میں موجود NaOH کی مقدار کا تخمینہ لگائیں 0.2 میٹر ہائیڈروکلورک ایسڈ حل فراہم کیا جاتا ہے۔

2. دیئے گئے حل کے 500 ملی لیٹر میں موجود HCl کی مقدار کا تخمینہ لگائیں 0.2 میٹر سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ حل فراہم کیا جاتا ہے۔

سیکشن-بی

3. Na_2CO_3 کی مقدار کا تخمینہ لگائیں جو محلول کے 100 ملی لیٹر میں موجود 0.2 ایم ایچ سی ایل حل فراہم کیا جاتا ہے۔

4. دیئے گئے حل کے 250 ملی لیٹر میں موجود HCl کی مقدار کا تخمینہ لگائیں 0.1 Na₂CO₃ فراہم کیا جاتا ہے۔
سیکشن - سی

5. H₂SO₄ کی مقدار کا تخمینہ لگائیں دیئے گئے محلول کے 1000 ملی لیٹر میں موجود 0.2 NaOH فراہم کیا جاتا ہے۔

6. 500 ملی لیٹر محلول 0.1 m H₂SO₄ میں موجود NaOH کی مقدار کا تخمینہ لگائیں 2 تو 4 حل فراہم کیا جاتا ہے۔
سیکشن - ڈی

7. Na₂CO₃ کی مقدار کا تخمینہ لگائیں۔ دیئے گئے محلول کے 250 ملی لیٹر 0.1 H₂SO₄ میں موجود ہے۔

8. H₂SO₄ کی مقدار کا تخمینہ لگائیں 100 ملی لیٹر دیئے گئے محلول میں 0.1 Na₂CO₃ حل فراہم کیا جاتا ہے۔
سیکشن - ای

9. دیئے گئے محلول 0.02m KMnO₄ کے 250 ملی لیٹر میں موجود فیرس امونیم سلفیٹ کی مقدار کا تخمینہ لگائیں۔

10. KMnO₄ کی مقدار کا تخمینہ لگائیں 100 ملی لیٹر دیئے گئے محلول میں موجود 0.1 میٹر مہر نمک کا محلول فراہم کیا جاتا ہے۔
سیکشن - ایف

11. دیئے گئے محلول 0.02 ایم کے ایم این او کے 500 ملی لیٹر میں موجود آکسالاک ایسڈ کی مقدار کا تخمینہ لگائیں۔ 4 حل فراہم کیا جاتا ہے۔

12. KMnO₄ کی مقدار کا تخمینہ لگائیں۔ دیئے گئے محلول کے 250 ملی لیٹر میں موجود 0.1 ایم آکسالاک ایسڈ فراہم کیا جاتا ہے۔

-III- دیئے گئے نامیاتی مرکب میں پتہ لگانے والے عناصر

i. Aniline (C₆H₅NH₂)

ii. Chloroform (CHCl₃)

iii. Ether (C₂H₅-O-C₂H₅)

b. دیئے گئے نامیاتی مرکب میں فنکشنل گروپ کی شناخت کریں

i. Acetone

ii. Acetaldehyde

iii. Phenol

iv. Acetic acid

III. مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک تجربہ کریں۔

(a)

1. 2M معیاری حل تیار کریں H₂SO₄ کے اسٹاک حل سے

ii. 1M HCl حل تیار کریں

iii. 5M HNO₃ حل تیار کریں

(b) p^H عالمگیر اشارے استعمال کرتے ہوئے مندرجہ ذیل مادہ p^H پیپرس کا تعین کریں۔

.i نمک کا محلول دیا گیا ہے۔

.ii تیزاب کے حل مختلف کمزوری کے ساتھ

.iii مختلف کمزوریوں کے ساتھ الکالی حل

.iv پھلوں کا رس

(c) پگھلنے کے نقطہ کا تعین کریں (ایم پی) کیپلری ٹیوب کسی دیئے گئے ٹھوس مادے کی مدد سے

(d) وزن کے ذریعہ 250 ملی لیٹر، 0.1 ایم فیئرس امونیم سلفیٹ حل تیار کریں (تجزیاتی توازن استعمال کرتے ہوئے)

(e) مختلف درجہ حرارت پر پانی میں دیئے گئے ٹھوس مادوں کی حل پذیری کا مطالعہ کریں اور نقشے کی منصوبہ بندی کریں (tempt)

(vs Solubility

.iv ویوا-آواز

V. ریکارڈ